




- Integrierter Sicherheitsdeckel für sichere Aufbewahrung
- Stapelbares Design mit optimiertem Luftstrom
- 100 % Aluminium- und Edelstahlkonstruktion, komplett ohne Kunststoff
- Hitzebeständige, silikonisierte Griffe
- Sechs farbcodierte Deckel zur einfachen Identifikation
- Kompatibel mit Ventil-, PTFE- und Barrierefilterkassetten
- Ventil und Barrierefilter für nahezu lebenslangen Einsatz konzipiert
- PTFE-Kassette geeignet für bis zu 5.200 Sterilisationszyklen
- Strukturell verstärkte Wände behalten ihre Form auch bei wiederholter Hochtemperatursterilisation



Ventilsystem



Barriere Filter



PTFE Technologie

