



- Vollständig aus Edelstahl AISI 304 gefertigt für maximale Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Erhältlich in mehreren Größen, passend für unsere Sterilisationscontainer
- Individuell anpassbar mit Silikonhaltern, Edelstahltrennblechen und lasergravierten Kennzeichnungsschildern
- Zusätzlich bieten wir maßgeschneiderte Körbe für eine perfekte Passform bei jedem Eingriff
- Design geschützt
- Griffe heben sich bei Bedarf, verriegeln bei 90° und versenken sich automatisch
- Größere Perforationen an Boden und Deckel für bessere Reinigung
- Feinere Perforationen an den Seiten für Instrumentenschutz
- Optionale Füße in verschiedenen Höhen für bessere Entwässerung und sicheres Stapeln
- Perforationen reichen bis in die Ecken für vollständigen Dampfdurchtritt und effiziente Entwässerung

