



- Vollständig aus Edelstahl AISI 304 gefertigt für maximale Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Erhältlich in mehreren Größen, passend für unsere Sterilisationscontainer
- Individuell anpassbar mit Silikonhaltern, Edelstahltrennblechen und lasergravierten Kennzeichnungsschildern
- Zusätzlich bieten wir maßgeschneiderte Körbe für eine perfekte Passform bei jedem Eingriff
- Griffe heben sich bei Bedarf, verriegeln bei 90° und versenken sich automatisch
- Kleine Edelstahlplatte zur klaren Laserbeschriftung angebracht
- Drehverschluss sorgt für sicheren Halt und klappt weg, um Störungen zu vermeiden
- Alle Modelle unter 100 mm sind stapelbar und erhöhen die Effizienz im Betrieb

