



- 100 % Aluminium- und Edelstahlkonstruktion, kein Kunststoff
- Hitzebeständige, silikonisierte Griffe
- Stapelbares Design bei gleichzeitigem Luftdurchlass
- Sechs farbkodierte Deckel für einfache Identifikation
- Kompatibel mit Papierfiltern (Einmalgebrauch), PTFE-Filtern (bis zu 1200 Sterilisationszyklen) und Textilfiltern (Mehrfachzyklen)
- Ausstattbar mit Sicherheitsdeckel mit Außen-Drückknopf
- Strukturell verstärkte Wände behalten ihre Form auch bei wiederholter Hochtemperatursterilisation

