



- Integrierter Sicherheitsdeckel für eine sichere Aufbewahrung
- 100 % Aluminium- und Edelstahlkonstruktion, kein Kunststoff
- Geräuschgedämpfte und hitzebeständige, silikonisierte Griffe
- Stapelfähiges Design mit optimiertem Luftstrom
- Kompatibel mit Papierfiltern (Einmalgebrauch), PTFE-Filtern (bis zu 1200 Sterilisationszyklen) und Textilfiltern (Mehrfachzyklen)
- Sieben farblich gekennzeichnete Deckel und Griffe für effiziente Kategorisierung und klare Zuordnung
- Ausgelegt für die optionale Anbringung von Indikator- oder Identifikationsetiketten an beiden Griffseiten
- Strukturell verstärkte Wände behalten ihre Form auch bei wiederholter Hochtemperatursterilisation

