



- Vollständig aus Edelstahl AISI 304 gefertigt für maximale Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Erhältlich in verschiedenen Größen, passend für Standard-Sterilisationscontainer
- Individuell anpassbar mit Silikonhaltern, Edelstahltrennblechen und lasergravierten Kennzeichnungsschildern
- Zusätzlich fertigen wir auch maßgeschneiderte Körbe für eine perfekte Passform bei jedem Eingriff
- Griffe heben sich bei Bedarf, verriegeln bei 90° und versenken sich automatisch
- Hybridkorb mit reinigungsfreundlichem Drahtboden und -deckel
- Stabile Seitenplatten mit Perforation schützen Instrumente
- Drehverschluss sorgt für sicheren Halt und klappt weg, um Störungen zu vermeiden
- Boden und Deckel in drei Drahtvarianten erhältlich, anpassbar an Reinigungs- und Schutzanforderungen


Typ A



Typ B



Typ C



FDA FREIGEgeben CE

Die vollständige Produktübersicht finden Sie unter: <https://www.ermis-medizintechnik.de/download-1/>

