




- Kein Filterwechsel, wartungsfreies Design, nahezu langlebige Nutzung ohne Verbrauchsmaterialien
- Sterilisationsluftstrom mit Kontaminationsschutz
- Stapelbares Design mit luftstromfördernder Konstruktion
- Aluminiumdeckel aus einem Stück für maximale Stabilität
- Modularer Boden für vielseitige Anwendung
- 100 % Aluminium- und Edelstahlkonstruktion, kein Kunststoff
- Geräuschgedämpfte und hitzebeständige, silikonisierte Griffe
- Farbige Deckel und Griffe für eine effiziente Kategorisierung und klare Identifikation
- Zur optionalen Anbringung von Indikator- oder Identifikationsetiketten an beiden Griffseiten konzipiert
- Strukturell verstärkte Wände behalten ihre Form auch bei wiederholter Hochtemperatursterilisation

