




Ermis[®]
MedTech



STIEBKORB

BASKETS & ACCESSORIES

Im Herzen des Weltzentrums der Medizintechnik, als Nachfolger der Firma Ermis Medizintechnik e.K., versorgen wir seit 1998 unsere Kunden weltweit mit qualitativ hochwertigen Gütern für die ZSVA.

Dabei bedienen wir sowohl die Marktsegmente für wiederverwendbare Produkte, als auch für Einmalprodukte.

Als erfahrener Hersteller bieten wir eine breite Palette hochwertiger und maßgeschneiderter Produkte für die Krankenhäuser und Kliniken weltweit von individuell gestalteten Artikeln, über kundenspezifische Sets bis hin zu komplexen Baugruppen.

Die stetige Weiterentwicklung und enge Kooperation mit unseren Anwendern führt fortführend zu einer Erweiterung unseres Produktsortiments und unserem Know-How in der Medizintechnik.



From the world center of the Medical Technology as the successor of Ermis Medizintechnik e.K., we supply our customers worldwide since 1998 with high quality products for the CSSD. Thereby, we manage on both market segments for the reusable products and for single use products. As an experienced supplier we offer a wide range of high quality as well as customized products for the hospitals worldwide, individually designed items, from customized sets through to complex elements. The continuous development and close co-operation with our users lead each time to extension of our product line and our know-How in the medical technology.



Seite

Page

02	Einleitung / Introduction
03	Inhaltsverzeichnis / Index
04	Tabelle / Table
06	Laserbeschriftung / Laser Marking
07-10	Edelstahlsiebkörbekerbe perforiertes Blech Stainless Steel Perforated Trays
11-13	Lochblechedelstahlsiebkörbe Stainless Steel Perforated Sheet Screen Baskets
14-15	Drahtsiebkörbe gewellt Stainless Steel Crimp Square Hole Wire Mesh
16-18	Drahtsiebkörbe mit perforierter Seitenplatte Wire Baskets with Perforated Side Plate
19-22	Endoskopiesiebkörbe Endoscopy Wire Baskets
23-24	Kleinteilsiebkörbe / Small Parts Wire Baskets
25-27	Wäschekörbe / Laundry Baskets
28-30	Spezial Siebkörbe / Special Purpose Wire Baskets
31-40	Zubehör / Accessories
41	Sterilisationsverpackungen / Packaging for sterilisation

Aktuelle Zertifikate und AGB finden Sie auf unserer Internetseite:
www.ermis-medizintechnik.de

You find our current Certificates and General Terms and Conditions on our website:
www.ermis-medizintechnik.de

Bei den angebotenen Produkten kann es sich um ERMIS eigene Ware wie auch um Handelsware handeln.

The offered products can be concerned as Ermis's own product as well as trading products.

Unsere Produkte werden den regulatorischen Anforderungen entsprechend gekennzeichnet.

Our products will be marked according to the International Regulatory Requirements.
















Unsere Lieferungen und Leistungen richten sich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, nicht an Endverbraucher im Sinne § 13 BGB.

Our deliveries and services are directed at entrepreneurs within the meaning of § 14 BGB (German Civil Code), not at end consumers within the meaning of § 13 BGB.

Erklärung der Symbole / Explanation of symbols:

- +** Anwendbar / applicable
- Nicht anwendbar / not applicable
- 0** Begrenzte Anwendbarkeit / limited application

Anwendungsbereiche für unsere Sterilcontainer und Drahtsiebkörbe bei der Dampfsterilisation) nach DIN 58953, abschnitt 9 (Mai 1987)
 Suitability of our sterile container and wire baskets for steam sterilisation procedures) as per DIN 58953, part 9 (issue May 1987)

Sterilisation container	Packing		Steam sterilisation procedure acc. to DIN 58946, part I				
	Description	Symbolic representation and packing system	Gravitation procedure	Pre-vacuum procedure	Fractional vacuum procedure	Fractional flow procedure	Steam injection procedure
with filters (StB-F)	Textiles in sterilisation container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I			+	+	+	+
			0	0	+	+	+
	Textiles in sterilisation container with filter in lid, bottom not perforated acc. to DIN 58952 part I		-	-	+	+	+
			-	-	+	+	0
	Textiles in sterilisation container with filter in bottom, lid not perforated acc. to DIN 58952 part I		0	+	+	+	+
			-	0	+	+	+
	Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilisation container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		+ ³⁾	+	+	+	+
	Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilisation container with filter in lid and bottom not perforated acc. to DIN 58952 part I		-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilisation container with filter in bottom acc. to DIN 58952 part I		0	+	+	+	+
	with valves (StB-V)	Textiles in sterilisation container with valves in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		-	0	+	+
			-	-	+	+	0
Textiles in sterilisation container with valves in lid, no valves on the bottom			-	-	+	+	-
			-	-	+	+	-
Instruments in wire basket in sterilisation container with valve in lid and bottom			-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
Instruments in wire basket in sterilisation container with valve in lid, no valves			-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾

1) In order to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the steriliser, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilisation containers for standardised steam sterilisation procedures.
 2) Only sterilisation containers guaranteeing evaporation or discharge of condensate are suitable above.
 3) Gravitation procedures having no drying device do not guarantee a sufficient after - drying effect.



Edelstahlblechsiebkörbe

Unser neuer Siebkorb
mit einer Hand zu bedienen

Stainless steel screen baskets

*Our new stainless steel screen basket,
easy to open with one hand*



Lochblechedelstahlsiebkörbe

Bewährter Edelstahlblechsiebkorb
für massive Instrumente,
NEU mit abgerundeten Ecken

Perforated sheet screen baskets

*Standard stainless steel screen basket
for massive instruments,
NEW design with rounded corners*



Drahtsiebkörbe

Klassische Siebvariante

Wire baskets

Classic wire basket



Endoskopiesiebkörbe

Für jede Optik ein passender Korb

Endoscopy wire baskets

Suitable basket for each endoscope



Kleinteilsiebkörbe

Die Feinmaschigen
für Schrauben und Nägel

Fine mesh wire baskets

*Fine mesh for small parts,
screws and nails*



ISO/DIN Wäschekörbe

stapelbar

ISO/DIN Washing baskets


stackable and nestable





Für unsere Kunden bieten wir mit Hochtechnologielasern die Möglichkeiten an, unsere Produkte mit zahlreichen Signierungen wie UDI, HIBC, QR und Barcodes und vielem mehr zu versehen. Nach Wunsch ist auch die Laserung des kundeneigenen Logos möglich. Um den hohen Qualitätsstandards der Branche und firmeninternen Vorgaben gerecht zu werden, ist eine Auslieferung ohne Signierung nicht möglich.

Our High-tech Lasers give us the opportunity to provide our products with numerous marking such as UDI, HIBC, QR, barcodes and many more. In order to meet the high quality standards of the medical field as well as the company's specifications, all items will be marked before delivery. The Laser marking of the customer's logo is also available upon request.





Ermis®

Edelstahlsiebkörbe
perforiertes Blech

Stainless Steel
perforated Trays

 MADE IN GERMANY


Siebkorb perforiert Perforated Trays






Siebkörbe ohne Füße
 Trays without Feet

MADE IN GERMANY




Größe 1/1
 Size 1/1

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES181.030	540 x 253 x 31 mm
ES181.050	540 x 253 x 47 mm
ES181.070	540 x 253 x 67 mm
ES181.100	540 x 253 x 95 mm



Größe 1/1
 Size 1/1

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES180.030	480 x 253 x 31 mm
ES180.050	480 x 253 x 47 mm
ES180.070	480 x 253 x 67 mm
ES180.100	480 x 253 x 95 mm



Größe 3/4
 Size 3/4

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES280.030	405 x 253 x 31 mm
ES280.050	405 x 253 x 47 mm
ES280.070	405 x 253 x 67 mm
ES280.100	405 x 253 x 95 mm



Größe 1/2
 Size 1/2

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES380.030	243 x 253 x 31 mm
ES380.050	243 x 253 x 47 mm
ES380.070	243 x 253 x 67 mm
ES380.100	243 x 253 x 95 mm



Mini

Edelstahlsiebkorb aus perforiertem Blech
Für Minicontainer ab ungelochter Wannenhöhe 56 mm
 Stainless Steel Perforated Basket for mini container with
 non perforated bottom height from 56 mm

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES480.050	265 x 120 x 42 mm



Deckel für Siebkörbe
 Lid for Trays


Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES181.010	541 x 254 mm
ES180.010	481 x 254 mm
ES280.010	406 x 254 mm
ES380.010	244 x 254 mm
ES480.010	267 x 122 mm



Edelstahlsiebkorb aus perforiertem Blech für Dentalcontainer

Stainless Steel Screen Basket
for Dental Container

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
mit Füßen / with feet	
ES580.050F	270 x 175 x 45 mm
ohne Füße / without feet	
ES580.050	270 x 175 x 35 mm



Maschenweite in Boden 7 mm
Maschenweite an den Seiten 3 mm
mesh size of the bottom 7 mm
mesh size of the sides 3 mm

Deckel aus perforiertem Edelstahlblech für Dental-Siebkorb ES580.050

Stainless Steel perforated Lid
for dental screen basket ES580.050

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES580.010	272 x 177 mm



Maschenweite 7 mm
mesh size 7 mm

Edelstahlsiebkorb aus perforiertem Blech für Dentalcontainer

Stainless Steel Screen Basket
for Dental Container

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES582.050	ab Wannenhöhe 54 mm with bottom height from 54 mm
ES580.070	ab Wannenhöhe 72 mm with bottom height from 72 mm



Maschenweite in Boden 5 mm
Maschenweite an den Seiten 3 mm
mesh size of the bottom 5 mm
mesh size of the sides 3 mm

Deckel aus perforiertem Edelstahlblech für Dental-Siebkorb ES582.050 und ES580.070

Stainless Steel perforated Lid
for dental basket ES582.050 and ES580.070

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES582.010	273 x 178 mm



Maschenweite 5 mm
mesh size 5 mm



Maschenweite 7 mm
 mesh size 7 mm

Edelstahlsiebkorb aus perforiertem Blech für Maxi 1/2 Dentalcontainer ab Wannenhöhe 50 mm, mit Halterung zur Aufnahme einer geöffneten Zahnfleischschere

Stainless Steel Screen Baskets for Maxi 1/2 Dentalcontainer with bottom height from 50 mm, with fixation for gum scissor

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES585.040	186 x 150 x 35 mm



Maschenweite 7 mm
 mesh size 7 mm

Deckel aus perforiertem Edelstahlblech für Maxi 1/2 Dental Siebkorb ES585.040

Stainless Steel perforated Lid for Maxi 1/2 dental basket ES585.040

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES585.010	189 x 153 mm



Maschenweite in Boden 7 mm
Maschenweite an den Seiten 2 mm
 mesh size of the bottom 7 mm
 mesh size of the sides 2 mm

Edelstahlsiebkorb aus perforiertem Blech passend für 1/2 Dentalcontainer

Stainless Steel Screen Basket suitable for 1/2 Dental Container

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES584.030	170 x 131 x 28 mm



Maschenweite 7 mm
 mesh size 7 mm

Deckel aus perforiertem Edelstahlblech für 1/2 Dental-Siebkorb ES584.030

Stainless Steel Screen Lid for 1/2 Dental basket ES584.030

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES584.010	173 x 134 mm



An alle Siebkörbe montieren wir auf Wunsch, Füße in verschiedenen Höhen.
 To all screen baskets we assemble on request, feet in various heights.

Kunststoff Füße mit Schrauben
 Plastic feet with screws

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES390.005	16 x 10 mm
ES390.010	16 x 20 mm
ES390.020	16 x 36 mm



Ermis®

Edelstahlsiebkörbe
perforiertes Blech

Stainless Steel
perforated Trays

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech
Stainless Steel perforated sheet screen baskets

 MADE IN GERMANY

Lochblech Perforated Sheet





Größe 1/1
 Size 1/1



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES191.030	538 x 250 x 32 mm
ES191.050	538 x 250 x 52 mm
ES191.070	538 x 250 x 72 mm
ES191.100	538 x 250 x 102 mm

Größe 1/1
 Size 1/1



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES190.030	478 x 250 x 32 mm
ES190.050	478 x 250 x 52 mm
ES190.070	478 x 250 x 72 mm
ES190.100	478 x 250 x 102 mm

Größe 3/4
 Size 3/4



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES290.030	402 x 250 x 32 mm
ES290.050	402 x 250 x 52 mm
ES290.070	402 x 250 x 72 mm
ES290.100	402 x 250 x 102 mm

Größe 1/2
 Size 1/2



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES390.030	250 x 240 x 32 mm
ES390.050	250 x 240 x 52 mm
ES390.070	250 x 240 x 72 mm
ES390.100	250 x 240 x 102 mm

Mini



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES490.050	271 x 117 x 42 mm

Mini



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES490.020	268 x 124 x 22 mm



Siebkorb aus Edelstahlblech Stainless steel screen basket

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES590.050	267 x 169 x 37 mm



Dental

Deckel zu Siebkorb aus Edelstahlblech mit Verschuß Lid for stainless steel screen basket with closure

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES191.000	540 x 253 mm
ES190.000	480 x 253 mm
ES290.000	405 x 253 mm
ES390.000	252 x 242 mm
ES490.000	273 x 120 mm
ES590.000	270 x 173 mm



Tablett aus Edelstahlblech mit Griff und Füßen Stainless steel tray with handle and feet

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES100.000	500 x 230 x 50 mm
ES500.000	275 x 175 x 12 mm



Kunststoff Füße mit Schrauben Plastic feet with screws

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES390.005	16 x 10 mm
ES390.010	16 x 20 mm
ES390.020	16 x 36 mm

**An alle Siebkörbe
montieren wir auf Wunsch,
Füße in verschiedenen Höhen.**
To all screen baskets we assemble
on request, feet in various heights.





Gewellt

Crimp Square Hole





Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER191.030	535 x 250 x 30 mm
ER191.050	535 x 250 x 50 mm
ER191.070	535 x 250 x 70 mm
ER191.100	535 x 250 x 100 mm



Größe 1/1
Size 1/1

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER190.030	482 x 250 x 30 mm
ER190.050	482 x 250 x 50 mm
ER190.070	482 x 250 x 70 mm
ER190.100	482 x 250 x 100 mm



Größe 1/1
Size 1/1

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER190.55	470 x 337 x 51 mm
ER191.60	533 x 337 x 101 mm



Großraum Siebkörbe
Wide Body Wire Baskets

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER290.030	400 x 250 x 30 mm
ER290.050	400 x 250 x 50 mm
ER290.070	400 x 250 x 70 mm
ER290.100	400 x 250 x 100 mm



Größe 3/4
Size 3/4

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER390.030	250 x 240 x 30 mm
ER390.050	250 x 240 x 50 mm
ER390.070	250 x 240 x 70 mm
ER390.100	250 x 240 x 100 mm



Größe 1/2
Size 1/2

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER191.010	510 x 240 mm
ER190.010	455 x 240 mm
ER290.010	375 x 240 mm
ER390.010	240 x 215 mm



Deckel
Lids

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER490.050	265 x 120 x 45 mm
ER590.045	270 x 177 x 42 mm
ER590.035	170 x 130 x 25 mm



Mini, Dental und 1/2 Dental
Mini, Dental and 1/2 Dental

Seitlich perforiert
Perforated Side Plate


Seitlich perforiertes Edelstahlblech
Stainless Steel Perforated Side Plate



Ermis[®]

Seitlich perforiert

Perforated Side Plate





Artikel-Nr. Article-No.			Maße Dimensions
ER197.050A	ER197.050B	ER197.050C	540 x 255 x 50 mm
ER197.060A	ER197.060B	ER197.060C	540 x 255 x 60 mm
ER197.070A	ER197.070B	ER197.070C	540 x 255 x 70 mm
ER197.100A	ER197.100B	ER197.100C	540 x 255 x 100 mm



Größe 1/1
Size 1/1

Artikel-Nr. Article-No.			Maße Dimensions
ER196.050A	ER196.050B	ER196.050C	485 x 255 x 50 mm
ER196.060A	ER196.060B	ER196.060C	485 x 255 x 60 mm
ER196.070A	ER196.070B	ER196.070C	485 x 255 x 70 mm
ER196.100A	ER196.100B	ER196.100C	485 x 255 x 100 mm



Größe 1/1
Size 1/1

Artikel-Nr. Article-No.			Maße Dimensions
ER296.050A	ER296.050B	ER296.050C	405 x 255 x 50 mm
ER296.060A	ER296.060B	ER296.060C	405 x 255 x 60 mm
ER296.070A	ER296.070B	ER296.070C	405 x 255 x 70 mm
ER296.100A	ER296.100B	ER296.100C	405 x 255 x 100 mm



Größe 3/4
Size 3/4

Artikel-Nr. Article-No.			Maße Dimensions
ER396.050A	ER396.050B	ER396.050C	255 x 245 x 50 mm
ER396.060A	ER396.060B	ER396.060C	255 x 245 x 60 mm
ER396.070A	ER396.070B	ER396.070C	255 x 245 x 70 mm
ER396.100A	ER396.100B	ER396.100C	255 x 245 x 100 mm




Größe 1/2
Size 1/2


Artikel-Nr. Article-No.			Maße Dimensions
ER191.010	ER193.010	ER195.010	510 x 240 mm
ER190.010	ER192.010	ER194.010	455 x 240 mm
ER290.010	ER292.010	ER294.010	375 x 240 mm
ER390.010	ER392.010	ER394.010	240 x 215 mm




Deckel
Lids



**Boden & Deckel: gewelltes
Edelstahlrahtgewebe**
Bottom & Lid: stainless steel
crimp square hole wire mesh



**Boden & Deckel: flaches
Edelstahlrahtgewebe**
Bottom & Lid: stainless steel
plain square hole wire mesh



**Boden & Deckel: geschweißtes
Edelstahlrahtgewebe**
Bottom & Lid: stainless steel
welded square hole wire mesh

Seitlich perforiert Perforated Side Plate

Seitlich perforiertes Edelstahlblech mit Deckel
Stainless Steel Perforated Side Plate with Lid



Ermis®

Boden und Deckel- flaches Drahtgewebe Bottom and Lid- Plain Weave Wire Mesh



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER299.080	460 x 320 x 80 mm
ER298.080	440 x 250 x 80 mm



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER298.040	440 x 250 x 40 mm
ER297.040	340 x 250 x 40 mm



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER398.030	272 x 172 x 30 mm
ER398.050	272 x 172 x 50 mm
ER398.070	272 x 172 x 70 mm
ER398.100	272 x 172 x 100 mm



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER496.040	220 x 125 x 40 mm
ER396.040	250 x 220 x 40 mm



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER590.070	265 x 120 x 40 mm
ER590.080	265 x 120 x 50 mm
ER590.100	265 x 120 x 70 mm
ER590.050	220 x 125 x 40 mm
ER590.040	195 x 70 x 40 mm
ER590.010	125 x 110 x 50 mm



Endoskopiesiebkörbe

Endoscopy Wire Baskets





Endoskopiesiebkorb aus Edelstahlblech mit Deckel und Fixierungselementen für 1 Instrument

Endoscopy Basket, stainless steel with lid and silicone holder for 1 Instrument


Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES695.000	275 x 86 x 43 mm



Endoskopiesiebkorb aus Edelstahlblech mit Deckel und Fixierungselementen für 2 Instrumente

Endoscopy Basket, stainless steel with lid and silicone holder for 2 instruments

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES695.030	275 x 106 x 43 mm



Endoskopiesiebkorb aus Edelstahlblech mit Deckel und Fixierungselementen für 1 Instrument

Endoscopy Basket, stainless steel with lid and silicone holder for 1 Instrument


Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES696.000	455 x 86 x 43 mm



Endoskopiesiebkorb aus Edelstahlblech mit Deckel und Fixierungselementen für 2 Instrumente

Endoscopy Basket, stainless steel with lid and silicone holder for 2 instruments

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES696.030	455 x 106 x 43 mm



Endoskopiesiebkorb aus Edelstahlblech mit Deckel und Fixierungselementen für 2 Instrumente, passend für Endocontainer

Endoscopy Basket, stainless steel with lid and silicone holder for 2 instruments, suitable for Endo Container Model

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES697.030	491 x 130 x 43 mm

für ein Endoskop/ for single scope 1
für zwei Endoskope/ for two endoscopes 2

**Endoskopiesiebkörbe
 mit flexiblen silikonstreifen**

Endoscopy Wire Baskets
 with flexible silicone strips

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER600.025	180 x 80 x 52 mm 1
ER600.030	290 x 80 x 55 mm 1
ER600.050	290 x 80 x 55 mm 2
ER600.040	460 x 80 x 55 mm 1
ER600.060	460 x 80 x 55 mm 2
ER600.070	670 x 80 x 55 mm 1


**Endoskopiedrahtsiebkorb
 mit Deckel, flexiblen Silikonstreifen und
 Fixierungselement für mehrere Optiken**


Endoscopy Wire Basket with Lid,
 flexible silicone strips and Silicone Holders
 for a variable number of Endoscopes

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER600.031	290 x 160 x 52 mm
ER600.032	310 x 150 x 77 mm
ER600.033	460 x 160 x 52 mm
ER600.034	460 x 225 x 52 mm
ER600.035	580 x 160 x 52 mm


**Endoskopiesiebkörbe
 mit flexiblen Silikonstreifen,
 Kleinteilekorb und
 Fixierungselemente**


Endoscopy basket with flexible
 silicone strips,
 fixation and mini basket

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER600.080	640 x 150 x 80 mm 1


Endoskopiesiebkörbe

Endoscopy Wire Baskets

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER691.020	290 x 80 x 55 mm 1
ER691.030	290 x 80 x 55 mm 2
ER691.040	460 x 80 x 55 mm 1
ER691.050	460 x 80 x 55 mm 2


**Silikonhalterungen
 für Endoskopiekörbe ER691.020-050**

Silicone Holding Clamps
 for Endoscopy Wire Baskets ER691.020-050

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER856.010	ø 12 mm ■
ER856.011	ø 14 mm ■






Rochard Sieb mit Deckel (MW: 5x5x1,0mm)

Rochard basket with lid
(mesh: 5x5x1,0mm)

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER191.80	725 x 275 x 113 mm



Verstellbares Gestell


Rack adjustable

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions	1
ER843.040	60 ↔ 200 x 220 x 40 mm	

nicht verstellbares Gestell

Rack not adjustable

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions	2
ER843.030	220 x 60 x 40 mm	
ER843.050	230 x 220 x 40 mm	



Endoskopiesteränder mit Silikonlagerungen für 10 Instrumente

Endoscopy Rack
with Silicone Holding
Clamps for 10 Instruments

Endoskopiesteränder

Endoscopy Rack

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER843.060	485 x 235 x 160 mm
ER843.061	235 x 200 x 160 mm



Silikonhalterungen

Silicone Holding Clamps

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions	
ER855.010	∅ 10 mm	■
ER855.011	∅ 5 mm	■

Ersatzteil für Endoskopiesteränder
Spare part for Endoscopy Rack



Kleinteilsiebkörbe

Small Parts Wire Baskets





Siebkörbe für kleine Teile

Small Parts Wire Baskets

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER591.007	80 x 40 x 20 mm
ER591.008	80 x 40 x 30 mm
ER591.009	80 x 80 x 34 mm
ER591.010	80 x 80 x 40 mm
ER591.030	141 x 150 x 40 mm
ER591.040	105 x 70 x 25 mm
ER591.050	150 x 50 x 35 mm
ER591.060	190 x 85 x 100 mm
ER591.061	200 x 100 x 35 mm
ER591.070	220 x 140 x 50 mm
ER591.071	235 x 155 x 40 mm
ER591.072	240 x 90 x 40 mm
ER591.073	240 x 120 x 35 mm
ER591.080	275 x 175 x 35 mm
ER591.090	280 x 170 x 60 mm

Ultra feines Geflecht (MW 0,5 mm)

Ultra-fine (mesh 0,5 mm)



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER591.005	80 x 40 x 37 mm
ER591.006	80 x 80 x 34 mm



Nadeletui

Needle case

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES655.010	50 x 30 x 8 mm
ES655.020	65 x 45 x 8 mm
ES655.030	80 x 30 x 8 mm



Schraubenbank

für Schrauben bis 40 mm Länge

screws Bank

for screws up to 40 mm length

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER990.210	215 x 100 x 45 mm



Schraubenwanne mit 8 Fächern

Screw tray with 8 compartments

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER990.220	184 x 135 x 25 mm



Deckel für Schraubenbank ER990.210

Lid for screw Bank ER990.210

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER990.211	222 x 116 x 7 mm



Deckel für Schraubenbank ER990.220

Lid for screw Bank ER990.220

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER990.221	165 x 135 x 7 mm



Wäschekörbe Laundry Baskets





Wäschekörbe
Laundry Baskets

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
MZ693.120	575 x 280 x 270 mm



**ISO Edeldrahtkörbe- stapelbar
und ineinander stellbar**

ISO Stainless Steel Wire Baskets-
stackable and nestable

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
MZ692.020	600 x 400 x 100 mm
MZ692.040	600 x 400 x 130 mm
MZ692.070	600 x 400 x 200 mm



**DIN Edeldrahtkörbe- stapelbar
und ineinander stellbar**

DIN Stainless Steel Wire Baskets-
stackable and nestable

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
MZ692.010	600 x 300 x 40 mm



DIN-Systemkorb 1/2 mit Grifföffnung

DIN system basket 1/2 with grip opening

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
MZ691.060	295 x 300 x 150 mm
MZ691.080	295 x 300 x 204 mm
MZ691.090	295 x 300 x 250 mm



DIN-Systemkorb 1/1 mit Grifföffnung

DIN system basket 1/1 with grip opening

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
MZ692.060	295 x 580 x 150 mm
MZ692.080	295 x 580 x 204 mm
MZ692.090	295 x 580 x 250 mm



Drahtsiebkörbe mit Deckel

Wire Basket with lid


Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER649.010.02	250 x 170 x 70 mm
ER649.020.02	340 x 250 x 70 mm
ER649.030.02	450 x 340 x 70 mm



Drahtsiebkorb

Wire basket


Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER649.010	250 x 170 x 70 mm
ER649.020	340 x 250 x 70 mm
ER649.030	450 x 340 x 70 mm



Deckel für Siebkorb

Lid for Baskets


Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER602.010	250 x 170 mm
ER602.020	340 x 250 mm
ER602.030	450 x 340 mm



Wäschekörbe

Laundry Wire Baskets

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER693.010	575 x 280 x 135 mm
ER693.020	605 x 405 x 150 mm
ER693.030	575 x 280 x 265 mm
ER693.040	605 x 405 x 300 mm



Wäschekörbe

Laundry Wire Baskets

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER694.020	350 x 210 x 200 mm
ER694.010	230 x 150 x 125 mm





Spezial Siebkörbe

Special Wire Baskets





Ophthalmologie/Bipolar Siebkorb mit Silikonhalterungen für Instrumente

Ophthalmologic/Bipolar Instruments Basket with Silicone holder

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER592.020	240 x 250 x 38 mm
ER592.030	480 x 250 x 38 mm



Micro Ophthalmie Siebkorb mit Silikonhalterungen für Instrumente

Micro Ophthalmic Instruments Basket with Silicone holder

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER592.000	340 x 250 x 40 mm
ER592.010	440 x 250 x 40 mm



Siebkörbe mit feinem Drahtgewebe und Verschluss

Fine mesh basket with lock

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER593.010	120 x 155 x 40 mm
ER593.020	235 x 155 x 40 mm



Kleinteile Box (Deckel aus Drahtgewebe)

Small Part Box (lid wire mesh)

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES591.040	90 x 60 x 25 mm
ES591.050	105 x 70 x 25 mm
ES591.060	120 x 80 x 25 mm





**Siebkorb aus Edelstahlblech
(Boden ungelocht)**

Stainless steel basket
(Bottom non perforated)

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES600.040	275 x 210 x 45 mm



**Siebkorb mit feinem Drahtgewebe
und Verschluss**

Fine mesh basket with lock

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER593.000	235 x 80 x 30 mm



**Siebkorb mit feinem Drahtgewebe,
Verschluss und Silikonhalterungen**

Fine mesh basket with lock
and Silicone holder

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER593.005	235 x 80 x 30 mm
ER593.006	240 x 80 x 30 mm





**Siebkorb mit feinem Drahtgewebe,
Verschluss und Silikonhalterungen**

Fine mesh basket with lock
and Silicone holder

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER593.007	235 x 155 x 40 mm




Zubehör Accessories



Silikon Matte gelocht
Silicone Mat perforated




B = blau / B = blue
G = grün / G = green



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER850.000B ER850.000G	240 x 110 mm



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER851.000B ER851.000G	245 x 245 mm

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER852.000B ER852.000G	220 x 230 mm
ER852.100B ER852.100G	380 x 230 mm
ER852.200B ER852.200G	440 x 230 mm
ER852.300B ER852.300G	500 x 230 mm



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER854.500B	565 x 545 mm

Rückseite
Back side



Die Matte kann auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden


The mat can be cut to the desired dimensions

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER854.400B	545 x 255 mm



Silikongitter flexibel Silicone mesh flexible

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER853.000T	530 x 277 mm



Flache Silikonmatte zur Abdeckung der Arbeitsfläche Flat Silicone Mat for covering of the Work Surface

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions	
ER860.240T	3000 x 1200 mm	
ER860.240RB	3000 x 1200 mm	
ER860.240LG	3000 x 1200 mm	




Silikongitter, blau, hitzebeständig bis 134°C, Waschbar im RDT Automaten Silicone mesh blue, Heat resistant to 134°C, Washable with RDT machine

Artikel-Nr. Article-No.		Maße Dimensions
ER855.000B	Rahmen starr/frame fixed	235 x 210 mm
ER856.000B	Rahmen starr/frame fixed	445 x 230 mm



Silikon-Gittermatte "Wabenstruktur" blau, Anti-Rutsch-Matte flexible, waschbar im RDT-Automaten, hitzebeständig bis 230°C Silicone mesh "honeycomb" blue, Anti-slip mat flexible, washable in RDT - machines, heat resistant up to 230 °C

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions	
ER855.001B	238 x 248 mm	
ER855.201B	480 x 250 mm	





Silikonhalterungen und Leisten

Silicone holders and bars

T-Profil / T-Profile

Silikonhalterung ohne Aussparungen, kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Silicone holder without notches can be cut to the desired length




Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER700.004	50 x 10 mm

Silikonknotenband blau
Silicone holding stripes, blue



mit integrierten Befestigungsnoppen zur selbstständigen Befestigung in Draht- und Blechsiebkorb mit 5 mm Maschenweite
with integrated knobs for mounting in baskets with 5 mm mesh size



Artikelnr. Article-No.	Maße (L x B x H) Dimension (L x W x H)
ER943.102B	240 x 14 x 30 mm

Silikonknotenband blau
Silicone holding stripes, blue



mit integrierten Befestigungsnoppen zur selbstständigen Befestigung in Draht- und Blechsiebkorb mit 5 mm Maschenweite
with integrated knobs for mounting in baskets with 5 mm mesh size

Artikelnr. Article-No.	Maße (L x B x H) Dimension (L x W x H)
ER944.102B	240 x 14 x 38 mm



Durchmesser der Mulden 11 mm
diameter of the hollows 11 mm

Durchmesser der Mulden 8 mm
diameter of the hollows 8 mm


Silikoneinsätze für max. 10 Instrumente bestehend aus 3/5 Teilen, blau, für Blechsiebkörbe mit 7 mm Maschenweite

Silicone parts for max. 10 instruments consisting of 3/5 parts, blue, for perforated trays with 7 mm mesh size

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ES580.001	L 160 mm
für/for ES580.050, ES580.010	5 Teile / 5 parts
ES580.002	L 128 mm
für/for ES584.030, ES584.010	3 Teile / 3 parts

T-Profil / T-Profile

Typ 1




Universal Silikonhalterung
universal silicone holder

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER941.102 B	240 x 10 x 35 mm

T-Profil / T-Profile

Typ 2



Universal Silikonhalterung
universal silicone holder

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER942.102 B	240 x 10 x 35 mm

T-Profil / T-Profile



Edelstahlleisten für Silikonhalterungen
Stainless steel bar / rail for silicone holders

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER852.424	240 mm

Leisten sind in verschiedenen Größen erhältlich

bars / rails are available in different sizes

A2 DIN 7982



Befestigungsschrauben aus rostfreiem Edelstahl

Non-rusting Stainless steel mounting screws

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions	Geeignet für Suitable for
60.071.00	M3,5 x 16 mm	Edelstahlblechsiebkörbe ss screen baskets
60.077.00	M2,9 x 16 mm	Edelstahllochblechsiebkörbe ss perforated sheet screen baskets



Aluminium Kennzeichnungsschilder

Aluminium Identification Labels


Artikel-Nr. unbeschriftet Article-No. no Marking	Artikel-Nr. beschriftet Article-No. with Marking	Farbe Colour
ER821.010	ER821.010B	Grey
ER821.020	ER821.020B	Yellow
ER821.030	ER821.030B	Red
ER821.040	ER821.040B	Blue
ER821.050	ER821.050B	Green
ER821.060	ER821.060B	Black
ER821.070	ER821.070B	Purple
ER821.080	ER821.080B	Orange
ER821.100	ER821.100B	Brown



Aluminium Kennzeichnungsschilder mit Loch für Karabinerhaken

Aluminium Identification Labels with Perforation for Snap Hook

Artikel-Nr. unbeschriftet Article-No. no Marking	Artikel-Nr. beschriftet Article-No. with Marking	Farbe Colour
ER822.010	ER822.010B	Grey
ER822.020	ER822.020B	Yellow
ER822.030	ER822.030B	Red
ER822.040	ER822.040B	Blue
ER822.050	ER822.050B	Green
ER822.060	ER822.060B	Black
ER822.070	ER822.070B	Purple





**Kennzeichnungsschild aus Edelstahl
mit Nasen zur selbständigen Befestigung an Siebkörben**

Identification label of stainless steel
with hooks to clamp to the basket without any tools

Artikel-Nr. unbeschriftet Article-No. no Marking	Maße Dimensions
ES827.000	57 x 23 x 0,5 mm - Nasen/hook 10 mm
Artikel-Nr. beschriftet Article-No. with Marking	Maße Dimensions
ES827.000B	57 x 23 x 0,5 mm - Nasen/hook 10 mm



Edelstahl Schilder

Stainless Steel Tags

Artikel-Nr. unbeschriftet Article-No. no Marking	Maße Dimensions
ES840.010	90 x 30 mm
ES840.020	90 x 50 mm
ES840.030	70 x 30 mm
ES840.040	55 x 30 mm
ES840.050	30 x 30 mm

VE
Pack
25

Edelstahl Schilder

Stainless Steel Tags



Artikel-Nr. unbeschriftet Article-No. no Marking	Maße Dimensions
ES830.010	90 x 33 mm
ES830.020	90 x 50 mm

Edelstahl Schilder

Stainless Steel Tags



Artikel-Nr. beschriftet Article-No. with Marking	Maße Dimensions
ES830.010B	90 x 33 mm
ES830.020B	90 x 50 mm



Edelstahl Schilder

Stainless Steel Tags

Artikel-Nr. beschriftet Article-No. with Marking	Maße Dimensions
ES840.010B	90 x 30 mm
ES840.020B	90 x 50 mm
ES840.030B	70 x 30 mm
ES840.040B	55 x 30 mm
ES840.050B	30 x 30 mm

VE
Pack
25

Edelstahl Schilder


Stainless Steel Tags



Artikel-Nr. unbeschriftet Article-No. no Marking	Maße Dimensions
ES831.010	40 x 20 mm

Edelstahl Schilder

Stainless Steel Tags



Artikel-Nr. beschriftet Article-No. with Marking	Maße Dimensions
ES831.010B	40 x 20 mm



Edelstahl Schilder

Stainless Steel Tags

Artikel-Nr. beschriftet Article-No. with Marking	Maße Dimensions
ES850.010B	Ø 25 mm

Edelstahl Schilder

Stainless Steel Tags

Artikel-Nr. unbeschriftet Article-No. no Marking	Maße Dimensions
ES850.010	Ø 25 mm



Kunststoff Kennzeichnungsschilder mit Schlitz

Plastic Identification Labels with Slot

Artikel-Nr. unbeschriftet Article-No. no Marking	Artikel-Nr. beschriftet Article-No. with Marking	Farbe Colour
EP820.010	EP820.010B	
EP820.020	EP820.020B	Yellow
EP820.030	EP820.030B	Red
EP820.040	EP820.040B	Blue
EP820.050	EP820.050B	Green
EP820.060	EP820.060B	Black
EP820.080	EP820.080B	Orange



VE
Pack
10

PTL Kunststoff Kennzeichnungsschilder

PTL Plastic Identification Labels

Artikel-Nr. 90 x 33 mm Article-No. 90 x 33 mm	Farbe Colour
EP823.010	
EP823.020	Yellow
EP823.030	Red
EP823.040	Blue
EP823.050	Green
EP823.060	Black
EP823.080	Orange



VE
Pack
100

PP Kunststoff Kennzeichnungsschilder

PP Plastic Identification Labels

Artikel-Nr. Article-No. 90 x 50 mm	Artikel-Nr. Article-No. 90 x 33 mm	Farbe Colour
92-01437	92-01428	
92-01435	92-01426	Yellow
92-01432	92-01423	Red
92-01434	92-01425	Blue
92-01433	92-01424	Green
92-01436	92-01427	Black
92-01439	92-01430	Orange
92-01440	92-01431	Grey
92-01438	92-01429	Brown



VE
Pack
100

Kunststoffschilder

Plastic Tags

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions	VE Pack
92-01421	90 x 50 mm	150
92-01422	90 x 33 mm	200



Kunststoffschilder

Plastic Tags

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions	VE Pack
92-04122	60 x 40 mm	1000





Sortiermagazin für Kennzeichnungsschilder

Dispenser for Identification Labels

Artikel-Nr. Article-No.	
ER829.000	



Edelstahl Trennbleche

Stainless Steel
Partition Sheets

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER831.050	50 x 20 mm
ER831.130	130 x 20 mm
ER831.220	225 x 20 mm
ER831.460	460 x 20 mm



Klemmhalter für Kennzeichnungsschilder

Clamp Mounting for
Identification Tags


Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions	VE Pack
ER829.010	50 x 20 mm	25



Schiene für Gleitschieber mit Fixierschrauben

Sliding Rails with
Securing Screws

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER841.000	230 mm
ER841.010	470 mm



Anschlagrahmen mit Fixierschrauben
Limiting Bar with
Securing
Screws

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER842.000	230 mm
ER842.010	470 mm



Karabinerhaken aus Edelstahl

Snap hook from Stainless Steel

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions	VE Pack
ER824.000	40 mm	100



Schlüsselring aus Edelstahl

Ring from Stainless Steel

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions	VE Pack
92-01458	Ø 20 mm	100



Spiralfeder-Haltevorrichtung
Spiral Holding

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER845.000	Single
ER847.000	Double



Fixierklammern / Holding Clamps

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
ER849.200	24 x 28 x 25, Ø 7-12 mm
ER849.210	24 x 28 x 29, Ø 12-16 mm
ER849.220	24 x 28 x 31, Ø 16-26 mm
ER849.230	24 x 28 x 40, Ø 26-36 mm
ER849.240	24 x 28 x 44, Ø 36-45 mm



Haltestifte Holding Pins



Artikel-Nr. Article-No.	
ER830.010	Trennblech / Partition Sheet
ER830.000	Instrument / Instrument

Gleitschieber Divider



Artikel-Nr. Article-No.	
ER840.000	

Kabelbinder aus Kunststoff Plastic Cable Tie

VE
Pack
250



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
92-09415	80 mm

Kabelbinder aus Edelstahl Stainless Steel Cable Tie

VE
Pack
100



Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions
92-09416	100 mm

Kabelbinder aus Silikon 210 mm Silicone Cable Tie 210 mm

Artikel-Nr. Article-No.	Farbe Colour
92-09240	Yellow
92-09239	Red
92-09242	Blue
92-09241	Green


VE / Pack
100



Kabelbinder aus Silikon 110 mm Silicone Cable Tie 110 mm

Artikel-Nr. Article-No.	Farbe Colour
92-09231	White
92-09236	Yellow
92-09235	Red
92-09238	Blue
92-09237	Green

VE / Pack
100



Kabelbinder aus Silikon 60 mm Silicone Cable Tie 60 mm

Artikel-Nr. Article-No.	Farbe Colour
92-09257	
92-09254	Yellow
92-09256	Red
92-09253	Blue
92-09252	Green
92-09255	Black
92-09246	White
92-09258	Orange
92-09259	Brown
92-09260	Grey

VE / Pack
100






VE / Pack
100

Silikonstopfen
Silicone Stopper

Artikel-Nr. Article-No.	Farbe Colour
92-09097	
92-09227	
92-09226	
92-09225	
92-09228	



Kunststoffstopfen
Plastic Stopper

Artikel-Nr. Article-No.	VE / Pack
92-09230	100

VE / Pack
100



VE / Pack
100


**Kunststoffbefestigungs-
ringe**

Plastic Fixation Ring

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions	Farbe Colour
92-09420	Ø 10 mm	
92-09422	Ø 10 mm	
92-09421	Ø 10 mm	
92-09418	Ø 10 mm	
92-09419	Ø 10 mm	
92-09425	Ø 10 mm	
92-09424	Ø 10 mm	
92-09423	Ø 10 mm	
92-09426	Ø 10 mm	

**Siebkorbanhänger aus Kunststoff,
zum Einmalgebrauch, ohne Text**

Plastic Mesh basket labels,
for single use only, without text



VE / Pack
250

Artikel-Nr. Article-No.	Maße Dimensions	Farbe Colour
92-09244	236 x 50 mm	
92-09264	236 x 50 mm	
92-09265	236 x 50 mm	
92-09266	236 x 50 mm	
92-09267	236 x 50 mm	
92-09269	236 x 50 mm	

hitzebeständig: bis 134 °C

RDT-tauglich

heat resistant: up to 134 °C
washable in washer-disinfector




- **Sterilisationsrollen**
Sterilisation rolls



- **Sterilisationsbeutel**
Sterilisation pouches

- **Cleantexbeutel**
Cleantexbeutel

- **Sterilisierpapier, Vlies, Bogenverpackung**
sheets, paper and non woven






Ermis®



Ermis®
MedTech



Ermis®



SIEBKÖRBE & ZUBEHÖR BASKETS & ACCESSORIES



CONTAINER
STERILISATION
CONTAINER SYSTEMS




SIEBKÖRBE



CHIRURGISCHE INSTRUMENTE
SURGICAL INSTRUMENTS



DENTAL



ZUBEHÖR für ZSVA

Ermis MedTech GmbH
Dornierstraße 49
78532 Tuttlingen
Tel: +49 (0) 7461/964857-0
Fax: +49 (0) 7461/964857-99
info@ermis-medizintechnik.de



U04

www.ermis-medizintechnik.de

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
Reprinting even partially is not allowed.