



**Ermis**<sup>®</sup>  
MedTech

**STERILISATION  
CONTAINER SYSTEMS**



**Surgical Trays - Wire Baskets - Accessories**



Seit unserer Gründung im Juli 1998 als kleines Familienunternehmen haben wir uns stets den höchsten Ansprüchen unserer Kunden verschrieben. Mit der Einführung unserer Eigenmarke **Ermis** im Jahr 2009 haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht und sind heute stolz darauf, weltweit zufriedene Kunden zu bedienen.

Als mittelständisches Unternehmen mit rund 20 engagierten Mitarbeitern sind wir Experten in der Herstellung von **Sterilisationscontainern** und **Siebkörben**. Unsere besondere Stärke liegt jedoch in der Verwirklichung individueller **Kundenwünsche**.  
Ob Spezial- oder Sonderanfertigungen – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Vertrauen Sie auf Qualität und Innovationskraft, die seit über zwei Jahrzehnten unser Handwerk prägen. Gemeinsam setzen wir Ihre Visionen um – mit Präzision und Leidenschaft!

Since our founding in July 1998 as a small family business, we have always been committed to meeting the highest demands of our customers. With the launch of our own brand, **Ermis**, in 2009, we reached another milestone and are proud today to serve satisfied customers worldwide.

As a medium-sized company with around 20 dedicated employees, we specialize in manufacturing sterilization **containers** and **baskets**. However, our true strength lies in fulfilling individual **customer requirements**. Whether it's custom or special designs – we provide tailored solutions perfectly adapted to your needs.

Rely on the quality and innovative spirit that have defined our craft for over two decades. Together, we bring your visions to life – with precision and passion!

German and European Standards:

**DIN EN 868-2:** Packaging materials and systems for sterilized medical devices – Part 2: Sterilization packaging; requirements and test methods

**DIN EN 868-8:** Packaging materials and systems for sterilized medical devices – Part 9: Reusable sterilization containers for steam sterilizers conforming to EN 285; requirements and test methods

**DIN EN ISO 11607-1:** Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems, and packaging systems

**DIN 58952-2:** Sterilization; Packaging for sterilized goods, sterilization baskets made of metal

**DIN 58952-3:** Sterilization; Packaging for sterilized goods, sterilization trays made of metal

**DIN 58953-9:** Sterilization; Supply of sterilized goods – Part 9: Technical application of sterilization containers

**DIN EN ISO 14937:** Sterilization of health care products – General requirements for characterization of a sterilizing agent and development, validation, and routine control of a sterilization process for medical devices

**DIN EN ISO 17665-1:** Sterilization of health care products – Moist heat – Part 1: Requirements for the development, validation, and control of a sterilization process for medical devices

American Technical Standards:

**ANSI AAMI ST77:** Containment Devices for Reusable Medical Device Sterilization

**AAMI ANSI ST79:** Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities

**ASTM 98 (AAMI TIR30):** A Compendium of Processes, Materials, Test Methods, and Acceptance Criteria for Cleaning Reusable Medical Devices

**ASTM A240M:** Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and General Applications.

#### **Aktuelle Zertifikate und AGB**

<https://www.ermis-medizintechnik.de/download/alb-agn>

Current Certificates, General Terms and Conditions

<https://www.ermis-medizintechnik.de/download-1/general-terms-and-conditions>

**Bei den angebotenen Produkten kann es sich um ERMIS eigene Ware wie auch um Handelsware handeln.**

The offered products can be concerned as Ermis's own product as well as trading products.

**Unsere Lieferungen und Leistungen richten sich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, nicht an Endverbraucher im Sinne § 13 BGB.**

Our deliveries and services are directed at entrepreneurs within the meaning of § 14 BGB (German Civil Code), not at end consumers within the meaning of § 13 BGB.

**Zusammensetzung Artikelnummern / Structure of reference numbers**
**DECKEL / Lid**  
 ER100.010xx

Größe/Size		
Zahl/Number	Größe/Size	Bezeichnung/Description
1	1/1	Große/Full
2	3/4	Mittlere/Medium
3	1/2	Halbe/Half
4		Mini/Mini
5		Dental/Dental
5		½ Dental/ ½ dental
5		Maxi ½ Dental/Maxi ½ dental

Farbe/Colour	
1	Silber/Silver
2	Gelb/Yellow
3	Rot/Red
4	Blau/Blue
5	Grün/Green
6	Schwarz/Black

Containertyp/Container type	
E	E-Model/E model
ER	ER-Model/ER model
TB	TUT-Premium Model/TUT premium model
PA	3-in-one Aluminium, PTFE-System/PTFE system
BA	3-in-one Aluminium, Barriere-System/barrier system
VA	3-in-one Aluminium, Ventil-System/valve system
P	3-in-one Kunststoff, PTFE-System/plastic, PTFE system
B	3-in-one Kunststoff, Barriere-System/plastic, barrier system
WV	3-in-one Kunststoff, Ventil-System/plastic, valve system

**WANNE / Bottom**  
 ER105.100E(Rx)

Größe/Size		
Zahl/Number	Größe/Size	Bezeichnung/Description
1	1/1	Große/Full
2	3/4	Mittlere/Medium
3	1/2	Halbe/Half
4		Mini/Mini
5		Dental/Dental
5		½ Dental/ ½ dental
5		Maxi ½ Dental/Maxi ½ dental

5	Wanne ungelocht Non-perforated bottom
6	Wanne gelocht Perforated bottom

 Höhe in mm/  
 Height in mm

Farbe/Colour	
ERx	Neue Container/new container
ER1	Silber/Silver
ER2	Gelb/Yellow
ER3	Rot/Red
ER4	Blau/Blue
ER5	Grün/Green
ER6	Schwarz/Black
ER7	Dunkelgrau/Dark grey

**SET-ARTIKELNUMMER**

0	Gerade Zahl/Even number	Wanne ungelocht/Non-perforated bottom
1	Ungerade Zahl/Uneven number	Wanne gelocht/Perforated bottom

## ER410.070E

Größe/Size	
Zahl/Number	Bezeichnung/Description
4	Mini
5	Dental
5	½ Dental

Farbe/Colour	
1	Silber/Silver
2	Gelb/Yellow
3	Rot/Red
4	Blau/Blue
5	Grün/Green
6	Schwarz/Black

 Höhe in mm/  
 Height in mm

### Seite

Page

<b>02-07</b>	<b>Einleitung / Introduction</b>
<b>08-10</b>	<b>E-Container 1/1</b>
<b>11-13</b>	<b>E-Container 3/4</b>
<b>14-16</b>	<b>E-Container 1/2</b>
<b>17-18</b>	<b>Mini Container</b>
<b>19-20</b>	<b>Dental Container</b>
<b>21</b>	<b>Maxi-1/2 Dentalcontainer</b>
<b>22-24</b>	<b>ER-Container 1/1</b>
<b>25-27</b>	<b>ER-Container 3/4</b>
<b>28-30</b>	<b>ER-Container 1/2</b>
<b>31-32</b>	<b>3-in-one Premium System Aluminium</b>
<b>33</b>	<b>Premium 1/1</b>
<b>34</b>	<b>Premium 3/4</b>
<b>35</b>	<b>Premium 1/2</b>
<b>36-37</b>	<b>TUT-Premium-System</b>
<b>38</b>	<b>TUT-Premium 1/1</b>
<b>39</b>	<b>TUT-Premium 3/4</b>
<b>40</b>	<b>TUT-Premium 1/2</b>
<b>42</b>	<b>TUT-Premium Minicontainer</b>
<b>43</b>	<b>TUT-Premium Dentalcontainer</b>
<b>44</b>	<b>TUT-Premium Maxi-1/2 Dentalcontainer</b>
<b>45</b>	<b>TUT-Premium ½ Dentalcontainer</b>
<b>46-48</b>	<b>XL-Container</b>
<b>49</b>	<b>Endocontainer</b>
<b>50</b>	<b>Flach Container / Flat Container</b>
<b>51</b>	<b>Implantat / Implant</b>
<b>51</b>	<b>Optik / Scopy</b>
<b>53</b>	<b>Entsorgungs-Container / Removal Container 1/1</b>
<b>54</b>	<b>Entsorgungs-Container / Removal Container 3/4</b>
<b>55</b>	<b>Entsorgungs-Container / Removal Container 1/2</b>
<b>56</b>	<b>Mini Entsorgungs-Container / Mini Removal Container</b>
<b>57</b>	<b>Dental Entsorgungs-Container / Dental Removal Container</b>



### **E-Container**

**Der bewährte Klassiker**  
*The Classical*



### **ER-Container**

**Hervorragende Qualität**  
**Edles Design**  
*Excellent Quality*  
*Classic Design*



### **3-in-one Container**

**Filtertechnologien mit PTFE,**  
**Barriere und Ventilsystem**  
*Filter Technology with*  
*PTFE, Barrier and Valve system*



### **TUT-Premium-System**

**Barriere System**  
**mit Alu Massiv Deckel**  
*Barrier system*  
*with aluminium solid lid*


# E-Container







**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated



**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

<b>100</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>260</b>
<b>außen / outside</b> 585 x 274 x 96 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 274 x 116 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 274 x 138 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 274 x 190 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 274 x 235 mm
ER105.100E	ER105.135E	ER105.150E	ER105.200E	ER105.260E



**Boden gelocht**  
Bottom perforated



**Wannen gelocht**  
Bottoms perforated

<b>100</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>260</b>
<b>außen / outside</b> 585 x 274 x 96 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 274 x 116 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 274 x 138 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 274 x 190 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 274 x 235 mm
ER106.100E	ER106.135E	ER106.150E	ER106.200E	ER106.260E

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b> 585 x 280 x 116 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 280 x 135 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 280 x 155 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 280 x 205 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 280 x 255 mm
--	--	--	--	--

**Deckel gelocht**  
 Lid perforated

**Deckel gelocht**  
 Lid perforated

**583 x 280 mm**


- ER100.010E **grau/gray**
- ER100.020E **gelb/yellow**
- ER100.030E **rot/red**
- ER100.040E **blau/blue**
- ER100.050E **grün/green**
- ER100.060E **schwarz/black**

**Sicherheitsdeckel**  
 Safety Lid


**585 x 288 mm**
**Sicherheitsdeckel  
 mit außenliegendem Öffnungsknopf**  
 Safety Lid with exterior press-button


- ER103.010E **grau/gray**
- ER103.020E **gelb/yellow**
- ER103.030E **rot/red**
- ER103.040E **blau/blue**
- ER103.050E **grün/green**
- ER103.060E **schwarz/black**

# E-Container



**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated



**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

**100**

**außen / outside**  
464x 273 x 96 mm

ER205.100E

**135**

**außen / outside**  
464x 273 x 116 mm

ER205.135E

**150**

**außen / outside**  
464x 273 x 138 mm

ER205.150E

**200**

**außen / outside**  
464x 273 x 190 mm

ER205.200E

**Boden gelocht**  
Bottom perforated



**Wannen gelocht**  
Bottoms perforated

**100**

**außen / outside**  
464x 273 x 96 mm

ER206.100E

**135**

**außen / outside**  
464x 273 x 116 mm

ER206.135E

**150**

**außen / outside**  
464x 273 x 138 mm

ER206.150E

**200**

**außen / outside**  
464x 273 x 190 mm

ER206.200E

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

**außen / outside**  
470 x 280 x 116 mm

**außen / outside**  
470 x 280 x 135 mm

**außen / outside**  
470 x 280 x 155 mm

**außen / outside**  
470 x 280 x 205 mm

**Deckel gelocht**  
Lid perforated

**Deckel gelocht**  
Lid perforated



**462 x 280 mm**



- ER200.010E **grau/gray**
- ER200.020E **gelb/yellow**
- ER200.030E **rot/red**
- ER200.040E **blau/blue**
- ER200.050E **grün/green**
- ER200.060E **schwarz/black**

**Sicherheitsdeckel  
mit außenliegendem Öffnungsknopf**  
Safety Lid with exterior press-button

**Sicherheitsdeckel**  
Safety Lid



**464 x 288 mm**



- ER203.010E **grau/gray**
- ER203.020E **gelb/yellow**
- ER203.030E **rot/red**
- ER203.040E **blau/blue**
- ER203.050E **grün/green**
- ER203.060E **schwarz/black**


# E-Container







**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated



**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

<b>100</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>260</b>
<b>außen / outside</b> 297 x 273 x 96 mm	<b>außen / outside</b> 297 x 273 x 116 mm	<b>außen / outside</b> 297 x 273 x 138 mm	<b>außen / outside</b> 297 x 273 x 190 mm	<b>außen / outside</b> 297 x 273 x 235 mm
ER305.100E	ER305.135E	ER305.150E	ER305.200E	ER305.260E



**Boden gelocht**  
Bottom perforated



**Wannen gelocht**  
Bottoms perforated

<b>100</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>260</b>
<b>außen / outside</b> 297 x 273 x 96 mm	<b>außen / outside</b> 297 x 273 x 116 mm	<b>außen / outside</b> 297 x 273 x 138 mm	<b>außen / outside</b> 297 x 273 x 190 mm	<b>außen / outside</b> 297 x 273 x 235 mm
ER306.100E	ER306.135E	ER306.150E	ER306.200E	ER306.260E

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b> 300 x 280 x 116 mm	<b>außen / outside</b> 300 x 280 x 135 mm	<b>außen / outside</b> 300 x 280 x 155 mm	<b>außen / outside</b> 300 x 280 x 205 mm	<b>außen / outside</b> 300 x 280 x 255 mm
--	--	--	--	--

**Deckel gelocht**  
Lid perforated

**Deckel gelocht**  
Lid perforated



**299 x 278 mm**



- ER300.010E **grau/gray**
- ER300.020E **gelb/yellow**
- ER300.030E **rot/red**
- ER300.040E **blau/blue**
- ER300.050E **grün/green**
- ER300.060E **schwarz/black**

**Sicherheitsdeckel mit außenliegendem Öffnungsknopf**  
Safety Lid with exterior press-button

**Sicherheitsdeckel**  
Safety Lid




**300 x 288 mm**



- ER303.010E **grau/gray**
- ER303.020E **gelb/yellow**
- ER303.030E **rot/red**
- ER303.040E **blau/blue**
- ER303.050E **grün/green**
- ER303.060E **schwarz/black**




# Mini Container





**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated



**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

**40**

**außen / outside**  
311 x 132 x 28 mm

ER405.040E

**70**

**außen / outside**  
311 x 132 x 56 mm

ER405.070E

**100**

**außen / outside**  
311 x 132 x 85 mm

ER405.100E



**Boden gelocht**  
Bottom perforated



**Wannen gelocht**  
Bottoms perforated

**40**

**außen / outside**  
311 x 132 x 28 mm

ER406.040E

**70**

**außen / outside**  
311 x 132 x 56 mm

ER406.070E

**100**

**außen / outside**  
311 x 132 x 85 mm

ER406.100E



**Deckel gelocht**  
Lid perforated



**302 x 140 mm**

- ER400.010E **grau/gray**
- ER400.020E **gelb/yellow**
- ER400.030E **rot/red**
- ER400.040E **blau/blue**
- ER400.050E **grün/green**
- ER400.060E **schwarz/black**

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

**40**

**außen / outside**  
311 x 141 x 43 mm

**70**

**außen / outside**  
311 x 141 x 67 mm

**100**

**außen / outside**  
311 x 141 x 97 mm

# Dental Container



**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated



**Boden ungelocht  
ohne Schildhalterung**  
Bottom non perforated  
without tag holders



<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>130</b>
<b>außen / outside</b> 316 x 185 x 36 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 185 x 54 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 185 x 72 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 185 x 85 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 185 x 123mm
ER505.040E	ER505.060E	ER505.080E	ER505.100E	ER505.130E

**Wannen gelocht**  
Bottoms perforated



**Boden gelocht  
ohne Schildhalterung**  
Bottom perforated  
without tag holders




<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>130</b>
<b>außen / outside</b> 316 x 185 x 36 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 185 x 54 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 185 x 72 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 185 x 85 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 185 x 123mm
ER506.040E	ER506.060E	ER506.080E	ER506.100E	ER506.130E

- ER500.010E **grau/gray**
- ER500.020E **gelb/yellow**
- ER500.030E **rot/red**
- ER500.040E **blau/blue**
- ER500.050E **grün/green**
- ER500.060E **schwarz/black**



**Deckel gelocht mit  
Schildhalterung**  
Lid perforated  
with tag holders



**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b> 316 x 190 x 51 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 190 x 65 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 190 x 84 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 190 x 89 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 190 x 136 mm
---	---	---	---	--

**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated



**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated



**außen / outside**  
210 x 140 x 43 mm

ER505.050E

**Deckel gelocht**  
Lid perforated

- ER504.010E **grau/gray**
- ER504.020E **gelb/yellow**
- ER504.030E **rot/red**
- ER504.040E **blau/blue**
- ER504.050E **grün/green**
- ER504.060E **schwarz/black**



**Deckel gelocht**  
Lid perforated



**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

**außen / outside**  
210 x 150 x 53 mm

206 x 150 mm


**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

**60**
**außen / outside**  
227 x 161 x 57 mm

ER507.060E

**80**
**außen / outside**  
227 x 161 x 73 mm

ER507.073E

**100**
**außen / outside**  
227 x 161 x 88 mm

ER507.100E

**130**
**außen / outside**  
227 x 161 x 118 mm

ER507.130E

**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated

**ER507.073E**  
mit 4 großen Schildhalterungen  
with 4 large tag holders

**Wannen gelocht**  
Bottoms perforated

**60**
**außen / outside**  
227 x 161 x 57 mm

ER508.060E


**100**
**außen / outside**  
227 x 161 x 88 mm

ER508.100E

**130**
**außen / outside**  
227 x 161 x 118 mm

ER508.130E

**Boden gelocht**  
Bottom perforated

**Deckel gelocht**  
Lid perforated

**Deckel gelocht**  
Lid perforated

- ER509.010E **grau/gray**
- ER509.020E **gelb/yellow**
- ER509.030E **rot/red**
- ER509.040E **blau/blue**
- ER509.050E **grün/green**
- ER509.060E **schwarz/black**


**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>
227 x 170 x 69 mm	227 x 170 x 83 mm	227 x 170 x 100 mm	227 x 170 x 130 mm


# ER-Container







**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated



**Wannen ungelocht mit farbigen Griffen**  
Bottoms non perforated with coloured handles

**100**

**außen / outside**  
588 x 272 x 100 mm

- ER105.100ER1
- ER105.100ER2
- ER105.100ER3
- ER105.100ER4
- ER105.100ER5
- ER105.100ER6
- ER105.100ER7

**135**

**außen / outside**  
588 x 272 x 116 mm

- ER105.135ER1
- ER105.135ER2
- ER105.135ER3
- ER105.135ER4
- ER105.135ER5
- ER105.135ER6
- ER105.135ER7

**150**

**außen / outside**  
588x 272 x 138 mm

- ER105.150ER1
- ER105.150ER2
- ER105.150ER3
- ER105.150ER4
- ER105.150ER5
- ER105.150ER6
- ER105.150ER7

**200**

**außen / outside**  
588 x 272 x 190 mm

- ER105.200ER1
- ER105.200ER2
- ER105.200ER3
- ER105.200ER4
- ER105.200ER5
- ER105.200ER6
- ER105.200ER7

**260**

**außen / outside**  
588 x 272 x 235 mm

- ER105.260ER1
- ER105.260ER2
- ER105.260ER3
- ER105.260ER4
- ER105.260ER5
- ER105.260ER6
- ER105.260ER7



**Boden gelocht**  
Bottom perforated



**Wannen gelocht mit farbigen Griffen**  
Bottoms perforated with coloured handles

**100**

**außen / outside**  
588 x 272 x 100 mm

- ER106.100ER1
- ER106.100ER2
- ER106.100ER3
- ER106.100ER4
- ER106.100ER5
- ER106.100ER6
- ER106.100ER7

**135**

**außen / outside**  
588 x 272 x 116 mm

- ER106.135ER1
- ER106.135ER2
- ER106.135ER3
- ER106.135ER4
- ER106.135ER5
- ER106.135ER6
- ER106.135ER7

**150**

**außen / outside**  
588x 272 x 138 mm

- ER106.150ER1
- ER106.150ER2
- ER106.150ER3
- ER106.150ER4
- ER106.150ER5
- ER106.150ER6
- ER106.150ER7

**200**

**außen / outside**  
588 x 272 x 190 mm

- ER106.200ER1
- ER106.200ER2
- ER106.200ER3
- ER106.200ER4
- ER106.200ER5
- ER106.200ER6
- ER106.200ER7

**260**

**außen / outside**  
588 x 272 x 235 mm

- ER106.260ER1
- ER106.260ER2
- ER106.260ER3
- ER106.260ER4
- ER106.260ER5
- ER106.260ER6
- ER106.260ER7

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>
585 x 280 x 116 mm	585 x 280 x 135 mm	585 x 280 x 155 mm	585 x 280 x 205 mm	585 x 280 x 255 mm

**Deckel gelocht mit integriertem Sicherheitsdeckel**  
Lid perforated incl. safety cover

**Deckel gelocht**  
Lid perforated



**583 x 280 mm**



- ER100.010ER **grau/gray**
- ER100.020ER **gelb/yellow**
- ER100.030ER **rot/red**
- ER100.040ER **blau/blue**
- ER100.050ER **grün/green**
- ER100.060ER **schwarz/black**
- ER100.070ER **dunkelgrau/dark gray**






# ER-Container





**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated



**Wannen ungelocht mit farbigen Griffen**  
Bottoms non perforated with coloured handles

100	135	150
<b>außen / outside</b> 464 x 273 x 100 mm	<b>außen / outside</b> 464 x 273 x 116 mm	<b>außen / outside</b> 464 x 273 x 138 mm
ER205.100ER1	ER205.135ER1	ER205.150ER1
ER205.100ER2	ER205.135ER2	ER205.150ER2
ER205.100ER3	ER205.135ER3	ER205.150ER3
ER205.100ER4	ER205.135ER4	ER205.150ER4
ER205.100ER5	ER205.135ER5	ER205.150ER5
ER205.100ER6	ER205.135ER6	ER205.150ER6
ER205.100ER7	ER205.135ER7	ER205.150ER7



**Boden gelocht**  
Bottom perforated



**Wannen gelocht mit farbigen Griffen**  
Bottoms perforated with coloured handles


100	135	150
<b>außen / outside</b> 464 x 273 x 100 mm	<b>außen / outside</b> 464 x 273 x 116 mm	<b>außen / outside</b> 464 x 273 x 138 mm
ER206.100ER1	ER206.135ER1	ER206.150ER1
ER206.100ER2	ER206.135ER2	ER206.150ER2
ER206.100ER3	ER206.135ER3	ER206.150ER3
ER206.100ER4	ER206.135ER4	ER206.150ER4
ER206.100ER5	ER206.135ER5	ER206.150ER5
ER206.100ER6	ER206.135ER6	ER206.150ER6
ER206.100ER7	ER206.135ER7	ER206.150ER7

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>
470 x 280 x 116 mm	470 x 280 x 135 mm	470 x 280 x 155 mm

**Deckel gelocht mit integriertem Sicherheitsdeckel**  
 Lid perforated incl. safety cover

**Deckel gelocht**  
 Lid perforated


**462 x 280 mm**


- ER200.010ER **grau/gray**
- ER200.020ER **gelb/yellow**
- ER200.030ER **rot/red**
- ER200.040ER **blau/blue**
- ER200.050ER **grün/green**
- ER200.060ER **schwarz/black**
- ER200.070ER **dunkelgrau/dark gray**



# ER-Container




**Boden ungelocht**  
 Bottom non perforated

**Wannen ungelocht mit farbigen Griffen**  
 Bottoms non perforated with coloured handles

**100**
**außen / outside**  
 296 x 270 x 100 mm

- ER305.100ER1
- ER305.100ER2
- ER305.100ER3
- ER305.100ER4
- ER305.100ER5
- ER305.100ER6
- ER305.100ER7

**135**
**außen / outside**  
 296 x 270 x 116 mm

- ER305.135ER1
- ER305.135ER2
- ER305.135ER3
- ER305.135ER4
- ER305.135ER5
- ER305.135ER6
- ER305.135ER7

**150**
**außen / outside**  
 296 x 270 x 138 mm

- ER305.150ER1
- ER305.150ER2
- ER305.150ER3
- ER305.150ER4
- ER305.150ER5
- ER305.150ER6
- ER305.150ER7

**200**
**außen / outside**  
 296 x 270 x 190 mm

- ER305.200ER1
- ER305.200ER2
- ER305.200ER3
- ER305.200ER4
- ER305.200ER5
- ER305.200ER6
- ER305.200ER7

**260**
**außen / outside**  
 296 x 270 x 235 mm

- ER305.260ER1
- ER305.260ER2
- ER305.260ER3
- ER305.260ER4
- ER305.260ER5
- ER305.260ER6
- ER305.260ER7


**Boden gelocht**  
 Bottom perforated

**Wannen gelocht mit farbigen Griffen**  
 Bottoms perforated with coloured handles

**100**
**außen / outside**  
 296 x 270 x 100 mm

- ER306.100ER1
- ER306.100ER2
- ER306.100ER3
- ER306.100ER4
- ER306.100ER5
- ER306.100ER6
- ER306.100ER7

**135**
**außen / outside**  
 296 x 270 x 116 mm

- ER306.135ER1
- ER306.135ER2
- ER306.135ER3
- ER306.135ER4
- ER306.135ER5
- ER306.135ER6
- ER306.135ER7

**150**
**außen / outside**  
 296 x 270 x 138 mm

- ER306.150ER1
- ER306.150ER2
- ER306.150ER3
- ER306.150ER4
- ER306.150ER5
- ER306.150ER6
- ER306.150ER7

**200**
**außen / outside**  
 296 x 270 x 190 mm

- ER306.200ER1
- ER306.200ER2
- ER306.200ER3
- ER306.200ER4
- ER306.200ER5
- ER306.200ER6
- ER306.200ER7

**260**
**außen / outside**  
 296 x 270 x 235 mm

- ER306.260ER1
- ER306.260ER2
- ER306.260ER3
- ER306.260ER4
- ER306.260ER5
- ER306.260ER6
- ER306.260ER7

**Maße mit montiertem Deckel**  
 Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>
300 x 280 x 116 mm	300 x 280 x 135 mm	300 x 280 x 155 mm	300 x 280 x 205 mm	300 x 280 x 255 mm

**Deckel gelocht mit integriertem Sicherheitsdeckel**  
Lid perforated incl. safety cover

**Deckel gelocht**  
Lid perforated



**299 x 278 mm**



-  ER300.010ER **grau/gray**
-  ER300.020ER **gelb/yellow**
-  ER300.030ER **rot/red**
-  ER300.040ER **blau/blue**
-  ER300.050ER **grün/green**
-  ER300.060ER **schwarz/black**
-  ER300.070ER **dunkelgrau/dark gray**





# Premium System *3-in-one* Aluminium



## Filtertechnologie / Filter Technology



ER806.000PA

**PTFE Technologie mit sicherem Schutz und Arbeitserleichterung.**  
PTFE Technology for easing working process and safe protection.

---



ER806.000BA

**Barriere Filter Einsatz funktioniert lebenslang und ist nahezu wartungsfrei.**  
**Basiert auf der Trennung des Luftstroms und der Mikroorganismen.**  
Barrier Filter Elements life-long and maintenance-free. Based on the isolation of airflow and the micro-organisms.


---



ER806.000VA

**Ventilsystem arbeitet auf dem Prinzip des Druckwechsels und ist nahezu wartungsfrei.**  
Valve system operates on the principle of the pressure fluctuations and is maintenance-free.



**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated

**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

**100**  
außen / outside  
585 x 274 x 96 mm

ER105.100E

**135**  
außen / outside  
585 x 274 x 116 mm

ER105.135E

**150**  
außen / outside  
585 x 274 x 138 mm


ER105.150E

**200**  
außen / outside  
585 x 274 x 190 mm

ER105.200E

**260**  
außen / outside  
585 x 274 x 235 mm

ER105.260E

**Deckel gelocht**  
Lid perforated

**PTFE System**  
PTFE System

- ER100.010PA
- ER100.020PA
- ER100.030PA
- ER100.040PA
- ER100.050PA
- ER100.060PA

**Barriere System**  
Barrier System

- ER100.010BA
- ER100.020BA
- ER100.030BA
- ER100.040BA
- ER100.050BA
- ER100.060BA

**Ventil System**  
Valve System

- ER100.010VA
- ER100.020VA
- ER100.030VA
- ER100.040VA
- ER100.050VA
- ER100.060VA

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

 außen / outside  
590 x 280 x 115 mm

 außen / outside  
590 x 280 x 135 mm


 außen / outside  
590 x 280 x 155 mm

 außen / outside  
590 x 280 x 205 mm

 außen / outside  
590 x 280 x 255 mm



**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated




**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

100	135	150	200
<b>außen / outside</b> 464x 273 x 96 mm	<b>außen / outside</b> 464x 273 x 116 mm	<b>außen / outside</b> 464x 273 x 138 mm	<b>außen / outside</b> 464x 273 x 190 mm
ER205.100E	ER205.135E	ER205.150E	ER205.200E









**Deckel gelocht**  
Lid perforated









462 x 280 mm







**PTFE System**  
PTFE System

 ER200.010PA
 ER200.020PA
 ER200.030PA
 ER200.040PA
 ER200.050PA
 ER200.060PA

**Barriere System**  
Barrier System


 ER200.010BA
 ER200.020BA
 ER200.030BA
 ER200.040BA
 ER200.050BA
 ER200.060BA

**Ventil System**  
Valve System

 ER200.010VA
 ER200.020VA
 ER200.030VA
 ER200.040VA
 ER200.050VA
 ER200.060VA

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid







<b>außen / outside</b> 470 x 280 x 115 mm	<b>außen / outside</b> 470 x 280 x 135 mm	<b>außen / outside</b> 470 x 280 x 155 mm	<b>außen / outside</b> 470 x 280 x 205 mm
--	--	--	--

**Boden ungelocht**  
 Bottom non perforated

**Wannen ungelocht**  
 Bottoms non perforated







<b>100</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>260</b>
<b>außen / outside</b> 297 x 273 x 96 mm	<b>außen / outside</b> 297 x 273 x 116 mm	<b>außen / outside</b> 297 x 273 x 138 mm	<b>außen / outside</b> 297 x 273 x 190 mm	<b>außen / outside</b> 297 x 273 x 235 mm
ER305.100E	ER305.135E	ER305.150E	ER305.200E	ER305.260E

**Deckel gelocht**  
 Lid perforated







**PTFE System**  
 PTFE System

-  ER300.010PA
-  ER300.020PA
-  ER300.030PA
-  ER300.040PA
-  ER300.050PA
-  ER300.060PA

**Barriere System**  
 Barrier System

-  ER300.010BA
-  ER300.020BA
-  ER300.030BA
-  ER300.040BA
-  ER300.050BA
-  ER300.060BA

**Ventil System**  
 Valve System

-  ER300.010VA
-  ER300.020VA
-  ER300.030VA
-  ER300.040VA
-  ER300.050VA
-  ER300.060VA

**Maße mit montiertem Deckel**  
 Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b> 300 x 280 x 116 mm	<b>außen / outside</b> 300 x 280 x 135 mm	<b>außen / outside</b> 300 x 280 x 155 mm	<b>außen / outside</b> 300 x 280 x 205 mm	<b>außen / outside</b> 300 x 280 x 255 mm
--	--	--	--	--

# TUT-PREMIUM-SYSTEM


Sterilcontainer mit Alu Massiv Deckel

Sterile container with aluminium solid lid




**TUT-Premium Containersystem mit Barriersystem (auf dem Prinzip der Pasteurschen Schleife)**
*TUT-Premium Container systems with barrier system (based on the principle of the Pasteur loop)*

- + **Deckel** aus einem Aluminiumblock gefräst, daher sehr robust und widerstandsfähig  
*Lid milled from an aluminium block, therefore very robust and resistant*
- + **Wanne** kombinierbar mit E-Standardcontainerwanne ungelocht  
*Bottom combinable with the Standard E-Model non-perforated bottom*
- + **Größen** 1/1 – 3/4 - 1/2 - Dental – Mini – Maxi ½ Dental – ½ Dental  
*Sizes 1/1 – 3/4 - 1/2 - Dental – Mini – Maxi ½ Dental – ½ Dental*
- + **Handling** einfach und zeitsparend, da kein Filtertausch notwendig ist  
*Handling simple and time-saving as no filter replacement is required*
- + **Dichtung** nicht verklebt. Dichtungstausch kann daher selbstständig durchgeführt werden  
*Sealing gasket is not glued, therefore the replacement can be performed independently*





**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated



**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated







100	135	150	200	260
<b>außen / outside</b> 585 x 274 x 96 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 274 x 116 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 274 x 138 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 274 x 190 mm	<b>außen / outside</b> 585 x 274 x 235 mm
ER105.100E	ER105.135E	ER105.150E	ER105.200E	ER105.260E

**Deckel gelocht mit Barriere-System**  
Lid perforated with Barrier-System



**Deckel gelocht**  
Lid perforated




 ER100.010TB <b>silber/silver</b>
 ER100.020TB <b>gelb/yellow</b>
 ER100.030TB <b>rot/red</b>
 ER100.040TB <b>blau/blue</b>
 ER100.050TB <b>grün/green</b>
 ER100.060TB <b>schwarz/black</b>

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b> 590 x 279 x 110 mm	<b>außen / outside</b> 590 x 279 x 129 mm	<b>außen / outside</b> 590 x 279 x 150 mm	<b>außen / outside</b> 590 x 279 x 200 mm	<b>außen / outside</b> 590 x 279 x 250 mm
--	--	--	--	--



**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated



**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

**100**  
außen / outside  
464x 273 x 96 mm

ER205.100E

**135**  
außen / outside  
464x 273 x 116 mm

ER205.135E

**150**  
außen / outside  
464x 273 x 138 mm

ER205.150E

**200**  
außen / outside  
464x 273 x 190 mm

ER205.200E

**Deckel gelocht**  
Lid perforated



**Deckel gelocht mit Barriere-System**  
Lid perforated with Barrier-System

-  ER200.010TB **silber/silver**
-  ER200.020TB **gelb/yellow**
-  ER200.030TB **rot/red**
-  ER200.040TB **blau/blue**
-  ER200.050TB **grün/green**
-  ER200.060TB **schwarz/black**

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

außen / outside  
465 x 279 x 110 mm


außen / outside  
465 x 279 x 129 mm

außen / outside  
465 x 279 x 150 mm

außen / outside  
465 x 279 x 200 mm



**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated



**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

**100**

**außen / outside**  
297 x 273 x 96 mm

ER305.100E

**135**

**außen / outside**  
297 x 273 x 116 mm

ER305.135E

**150**

**außen / outside**  
297 x 273 x 138 mm

ER305.150E

**200**

**außen / outside**  
297 x 273 x 190 mm

ER305.200E

**260**

**außen / outside**  
297 x 273 x 235 mm

ER305.260E

**Deckel gelocht mit Barriere-System**  
Lid perforated with Barrier-System

**Deckel gelocht**  
Lid perforated



- ER300.010TB **silber/silver**
- ER300.020TB **gelb/yellow**
- ER300.030TB **rot/red**
- ER300.040TB **blau/blue**
- ER300.050TB **grün/green**
- ER300.060TB **schwarz/black**

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>
299 x 279 x 110 mm	299 x 279 x 129 mm	299 x 279 x 150 mm	299 x 279 x 200 mm	299 x 279 x 250 mm



# TUT-PREMIUM-SYSTEM

Mini, Dental, Maxi-1/2 Dental, 1/2 Dental

Mini, Dental, Maxi-1/2 Dental, 1/2 Dental





**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated



**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

**40**

**außen / outside**  
311 x 132 x 28 mm

ER405.040E

**70**

**außen / outside**  
311 x 132 x 56 mm

ER405.070E

**100**


**außen / outside**  
311 x 132 x 85 mm

ER405.100E

**Deckel gelocht**  
Lid perforated



**Deckel gelocht**  
Lid perforated



- ER400.010TB **silber/silver**
- ER400.020TB **gelb/yellow**
- ER400.030TB **rot/red**
- ER400.040TB **blau/blue**
- ER400.050TB **grün/green**
- ER400.060TB **schwarz/black**

**Alu massiv Dental Deckel gelocht  
mit Barriere System**  
Alu massive Dental Lid  
with barrier system

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>
311 x 141 x 43 mm	311 x 141 x 67 mm	311 x 141 x 97 mm

**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated

**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

**40**
**außen / outside**  
316 x 185 x 36 mm

ER505.040E

**60**
**außen / outside**  
316 x 185 x 54 mm

ER505.060E

**80**
**außen / outside**  
316 x 185 x 72 mm

ER505.080E

**100**
**außen / outside**  
316 x 185 x 85 mm

ER505.100E

**130**
**außen / outside**  
316 x 185 x 123 mm

ER505.130E

**Deckel gelocht**  
Lid perforated

**Deckel gelocht**  
Lid perforated


- ER500.010TB **silber/silver**
- ER500.020TB **gelb/yellow**
- ER500.030TB **rot/red**
- ER500.040TB **blau/blue**
- ER500.050TB **grün/green**
- ER500.060TB **schwarz/black**

**Alu massiv Dental Deckel gelocht  
mit Barriere System**  
Alu massive Dental Lid  
with barrier system

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b> 316 x 190 x 51 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 190 x 65 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 190 x 84 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 190 x 89 mm	<b>außen / outside</b> 316 x 190 x 136 mm
---	---	---	---	--



**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

**60**

**außen / outside**  
227 x 161 x 57 mm

ER507.060E

**80**

**außen / outside**  
227 x 161 x 73 mm

ER507.073E

**100**

**außen / outside**  
227 x 161 x 88 mm

ER507.100E

**130**

**außen / outside**  
227 x 161 x 118 mm

ER507.130E

**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated



**ER507.073E**  
mit 4 großen Schildhalterungen  
with 4 large tag holders

**Deckel gelocht**  
Lid perforated



**Deckel gelocht**  
Lid perforated



**220 x 169 mm**

- ER509.010TB **grau/gray**
- ER509.020TB **gelb/yellow**
- ER509.030TB **rot/red**
- ER509.040TB **blau/blue**
- ER509.050TB **grün/green**
- ER509.060TB **schwarz/black**

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>
227 x 170 x 69 mm	227 x 170 x 83 mm	227 x 170 x 100 mm	227 x 170 x 130 mm



**Boden ungelocht**  
 Bottom non perforated



**Wannen ungelocht**  
 Bottoms non perforated

**außen / outside**  
 210 x 140 x 43 mm

ER505.050E

**Alu massiv 1/2 Dental Deckel  
 gelocht mit Barriere System**  
 Alu massive 1/2 Dental Lid  
 perforated with barrier system



**Deckel gelocht**  
 Lid perforated

206 x 150 mm

**Deckel gelocht**  
 Lid perforated

- ER504.010TB **silber/silver**
- ER504.020TB **gelb/yellow**
- ER504.030TB **rot/red**
- ER504.040TB **blau/blue**
- ER504.050TB **grün/green**
- ER504.060TB **schwarz/black**


**Maße mit montiertem Deckel**  
 Dimensions with fitted lid

**außen / outside**  
 210 x 150 x 53 mm

# XL-Container





**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated

**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

<b>außen / outside</b> 715 x 274,5 x 127 mm	<b>außen / outside</b> 715 x 274,5 x 190 mm
--	--

ER105.070E


ER105.071E


**Wannen gelocht**  
Bottoms perforated

<b>außen / outside</b> 715 x 274,5 x 127 mm	<b>außen / outside</b> 715 x 274,5 x 190 mm
--	--

ER106.70E

ER106.71E


**Deckel gelocht**  
Lid perforated

**711 x 283 mm**

- |   |           |                      |
|---|-----------|----------------------|
|  | ER100.71E | <b>silber/silver</b> |
|  | ER100.72E | <b>gelb/yellow</b>   |
|  | ER100.73E | <b>rot/red</b>       |
|  | ER100.74E | <b>blau/blue</b>     |
|  | ER100.75E | <b>grün/green</b>    |
|  | ER100.76E | <b>schwarz/black</b> |


**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b> 715 x 283 x 144 mm	<b>außen / outside</b> 715 x 283 x 211 mm
--	--

**Endocontainer / Endocontainer**  
**Flachcontainer / Flat Container**  
**Implantat Kassetten / Implant Cassettes**  
**Optik Kassetten / Endoscopy Cassettes**




**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated

**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

**80**
**außen / outside**  
540 x 145 x 65,5 mm

ER605.080

**100**
**außen / outside**  
540 x 145 x 87 mm

ER605.100


**Boden gelocht**  
Bottom perforated


**Wannen gelocht**  
Bottoms perforated

**80**
**außen / outside**  
540 x 145 x 65,5 mm

ER606.080

**100**
**außen / outside**  
540 x 145 x 87 mm

ER606.100


**Deckel gelocht**  
Lid perforated

**533 x 160 mm**

- ER601.010R **silber/silver**
- ER601.020R **gelb/yellow**
- ER601.030R **rot/red**
- ER601.040R **blau/blue**
- ER601.050R **grün/green**
- ER601.060R **schwarz/black**

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b>	<b>außen / outside</b>
540 x 160 x 80 mm	540 x 160 x 100 mm



**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated



**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

**60**

**außen / outside**  
296 x 275 x 60 mm

ER305.050E



**Deckel gelocht**  
Lid perforated



**300 x 280 mm**

-  ER300.010E **grau/gray**
-  ER300.020E **gelb/yellow**
-  ER300.030E **rot/red**
-  ER300.040E **blau/blue**
-  ER300.050E **grün/green**
-  ER300.060E **schwarz/black**

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

**60**

**außen / outside**  
300 x 280 x 77 mm

**Achtung! Kein Filter**  
Attention! No filter

## Implantat Kassetten Implant Cassettes


**65**

**außen / outside**  
310 x 128 x 65 mm

**innen / inside**  
302 x 118 x 50 mm

- ER610.060 **silber/silver**
- ER620.060 **gelb/yellow**
- ER630.060 **rot/red**
- ER640.060 **blau/blue**
- ER650.060 **grün/green**
- ER660.060 **schwarz/black**

**Nur Deckel in Farbe**  
Only Bottom coloured



## Implantat Kassette Implant Cassette


**75**

**außen / outside**  
495 x 166 x 80 mm

**innen / inside**  
488 x 138 x 75 mm

- ER612.070 **silber/silver**
- ER622.070 **gelb/yellow**
- ER632.070 **rot/red**
- ER642.070 **blau/blue**
- ER652.070 **grün/green**
- ER662.070 **schwarz/black**

**Nur Deckel in Farbe**  
Only Lid coloured



## Optik Scopy

## Optik Kassetten Endoscopy Cassettes



- ER600.010 **silber/silver**


**Auf Wunsch mit Silikoneinsätzen bestückbar**  
By Request with Silicone Holders customisable



### Optik Kassette Endoscopy Cassette

**außen / outside**  
254 x 61,5 x 49,5 mm

**innen / inside**  
249 x 57 x 46,5 mm



- ER600.020 **silber/silver**


**Auf Wunsch mit Silikoneinsätzen bestückbar**  
By Request with Silicone Holders customisable



### Optik Kassette Endoscopy Cassette

**außen / outside**  
454 x 72 x 62,5 mm

**innen / inside**  
447 x 67 x 59,5 mm




# Entsorgungs- Container

## Removal Containers





**Boden ungelocht**  
 Bottom non perforated

**Wannen ungelocht**  
 Bottoms non perforated

**100**

 außen / outside  
 585 x 274 x 96 mm

ER105.100E

**135**

 außen / outside  
 585 x 274 x 116 mm

ER105.135E

**150**

 außen / outside  
 585 x 274 x 138 mm

ER105.150E

**200**


 außen / outside  
 585 x 274 x 190 mm

ER105.200E

**260**

 außen / outside  
 585 x 274 x 235 mm

ER105.260E

**Deckel ungelocht**  
 Lid non perforated



- ER102.010E **silber/silver**
- ER102.020E **gelb/yellow**
- ER102.030E **rot/red**
- ER102.040E **blau/blue**
- ER102.050E **grün/green**
- ER102.060E **schwarz/black**

**Maße mit montiertem Deckel**  
 Dimensions with fitted lid

außen / outside	außen / outside	außen / outside	außen / outside	außen / outside
585 x 280 x 116 mm	585 x 280 x 135 mm	585 x 280 x 155 mm	585 x 280 x 205 mm	585 x 280 x 255 mm



**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated



**Wannen ungelocht**  
Bottoms non perforated

100	135	150	200
<b>außen / outside</b> 464x 273 x 96 mm	<b>außen / outside</b> 464x 273 x 116 mm	<b>außen / outside</b> 464x 273 x 138 mm	<b>außen / outside</b> 464x 273 x 190 mm
ER205.100E	ER205.135E	ER205.150E	ER205.200E



**Deckel ungelocht**  
Lid non perforated

462 x 280 mm

-  ER202.010E **silber/silver**
-  ER202.020E **gelb/yellow**
-  ER202.030E **rot/red**
-  ER202.040E **blau/blue**
-  ER202.050E **grün/green**
-  ER202.060E **schwarz/black**

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

<b>außen / outside</b> 470 x 280 x 116 mm	<b>außen / outside</b> 470 x 280 x 135 mm	<b>außen / outside</b> 470 x 280 x 155 mm	<b>außen / outside</b> 470 x 280 x 205 mm
--	--	--	--

**Boden ungelocht**  
 Bottom non perforated

**Wannen ungelocht**  
 Bottoms non perforated

**100**  
 außen / outside  
 297 x 273 x 96 mm

**135**  
 außen / outside  
 297 x 273 x 116 mm

**150**  
 außen / outside  
 297 x 273 x 138 mm

**200**  
 außen / outside  
 297 x 273 x 190 mm

**260**  
 außen / outside  
 297 x 273 x 235 mm

ER305.100E

ER305.135E

ER305.150E

ER305.200E

ER305.260E

**Deckel ungelocht**  
 Lid non perforated


- ER302.010E **silber/silver**
- ER302.020E **gelb/yellow**
- ER302.030E **rot/red**
- ER302.040E **blau/blue**
- ER302.050E **grün/green**
- ER302.060E **schwarz/black**

**Maße mit montiertem Deckel**  
 Dimensions with fitted lid

 außen / outside  
 300 x 280 x 116 mm

 außen / outside  
 300 x 280 x 135 mm

 außen / outside  
 300 x 280 x 155 mm

 außen / outside  
 300 x 280 x 205 mm

 außen / outside  
 300 x 280 x 255 mm



**Boden ungelocht**  
Bottom non perforated



**40**

**außen / outside**  
311 x 132 x 28 mm

ER405.040E

**70**

**außen / outside**  
311 x 132 x 56 mm

ER405.070E

**100**

**außen / outside**  
311 x 132 x 85 mm

ER405.100E



**Deckel ungelocht**  
Lid non perforated

**302 x 140 mm**

- ER402.010E **grau/gray**
- ER402.020E **gelb/yellow**
- ER402.030E **rot/red**
- ER402.040E **blau/blue**
- ER402.050E **grün/green**
- ER402.060E **schwarz/black**

**Maße mit montiertem Deckel**  
Dimensions with fitted lid

**40**

**außen / outside**  
311 x 141 x 43 mm

**70**

**außen / outside**  
311 x 141 x 67 mm

**100**

**außen / outside**  
311 x 141 x 97 mm

**Boden ungelocht**  
 Bottom non perforated

**40**
**außen / outside**  
 316 x 185 x 36 mm

ER505.040E

**65**
**außen / outside**  
 316 x 185 x 54 mm

ER505.060E

**80**
**außen / outside**  
 316 x 185 x 72mm



ER505.080E

**100**
**außen / outside**  
 316 x 185 x 85 mm

ER505.100E

**130**
**außen / outside**  
 316 x 185 x 123mm

ER505.130E

**Deckel ungelocht**  
 Lid non perforated


- ER502.010E **grau/gray**
- ER502.020E **gelb, gold/yellow, gold**
- ER502.030E **rot/red**
- ER502.040E **blau/blue**
- ER502.050E **grün/green**
- ER502.060E **schwarz/black**

**Maße mit montiertem Deckel**

Dimensions with fitted lid

**40**
**außen / outside**  
 316 x 190 x 51 mm

**65**
**außen / outside**  
 316 x 190 x 65 mm


**80**
**außen / outside**  
 316 x 190 x 84 mm

**100**
**außen / outside**  
 316 x 190 x 89 mm

**130**
**außen / outside**  
 316 x 190 x 136 mm



Ermis<sup>®</sup>  
MedTech



*Ermis*  
MedTech

HIBC

