



Ermis[®]
MedTech



ZUBBEHÖR für ZSVA



Ermis®

Im Herzen des Weltzentrums der Medizintechnik, als Nachfolger der Firma Ermis Medizintechnik e.K., versorgen wir seit 1998 unsere Kunden weltweit mit qualitativ hochwertigen Gütern für die ZSVA.

Dabei bedienen wir sowohl die Marktsegmente für wiederverwendbare Produkte, als auch für Einmalprodukte.

Als erfahrener Hersteller bieten wir eine breite Palette hochwertiger und maßgeschneiderter Produkte für die Krankenhäuser und Kliniken weltweit von individuell gestalteten Artikeln, über kundenspezifische Sets bis hin zu komplexen Baugruppen.

Die stetige Weiterentwicklung und enge Kooperation mit unseren Anwendern führt fortführend zu einer Erweiterung unseres Produktsortiments und unserem Know-How in der Medizintechnik.





Containerzubehör (Siegel, Schilder, Filter)	4
Siebkörbe und Zubehör	29
Schutzbekleidung	88
Bürsten, Materialreiniger und Pflege	99
Instrumentenschutz, Sterilgutverpackungen & Silikonartikel	116
Dokumentationsetiketten	136
Klebebänder und Kennzeichnungen / Beschriftung	176
Qualitätssicherung	198
Werkzeuge aus rostfreiem Spezialstahl	228
Kirschner Bohrdrähte	245
Schalen und Behälter	250
Siegelgeräte	258
OP-Bedarf und Patientenversorgung	264

**Aktuelle Zertifikate und AGB finden Sie
auf unserer Internetseite:**

www.ermis-medizintechnik.de

**Bei den angebotenen Produkten kann es sich um ERMIS eigene Ware
wie auch um Handelsware handeln.**

Unsere Produkte werden den regulatorischen Anforderungen entsprechend gekennzeichnet.

**Unsere Lieferungen und Leistungen richten sich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB,
nicht an Endverbraucher im Sinne § 13 BGB.**

Verschlussiegel aus Papier, ohne Indikator, Stegbreite 3,0 mm

REF		VE
92-01010	Das Verschlussiegel ohne Indikator, zum sicheren Verschließen von Aesculap-Containern. Einfach in der Anwendung und millionenfach bewährt. Umweltfreundlich, international patentiert.	1000 Stück
	weiß Format: 100 x 18 mm	



Verschlussiegel aus Papier, mit Dampfindikator, Stegbreite 2,0 und 3,0 mm

	weiß Format: 105 x 30 mm	
92-02638	Stegbreite: 2,0 mm	1000 Stück
92-01003	Stegbreite: 3,0 mm	1000 Stück




Verschlussiegel aus Papier, ohne Indikator, Stegbreite 3,5 mm

92-02665	Das Verschlussiegel ohne Indikator, zum sicheren Verschließen von Aesculap-Containern. Einfach in der Anwendung und millionenfach bewährt. Umweltfreundlich, international patentiert.	500 Stück
	weiß Format: 70 x 38 mm	



Verschlussiegel aus Papier, mit Dampfindikator, Stegbreite 4 mm

	weiß mit Dokumentationsfeld mit Anfasslasche	
92-01004	Format: 117 x 38 mm	500 Stück
92-04120	Format: 132 x 38 mm	500 Stück



Verschlussiegel aus Papier, mit Dampfindikator, einfach selbstklebend

REF _____ VE _____

92-01005 weiß 500 Stück
 Format: 117 x 38 mm
 mit Dokumentationsfeld
 Stegbreite: 4,0 mm
 mit Anfasslasche


Verschlussiegel aus Papier, mit Dampfindikator, Stegbreite 3,0 mm, einfach selbstklebend

92-04179 weiß 750 Stück
 Format: 145 x 35 mm
 mit Dokumentationsfeld


Verschlussiegel aus Papier für Aesculap-Container, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend

92-01006 weiß 1000 Stück
 mit Dampfindikator 92-04113 1000 Stück
 Einschubseite: rechts
 Format: 35 x 74 mm
 Format: 35 x 80 mm


Verschlussiegel aus Papier für Aesculap-Container, blanko, einfach selbstklebend

92-04114 weiß 1000 Stück
 Format: 35 x 74 mm
 Einschubseite: rechts



Verschlussiegel aus Papier für Aesculap-Container, mit Dokumentationsfeld, nicht selbstklebend


REF

VE

92-01008


weiß
Format: 35 x 74 mm
mit Dampfindikator
Einschubseite: rechts

1000 Stück



Verschlussiegel aus Papier für Aesculap-Container, Einschubseite links

weiß
Format: 35 x 74 mm
mit Dampfindikator
mit Dokumentationsfeld



92-04108
92-01009

nicht selbstklebend
einfach selbstklebend

1000 Stück
1000 Stück

Verschlussiegel aus Papier auf Rolle für Aesculap-Container, einfach selbstklebend



92-04109

weiß
Format: 78 x 32,6 mm
mit Dampfindikator
mit Dokumentationsfeld
Rolle à: 1500 Stück
außen gewickelt
Kerndurchmesser: 76 mm

1 Rolle

Folienetiketten, rückstandslos ablösbar, einfach selbstklebend

zum Kennzeichnen und Versiegeln von Containern



Format: 102 x 25 mm
Rolle à: 500 Stück
außen gewickelt
hitzebeständig: bis 134 °C
Kerndurchmesser: 76 mm



92-01001
92-01002

mit Dampfindikator
ohne Indikator

1 Rolle
1 Rolle

Sicherheitsetiketten, rot, einfach selbstklebend

REF

VE

92-04240 Der Sicherheitseffekt des Klebers tritt nach Aufbringen des Etiketts nach ca. 15 Min. ein.

1 Rolle

mit Aufdruck: "desinfiziert, wenn Etikett intakt"
 Format: 90 x 30 mm
 Nummerierung: fortlaufend
 Rollenbreite: 102 mm
 Rolle à: 500 Stück
 innen gewickelt
 Kerndurchmesser: 76 mm


Sicherheitsetiketten, grün, einfach selbstklebend

92-04281 Der Sicherheitseffekt des Klebers tritt nach Aufbringen des Etiketts nach ca. 15 Min. ein.

1 Rolle

mit Aufdruck: "Sicherheitssiegel / Security Seal"
 Format: 90 x 30 mm
 Nummerierung: fortlaufend
 Rollenbreite: 102 mm
 Rolle à: 500 Stück
 innen gewickelt
 Kerndurchmesser: 76 mm


Sicherheitsplombe aus Kunststoff

92-02639 gelb
 Länge: 290 mm
 Nummerierung: fortlaufend
 Nutzlänge: 200 mm


1000 Stück


Universalsiegel UniLock aus Kunststoff

ohne Indikator
 92-01240 blau
 92-01241 grün
 92-01242 weiß
 92-01243 rot
 92-01244 gelb

mit Dampfindikator
 92-01245 blau
 92-01246 grün
 92-01247 weiß
 92-01248 rot
 92-01249 gelb

1000 Stück
 1000 Stück
 1000 Stück
 1000 Stück
 1000 Stück




Universalsiegel UniLock XL aus Kunststoff, mit großer Anfasslasche

REF

VE

auch geeignet zum Aufkleben von Etiketten



92-01250	ohne Indikator blau	1000 Stück
92-01251	grün	1000 Stück
92-01252	weiß	1000 Stück
92-01253	rot	1000 Stück
92-01254	gelb	1000 Stück
92-02514	violett	1000 Stück
92-02515	orange	1000 Stück

mit Dampfindikator

92-01255	blau	1000 Stück
92-01256	grün	1000 Stück
92-01257	weiß	1000 Stück
92-01258	rot	1000 Stück
92-01259	gelb	1000 Stück
92-02516	violett	1000 Stück
92-02517	orange	1000 Stück

Universalsiegel aus Kunststoff

u.a. geeignet für Aesculap- und Wagner-Container



92-01025	ohne Indikator blau	1000 Stück
92-01026	rot	1000 Stück
92-01027	grün	1000 Stück
92-01028	gelb	1000 Stück
92-01029	weiß	1000 Stück
92-02624	orange	1000 Stück
92-02625	violett	1000 Stück

mit Dampfindikator

92-01220	blau	1000 Stück
92-01221	rot	1000 Stück
92-01233	grün	1000 Stück
92-01238	gelb	1000 Stück
92-01239	weiß	1000 Stück

Universalsiegel aus Kunststoff



Verschlussiegel "AW" für Aesculap- und Wagner-Container

92-02612	ohne Indikator rot	1000 Stück
92-02613	blau	1000 Stück
92-02614	grün	1000 Stück
92-02615	gelb	1000 Stück
92-02661	weiß	1000 Stück
92-02662	schwarz	1000 Stück

Universalsiegel aus Kunststoff

REF

VE

	mit Dampfindikator
92-02632	rot
92-02633	blau
92-02634	grün
92-02635	gelb
92-02663	weiß

1000 Stück
1000 Stück
1000 Stück
1000 Stück
1000 Stück




Universalsiegel aus Kunststoff, Verschlussiegel "2011", u.a. geeignet für Aesculap- und Wagner-Container

	ohne Indikator
92-02500	blau
92-02501	grün
92-02502	weiß
92-02503	rot
92-02504	gelb
92-02505	neon-gelb
92-02506	neon-orange
	mit Dampfindikator
92-02507	blau
92-02508	grün
92-02509	weiß
92-02510	rot
92-02511	gelb
92-02512	neon-gelb
92-02513	neon-orange



1000 Stück
1000 Stück
1000 Stück
1000 Stück
1000 Stück
1000 Stück
1000 Stück



Universalsiegel aus Kunststoff

	REF		VE
	92-01262	ohne Indikator blau	1000 Stück
	92-01263	rot	1000 Stück
	92-01264	grün	1000 Stück
	92-01265	gelb	1000 Stück
	92-01266	mit Dampfindikator blau	1000 Stück
	92-01267	rot	1000 Stück
	92-01268	grün	1000 Stück
	92-01269	gelb	1000 Stück

Universalsiegel aus Kunststoff

	92-01270	ohne Indikator rot	1000 Stück
	92-01271	grün	1000 Stück
	92-01272	gelb	1000 Stück
	92-01273	blau	1000 Stück
	92-01274	mit Dampfindikator rot	1000 Stück
	92-01275	grün	1000 Stück
	92-01276	gelb	1000 Stück
	92-01277	blau	1000 Stück

Universalsiegel aus Kunststoff, 1-2-3 Verschlussiegel

	92-02600	ohne Indikator naturfarbig	1000 Stück
	92-02602	weiß	1000 Stück
	92-02604	gelb	1000 Stück
	92-02606	rot	1000 Stück
	92-02608	blau	1000 Stück
	92-02610	grün	1000 Stück
	92-02601	mit Dampfindikator naturfarbig	1000 Stück
	92-02603	weiß	1000 Stück
	92-02605	gelb	1000 Stück
	92-02607	rot	1000 Stück
	92-02609	blau	1000 Stück
	92-02611	grün	1000 Stück

Universalsiegel aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Länge 195 mm

REF		VE
	ohne Indikator	
92-01204	blau	1000 Stück
92-02641	rot	1000 Stück
92-02643	gelb	1000 Stück
92-02660	grün	1000 Stück
	mit Dampfindikator	
92-01205	blau	1000 Stück


Universalsiegel aus Kunststoff

	ohne Indikator	
92-01014	blau	1000 Stück
92-01216	rot	1000 Stück
92-01217	grün	1000 Stück
92-01218	gelb	1000 Stück
92-01219	schwarz	1000 Stück
	mit Dampfindikator	
92-01013	blau	1000 Stück
92-01212	rot	1000 Stück
92-01213	grün	1000 Stück
92-01214	gelb	1000 Stück
92-01215	schwarz	1000 Stück


Verschlussiegel aus Kunststoff, für Aesculap-Container


	ohne Indikator	
92-01015	hellblau	1000 Stück
92-01016	grün	1000 Stück
92-01017	weiß	1000 Stück
92-01018	rot	1000 Stück
92-01019	gelb	1000 Stück
92-01206	schwarz	1000 Stück
	mit Dampfindikator	
92-01210	hellblau	1000 Stück
92-01222	grün	1000 Stück
92-02621	weiß	1000 Stück
92-01211	rot	1000 Stück
92-02616	gelb	1000 Stück


Verschlussiegel aus Kunststoff, für Aesculap-Container


	ohne Indikator	
92-01020	blau	1000 Stück
92-01021	grün	1000 Stück
92-01022	weiß	1000 Stück
92-01023	rot	1000 Stück
92-01024	gelb	1000 Stück
92-01234	orange	1000 Stück
92-01236	violett	1000 Stück




Verschlussiegel aus Kunststoff, für Aesculap-Container

	REF		VE
	92-01228	mit Dampfindikator blau	1000 Stück
	92-01229	grün	1000 Stück
	92-01230	weiß	1000 Stück
	92-01231	rot	1000 Stück
	92-01232	gelb	1000 Stück
	92-01235	orange	1000 Stück
	92-01237	violett	1000 Stück


Verschlussiegel, Kunststoffplombe für Martin-Container

		weiß	
	92-01011	ohne Indikator	1000 Stück
	92-01012	mit Dampfindikator	1000 Stück

Verschlussiegel aus Kunststoff, für Martin-Container (Miniset)

		rot	
	92-02630	ohne Indikator	1000 Stück
	92-02631	mit Dampfindikator	1000 Stück

Verschlussiegel aus Kunststoff, für Martin-Container (Microstop)


		rot	
	92-02636	ohne Indikator	500 Stück
	92-02637	mit Dampfindikator	500 Stück

Containerschilder für Aesculap-Container, blanko

REF		VE
	Format: 39,5 x 68 mm	
92-04102	nicht selbstklebend	1000 Stück
92-04106	einfach selbstklebend	1000 Stück


Containerschilder für Aesculap-Container

REF		VE
	Format: 35 x 80 mm	
	nicht selbstklebend	
92-01400	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld	1000 Stück
92-04184	ohne Indikator, blanko	1000 Stück


Containerschilder für Aesculap-Container, mit Dampfindikator (4 Balken)

92-01135	Format: 39,5 x 68 mm	1000 Stück
	mit Dokumentationsfeld	
	nicht selbstklebend	


Containerschilder für Aesculap-Container, mit Dampfindikator (Punkt)

92-01136	Format: 39,5 x 67 mm	1000 Stück
	mit Dokumentationsfeld	
	einfach selbstklebend	



Containerschilder für Aesculap-Container, mit Dampfindikator (Schriftzug "Steril")


REF

VE

92-04104

mit eingedrucktem Rahmen

1000 Stück




Format: 39,5 x 67 mm
mit Dokumentationsfeld
einfach selbstklebend

Containerschilder für Aesculap-Container, mit Dampfindikator (Schriftzug "Steril")

92-04118

Format: 39,5 x 67 mm
mit Dokumentationsfeld
einfach selbstklebend

1000 Stück



Containerschilder für Aesculap-Container

92-04000

Format: 18 x 60 mm
mit Dampfindikator
mit Dokumentationsfeld
einfach selbstklebend

1000 Stück




Containerschilder für Aesculap-Container, mit Aufdruck: "Entsorgung" / "Disposal"

92-01123

Format: 39 x 65 mm
ohne Indikator
mit Dokumentationsfeld
nicht selbstklebend


1000 Stück



Containerschilder für Aesculap-Container

REF _____ VE _____

92-04005 Format: 18 x 50 mm
 mit Dampfindikator
 mit Dokumentationsfeld
 nicht selbstklebend 1000 Stück


Containerschilder für Martin-Container

92-01137 Format: 35 x 50 mm
 mit Dampfindikator
 mit Dokumentationsfeld
 nicht selbstklebend 1000 Stück
 92-01125 einfach selbstklebend 1000 Stück


Containerschilder für Martin-Container

92-01138 Format: 46 x 50 mm
 mit Dampfindikator
 mit Dokumentationsfeld
 nicht selbstklebend 1000 Stück


Containerschilder für Martin-Container


92-01139 Format: 46 x 50 mm
 mit Dampfindikator
 mit Dokumentationsfeld
 einfach selbstklebend 1000 Stück



Containerschilder für Martin-Container

REF

VE



92-01119
92-01122

Format: 46 x 60 mm
mit Dampfindikator
mit Dokumentationsfeld

nicht selbstklebend
einfach selbstklebend


1000 Stück
1000 Stück

Containerschilder für Martin-Container, für Microstop-Container

92-04112

Format: 39 x 63 mm
mit Dampfindikator
mit Dokumentationsfeld
einfach selbstklebend

1000 Stück




Containerschilder für Medicon-Container

92-01120

Format: 36 x 67 mm
mit Dampfindikator
mit Dokumentationsfeld
einfach selbstklebend

1000 Stück



Containerschilder für Medicon-Container, blanko

92-04123

Format: 36 x 67 mm
nicht selbstklebend

1000 Stück




Containerschilder für Medicon-Container
 REF

VE

 92-01121 Format: 36 x 64 mm
 mit Dampfindikator
 mit Dokumentationsfeld
 nicht selbstklebend

1000 Stück




DAMPF-BRAUN
 Steri.: _____ Lot: _____
 Steri.-Dat.: _____
 Exp. Dat.: _____
 Name: _____
 REF 01121

Containerschilder für Wagner-Container

 92-01133 Format: 40 x 59 mm
 mit Dampfindikator
 mit Dokumentationsfeld
 nicht selbstklebend

1000 Stück




REF 01133
 brown
 steam ⇕
 ster. no. _____ load. no. _____
 ster. date _____
 exp. date _____
 name _____

Containerschilder für Wagner-Container

 92-01134 Format: 40/10 x 59 mm
 mit Dampfindikator
 mit Dokumentationsfeld
 einfach selbstklebend

1000 Stück



DAMPF = BRAUN STEAM = BROWN
 Steri.-Datum / Date: _____
 Verfall / Expiration: _____
 Autoclave #: _____ Charge / Lot: _____
 Name: _____
 REF 01134

Containerschilder für Wagner-Container

 92-01169 Format: 40 x 59/15 mm
 mit Dampfindikator
 mit Dokumentationsfeld
 einfach selbstklebend


1000 Stück



REF 01169
 STEAM = BROWN
 Date: _____
 Exp. Date: _____
 Autoclave #: _____ Lot: _____
 Name: _____


Containerschilder für Geuder-Container

REF		VE
92-04067	Format: 23 x 60 mm mit Dampfindikator mit Dokumentationsfeld einfach selbstklebend	1000 Stück



Containerschilder für CBM-Container

92-04116	Format: 39,5 x 55 mm mit Dampfindikator mit Dokumentationsfeld nicht selbstklebend	1000 Stück
----------	---	------------



Containerschilder für Sterilisationscontainer

	mit Dampfindikator mit Dokumentationsfeld nicht selbstklebend	
92-01118	Format: 39,5 x 67 mm	1000 Stück
92-01116	Format: 38,0 x 67 mm	1000 Stück



Containerschilder für Sterilisationscontainer, blanko

	Format: 46 x 60 mm ohne Indikator	
92-01124	nicht selbstklebend	1000 Stück
92-04105	einfach selbstklebend	1000 Stück



Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch für Aesculap-Container nach ISO 11607-1

REF

VE

	weiß Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation Durchmesser: 190 mm Rundfilter Lochstanzung/en: zentral Ø 6 mm	
92-01140	mit Dampfindikator	500 Stück
92-01152	mit Dampfindikator, unterverpackt zu 100 Stück	500 Stück
92-01141	ohne Indikator	500 Stück


Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch für Aesculap-Container nach ISO 11607-1

	Kleinset-Filter weiß Rechteckfilter Format: 118 x 235 mm mit spitzen Ecken	
92-01148	Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation, mit Dampfindikator	200 Stück
92-01186	Filter-Aufdruck: blanko, ohne Indikator	200 Stück


Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch für Aesculap-Container nach ISO 11607-1

92-01317	weiß Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation Rechteckfilter Format: 170 x 230 mm mit spitzen Ecken mit Dampfindikator	500 Stück
----------	---	-----------


Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch für Aesculap-Container nach ISO 11607-1


	weiß Rechteckfilter Format: 230 x 230 mm	
92-01153	Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation mit abgeschrägten Ecken mit Dampfindikator	500 Stück
92-01142	Filter-Aufdruck: blanko mit abgeschrägten Ecken ohne Indikator	500 Stück
92-01149	Filter-Aufdruck: blanko mit spitzen Ecken ohne Indikator	500 Stück



Containerfilter aus non-woven Material zum Einmalgebrauch nach ISO 11607-1

REF

VE



92-01368

blau
Filter-Aufdruck: blanko
Durchmesser: 92 mm
Rundfilter
ohne Indikator

1000 Stück

Containerfilter aus non-woven Material für Martin-Container zum Einmalgebrauch nach ISO 11607-1



92-01145

blau
Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation
Rechteckfilter
Format: 225 x 225 mm
Lochstanzung/en: 2
mit spitzen Ecken
mit Dampfindikator

500 Stück

Containerfilter aus non-woven Material für die H₂O₂-Sterilisation zum Einmalgebrauch



92-01378

blau
Filter-Aufdruck: blanko
Durchmesser: 190 mm
Rundfilter
Lochstanzung/en: zentral Ø 6 mm
ohne Indikator

500 Stück

Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch für Martin-Container nach ISO 11607-1




92-01330


weiß
Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation
Rechteckfilter
Format: 104 x 104 mm
Lochstanzung/en: mit Langlochstanzung
mit abgerundeten Ecken
mit Dampfindikator

250 Stück


Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch für Martin-Container nach ISO 11607-1

REF	VE
92-01158	200 Stück
weiß Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation Rechteckfilter Format: 110 x 240 mm Lochstanzung/en: 2 mit spitzen Ecken mit Dampfindikator	


Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch für Martin-Container nach ISO 11607-1

92-01143	500 Stück	weiß Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation Rechteckfilter mit Dampfindikator	
92-01321	500 Stück	Format: 180 x 270 mm Format: 180 x 255 mm	

Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch für Wagner-Container nach ISO 11607-1

92-01355	500 Stück	weiß Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation Durchmesser: 190 mm Rundfilter Lochstanzung/en: zentral Ø 10 mm mit Dampfindikator	
----------	-----------	---	---

Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch für Wagner-Container nach ISO 11607-1

92-01369	1000 Stück	weiß Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation Durchmesser: 75 mm Rundfilter Lochstanzung/en: zentral Ø 10 mm mit Dampfindikator	
----------	------------	--	---

Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch für Wagner-Container nach ISO 11607-1

REF

VE

92-01363

weiß
 Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation
 Rechteckfilter
 Format: 245 x 400 mm
 mit spitzen Ecken
 mit Dampfindikator

500 Stück



Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch für Wagner-Container nach ISO 11607-1

92-01323

weiß
 Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation
 Rechteckfilter
 Format: 96 x 212 mm
 mit spitzen Ecken
 mit Dampfindikator

250 Stück



Containerfilter aus Papier für Wagner Container zum Einmalgebrauch nach ISO 11607-1

92-01314

weiß
 Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation
 Rechteckfilter
 Format: 145 x 205 mm
 mit spitzen Ecken
 mit Dampfindikator

100 Stück



Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch nach ISO 11607-1

92-01357

weiß
 Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation
 Rechteckfilter
 Format: 170 x 255 mm
 mit spitzen Ecken
 mit Dampfindikator

500 Stück



Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch nach ISO 11607-1

REF		VE
92-01356	weiß Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation Rechteckfilter Format: 200 x 435 mm mit spitzen Ecken mit Dampfindikator	100 Stück


Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch nach ISO 11607-1

92-01315	weiß Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation Rechteckfilter Format: 240 x 240 mm mit abgeschrägten Ecken mit Dampfindikator	250 Stück
----------	---	-----------


Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch nach ISO 11607-1

	weiß Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation Rechteckfilter Format: 240 x 540 mm mit Dampfindikator	
--	--	--



92-01327	mit spitzen Ecken	100 Stück
----------	-------------------	-----------

Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch nach ISO 11607-1


92-01367	weiß Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation Rechteckfilter Format: 250 x 350 mm mit spitzen Ecken mit Dampfindikator	200 Stück
----------	---	-----------



Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch nach ISO 11607-1

REF

VE



92-01157	weiß Filter-Aufdruck: blanko Durchmesser: 130 mm Rundfilter Lochstanzung/en: 2 ohne Indikator	200 Stück
----------	--	-----------

Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch nach ISO 11607-1



	weiß Filter-Aufdruck: blanko Rechteckfilter Lochstanzungen: 4 ohne Indikator	
92-01318	mit abgerundeten Ecken Format: 132 x 358 mm	50 Stück
92-01167	Format: 165 x 245 mm	100 Stück
92-01305	Format: 210 x 210 mm	500 Stück
92-01304	Format: 210 x 490 mm	100 Stück
92-01345	mit spitzen Ecken Format: 160 x 280 mm	200 Stück

Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch nach ISO 11607-1



92-01306	Rechteckfilter Format: 220 x 255 mm Lochstanzungen: 4 mit 2 abgerundeten und 2 spitzen Ecken ohne Indikator	100 Stück
----------	---	-----------

Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch nach ISO 11607-1 - ohne Indikator



	Rechteckfilter	
92-01303	Format: 40 x 155 mm	250 Stück
92-01301	Format: 40 x 285 mm	250 Stück
92-01313	Format: 85 x 140 mm	200 Stück
92-01302	Format: 85 x 155 mm	250 Stück
92-01300	Format: 85 x 285 mm	200 Stück
92-01377	Format: 100 x 200 mm	100 Stück
92-01366	Format: 100 x 230 mm	250 Stück
92-01352	Format: 100 x 300 mm	250 Stück
92-01351	Format: 110 x 170 mm	250 Stück
92-01336	Format: 112 x 225 mm	250 Stück
92-01333	Format: 120 x 120 mm	250 Stück

Containerfilter aus Papier zum Einmalgebrauch nach ISO 11607-1 - ohne Indikator

REF		VE
92-01380	Format: 120 x 285 mm	100 Stück
92-01370	Format: 130 x 215 mm	250 Stück
92-01311	Format: 145 x 205 mm	200 Stück
92-01371	Format: 165 x 245 mm	250 Stück
92-01183	Format: 180 x 260 mm	250 Stück
92-01194	Format: 180 x 270 mm	250 Stück
92-01361	Format: 185 x 390 mm	500 Stück
92-01354	Format: 200 x 400 mm	250 Stück
92-01358	Format: 200 x 550 mm	250 Stück
92-01383	Format: 210 x 390 mm	250 Stück
92-01196	Format: 210 x 490 mm	100 Stück
92-01198	Format: 230 x 540 mm	250 Stück
92-01144	Format: 240 x 240 mm	250 Stück
92-01181	Format: 240 x 540 mm	100 Stück
92-01359	Format: 300 x 400 mm	500 Stück


Textilfilter mit ZZ-Naht - ungebleicht - ohne Lochstanzung

Rechteckfilter

92-01672	Format: 95 x 205 mm	50 Stück
92-01675	Format: 95 x 210 mm	50 Stück
92-01104	Format: 110 x 200 mm	50 Stück
92-01655	Format: 110 x 270 mm	50 Stück
92-01177	Format: 115 x 230 mm	50 Stück
92-01096	Format: 115 x 365 mm	50 Stück
92-01660	Format: 120 x 170 mm	50 Stück
92-01172	Format: 120 x 225 mm	50 Stück
92-01687	Format: 120 x 240 mm	50 Stück
92-01668	Format: 120 x 330 mm	50 Stück
92-01662	Format: 130 x 280 mm	50 Stück
92-01666	Format: 130 x 320 mm	50 Stück
92-01673	Format: 130 x 325 mm	50 Stück
92-01674	Format: 130 x 345 mm	50 Stück
92-01678	Format: 135 x 175 mm	50 Stück
92-02312	Format: 140 x 400 mm	50 Stück
92-01077	Format: 155 x 280 mm	50 Stück
92-01084	Format: 160 x 400 mm	50 Stück
92-01696	Format: 165 x 385 mm	50 Stück
92-01178	Format: 170 x 230 mm	50 Stück
92-01072	Format: 170 x 360 mm	50 Stück
92-01671	Format: 170 x 400 mm	50 Stück
92-01688	Format: 180 x 240 mm	50 Stück
92-01079	Format: 180 x 260 mm	50 Stück
92-01663	Format: 190 x 370 mm	50 Stück
92-01080	Format: 200 x 300 mm	50 Stück
92-01063	Format: 205 x 490 mm	50 Stück
92-01099	Format: 205 x 205 mm	50 Stück
92-02300	Format: 210 x 270 mm	50 Stück
92-01653	Format: 210 x 490 mm	50 Stück
92-01074	Format: 210 x 540 mm	50 Stück
92-01693	Format: 212 x 226 mm	50 Stück
92-01089	Format: 218 x 218 mm	50 Stück
92-01681	Format: 220 x 235 mm	50 Stück
92-02308	Format: 220 x 340 mm	50 Stück
92-02303	Format: 220 x 490 mm	50 Stück



Textilfilter mit ZZ-Naht - ungebleicht - ohne Lochstanzung

REF

VE



92-01690	Format: 220 x 500 mm	50 Stück
92-01680	Format: 225 x 225 mm	50 Stück
92-01170	Format: 230 x 230 mm	50 Stück
92-01073	Format: 235 x 530 mm	50 Stück
92-01091	Format: 240 x 240 mm	50 Stück
92-01695	Format: 240 x 520 mm	50 Stück
92-01651	Format: 240 x 540 mm	50 Stück
92-01093	Format: 250 x 530 mm	50 Stück
92-01085	Format: 260 x 540 mm	50 Stück
92-01111	Format: 270 x 350 mm	50 Stück
92-01087	Format: 290 x 590 mm	50 Stück
92-01092	Format: 330 x 330 mm	50 Stück
92-02307	Format: 440 x 160 mm	50 Stück

Textilfilter mit ZZ-Naht - ungebleicht - ohne Lochstanzung

Rundfilter



92-01103	Durchmesser: 110 mm	50 Stück
92-01686	Durchmesser: 120 mm	50 Stück
92-01076	Durchmesser: 130 mm	50 Stück
92-01685	Durchmesser: 185 mm	50 Stück
92-02301	Durchmesser: 190 mm	50 Stück
92-02302	Durchmesser: 210 mm	50 Stück
92-01684	Durchmesser: 220 mm	50 Stück
92-01078	Durchmesser: 230 mm	50 Stück
92-01652	Durchmesser: 280 mm	50 Stück
92-02304	Durchmesser: 300 mm	50 Stück
92-02311	Durchmesser: 380 mm	50 Stück

Textilfilter mit ZZ-Naht - ungebleicht - 2 Lochstanzungen



Rechteckfilter

92-01171	Format: 218 x 218 mm	50 Stück
92-01682	Format: 130 x 360 mm	50 Stück

Textilfilter mit ZZ-Naht - ungebleicht - 4 Lochstanzungen



Rechteckfilter

92-02309	Format: 83 x 365 mm	50 Stück
92-01677	Format: 90 x 195 mm	50 Stück
92-02305	Format: 105 x 205 mm	50 Stück
92-01683	Format: 110 x 220 mm	50 Stück
92-01656	Format: 120 x 180 mm	50 Stück
92-01179	Format: 120 x 270 mm	50 Stück
92-01661	Format: 135 x 328 mm	50 Stück
92-01670	Format: 140 x 150 mm	50 Stück
92-01108	Format: 165 x 250 mm	50 Stück
92-01109	Format: 170 x 255 mm	50 Stück

Textilfilter mit ZZ-Naht - ungebleicht - 4 Lochstanzungen

REF		VE
92-01112	Format: 220 x 255 mm	50 Stück
92-02306	Format: 130 x 240 mm	50 Stück
92-02313	Format: 140 x 420 mm	50 Stück


Textilfilter mit ZZ-Naht - ungebleicht - mit 6 Lochstanzungen

	Rechteckfilter	
92-01113	Format: 220 x 230 mm	50 Stück
92-02310	Format: 234 x 347 mm	50 Stück


Textilfilter mit ZZ-Naht - ungebleicht - mit Lochstanzungen

	Rechteckfilter	
92-01694	Format: 245 x 540 mm, Lochstanzungen: 10	50 Stück
92-01175	Format: 235 x 530 mm, Lochstanzungen: 12	50 Stück


Textilfilter mit ZZ-Naht - ungebleicht - mit Lochstanzung

	Rundfilter	
	Lochstanzung: zentral Ø 10 mm	
92-01692	Durchmesser: 180 mm	50 Stück
92-01173	Durchmesser: 195 mm	50 Stück



Textilfilter mit ZZ-Naht - ungebleicht - mit Lochstanzungen

REF

VE



Rundfilter

92-01691

Durchmesser: 120 mm, Lochstanzungen: 2

50 Stück

92-01070

Durchmesser: 130 mm, Lochstanzungen: 3

50 Stück

Edelstahlsponder für Filter



92-20437

inkl. Befestigungsmaterial, zur Wandbefestigung

1 Stück

Format: 195 x 195 x 100 mm

Schutzstreifen



92-09006

Selbstklebende Schutzstreifen, um die Oberfläche beschichteter (eloxierter) Containerdeckel beim Stapeln zu schützen und die Gleitfähigkeit der Container aufeinander zu verbessern. Mit Sollbruchstelle.

4 Stück

Format: 10 x 205 mm
ohne Indikator

Siebschalen in DIN und ISO Norm ohne Deckel, Werkstoff 1.4301, Chromnickelstahl

REF		VE
	elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet. Mit handhabungssicherem Doppelrahmen (DBGM). mit Fallgriffen aufeinander stapelbar	
92-08809	Siebschale XL-560/50 Format: 560 x 250 x 50 mm Maschenweite: 4,0 x 4,0 mm	1 Stück
92-08810	Siebschale XL-560/70 Format: 560 x 250 x 70 mm Maschenweite: 5,0 x 5,0 mm	1 Stück
92-08416	Siebschale 1/1-50 Format: 480 x 250 x 50 mm Maschenweite: 4,0 x 4,0 mm	1 Stück
92-08417	Siebschale 1/1-70 Format: 480 x 250 x 70 mm Maschenweite: 5,0 x 5,0 mm	1 Stück
92-08808	Siebschale 1/1-100 Format: 480 x 250 x 100 mm Maschenweite: 5,0 x 5,0 mm	1 Stück
92-08415	Siebschale 1/2-50 Format: 240 x 250 x 50 mm Maschenweite: 4,0 x 4,0 mm	1 Stück


Siebkörbe ohne Deckel aus Edelstahl

	mit Fallgriffen Maschenweite: 6,0 x 6,0 mm	
92-08909	Format: 250 x 240 x 50 mm	1 Stück
92-08908	Format: 400 x 250 x 70 mm	1 Stück


Siebkorb ohne Deckel aus Edelstahl

92-08951	mit Fallgriffen Format: 280 x 160 x 30 mm Maschenweite: 5,0 x 5,0 mm	1 Stück
----------	--	---------



Lochblechsiebschale

REF

VE

Werkstoff 1.4301, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet.

Mantel aus Lochblech
Bodengewebe: 4 x 4 x 1 mm
mit Fallgriffen
ohne Deckel



92-08474	Format: 480 x 250 x 65 mm Lochblechsiebschale 1/1-60/50 mit Bodenstapelrahmen	1 Stück
92-08432	Format: 480 x 250 x 105 mm Lochblechsiebschale 1/1-100/105 mit Bodenstapelrahmen	1 Stück
92-08478	Format: 240 x 250 x 65 mm Lochblechsiebschale 1/2-60/65 mit Bodenstapelrahmen	1 Stück
92-08473	Format: 480 x 250 x 60 mm Lochblechsiebschale 1/1-60 ohne Stapelrahmen	1 Stück
92-08475	Format: 480 x 250 x 100 mm Lochblechsiebschale 1/1-100 ohne Stapelrahmen	1 Stück
92-08476	Format: 240 x 250 x 60 mm Lochblechsiebschale 1/2-60 ohne Stapelrahmen	1 Stück

Lochblechsiebschale



92-08975	Mantel aus Lochblech Bodengewebe: 6 x 6 mm Format: 120 x 250 x 60 mm	1 Stück
----------	--	---------

Lochblechsiebschale

REF		VE	
	Mantel aus Lochblech Bodengewebe: 3 x 3 mm mit Deckel		
92-08103	Format: 240 x 250 x 40 mm	1 Stück	
92-08104	Format: 480 x 250 x 40 mm	1 Stück	

Lochblechsiebschale

REF		VE	
	Mantel aus Lochblech Bodengewebe: 6 x 6 mm		
92-08960	Format: 120 x 250 x 64 mm	1 Stück	
92-08961	Format: 240 x 250 x 64 mm	1 Stück	
92-08962	Format: 480 x 250 x 64 mm	1 Stück	
92-08963	Format: 240 x 250 x 100 mm	1 Stück	
92-08964	Format: 480 x 250 x 100 mm	1 Stück	

Lochblechsiebschale

REF		VE	
	Mantel aus Lochblech Bodengewebe: 6 x 6 mm		
92-08993	Format: 120 x 300 x 64 mm	1 Stück	
92-08994	Format: 240 x 300 x 64 mm	1 Stück	
92-08995	Format: 480 x 300 x 64 mm	1 Stück	

Lochblechsiebschale

REF		VE	
	Mantel aus Lochblech Bodengewebe: 6 x 6 mm		
92-08996	Format: 115 x 320 x 64 mm	1 Stück	
92-08997	Format: 230 x 320 x 64 mm	1 Stück	
92-08998	Format: 460 x 320 x 64 mm	1 Stück	

Lochblechsiebschale

REF

VE

NEU



92-08972
92-08973

Mantel aus Lochblech
Bodengewebe: 6 x 6 mm
RFID-Chip: integriert (ISO-15693), grün

Format: 480 x 250 x 64 mm
Format: 240 x 250 x 64 mm

1 Stück
1 Stück

Deckel für Lochblechsiebschalen, mit Silikonecken

NEU



92-08970
92-08971

zum einfachen Verschließen des Siebkorb


Silikonecken: grün

Format: 480 x 250 x 11 mm
für REF 92-08962 und 92-08964
Format: 240 x 250 x 11 mm
für REF 92-08961 und 92-08963

1 Stück
1 Stück

Gittereinlage aus Silikon - "Wabenstruktur" für Lochblechsiebschalen

NEU




92-08601
92-08602

dunkelblau
flexibel
temperaturbeständig: bis +230 °C
RDT-tauglich


Format: 480 x 250 mm
Format: 238 x 248 mm

1 Stück
1 Stück

Silikongitterabdeckung 1/1 für Siebkörbe

REF		VE	
	blau hitzebeständig: bis 134 °C RDT-tauglich		
92-08882	Rahmen: starr (Edelstahlrahmen innen) Format (außen): 445 x 230 mm Format (innen): 425 x 210 mm	1 Stück	

Silikongitterabdeckung 1/2 für Siebkörbe

	blau hitzebeständig: bis 134 °C RDT-tauglich Format (außen): 235 x 210 mm Format (innen): 215 x 190 mm		
92-08845	Rahmen: starr (Edelstahlrahmen innen)	1 Stück	


Edelstahlgitterabdeckung 1/1 für Siebkörbe

92-08847	hitzebeständig RDT-tauglich Rahmen: starr Format (außen): 445 x 230 mm	1 Stück	
----------	---	---------	---

Systemsiebe in DIN-StE-Norm

	Material: Chromnickelstahl 18/10		
92-08830	1/1 Format: 480 x 240 x 50 mm Maschenweite: 4,0 x 4,0 x 1,0 mm	1 Stück	
92-08831	1/1 Format: 480 x 240 x 70 mm Maschenweite: 5,0 x 5,0 x 1,0 mm	1 Stück	
92-08832	1/2 Format: 240 x 240 x 50 mm Maschenweite: 4,0 x 4,0 x 1,0 mm	1 Stück	


Systemsiebe in DIN-StE-Norm

	REF		VE
	92-08833	1/2 Format: 240 x 240 x 70 mm Maschenweite: 5,0 x 5,0 x 1,0 mm	1 Stück

Deckel für Systemsiebe in DIN-StE-Norm

		Werkstoff 1.4301, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet. Mit handhabungssicherem Doppelrahmen (DBGM).	
		Material: Chromnickelstahl 18/10	
	92-08834	passend für: REF 92-08830 Format: 482 x 241 x 8 mm 2 feste Klammern Maschenweite: 4,0 x 4,0 mm	1 Stück
	92-08835	passend für: REF 92-08830 Format: 482 x 241 x 8 mm 2 abnehmbare Klammern Maschenweite: 4,0 x 4,0 mm	1 Stück
	92-08836	passend für: REF 92-08831 Format: 482 x 241 x 8 mm 2 feste Klammern Maschenweite: 4,0 x 4,0 mm	1 Stück
	92-08837	passend für: REF 92-08831 Format: 482 x 241 x 8 mm 2 abnehmbare Klammern Maschenweite: 4,0 x 4,0 mm	1 Stück
	92-08838	passend für: REF 92-08832 Format: 242 x 241 x 8 mm 2 feste Klammern Maschenweite: 4,0 x 4,0 mm	1 Stück
	92-08839	passend für: REF 92-08832 Format: 242 x 241 x 8 mm 2 abnehmbare Klammern Maschenweite: 4,0 x 4,0 mm	1 Stück
	92-08841	passend für: REF 92-08833 Format: 242 x 241 x 8 mm 2 abnehmbare Klammern Maschenweite: 4,0 x 4,0 mm	1 Stück


Deckel für Systemsiebe in DIN-StE-Norm

REF		VE	
92-08840	passend für: REF 92-08833 Format: 242 x 241 x 8 mm 2 feste Klammern Maschenweite: 4,0 x 4,0 mm	1 Stück	
92-08947	passend für: REF 92-08405 Format: 236 x 121 x 8 mm 2 abnehmbare Klammern Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück	

System-Kleinteilsieb

Werkstoff 1.4301, elektrolytisch poliert, gratfrei
verarbeitet. Mit handhabungssicherem
Doppelrahmen (DBGM).

Material: Chromnickelstahl 18/10
mit Klammern


92-08463	SET 1/4 mit Deckel und Klammern Format: 236 x 121 x 28 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Set	
92-08464	SET 1/4 mit Deckel und Klammern Format: 236 x 121 x 28 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Set	
92-08465	1/4 ohne Deckel und Klammern Format: 236 x 121 x 28 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Stück	
92-08466	1/4 ohne Deckel und Klammern Format: 236 x 121 x 28 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück	
92-08404	SET 1/4 mit Deckel und Klammern Format: 236 x 121 x 46 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Set	
92-08405	1/4 ohne Deckel und Klammern Format: 236 x 121 x 46 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück	
92-08454	SET 1/6 mit Deckel und Klammern Format: 236 x 73,5 x 28 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Set	

System-Kleinteilsieb

REF		VE
92-08457	1/6 ohne Deckel und Klammern Format: 236 x 73,5 x 28 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Stück
92-08448	SET 1/8 mit Deckel und Klammern Format: 121 x 121 x 29 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Set
92-08450	1/8 ohne Deckel und Klammern Format: 121 x 121 x 29 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Stück
92-08406	SET 1/8 mit Deckel und Klammern Format: 121 x 121 x 29 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Set
92-08451	1/8 ohne Deckel und Klammern Format: 121 x 121 x 47 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück
92-08449	SET 1/8 mit Deckel und Klammern Format: 121 x 121 x 47 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Set
92-08407	1/8 ohne Deckel und Klammern Format: 121 x 121 x 29 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück
92-08408	SET 1/16 mit Deckel und Klammern Format: 121 x 73 x 29 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Set
92-08409	1/16 ohne Deckel und Klammern Format: 121 x 73 x 29 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Stück
92-08442	SET 1/32 mit Deckel und Klammern Format: 63 x 63 x 23,4 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Set




Klemmeinsatz für System-Kleinteilsieb 1/16 REF 08408

REF		VE	
92-08438	8 Querdrähtchen zur Aufnahme von kleinsten Klemmen und Klammern Format: 107 x 59 x 16 mm	1 Set	


Deckel für System-Kleinteilsieb

REF	Material: Chromnickelstahl 18/10 2 Klammern		
92-08430	passend für: REF 92-08409 Format: 121 x 73 x 7 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Stück	
92-08452	passend für: REF 92-08450 Format: 121 x 121 x 7 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Stück	
92-08431	passend für: REF 92-08407 Format: 121 x 121 x 7 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück	
92-08461	passend für: REF 92-08457 Format: 236 x 73,5 x 7 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Stück	
92-08467	passend für: REF 92-08465 Format: 236 x 121 x 7 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Stück	
92-08468	passend für: REF 92-08466 Format: 236 x 121 x 7 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück	

Klammern für System-Siebe

92-08918	Format: 64 x 30 x 0,5 mm, feste Klammern	1 Stück	
92-08919	Format: 84 x 30 x 0,5 mm, abnehmbare Klammern	1 Stück	

Systemsiebe (SETS)

	REF		VE
		Werkstoff 1.4301, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet. Siebe, Deckel und Teiler mit handhabungssicherem Doppelrahmen (DBGM). Material: Chromnickelstahl 18/10	
	92-08400	SET 1/1 mit Deckel Format: 480 x 250 x 57 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm Set besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x System-Kleinteilsieb 1/1 mit Klammern • 1 x Deckel • zur variablen Unterteilung: • 1 x Längsteiler 1/1 • 1 x Querteiler 1/1 • 1 x Querteiler 2/3 • 1 x Querteiler 1/3 • 8 x T-Klammer 	1 Set
	92-08401	1/1 ohne Deckel Format: 480 x 250 x 50 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück
	92-08471	1/2 Format: 236 x 236 x 28 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm mit Deckel, mit Klammern Set besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Systemsieb 1/2 mit Klammern • 1 x Deckel 	1 Set
	92-08402	SET 1/2 mit Deckel Format: 236 x 236 x 28 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm Set besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Systemsieb 1/2 mit Klammern • 1 x Deckel 	1 Set
	92-08403	1/2 ohne Deckel Format: 236 x 236 x 28 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Stück

Systemsiebe (SETS)

REF		VE
08472	SET 1/2 mit Deckel Format: 236 x 236 x 46 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm Set besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Systemsieb 1/2H mit Klammern • 1 x Deckel 	1 Set
92-08922	1/2 ohne Deckel Format: 236 x 236 x 46 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück
92-08469	SET 1/3 mit Deckel Format: 466 x 73,5 x 28 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm Set besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Systemsieb 1/3L mit Klammern • 1 x Deckel 	1 Set


Systemsieb - Deckel

Werkstoff 1.4301, elektrolytisch poliert, gratfrei
 verarbeitet mit handhabungssicherem
 Doppelrahmen (DBGM).

Material: Chromnickelstahl 18/10
 2 Klammern

92-08445	passend für: REF 92-08401 Format: 480 x 250 x 7 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück
92-08446	passend für: REF 92-08403 Format: 236 x 236 x 7 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Stück
92-08923	passend für: REF 92-08922 Format: 236 x 236 x 7 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück



Systemsieb SETS in DIN-StE-Norm

REF		VE
	<p>Werkstoff 1.4301, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet. Mit handhabungssicherem Doppelrahmen (DBGM).</p> <p>Material: Chromnickelstahl 18/10</p>	
92-08824	<p>SET 1/1 SL besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Systemsieb 1/1 480 x 240 x 50 mm • 2 x Klammer 	1 Set
92-08826	<p>SET 1/1 SL besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Systemsieb 1/1 480 x 240 x 70 mm • 2 x Klammer 	1 Set
92-08825	<p>SET 1/1 SL besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Systemsieb 1/1 480 x 240 x 50 mm • 1 x Systemsieb 1/1 480 x 240 x 70 mm • 2 x Klammer 	1 Set
92-08827	<p>SET 1/2 SL besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Systemsieb 1/2 240 x 240 x 50 mm • 2 x Klammer 	1 Set
92-08829	<p>SET 1/2 SL besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Systemsieb 1/2 240 x 240 x 70 mm • 2 x Klammer 	1 Set
92-08828	<p>SET 1/2 SL besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Systemsieb 1/2 240 x 240 x 50 mm • 1 x Systemsieb 1/2 240 x 240 x 70 mm • 2 Klammern 	1 Set



Rochard Sieb mit Deckel



92-08801	<p>Werkstoff 1.4301, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet. Deckel und Sieb mit handhabungssicherem Doppelrahmen (DBGM).</p> <p>Material: Chromnickelstahl 18/10 Format: 725 x 275 x 113 mm Maschenweite: 5,0 x 5,0 x 1,0 mm mit Deckel</p>	1 Stück
----------	--	---------

Endoskophalteset für REF 08801

92-08802	<p>Set besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Querteiler 1/1 • 2 x Silikonaufnahme "Tannenbaum" 12-fach • 4 x T-Klammer <p>Format: 257 x 98 mm</p>	1 Set
----------	--	-------

Siebkörbe für Optiken

REF		VE
	<p>Werkstoff 1.4301, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet. Sieb und Deckel mit handhabungssicherem Doppelrahmen (DBGM).</p> <p>Material: Chromnickelstahl 18/10 Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm mit Klammern</p>	
92-08470	<p>SET 1/3 mit Deckel Format: 466 x 73,5 x 47 mm Set besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x System-Kleinteilsieb 1/3L mit Klammern • 1 x Deckel 	1 Set
92-08453	<p>SET 1/6 mit Deckel Format: 236 x 73,5 x 47 mm Set besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x System-Kleinteilsieb 1/6 mit Klammern • 1 x Deckel 	1 Set
92-08456	<p>1/6 ohne Deckel Format: 236 x 73,5 x 47 mm</p>	1 Stück
92-08455	<p>SET 1/6 mit Deckel Format: 296 x 73,5 x 47 mm Set besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x System-Kleinteilsieb 1/6 XL mit Klammern • 1 x Deckel 	1 Set
92-08459	<p>1/6 ohne Deckel Format: 296 x 73,5 x 47 mm</p>	1 Stück


Deckel für Siebkörbe für Optiken

	<p>Material: Chromnickelstahl 18/10 Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm 2 Klammern</p>	
92-08460	<p>Format: 236 x 73,5 x 7 mm für REF 92-08456</p>	1 Stück
92-08462	<p>Format: 296 x 73,5 x 7 mm für REF 92-08459</p>	1 Stück



Lagerungstrays für Instrumente, aus Edelstahl

REF		VE
92-08939	Silikonaufnahme: für 2 Optiken Format: 290 x 80 x 52 mm inkl. Deckel	1 Stück




Schmutzsiebe aus Edelstahl



	gut geeignet als Abtropfeinsatz für REF 92-17150, 92-17160, 92-17170, 92-17180	
92-08458	Format: 245 x 175 x 90 mm Maschenweite: 10,0 x 10,0 mm	1 Stück
92-08803	mit Tragegriff Format: 245 x 175 x 90 mm Maschenweite: 3,0 x 3,0 mm	1 Stück
92-08956	mit Tragegriffen Format: 270 x 192 x 90 mm Maschenweite: 4,2 x 4,2 mm	1 Stück

Kleinteile-Waschkörbchen



92-08880	Mit Deckel, Scharnieren und Federverschluss. Seitenwände, Stege, Deckel und Boden gelocht, elektropoliert, Edelstahl 1.4301 mit 65 Innenfächern à ca. 40 x 15 mm.	1 Stück
	Maschenweite: 2,5 x 2,5 mm Format: 200 x 200 x 25 mm	

Kleinteile-Waschkörbchen, Halbrundform



92-08878	für Halterung REF 92-08876, elektropoliert, Edelstahl 1.4301	1 Stück
	Maschenweite: 0,4 x 0,4 mm Format: 76 mm Ø x 32 mm Höhe	

Kleinteile-Waschkörbchen, Eimerform

REF		VE
------------	--	-----------

92-08879 für Halterung REF 92-08877, elektropoliert, Edelstahl 1.4301

1 Stück

Maschenweite: 0,4 x 0,4 mm
 Format: 76 mm Ø oben /
 45 mm Ø unten x 70 mm Höhe


Umkorb für Kleinteile-Waschkörbchen

92-08874 Format: 330 x 230 x 97 mm
 6-fache Aufnahme (82 x 82 mm),
 zwei Griffmulden an den Schmalseiten,
 stapelbar durch Bodenwinkel,
 elektropoliert, Edelstahl 1.4301
 (Lieferung ohne Waschkörbchen und
 Halterungen).

1 Stück


Halterung für Kleinteile-Waschkörbchen

Deckel rastet ein, elektropoliert, Edelstahl 1.4301

Maschenweite: 0,5 x 0,5 mm (Deckel)
 Maschenweite: 0,4 x 0,4 mm (Sieb)
 Format: 80 x 80 x 92 mm


92-08876 Halbrundform
 92-08877 Eimerform

1 Stück
 1 Stück


Lagerungstrays für Instrumente, aus Edelstahl

92-08940 Format: 180 x 80 x 25 mm
 mit Silikonaufnahme (5-fach) und Haltebügel

1 Stück



Spülkörbe mit Deckel, aus Edelstahl

REF

VE



92-08942
92-08943

Bodengewebe: 6 x 6 x 1,2 mm
Maschenweite: 1,6 x 1,6 x 0,7 mm
mit Lochblechwandung

Format: 480 x 250 x 60 mm
Format: 240 x 250 x 60 mm

1 Stück
1 Stück

92-08434
92-08435

elektrolytisch poliert
Maschenweite: 1,6 x 1,6 x 0,7 mm

Format: 80 x 80 x 40 mm
Format: 80 x 40 x 30 mm

1 Stück
1 Stück

Kleinteilsiebe mit Deckel aus Edelstahl



92-08910
92-08935
92-08911
92-08931
92-08912
92-08936
92-08957

Maschenweite: 1,0 x 1,0 mm

Format: 40 x 40 x 20 mm
Format: 80 x 40 x 20 mm
Format: 80 x 80 x 40 mm
Format: 150 x 110 x 20 mm
Format: 160 x 40 x 20 mm
Format: 200 x 40 x 40 mm
Format: 230 x 150 x 50 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

Siebkörbe mit Deckel, aus Edelstahl

REF

VE

Maschenweite: 3,0 x 3,0 mm

92-08896	Format: 40 x 40 x 20 mm	1 Stück
92-08897	Format: 80 x 40 x 20 mm	1 Stück
92-08900	Format: 80 x 40 x 40 mm	1 Stück
92-08901	Format: 80 x 80 x 40 mm	1 Stück
92-08902	Format: 90 x 90 x 50 mm	1 Stück
92-08903	Format: 150 x 110 x 20 mm	1 Stück
92-08898	Format: 160 x 40 x 20 mm	1 Stück
92-08904	Format: 180 x 130 x 20 mm	1 Stück
92-08899	Format: 200 x 40 x 40 mm	1 Stück
92-08948	Format: 200 x 60 x 40 mm	1 Stück
92-08905	Format: 210 x 170 x 20 mm	1 Stück
92-08906	Format: 250 x 200 x 20 mm	1 Stück
92-08907	Format: 300 x 180 x 20 mm	1 Stück


Siebkorb mit Deckel, aus Edelstahl

 92-08950 Format: 300 x 150 x 70 mm
 Maschenweite: 4,0 x 4,0 mm

1 Stück


Silikonaufnahme für Instrumente (5-fach)

 92-08949 selbsthaltend

 transluzent, hellblau eingefärbt
 Format: 125 x 25 x 4 mm
 Silikonaufnahme: 5-fach

6 Stück


Haltesets für Optiken


 REF 92-08487, 92-08913, 92-08492
 passend für Kleinteilsiebe:
 REF 92-08470, 92-08453, 92-08456, 92-08455, 92-08459

 92-08487 für 1 Optik (Ø 5 mm)
 Format: 60 x 38 mm
 Set besteht aus:
 • 2 x Querteiler
 • 2 x Silikonaufnahme
 • und 4 x T-Klammer

1 Set



Haltesets für Optiken

	REF		VE
	92-08913	für 2 Optiken (Ø 2 mm) Format: 60 x 38 mm Set besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Querteiler • 2 x Silikonaufnahme • und 4 x T-Klammer 	1 Set
	92-08492	für 2 Optiken (Ø 5 mm) Format: 60 x 38 mm Set besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Querteiler • 2 x Silikonaufnahme • und 4 x T-Klammer 	1 Set
	92-08494	für 3 Optiken (Ø 10 mm) Format: 152 x 38 mm Set besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Querteiler • 2 x Silikonaufnahme 3-fach • und 4 x T-Klammer 	1 Set
	92-08842	für 3 Optiken (Ø 5 mm) Format: 152 x 38 mm Set besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Querteiler • 2 x Silikonaufnahme 3-fach • und 4 x T-Klammer 	1 Set
	92-08843	für 5 Optiken (Ø 10 mm) Format: 152 x 38 mm Set besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Querteiler • 2 x Silikonaufnahme 5-fach • und 4 x T-Klammer 	1 Set
	92-08844	für 5 Optiken (Ø 5 mm) Format: 152 x 38 mm Set besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Querteiler • 2 x Silikonaufnahme 5-fach • und 4 x T-Klammer 	1 Set

Halter für Silikonenaufnahmen, in Gewebe einschraubbar


REF

VE


92-08848	Länge: 55 mm / 2 Pins / Abstand: 30 mm	1 Stück
92-08849	Länge: 65 mm / 2 Pins / Abstand: 45 mm	1 Stück
92-08850	Länge: 90 mm / 3 Pins / Abstand: 30 mm	1 Stück
92-08851	Länge: 110 mm / 3 Pins / Abstand: 45 mm	1 Stück
92-08852	Länge: 140 mm / 3 Pins / Abstand: 60 mm	1 Stück
92-08853	Länge: 200 mm / 2 Pins / Abstand: 60 mm	1 Stück


Silikonenaufnahme

92-08859	für 1 Optik (Ø 5 mm) Format: 44 x 30 x 5 mm passend für Halterung: REF 08848	1 Stück
92-08855	für 1 Optik (Ø 10 mm) Format: 44 x 30 x 5 mm passend für Halterung: REF 08848	1 Stück
92-08860	für 2 Optiken (Ø 2 mm) Format: 46 x 33 x 5 mm passend für Halterung: REF 08848	1 Stück
92-08857	für 2 Optiken (Ø 5 mm) Format: 46 x 33 x 5 mm passend für Halterung: REF 08848	1 Stück
92-08856	für 2 Optiken (Ø 5 mm, 10 mm) Format: 46 x 33 x 5 mm passend für Halterung: REF 08848	1 Stück
92-08863	für 5 Optiken (Ø 10 mm) Format: 137 x 35 x 5 mm passend für Halterung: REF 08852	1 Stück
92-08865	geschlitzt (17-fach) Format: 137 x 25 x 5 mm passend für Halterung: REF 08852	1 Stück
92-08872	geschlitzt (23-fach) Format: 89 x 25 x 5 mm passend für Halterung: REF 08850	1 Stück
92-08870	geschlitzt (37-fach) Format: 230 x 25 x 5 mm passend für Halterung: REF 08853	1 Stück
92-08871	geschlitzt (51-fach) Format: 206 x 25 x 5 mm passend für Halterung: REF 08853	1 Stück



Silikonaufnahme




REF		VE
92-08868	"Tannenbaum" (5-fach) ø 8 - 14 mm Format: 94 x 25 x 5 mm passend für Halterung: REF 08850	1 Stück
92-08866	"Tannenbaum" (12-fach) ø 8 - 14,5 mm Format: 229 x 35 x 5 mm passend für Halterung: REF 08853	1 Stück
92-08867	"Tannenbaum" (18-fach) ø 1 - 7,5 mm Format: 206 x 25 x 5 mm passend für Halterung: REF 08853	1 Stück

Halteset MIC



92-08493	Set besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Querteiler • 1 x Silikonaufnahme "Tannenbaum" • 1 x Silikonaufnahme "geschlitzt" • 4 x T-Klammer Format: 109 x 38 mm passend für: System-Kleinteilsiebe REF 92-08404, 08405	1 Set
----------	---	-------


Längs- / Querteiler für Kleinteilsiebe inkl. 2 Klammern



	zur individuellen Einteilung	
92-08436	1/1, Format: 465 x 43 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück
92-08480	1/1, Format: 278 x 241 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 mm passend für: REF 92-08419	1 Stück
92-08483	1/1, Format: 232 x 43 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück
92-08412	1/1, Format: 224 x 42 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück
92-08411	1/1, Format: 224 x 24 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück
92-08410	1/1, Format: 224 x 24 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Stück
92-08414	1/1, Format: 109 x 24 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück

Längs- / Querteiler für Kleinteilsiebe inkl. 2 Klammern

REF		VE
92-08413	1/1, Format: 109 x 24 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Stück
92-08481	1/1, Format: 61,5 x 24 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Stück
92-08479	1/2, Format: 278 x 118 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 mm passend für: REF 08418	1 Stück
92-08482	2/3, Format: 300 x 43 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 1,0 mm	1 Stück
92-08484	2/3, Format: 152 x 43 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 1,0 mm	1 Stück
92-08485	2/3, Format: 152 x 43 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,7 mm	1 Stück
92-08437	1/3, Format: 71 x 43 mm Maschenweite: 2,5 x 2,5 x 0,7 mm	1 Stück
92-08486	1/3, Format: 71 x 43 mm Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm	1 Stück


Schraubenbank


92-08495	Werkstoff 1.4301, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet. Für Schrauben bis 40 mm Länge, Längenmessblech graviert. Material: Chromnickelstahl 18/10 Format: 215 x 100 x 45 mm	1 Stück
----------	---	---------


Deckel für Schraubenbank REF 92-08495


92-08496	Material: Chromnickelstahl 18/10 Format: 222 x 116 x 7 mm	1 Stück
----------	--	---------




Schraubenwanne mit 8 Fächern

	REF		VE
	92-08920	für Schrauben bis 90 mm Länge, Längenmessblech graviert	1 Stück
		Material: Chromnickelstahl 18/10 Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm Format: 184 x 135 x 25 mm	


Deckel für Schraubenwanne REF 92-08920

	92-08921	Material: Chromnickelstahl 18/10 Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm Format: 165 x 135 x 7 mm	1 Stück
--	----------	--	---------

Schraubenwanne mit 5 Fächern längs

	92-08937	für Schrauben bis 140 mm Länge, Längenmessblech graviert	1 Stück
		Material: Chromnickelstahl 18/10 Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm Format: 165 x 135 x 25 mm	

Deckel für Schraubenwanne REF 92-08937

	92-08938	Material: Chromnickelstahl 18/10 Maschenweite: 1,0 x 1,0 x 0,5 mm Format: 165 x 135 x 6 mm	1 Stück
---	----------	--	---------

Plattenlagerungsset

REF

VE

- 92-08944 Set besteht aus:
- 1 x Plattenlagerung
 - 1 x Deckel für Plattenlagerung
 - 26 x kleine Stifte inkl. Muttern und Unterlegscheiben
- Format: 190 x 115 mm

1 Stück


Etagensiebeinlage für Siebschale 1/1-50

- 92-08433 Mit Bodendistanz und Entnahmegriffen.
Werkstoff 1.4301, elektrolytisch poliert, gratfrei
verarbeitet. Mit handhabungssicherem
Doppelrahmen (DBGM).
- Material: Chromnickelstahl 18/10
Maschenweite: 4,0 x 4,0 mm
Format: 420 x 230 x 35 mm

1 Stück



Magnoline® magnetisches Lagerungsrack für Microinstrumente

Achtung: Instrumente können magnetisiert
werden!!

hitzebeständig
Material: Edelstahl
RDT-tauglich
beidseitig verwendbar

- 92-20400 Format: 150 x 170 mm
92-20401 Format: 80 x 170 mm

1 Stück
1 Stück


Instrumentenklammern aus Edelstahl

Durch die Klammern können Ringinstrumente
gebündelt werden, so dass Instrumentengruppen
zusammengefasst und übersichtlich im Siebkorb
gelagert werden können.

- 92-20403 klein (75 mm)
92-20404 mittel (100 mm)
92-20405 groß (125 mm)

1 Stück
1 Stück
1 Stück



Bandklammern aus Edelstahl mit Silikonbezug

REF

VE



Die Bandklammern sorgen für ein Offenhalten von Gelenken und Maulteilen, z.B. bei Knochenzangen.

92-20411	gelb Innenmaß: 50 mm	1 Stück
92-20408	blau Innenmaß: 60 mm	1 Stück
92-20406	orange/rot Innenmaß: 70 mm	1 Stück
92-20412	grün Innenmaß: 80 mm	1 Stück
92-20460	weiß Innenmaß: 40 mm	1 Stück

Aufhalter aus rostfreiem Edelstahl für Instrumente mit Ringgriff



92-20407	Mit dem Aufhalter können nicht zerlegbare Instrumente mit Ringgriff im RDT-Automaten effizienter gereinigt werden. Das Maulteil bleibt während des Reinigungsprozesses geöffnet, so dass eine permanente Spülung möglich ist.	1 Stück
----------	---	---------

Aufhalter aus rostfreiem Edelstahl, dauerhaft verwendbar



Mit dem Aufhalter können nicht zerlegbare Klemmen im RDT-Automaten effizienter gereinigt werden. Das Maulteil bleibt während des Reinigungsprozesses geöffnet, so dass eine permanente Spülung möglich ist.

92-20413	Lochdurchmesser: 4,8 mm für Microclips	1 Stück
92-20409	Lochdurchmesser: 6 mm für Dieffenbachklemmen	5 Stück
92-20429	Lochdurchmesser: 8,4 mm für Dieffenbachklemmen	5 Stück
92-20410	Lochdurchmesser: 10 mm für Dieffenbachklemmen	5 Stück
92-20430	Lochdurchmesser: 14 mm oval für Dieffenbachklemmen	5 Stück

Aufhalter aus Kunststoff zum Einmalgebrauch

REF

VE

Mit dem Aufhalter können nicht zerlegbare Klemmen im RDT-Automaten effizienter gereinigt werden. Das Maulteil bleibt während des Reinigungsprozesses geöffnet, so dass eine permanente Spülung möglich ist.

hitzebeständig: bis 134 °C

für Microclips

Lochdurchmesser: 4,8 mm

92-20414

rot

50 Stück

92-20415

grün

50 Stück

92-20416

blau

50 Stück

92-20417

gelb

50 Stück

92-20418

weiß

50 Stück

für Dieffenbachklemmen

Lochdurchmesser: 6 mm

92-20419

rot

50 Stück

92-20420

grün

50 Stück

92-20421

blau

50 Stück

92-20422

gelb

50 Stück

92-20423

weiß

50 Stück

für Dieffenbachklemmen

Lochdurchmesser: 10 mm

92-20424

rot

50 Stück

92-20425

grün

50 Stück

92-20426

blau

50 Stück

92-20427

gelb

50 Stück

92-20428

weiß

50 Stück



Silikonschnur mit 2 Edelstahlhaken

REF

VE



gelb
hitzebeständig: bis 134 °C
waschbar

92-08516 Länge: 65 cm
92-08556 Länge: 40 cm

1 Stück
1 Stück

Spanner für Silikonschnur

92-08517

gelb
hitzebeständig: bis 134 °C
waschbar

1 Stück



Eckenschutz für Siebkörbe, Format: 100 x 100 x 50 mm

92-42007

hitzebeständig: bis 134 °C
Material: Spezialkarton, 270 g/m²

600 Stück



Eckenschutz aus Silikon



dauerhafte Fixierung der Silikonecken durch
Verwendung von Silikonstopfen REF 92-09097
möglich

Format: 76 x 54 x 33 mm
violett
hitzebeständig: bis 134 °C

92-50062
92-50063

Eckenschutz
Eckenschutz


4 Stück
100 Stück

92-50064


Eckenschutz-Set besteht aus:
• 100 x Eckenschutz
• 100 x Silikonstopfen (92-09097)

1 Set


Siebeinlage

REF		VE	
	gefaltet Material: 100 % Zellstoff		
92-1136011	Format: 33 x 30 cm, 60 g/m ²	1200 Stück	
92-1137011	Format: 33 x 55 cm, 80 g/m ²	500 Stück	

"Inner Pack", zum Einmalgebrauch

	zur Reduzierung der Feuchtigkeit in Trays und Containern nach der Dampfsterilisation, 10 x 2 Stück		
92-26220	Größe S (50 mm)	20 Stück	
92-26221	Größe M (90 mm)	20 Stück	

Waschhülsen aus Edelstahl für feine Instrumente


	inkl. 2 Silikonendkappen, 1 Schlüsselring und 1 Plakette		
	Außendurchmesser: 19 mm Innendurchmesser: 17 mm		
92-07433	Länge: 55 mm	1 Stück	
92-07434	Länge: 110 mm	1 Stück	
92-07435	Länge: 165 mm	1 Stück	
92-07436	Länge: 220 mm	1 Stück	
92-07437	Länge: 275 mm	1 Stück	
92-07438	Länge: 330 mm	1 Stück	
92-07439	Länge: 385 mm	1 Stück	
92-07440	Länge: 440 mm	1 Stück	
92-07441	Länge: 495 mm	1 Stück	
92-07442	Länge: 550 mm	1 Stück	
92-07443	Länge: 605 mm	1 Stück	
92-07444	Länge: 660 mm	1 Stück	
92-07445	Länge: 715 mm	1 Stück	
92-07446	Länge: 770 mm	1 Stück	
92-07447	Länge: 825 mm	1 Stück	
92-07448	Länge: 880 mm	1 Stück	

Silikonendkappen - Höhe 7 mm - Ø 19 mm




REF		VE
92-07451	passend für REF 92-07433 - 92-07448 transparent Durchmesser: 19 mm Höhe: 7 mm	10 Stück




Siebhülsen und Deckel aus Edelstahl für Bohrdrähte


	Durchmesser: 22 mm Maschenweite: 0,8 x 0,8 mm	
	92-07430 Länge: 170 mm	1 Stück
	92-07431 Länge: 200 mm	1 Stück
	92-07461 Länge: 330 mm	1 Stück
	92-07464 Deckel für Siebhülsen	1 Stück

Spüleleisten mit 6 Anschlüssen

	Luer-Lock, männlich, inkl. 6 Verschlusskappen, sodass auch einzelne Anschlüsse genutzt werden können. Zur Reinigung beidseitig aufschraubbar.	
	92-25000 Adapterabstand: 17 mm	1 Stück
	92-25001 Adapterabstand: 27 mm	1 Stück

Feinfilter aus Edelstahl, inkl. Dichtungsring aus Silikon

	92-25025 für Spüleleisten REF 92-25000 und 92-25001	10 Stück
---	---	----------



Verbindungsstück, Luer Lock weiblich Record männlich
REF

VE

92-25002

1 Stück

**Verbindungsstück, 2 x Luer Lock weiblich mit Gewinde**

92-25003

1 Stück

**Verbindungsstück, 2 x Luer Lock männlich**

92-25004

1 Stück

**Verbindungsstück, 2 x Luer männlich**

92-25005

1 Stück



Verbindungsstück, Luer Lock männlich - Luer Lock weiblich

REF

VE

92-25006

1 Stück



Schlauchverbinder, gerändelt, Luer Lock männlich

92-25013

Schlauchansatz: Ø 6 mm

1 Stück



Schlauchverbinder, Luer Lock männlich

92-25014

Schlauchansatz: Ø 4 mm

1 Stück

92-25015

Schlauchansatz: Ø 5 mm

1 Stück

92-25016

Schlauchansatz: Ø 6 mm

1 Stück

92-25017

Schlauchansatz: Ø 8 mm

1 Stück



Schlauchverbinder, gerändelt, Luer Lock männlich

NEU

92-25026

mit drehbarem Luer-Mantel

1 Stück

Schlauchansatz: Ø 6 mm



Schlauchverbinder, Luer Lock weiblich
REF
VE

92-25019 Schlauchansatz: Ø 5 mm
 92-25020 Schlauchansatz: Ø 6 mm
 92-25021 Schlauchansatz: Ø 8 mm

1 Stück
 1 Stück
 1 Stück


Verbindungsstücke, Luer Lock männlich

92-25007 Gewinde: M5 x 6 mm
 92-25008 Gewinde: M6 x 10 mm
 92-25009 Gewinde: M8 x 10 mm

1 Stück
 1 Stück
 1 Stück


Verbindungsstücke, Luer Lock weiblich

92-25010 Gewinde: M5 x 6 mm
 92-25011 Gewinde: M6 x 10 mm
 92-25012 Gewinde: M8 x 10 mm

1 Stück
 1 Stück
 1 Stück


Verschlusskappe, Luer Lock männlich

92-25022

1 Stück



Verschlusskappe, Luer Lock weiblich

REF

VE

92-25023

1 Stück



Y-Schlauchverbinder aus Polypropylen

NEU

hitzebeständig: bis 134 °C



92-25100

4 mm für Durchmesser: von 3 - 5 mm

10 Stück

92-25101

6 mm für Durchmesser: von 5 - 7 mm

10 Stück

92-25102

8 mm für Durchmesser: von 7 - 9 mm

10 Stück

Sterilisationstrays aus Kunststoff mit Deckel zum Schutz von Instrumenten

hitzebeständig: bis 134 °C



92-08422

Außenmaße: 150 x 65 x 26 mm,
Innenmaße: 140 x 55 x 17 mm

1 Stück

92-08424

Außenmaße: 230 x 175 x 42 mm
Innenmaße: 200 x 135 x 32 mm
Scharnierverbindung zwischen Deckel und Schale

1 Stück

92-08425

Außenmaße: 300 x 200 x 50 mm
Innenmaße: 270 x 173 x 40 mm
Scharnierverbindung zwischen Deckel und Schale

1 Stück

Sterilisationstrays aus Kunststoff mit Deckel, zum Schutz von Instrumenten, mit Silikon aufnehmen

hitzebeständig: bis 134 °C

Format: 185 x 50 x 20 mm



92-08883

Silikonaufnahme: Ø 0,8 mm (1-fach)

1 Stück

92-08884

Silikonaufnahme: Ø 0,8 mm (2-fach)

1 Stück

Sterilisationstrays aus Kunststoff mit Deckel, zum Schutz von Instrumenten mit Noppenmatte

REF

VE

hitzebeständig: bis 134 °C

92-08885	Format: 185 x 50 x 20 mm
92-08886	Format: 150 x 60 x 20 mm
92-08890	Format: 190 x 100 x 20 mm
92-08892	Format: 185 x 75 x 20 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück


Sterilisationstrays aus Kunststoff mit Deckel, zum Schutz von Instrumenten

mit Scharnieren und Silikon-Noppenmatte

hitzebeständig: bis 134 °C

92-08887	Format: 270 x 160 x 15 mm mit Scharnieren und Silikon-Noppenmatte
92-08888	Format: 270 x 160 x 35 mm mit Scharnieren und Silikon-Noppenmatte

1 Stück
1 Stück


Instrumententabletts aus Edelstahl

92-08488	Format: 213 x 113 x 10 mm
92-08489	Format: 235 x 165 x 10 mm
92-08490	Format: 288 x 163 x 10 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück



Instrumententabletts aus Kunststoff

REF

VE



hitzebeständig: bis 134 °C
RDT-tauglich
Format: 195 x 135 x 23 mm

92-09832	rot	12 Stück
92-09833	gelb	12 Stück
92-09834	grün	12 Stück
92-09835	blau	12 Stück

Systemkörbe in DIN-StE-Norm


Werkstoff 1.4301, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet. Mit handhabungssicherem Doppelrahmen (DBGM).

Material: Chromnickelstahl 18/10
MW: Boden 24 x 24 mm | Wände 24 x 70 mm




92-08811	1/1, mit Grifföffnungen Format: 295 x 580 x 150 mm	1 Stück
92-08812	1/1, mit Grifföffnungen Format: 295 x 580 x 204 mm	1 Stück
92-08813	1/1, mit Grifföffnungen Format: 295 x 580 x 250 mm	1 Stück
92-08814	1/1, mit Grifföffnungen und Transportfixierung Format: 295 x 580 x 150 mm	1 Stück
92-08815	1/1, mit Grifföffnungen und Transportfixierung Format: 295 x 580 x 204 mm	1 Stück
92-08816	1/1, mit Grifföffnungen und Transportfixierung Format: 295 x 580 x 250 mm	1 Stück
92-08817	1/2, mit Grifföffnungen Format: 295 x 300 x 150 mm	1 Stück
92-08818	1/2, mit Grifföffnungen Format: 295 x 300 x 204 mm	1 Stück
92-08819	1/2, mit Grifföffnungen Format: 295 x 300 x 250 mm	1 Stück
92-08820	1/2, mit Grifföffnung und Transportfixierung Format: 295 x 300 x 150 mm	1 Stück
92-08821	1/2, mit Grifföffnungen und Transportfixierung Format: 295 x 300 x 204 mm	1 Stück
92-08822	1/2, mit Grifföffnungen und Transportfixierung Format: 295 x 300 x 250 mm	1 Stück


Transportfixierung

REF		VE	
92-08823	<p>Einclipbar für Systemkorb mit Höhe 150 mm. Werkstoff 1.4301, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet.</p> <p>Material: Chromnickelstahl 18/10 Format: 150 x 33 x 22 mm</p>	1 Stück	


Sterilgutkorb 1/2 StE

92-08958	<p>1/2 Material: Edelstahl Format: 600 x 292 x 138 mm</p>	1 Stück	
----------	---	---------	--

Sterilgutkorb DIN-StE Norm

	<p>Werkstoff 1.4301, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet.</p> <p>Material: Chromnickelstahl 18/10 mit Grifföffnungen mit Bodenstapelrahmen MW: Boden 22 x 22 mm Wände 22 x 40 mm</p>		
92-08418	1/2, Format: 575 x 280 x 135 mm	1 Stück	
92-08419	1/1, Format: 575 x 280 x 265 mm	1 Stück	

Drahtcontainer

	<p>Werkstoff 1.4301, elektrolytisch poliert, geschlossene Drahtschlaufen mittig unter den Oberrahmen geschweißt.</p> <p>Material: Chromnickelstahl 18/10 mit Bodenstapelrahmen</p>		
92-08421	Format: 230 x 150 x 125 mm	1 Stück	
92-08420	Format: 327 x 210 x 200 mm	1 Stück	

Drahtcontainer aus Edelstahl

REF

VE



Die Körbe sind stapel- und ineinander verschachtelbar.

92-08105	Format: 600 x 400 x 100 mm	1 Stück
92-08106	Format: 600 x 400 x 130 mm	1 Stück
92-08107	Format: 600 x 400 x 200 mm	1 Stück
92-08108	Format: 400 x 300 x 100 mm	1 Stück
92-08109	Format: 600 x 300 x 50 mm	1 Stück

Gittereinlage aus Silikon für Drahtkörbe

NEU



grau
hitzebeständig
flexibel
RDT-tauglich

92-08110	Format: 600 x 324 mm, Stärke: 6 mm	1 Stück
92-08974	Format: 540 x 280 mm, Stärke: 3 mm	1 Stück

Siebkorb Schilder zur Siebkorbkennzeichnung, mehrfach verwendbar



hitzebeständig: bis 134 °C
Material: Kunststoff
P-touch tauglich

92-01421	Format: 90 x 50 mm mit Befestigungslöchern	150 Stück
92-01422	Format: 90 x 33 mm mit Befestigungslöchern	200 Stück












PP-Siebkorb Schilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 90 x 33 mm















hitzebeständig: bis 134 °C
Material: Polypropylen (PP)
Laserbeschriftung: technisch nicht durchführbar
P-touch tauglich: nein

92-01423	rot	100 Stück
92-01424	dunkelgrün	100 Stück
92-01996	hellgrün	100 Stück
92-01425	dunkelblau	100 Stück
92-01997	hellblau	100 Stück
92-01426	gelb	100 Stück
92-01427	schwarz	100 Stück
92-01428	weiß	100 Stück
92-01429	braun	100 Stück
92-01430	orange	100 Stück
92-01431	naturfarbig	100 Stück













PP-Siebkorb Schilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 90 x 50 mm

REF		VE	
	hitzebeständig: bis 134 °C Material: Polypropylen (PP) Laserbeschriftung: technisch nicht durchführbar P-touch tauglich: nein		
92-01432	rot	100 Stück	
92-01433	dunkelgrün	100 Stück	
92-01998	hellgrün	100 Stück	
92-01434	dunkelblau	100 Stück	
92-01999	hellblau	100 Stück	
92-01435	gelb	100 Stück	
92-01436	schwarz	100 Stück	
92-01437	weiß	100 Stück	
92-01438	braun	100 Stück	
92-01439	orange	100 Stück	
92-01440	naturfarbig	100 Stück	





PTL-Siebkorb Schilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 90 x 33 mm

REF		VE	
	hitzebeständig: bis 134 °C Material: Kunststoff P-touch tauglich Laserbeschriftung mit Text und Barcode möglich, grüne Schilder nur mit Text beschriftbar		
92-01900	rot	100 Stück	
92-01972	korallrot	100 Stück	
92-01901	grün	100 Stück	
92-01962	dunkelblau	100 Stück	
92-01902	hellblau	100 Stück	
92-01903	gelb	100 Stück	
92-01912	schwarz	100 Stück	
92-01904	weiß	100 Stück	
92-01905	orange	100 Stück	
92-01956	braun	100 Stück	
92-01976	rosa	100 Stück	
92-01977	lila	100 Stück	




PTL-Siebkorb Schilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 90 x 50 mm

REF		VE	
	hitzebeständig: bis 134 °C Material: Kunststoff P-touch tauglich Laserbeschriftung mit Text und Barcode möglich, grüne Schilder nur mit Text beschriftbar		
92-01906	rot	100 Stück	
92-01973	korallrot	100 Stück	
92-01907	grün	100 Stück	
92-01963	dunkelblau	100 Stück	
92-01908	hellblau	100 Stück	
92-01909	gelb	100 Stück	
92-01994	schwarz	100 Stück	
92-01910	weiß	100 Stück	
92-01911	orange	100 Stück	
92-01957	braun	100 Stück	
			
			



PTL-Siebkorb Schilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 90 x 50 mm

	REF		VE
	92-01978	rosa	100 Stück
	92-01979	lila	100 Stück
			
			
			



PTL-Siebkorb Schilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 40 x 20 mm

	hitzebeständig: bis 134 °C Format: 40 x 20 mm mit Loch (9 x 4 mm) P-touch tauglich Laserbeschriftung mit Text und Barcode möglich, grüne Schilder nur mit Text beschriftbar		
		92-02227	weiß
	92-02228	rot	100 Stück
	92-02229	grün	100 Stück
	92-02230	hellblau	100 Stück
	92-02231	dunkelblau	100 Stück
	92-02232	gelb	100 Stück


PTL-Plaketten, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, Ø 25 mm

	hitzebeständig: bis 134 °C Format: Ø 25 mm mit Loch (4 x 9 mm) Laserbeschriftung: nur mit Text möglich P-touch tauglich		
		92-01591	weiß
	92-01593	grün	100 Stück
	92-01594	hellblau	100 Stück
	92-01595	dunkelblau	100 Stück
	92-01596	gelb	100 Stück

PTL-Anhängeschild, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 90 x 40 mm

	hitzebeständig: bis 134 °C Laserbeschriftung: mit Text und Barcode möglich P-touch tauglich		
		92-02255	hellrot
	92-02253	hellblau	100 Stück
	92-02254	weiß	100 Stück

PTL-Siebkorb Schilder zur Siebkorbkennzeichnung, auch passend für Wagner-Container, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 60 x 40 mm

REF		VE
	hitzebeständig: bis 134 °C passend für: REF 92-01498, REF 92-04186 und REF 92-04189 P-touch tauglich Laserbeschriftung mit Text und Barcode möglich, grüne Schilder nur mit Text beschriftbar	
92-01948	weiß	100 Stück
92-01949	rot	100 Stück
92-01950	grün	100 Stück
92-01969	dunkelblau	100 Stück
92-01951	hellblau	100 Stück
92-01952	orange	100 Stück
92-01953	schwarz	100 Stück
92-01954	gelb	100 Stück
92-01990	rosa	100 Stück
92-01991	lila	100 Stück

Klemmschild-Schilderhalter aus Edelstahl, dauerhaft verwendbar, 60 x 40 mm

92-01498	hitzebeständig passend für: REF 92-01948 - REF 92-01991	25 Stück
----------	--	----------


PP-Klemmschilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 30 x 30 mm

	hitzebeständig: bis 134 °C Laserbeschriftung: technisch nicht durchführbar P-touch tauglich: nein	
92-01583	orange	25 Stück
92-01584	rot	25 Stück
92-02234	dunkelblau	25 Stück
92-01585	hellblau	25 Stück
92-01586	gelb	25 Stück
92-01587	grün	25 Stück
92-02236	weiß	25 Stück
92-02237	schwarz	25 Stück
92-02239	rosa	25 Stück
92-02240	lila	25 Stück
92-02241	braun	25 Stück



PP-Klemmschilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 55 x 30 mm

REF

VE



hitzebeständig: bis 134 °C
 Laserbeschriftung: technisch nicht durchführbar
 P-touch tauglich: nein

92-01578	orange	25 Stück
92-01579	rot	25 Stück
92-02235	dunkelblau	25 Stück
92-01580	hellblau	25 Stück
92-01581	gelb	25 Stück
92-01582	grün	25 Stück

PP-Klemmschilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 70 x 30 mm



hitzebeständig: bis 134 °C
 Laserbeschriftung: technisch nicht durchführbar
 P-touch tauglich: nein

92-02200	orange	25 Stück
92-02201	rot	25 Stück
92-02202	blau	25 Stück
92-02203	gelb	25 Stück
92-02204	grün	25 Stück

PP-Klemmschilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 90 x 30 mm



hitzebeständig: bis 134 °C
 Laserbeschriftung: technisch nicht durchführbar
 P-touch tauglich: nein

92-02205	orange	25 Stück
92-02206	rot	25 Stück
92-02233	dunkelblau	25 Stück
92-02207	hellblau	25 Stück
92-02208	gelb	25 Stück
92-02209	grün	25 Stück
92-02251	weiß	25 Stück
92-02252	schwarz	25 Stück

PP-Klemmschilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 90 x 50 mm



hitzebeständig: bis 134 °C
 Laserbeschriftung: technisch nicht durchführbar
 P-touch tauglich: nein

92-02210	orange	25 Stück
92-02211	rot	25 Stück
92-02212	blau	25 Stück
92-02213	gelb	25 Stück
92-02214	grün	25 Stück
92-02247	schwarz	25 Stück
92-02249	rosa	25 Stück
92-02250	lila	25 Stück

PTL-Klemmschilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 30 x 30 mm

REF

VE

hitzebeständig: bis 134 °C
 P-touch tauglich
 Laserbeschriftung mit Text und Barcode möglich,
 grüne Schilder nur mit Text beschriftbar

92-01913	weiß	25 Stück
92-01914	rot	25 Stück
92-01915	grün	25 Stück
92-01964	dunkelblau	25 Stück
92-01916	hellblau	25 Stück
92-01917	orange	25 Stück
92-01918	schwarz	25 Stück
92-01919	ockergelb	25 Stück
92-01563	gelb	25 Stück
92-01980	rosa	25 Stück
92-01981	lila	25 Stück
92-01961	braun	25 Stück


PTL-Klemmschilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 55 x 30 mm

hitzebeständig: bis 134 °C
 P-touch tauglich
 Laserbeschriftung mit Text und Barcode möglich,
 grüne Schilder nur mit Text beschriftbar

92-01920	weiß	25 Stück
92-01921	rot	25 Stück
92-01922	grün	25 Stück
92-01965	dunkelblau	25 Stück
92-01923	hellblau	25 Stück
92-01924	orange	25 Stück
92-01925	schwarz	25 Stück
92-01926	ockergelb	25 Stück
92-01561	gelb	25 Stück
92-01982	rosa	25 Stück
92-01983	lila	25 Stück
92-01960	braun	25 Stück


PTL-Klemmschilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 70 x 30 mm

hitzebeständig: bis 134 °C
 P-touch tauglich
 Laserbeschriftung mit Text und Barcode möglich,
 grüne Schilder nur mit Text beschriftbar

92-01927	weiß	25 Stück
92-01928	rot	25 Stück
92-01929	grün	25 Stück
92-01966	dunkelblau	25 Stück
92-01930	hellblau	25 Stück
92-01931	orange	25 Stück
92-01932	schwarz	25 Stück
92-01933	ockergelb	25 Stück
92-01562	gelb	25 Stück
92-01984	rosa	25 Stück
92-01985	lila	25 Stück
92-01959	braun	25 Stück



PTL-Klemmschilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 90 x 30 mm

REF

VE

hitzebeständig: bis 134 °C

P-touch tauglich

Laserbeschriftung mit Text und Barcode möglich,
grüne Schilder nur mit Text beschriftbar



92-01934	weiß	25 Stück
92-01935	rot	25 Stück
92-01975	korallrot	25 Stück
92-01936	grün	25 Stück
92-01967	dunkelblau	25 Stück
92-01937	hellblau	25 Stück
92-01938	orange	25 Stück
92-01939	schwarz	25 Stück
92-01940	ockergelb	25 Stück
92-01564	gelb	25 Stück
92-01986	rosa	25 Stück
92-01987	lila	25 Stück
92-01958	braun	25 Stück


Siebkorb Schilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Edelstahl

REF		VE	
	hitzebeständig		
92-01445	Format: 90 x 33 mm	50 Stück	
92-01444	Format: 90 x 50 mm	50 Stück	


Edelstahlplakette zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar

	hitzebeständig		
92-01452	Format: Ø 25 mm mit Loch (4 x 9 mm)	50 Stück	
92-01453	Format: Ø 50 mm mit Loch (4 x 9 mm)	50 Stück	




Anhängeschild aus Edelstahl, dauerhaft verwendbar, 65 x 24 mm mit Loch (6 x 10 mm)

92-01588	hitzebeständig	5 Stück	
----------	----------------	---------	---

Karabinerhaken für Anhängeschild, 40 mm lang

92-01589	passend für: Anhängeschild REF 92-01588	1 Stück	
----------	---	---------	---

Klemmschilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Edelstahl

REF		hitzebeständig	VE
ES840.010		Format: 90 x 30 mm	25 Stück
ES840.020		Format: 90 x 50 mm	25 Stück
ES840.030		Format: 70 x 30 mm	25 Stück
ES840.040		Format: 55 x 30 mm	25 Stück
ES840.050		Format: 30 x 30 mm	25 Stück

Klemmschilder zur Siebkorbkennzeichnung, dauerhaft verwendbar, aus Edelstahl


REF		hitzebeständig	
92-01590		Format: 75 x 35 mm	25 Stück
92-01520		Format: 42 x 36 mm	25 Stück

Laserbeschriftung

Text und Barcode auf Anfrage!



Wir erstellen Laserbeschriftungen nach Ihren Vorgaben auf Edelstahlmaterialien aller Art, auch auf Instrumenten.



Einsteckschilder, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 56 x 18 mm

REF

VE

hitzebeständig: bis 134 °C
 passend für: Klemmschild-Schilderhalter REF
 01497 und für passende Schilderhalterungen am
 Container
 P-touch tauglich
 Laserbeschriftung mit Text und Barcode möglich,
 grüne Schilder nur mit Text beschriftbar

92-01550	weiß	10 Stück
92-01551	rot	10 Stück
92-01552	grün	10 Stück
92-01553	hellblau	10 Stück
92-01554	gelb	10 Stück
92-01555	orange	10 Stück
92-01556	schwarz	10 Stück
92-01557	ockergelb	10 Stück
92-01970	dunkelblau	10 Stück
92-01971	korallrot	10 Stück
92-01992	rosa	10 Stück
92-01993	lila	10 Stück
92-01558	braun	10 Stück


Einsteckschilder, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 55 x 35 mm

hitzebeständig: bis 134 °C
 passend für: Klemmschild-Schilderhalter REF
 92-01497 und für passende Schilderhalterungen am
 Container
 P-touch tauglich
 Laserbeschriftung mit Text und Barcode möglich,
 grüne Schilder nur mit Text beschriftbar

92-01566	weiß	25 Stück
92-01567	rot	25 Stück
92-01568	grün	25 Stück
92-01569	hellblau	25 Stück
92-01570	gelb	25 Stück
92-01571	orange	25 Stück
92-01573	dunkelblau	25 Stück
92-01575	rosa	25 Stück
92-01576	lila	25 Stück
92-01597	schwarz	25 Stück


Einsteckschilder, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 70 x 35 mm


hitzebeständig: bis 134 °C
 passend für: Klemmschild-Schilderhalter REF
 92-01497 und für passende Schilderhalterungen am
 Container
 P-touch tauglich
 Laserbeschriftung mit Text und Barcode möglich,
 grüne Schilder nur mit Text beschriftbar

92-02215	weiß	25 Stück
92-02216	rot	25 Stück



Einsteckschilder, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 70 x 35 mm

REF		VE
92-02217	grün	25 Stück
92-02218	hellblau	25 Stück
92-02219	dunkelblau	25 Stück
92-02220	gelb	25 Stück
92-01598	schwarz	25 Stück




Einsteckschilder, dauerhaft verwendbar, aus Kunststoff, 90 x 35 mm

	hitzebeständig: bis 134 °C passend für: Klemmschild-Schilderhalter REF 92-01497 und für passende Schilderhalterungen am Container P-touch tauglich Laserbeschriftung mit Text und Barcode möglich, grüne Schilder nur mit Text beschriftbar	
92-02221	weiß	25 Stück
92-02222	rot	25 Stück
92-02223	grün	25 Stück
92-02224	hellblau	25 Stück
92-02225	dunkelblau	25 Stück
92-02226	gelb	25 Stück
92-01599	schwarz	25 Stück



Klemmschild-Schilderhalter aus Edelstahl, dauerhaft verwendbar, 50 x 20 mm

92-01497	hitzebeständig	25 Stück
----------	----------------	----------




Klemmschild - Etikettenhalter aus Edelstahl, für Drahtkörbe, dauerhaft verwendbar, 80 x 30 mm


92-01995	hitzebeständig	25 Stück
----------	----------------	----------




PTL-Siebkorbschild, dauerhaft verwendbar, 30 x 40 mm

REF		VE	
	hitzebeständig: bis 134 °C Material: Kunststoff Laserbeschriftung: mit Text und Barcode möglich passend für: Klemmschild-Schilderhalter REF 92-01491 P-touch tauglich		
92-02256	hellrot	100 Stück	
92-02257	hellblau	100 Stück	
92-02260	weiß	100 Stück	

PTL-Siebkorbschild, dauerhaft verwendbar, 55 x 40 mm

	hitzebeständig: bis 134 °C Material: Kunststoff Laserbeschriftung: mit Text und Barcode möglich passend für: Klemmschild-Schilderhalter REF 92-01491 P-touch tauglich		
92-02262	hellrot	100 Stück	
92-02263	hellblau	100 Stück	
92-02266	weiß	100 Stück	

PTL-Siebkorbschild, dauerhaft verwendbar, 90 x 40 mm

	hitzebeständig: bis 134 °C Material: Kunststoff Laserbeschriftung: mit Text und Barcode möglich passend für: Klemmschild-Schilderhalter REF 92-01491 P-touch tauglich		
92-02268	hellrot	100 Stück	
92-02269	hellblau	100 Stück	
92-02272	weiß	100 Stück	

Klemmschild-Schilderhalter aus Edelstahl, dauerhaft verwendbar, 30 x 40 mm

92-01491	hitzebeständig	25 Stück	
----------	----------------	----------	---

Kabelbinder aus Kunststoff, 80 x 2,3 mm, naturfarbig

REF

VE

92-09415

zur Befestigung von Siebkorb Schildern

250 Stück

hitzebeständig: bis 134 °C



Kabelbinder aus Kunststoff

zur Befestigung von Siebkorb Schildern

hitzebeständig: bis 134 °C



92-09461

rot, Format: 98 x 2,5 mm

100 Stück

92-09462

grün, Format: 98 x 2,5 mm

100 Stück

92-09464

gelb, Format: 98 x 2,5 mm

100 Stück



92-09482

naturfarbig, Format: 200 x 3,5 mm

100 Stück

Kabelbinder aus Silikon zum Bündeln von Instrumenten

hitzebeständig: bis 134 °C

Länge: 110 mm

92-09231

naturfarbig

100 Stück

92-09235

rot

100 Stück

92-09236

gelb

100 Stück

92-09237

grün

100 Stück

92-09238

blau

100 Stück

92-09369

violett

100 Stück

92-09370

schwarz

100 Stück



Länge: 210 mm

92-09239

rot

100 Stück

92-09240

gelb

100 Stück

92-09241

grün

100 Stück

92-09242

blau

100 Stück

92-09371

violett

100 Stück

92-09372

schwarz

100 Stück

Kabelbinder aus Silikon zum Bündeln von Instrumenten


REF		VE
	hitzebeständig: bis 134 °C	
	Länge: 60 mm (mini)	
92-09246	naturfarbig	100 Stück
92-09252	grün	100 Stück
92-09253	blau	100 Stück
92-09254	gelb	100 Stück
92-09255	schwarz	100 Stück
92-09256	rot	100 Stück
92-09257	weiß	100 Stück
92-09258	orange	100 Stück
92-09259	braun	100 Stück
92-09260	grau	100 Stück
92-09261	violett	100 Stück
92-09397	hellblau	100 Stück
	Länge: 110 mm (midi)	
92-09373	naturfarbig	100 Stück
92-09374	rot	100 Stück
92-09375	gelb	100 Stück
92-09376	grün	100 Stück
92-09377	blau	100 Stück
92-09378	orange	100 Stück
92-09379	schwarz	100 Stück
	Länge: 190 mm (maxi)	
92-09282	naturfarbig	100 Stück
92-09283	rot	100 Stück
92-09284	grün	100 Stück
92-09285	blau	100 Stück
92-09286	gelb	100 Stück
92-09381	orange	100 Stück
92-09382	schwarz	100 Stück


Befestigungsringe aus Kunststoff


	zur Befestigung von Siebkorb Schildern	
	hitzebeständig: bis 134 °C	
	Format: 10 mm Innendurchmesser	
92-09418	blau	100 Stück
92-09419	grün	100 Stück
92-09420	weiß	100 Stück
92-09421	rot	100 Stück
92-09422	gelb	100 Stück
92-09423	orange	100 Stück
92-09424	violett	100 Stück
92-09425	schwarz	100 Stück
92-09426	transparent	100 Stück




Stopfen aus Silikon

	REF		VE
		Befestigung für Siebkorb Schilder	
	92-09097	naturfarbig	100 Stück
	92-09225	blau	100 Stück
	92-09226	rot	100 Stück
	92-09227	gelb	100 Stück
	92-09228	grün	100 Stück


Stopfen Modell 2013 aus Silikon

		Befestigung für Siebkorb Schilder	
	92-09465	rosa	100 Stück
	92-09466	transparent	100 Stück
	92-09467	blau	100 Stück
	92-09468	rot	100 Stück
	92-09469	gelb	100 Stück
	92-09470	grün	100 Stück

Stopfen aus Silikon - mini

	92-09487	zur Befestigung von Siebkorb Schildern an Lochblechsiebkörben	100 Stück
		transparent	

Stopfen aus Kunststoff

	92-09230	Befestigung für Siebkorb Schilder	100 Stück
		weiß	

REF		VE
92-08443	Schrauben aus V2A	50 Stück



Hutmutter aus Edelstahl, Größe: M4

92-08444	Hutmuttern aus V2A für Schrauben (REF 92-08443), ca. 8 mm hoch	50 Stück
----------	---	----------



Klemmvorrichtung aus Edelstahl, Größe: M4

92-08477	Set besteht aus:	100 Stück
----------	------------------	-----------

- 1x Hutmutter
- 1x Unterlegscheibe
- 1x Befestigungsplättchen



Schrauben aus Edelstahl (V4A)

REF

VE

92-08952

Größe: M1,6 x 6 mm

100 Stück



Unterlegscheibe aus Edelstahl (V4A)

92-08953

Größe: M1,6 x 4 mm

100 Stück

92-08954

Größe: M2 x 7 mm

100 Stück



Mutter aus Edelstahl (V4A)

92-08955

Größe: M1,6

100 Stück




Anwendungsbeispiel für Aesculap - Lochblechsiebkörbe



Siebkorbhänger aus Kunststoff, zum Einmalgebrauch, Format: 160 x 35 mm, ohne Text

REF		VE
	hitzebeständig: bis 134 °C RDT-tauglich	
92-09634	weiß	250 Stück
92-09635	blau	250 Stück
92-09636	grün	250 Stück
92-09637	rot	250 Stück
92-09638	gelb	250 Stück
92-09676	braun	250 Stück
92-09677	schwarz	250 Stück


Siebkorbhänger aus Kunststoff, zum Einmalgebrauch, Format: 236 x 50 mm, ohne Text


REF		VE
	hitzebeständig: bis 134 °C RDT-tauglich	
92-09244	weiß	250 Stück
92-09264	blau	250 Stück
92-09265	grün	250 Stück
92-09266	rot	250 Stück
92-09267	gelb	250 Stück
92-09269	orange	250 Stück


Siebkorbhänger aus Kunststoff, einseitig farbig, Format: 240 x 50 mm, ohne Text

REF		VE
	hitzebeständig: bis 134 °C	
92-09566	blau	250 Stück
92-09567	grün	250 Stück
92-09568	rot	250 Stück
92-09569	gelb	250 Stück



Siebkorbhänger aus Kunststoff, zum Einmalgebrauch, Format: 206 x 110 mm, unbedruckt

REF		VE
92-09268	weiß hitzebeständig: bis 134 °C RDT-tauglich	250 Stück



Siebkorbhänger aus Kunststoff, zum Einmalgebrauch, Format: "Tannenbaum", unbedruckt
REF

VE



92-09678 weiß
hitzebeständig: bis 134 °C
RDT-tauglich
Format: 100 x 110 mm

250 Stück

Siebkorbhänger aus Spezialkarton, zum Einmalgebrauch, Format: 240 x 50 mm, unbedruckt



92-09751 weiß
hitzebeständig: bis 134 °C
Material: Spezialkarton

250 Stück

Siebkorbhänger aus Kunststoff, mit Aufdruck, zum Einmalgebrauch, grün



	hitzebeständig: bis 134 °C RDT-tauglich	
	Format: 240 x 50 mm	
steril	"steril"	250 Stück
gereinigt & desinfiziert	"gereinigt + desinfiziert"	250 Stück
Reparatur	"Reparatur"	250 Stück
vollständig	"vollständig"	250 Stück
sauber	"sauber"	250 Stück
sterile Implantate am Sterilflur	"sterile Implantate am Sterilflur"	250 Stück
Leihsieb	"Leihsieb"	250 Stück
URGENT	"URGENT"	250 Stück
OP	"OP"	250 Stück
Implantat fehlt	Format: 190 x 50 mm "Implantat fehlt"	250 Stück
Explantat	"Explantat"	250 Stück
Sterilgut	"Sterilgut"	250 Stück
	Format: 150 x 35 mm	
	"von Reparatur zurück"	250 Stück
	"verfällt am: ____"	250 Stück
	"Implantate"	250 Stück

250 Stück
250 Stück
250 Stück
250 Stück
250 Stück
250 Stück
250 Stück
250 Stück
250 Stück
250 Stück
250 Stück
250 Stück
250 Stück
250 Stück
250 Stück
250 Stück
250 Stück

Siebkorbanhänger aus Kunststoff, mit Aufdruck, zum Einmalgebrauch, orange

REF

VE

	orange	
	hitzebeständig: bis 134 °C	
	Material: Kunststoff	
	RDT-tauglich	
	zum Einmalgebrauch	
	Format: 240 x 50 mm	
92-09301	"infektiös"	250 Stück
92-09758	"Leihsieb"	250 Stück
92-09690	"eilt"	250 Stück
92-09395	"Außer Betrieb"	250 Stück
92-09383	"bevorzugt"	250 Stück
92-09579	"Reklamation"	250 Stück
92-09578	"dringend"	250 Stück
92-09792	"Angiographie"	250 Stück
92-09794	"Leihsieb - Wird gebraucht für OP - Zurück an Lieferant - Datum - Visum"	250 Stück
	Format: 190 x 50 mm	
92-09765	"Leihgerät"	250 Stück
92-09760	"eilt"	250 Stück
	Format: 150 x 35 mm	
92-09753	"Repair"	250 Stück
92-09777	"URO-OP"	250 Stück


Siebkorbanhänger aus Kunststoff, mit Aufdruck, zum Einmalgebrauch, rot

	hitzebeständig: bis 134 °C	
	RDT-tauglich	
	Format: 240 x 50 mm	
92-09392	"kontaminiert"	250 Stück
92-09394	"infektiös"	250 Stück
92-09396	"unvollständig"	250 Stück
92-09688	"unsteril"	250 Stück
92-09694	"Leihsieb"	250 Stück
92-09750	"Reklamation"	250 Stück
92-09761	"GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT"	250 Stück
92-09755	"Team-Time-out"	250 Stück
92-09790	"Endovesical"	250 Stück
92-09770	"eilt" beidseitig	250 Stück



Siebkorbhänger aus Kunststoff, mit Aufdruck, zum Einmalgebrauch, rot

REF

VE



REF	Text	VE
92-09613	Format: 190 x 50 mm "Achtung unvollständig"	250 Stück
92-09756	"fehlt"	250 Stück
92-09767	"GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT"	250 Stück
92-09757	Format: 150 x 35 mm "unvollständig"	250 Stück
92-09752	"Sharpen"	250 Stück
92-09787	"Explantate"	250 Stück
92-09785	"Ersatzinstrument"	250 Stück

Siebkorbhänger aus Kunststoff, mit Aufdruck, zum Einmalgebrauch, gelb

hitzebeständig: bis 134 °C
RDT-tauglich



REF	Text	VE
92-09300	Format: 240 x 50 mm "Leihsieb"	250 Stück
92-09302	"infektiös"	250 Stück
92-09698	"fehlt"	250 Stück
92-09784	"LEIHSIEB - zur Firma zurück"	250 Stück
92-09791	"Chir. Ambulanz"	250 Stück
92-09769	"Hinweis Besonders gut ölen", Farbe 2-seitig, Text 1-seitig	250 Stück
92-09754	Format: 150 x 35 mm "LEIHSIEB"	250 Stück

Siebkorbhänger aus Kunststoff, mit Aufdruck, zum Einmalgebrauch, blau

REF

VE

hitzebeständig: bis 134 °C
RDT-tauglich

	Format: 240 x 50 mm	
92-09692	"Leihsieb"	250 Stück
92-09697	"gewaschen"	250 Stück
92-09789	"Station"	250 Stück
	Format: 190 x 50 mm	
92-09759	"unvollständig"	250 Stück
92-09764	"Implantate aufgefüllt"	250 Stück
92-09571	"Explantat - Ausbaudatum - Pat. Name - Prothesenart"	250 Stück
92-09577	"Explantat"	250 Stück


Siebkorbhänger aus Kunststoff, mit Aufdruck , zum Einmalgebrauch, Format: 240 x 50 mm, hellblau

hitzebeständig: bis 134 °C
RDT-tauglich

92-09771	Farbe 2-seitig, Text 1-seitig "Instrumentenlager Kunde ____"	250 Stück
----------	---	-----------


Siebkorbhänger aus Kunststoff, mit Aufdruck , zum Einmalgebrauch, Format: 240 x 50 mm dunkelblau

hitzebeständig: bis 134 °C
RDT-tauglich

92-08302	"Priorität"	250 Stück
92-09573	"Externer Kunde"	250 Stück
92-09574	"Dauerbevorzugung"	250 Stück



Siebkorbhänger aus Kunststoff, mit Aufdruck, zum Einmalgebrauch, pink

REF

VE

hitzebeständig: bis 134 °C
RDT-tauglich



92-09560

Format: 240 x 50 mm
"Leihinstrumente zur Rücksendung"

250 Stück

92-09559

Format: 190 x 50 mm
"Explantat - Pat. Name - Geb. Datum - Station"

250 Stück

Siebkorbhänger aus Kunststoff, mit Aufdruck, zum Einmalgebrauch, Format: 190 x 50 mm, braun

hitzebeständig: bis 134 °C
RDT-tauglich



92-09766

"zur Sterilisation in die ZSVA"

250 Stück

Siebkorbhänger aus Kunststoff, mit Aufdruck, zum Einmalgebrauch, Format: 240 x 50 mm, weiß

hitzebeständig: bis 134 °C
RDT-tauglich



92-09696

"Leihsieb"

250 Stück

92-09762

"Dokumentation 1 bis 31 und Jan bis Dec"

250 Stück

92-09796

"Wartung fällig - Monat - Jahr"

250 Stück

92-09572

"sauber"

250 Stück

92-09699

"Kontrollzettel Implantate" beidseitig

250 Stück

Siebkorbhänger aus Spezialkarton, mit Aufdruck, zum Einmalgebrauch, Format: 240 x 60 mm, weiß

hitzebeständig: bis 134 °C



92-08301

"Endo Reinigung"

250 Stück

Siebkorbanhänger aus Kunststoff auf Rolle, zum Einmalgebrauch

REF

VE

weiß
 Kerndurchmesser: 76 mm
 mit Abreißperforation
 hitzebeständig: bis 134 °C
 Material: Kunststoff
 RDT-tauglich
 Individueller Aufdruck möglich




92-09691 Rolle à: 5000 Stück, Format: 160 x 19 mm
 92-09399 Rolle à: 600 Stück, Format: 254 x 42 mm

1 Rolle
 1 Rolle

Druckbeispiel für REF 92-09399


Wir erstellen Siebkorbanhänger nach Ihren Vorgaben in gewünschter Auflage ab 100 Stück, auch mit Barcode, Data Matrix, QR Code und Grafiken.


PP-Siebkorbanhänger, Gesamtlänge: 200 mm

hitzebeständig: bis 134 °C
 RDT-tauglich
 Schriftfeld: 50 x 30 mm

92-09679 weiß
 92-09680 blau
 92-09681 grün
 92-09682 rot
 92-09683 gelb

100 Stück
 100 Stück
 100 Stück
 100 Stück
 100 Stück


RFID-Siebkorbanhänger aus Silikon

hitzebeständig: bis 134 °C
 RFID-Chip: integriert (ISO-15693)

92-08969 weiß
 92-08965 gelb
 92-08966 grün
 92-08967 schwarz
 92-08968 blau

1 Stück
 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück


NEU

Hitzeschutzhandschuhe - Nitrilbeschichtung

REF

VE



- Rundumschutz für Hand und Handgelenk
- Nitrilbeschichtung mit Vliesstoff-Futter
- äußerst atmungsaktiv

waschbar: bis 40 °C

Länge: 33 cm

92-09031

Größe: 9

1 Paar

92-09034

Größe: 10

1 Paar

Hitzeschutzhandschuhe - hoher Schnitenschutz



- gute mechanische Belastbarkeit bei Hitze bis zu 100 °C
- hervorragende Feinfühligkeit
- hoher Schnitenschutz
- gute Schweißaufnahme
- hoher Tragekomfort

92-09223

Größe: 9

1 Paar

92-09224

Größe: 10

1 Paar

Schutzhandschuhe aus Nomex[®]

REF

VE

- für Hitze- und Kälteeinsätze geeignet
- Einsatzbereich: -180 °C bis +260 °C
- Textilgewebe für guten Tragekomfort
- kein Schrumpfen oder Schmelzen
- strapazierfähig
- gute Chemikalienbeständigkeit

rot
waschbar
Material: Nomex[®]

	Länge: 52 cm	
92-09883	Größe: 8,5 - 9	1 Paar
92-09884	Größe: 9,5 - 10	1 Paar
92-09885	Größe: 10,5 - 11	1 Paar
	Länge: 30 cm	
92-09886	Größe: 8,5 - 9	1 Paar
92-09887	Größe: 9,5 - 10	1 Paar
92-09888	Größe: 10,5 - 11	1 Paar


Chemische Schutzhandschuhe

- sehr gutes Griff- und Tastgefühl
- nicht velourisiert

Material: leichte Mischung aus Neopren und Naturlatex
Materialstärke: 0,45 mm

92-09033	Größe: 6,5 - 7	12 Paar
92-09032	Größe: 7,5 - 8	12 Paar
92-09030	Größe: 8,5 - 9	12 Paar



Hitzeschutzhandschuhe aus Silikon REF

VE



92-09263

- Einsatzbereich: -60 °C bis +260 °C
- latexfrei

blau
Material: Silikon
RDT-tauglich
Größe: universal

Länge: 37 cm

1 Stück

Hitzeschutzhandschuhe aus Silikon



92-09368

92-09484

hellblau
Material: Silikon
Größe: universal
RDT-tauglich

- Einsatzbereich: -40 °C bis +240 °C
- Oberfläche strukturiert
- latexfrei

Länge: 35 cm

Länge: 43 cm

1 Stück

1 Stück

Schutzhandschuhe aus Nitril, Länge 40 cm, blau

REF

VE

Material: Nitril, puderfrei, latexfrei
50 Stück / Box

92-09472
92-09473
92-09474
92-09475

Größe: S
Größe: M
Größe: L
Größe: XL

1 Box
1 Box
1 Box
1 Box

**PE-Schutzhandschuhe für Reinigungsarbeiten**

grün
Material: Polyethylen (Softfolie)
Materialstärke: 30 µ
mit Gummizug

92-09836

Länge: 90 cm

50 Stück



Edelstahlpender für Einmalhandschuhe

REF

VE



92-09200

kann auf geraden Flächen aufgestellt oder an der Wand befestigt werden, Schrauben und Dübel werden mitgeliefert

Format: 262 x 152 x 90 mm

1 Stück

Edelstahlpender "Solo" für Einmalhandschuhe



92-09202

zur Befestigung an der Wand, Schrauben und Dübel werden mitgeliefert

Format: 250 x 135 x 95 mm

1 Stück

Edelstahlpender "Trio" für Einmalhandschuhe



92-09201

mit Kennzeichnung S, M und L für Handschuhgrößen, zur Befestigung an der Wand, Schrauben und Dübel werden mitgeliefert

Format: 258 x 392 x 96 mm

1 Stück

Normschienen-Adapter für Handschuhspender REF 92-09201 "Trio" und REF 92-09202 "Solo"



92-20439

Material: Edelstahl

Format: 202 x 23 x 37 mm

1 Stück

2-teilige Schutzbrille

REF		VE
	Gestell für 2-teilige Schutzbrille	
92-09081	Gestellfarbe: gelb	10 Stück
92-09431	Gestellfarbe: pink	10 Stück
	Visiere für 2-teilige Schutzbrille	
92-09082	Material: Kunststoff	25 Stück


Gesichtsschutz-Visier

92-09417	<ul style="list-style-type: none"> • reflektionsarm • Anti-fog Ausstattung • mit Gummiband 	10 Stück
----------	---	----------


Gesichtsschutz-Set, POLYDENTIA VISTA-TEC ultra light classic

- optimaler Gesichtsschutz
- Schutzschilde aus Kunststoff
- hohe Kratz- und Scheuerfestigkeit
- nicht reflektierend
- vergilben nicht bei Tageslichteinwirkung
- federleicht (16 g)
- winkel- und höhenverstellbar

Set besteht aus:

- 1 x Gestell
- 10 x Folienaufsatz
- 2 x Clips für Brillen

	Gestellfarbe:	
92-09405	weiß	1 Set
92-09406	blau	1 Set
92-09407	transparent	1 Set
92-09408	pink	1 Set
92-09427	gelb	1 Set
92-09428	grün	1 Set



Folienaufsätze für Gesichtsschutz, POLYDENTIA VISTA-TEC ultra light classic

REF

VE

92-09414

10 Folienaufsätze (ohne Gestell)

1 Set



Gesichtsschutz-Set für Brillen, POLYDENTIA VISTA-TEC Clipon

92-09409

1 Set



- passt an nahezu alle Brillen- und Lupenbrillengestelle
- mit Kunststoffclips zur Befestigung von Schutzschilden an Brillen

Set besteht aus:

- 5 x Folienaufsatz
- 2 x Clips für Brillen

Ersatzgestelle POLYDENTIA VISTA-TEC



92-09410

Gestellfarbe:

1 Stück

92-09411

weiß

1 Stück

92-09412

blau

1 Stück

92-09413

transparent

1 Stück

92-09429

pink

1 Stück

92-09430

gelb

1 Stück

grün

1 Stück

Einmalkittel, Universalgröße, Länge 136 cm



- Vlies-Schutzkittel
- unsteril
- atmungsaktiv im Rückenbereich
- teilbeschichtet (Vorderseite und Ärmel)
- wasserabweisend
- zur Anwendung auf der unreinen Seite in der ZSVA
- zum Schutz vor Schmutz
- lange Ärmel mit Gummibund
- hält den Oberkörper vorne und hinten komplett bedeckt

92-09401

hellgelb, Materialstärke: dick (30 g/m²)

100 Stück

92-09402

orange, Materialstärke: dünn (15 g/m²)

100 Stück

Einmalkittel, Universalgröße, Länge 130 cm

REF

VE

92-09437

50 Stück

- Mischvlies-Schutzkittel
- unsteril
- atmungsaktiv
- wasserabweisend
- zur Anwendung auf der unreinen Seite in der ZSVA
- zum Schutz vor Schmutz
- lange Ärmel mit Strickbund
- Klettverschluss am Hals
- zum Binden in der Taille
- hält den Oberkörper vorne und hinten komplett bedeckt

blau

Materialstärke: 72 g/m²**Einmalkittel, XXL, Länge 150 cm**

92-09442

100 Stück

- Vlies-Schutzkittel unsteril
- wasserabweisend
- atmungsaktiv
- teilbeschichtet (Vorderseite und Ärmel)
- lange Ärmel mit Gummibund

weiß

Materialstärke: 30 g/m²**Besucherkittel aus Vlies, Universalgröße, Länge 120 cm**

92-09480

100 Stück

- unsteril
- zum Einmalgebrauch
- unbeschichtet
- atmungsaktiv
- lange Ärmel mit Gummibund

dunkelgrün

Materialstärke: 15 g/m²**Schutzärmel, Länge 40 cm**

92-09438

100 Stück

- feuchtigkeitsdicht
- strapazierfähig
- mit Gummibund

weiß

Material: Polyethylen (PE)

Materialstärke: 20 µ



Mundschutz, 3-lagig

REF

VE



92-09440
92-09441

mit elastischen Ohrschlaufen

blau-weiß

ohne Visier, 50 Stück / Box

mit Visier, 20 Stück / Box

bitte ziehen Sie vor Gebrauch die Schutzfolie ab

1 Box

1 Box

Nackenwärmer mit Rollkragen



92-09439
92-09403
92-09404

- aus 100 % Baumwolle
- Anti-Pilling
- sanforisiert
- Öko-Tex Standard 100

Größe: S

Größe: M

Größe: L

1 Stück

1 Stück

1 Stück

Gehörschutz, EARCAPS

REF		VE
-----	--	----

92-09433	Bügelgehörschützer EARCAPS mit starrem Bügel (Ersatzstöpsel siehe REF 92-09434)	1 Stück
----------	--	---------


Ersatzstöpsel für REF 92-09432 und REF 92-09433

92-09434	20 Stück pro Box	1 Box
----------	------------------	-------


Gehörschutzstöpsel "EARSoft Yellow Neons"

92-09444	<ul style="list-style-type: none"> • aus langsam rückformendem Schaumstoff • Packung: 250 Paar 	1 Packung
----------	--	-----------




Spender EAR Classic 2 für Gehörschutzstöpsel



92-09435	Einfache Bedienung: Durch eine kurze Drehbewegung am trichterförmigen Behälter fallen die Gehörschutzstöpsel direkt in die Hand. Bei freiem Zugang von vorne oder von der Seite kann der Behälter mit einer Hand im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Inkl. 1000 Stöpsel / Spender.	1 Spender
----------	---	-----------




Schuhautomat

	REF		VE
		Gehäuse aus Aluminium	
	92-09965	Format: 470 x 255 x 170 mm	1 Stück

LDPE Überschuhe für Schuhautomaten - Nachfüllpackung

			
	92-09964	9 Pack à 200 Stück Materialstärke: 20 µ Format: 16 x 51 cm	1800 Stück

Schiebebürste mit Nylonborsten

REF		VE	
92-26029	Länge: 55 cm, Breite: 23 cm Borstenhärte: einstellbar	3 Stück	


Reinigungsbürsten mit Nylonborsten für MIC-Instrumente

hitzebeständig: bis 134 °C
RDT-tauglich

	Bürstenkopf Durchmesser	Bürstenkopf Länge	Gesamtlänge		
92-09339	2,0 mm	100 mm	300 mm	5 Stück	
92-09342	2,0 mm	60 mm	300 mm	5 Stück	
92-09308	2,5 mm	50 mm	300 mm	5 Stück	
92-09340	2,5 mm	100 mm	300 mm	5 Stück	
92-09343	2,5 mm	80 mm	400 mm	5 Stück	
92-09050	2,5 mm	30 mm	500 mm	5 Stück	
92-09313	2,5 mm	50 mm	610 mm	5 Stück	
92-09341	3,0 mm	100 mm	300 mm	5 Stück	
92-09344	3,0 mm	100 mm	450 mm	5 Stück	
92-09335	3,5 mm	100 mm	250 mm	5 Stück	
92-09346	3,5 mm	35 mm	500 mm	5 Stück	
92-09052	4,0 mm	100 mm	300 mm	5 Stück	
92-09345	4,0 mm	100 mm	500 mm	5 Stück	
92-09336	5,0 mm	100 mm	250 mm	5 Stück	
92-09306	5,0 mm	100 mm	300 mm	5 Stück	
92-09318	5,0 mm	80 mm	405 mm	5 Stück	
92-09324	5,0 mm	35 mm	500 mm	5 Stück	
92-09312	5,0 mm	100 mm	610 mm	5 Stück	
92-09317	5,0 mm	100 mm	650 mm	5 Stück	
92-09053	6,0 mm	100 mm	300 mm	5 Stück	
92-09307	7,0 mm	100 mm	300 mm	5 Stück	
92-09051	7,0 mm	80 mm	350 mm	5 Stück	
92-09068	7,0 mm	100 mm	500 mm	5 Stück	
92-09311	7,0 mm	100 mm	610 mm	5 Stück	
92-09316	7,0 mm	100 mm	650 mm	5 Stück	
92-09054	8,0 mm	100 mm	300 mm	5 Stück	
92-09055	10,0 mm	100 mm	300 mm	5 Stück	
92-09310	10,0 mm	100 mm	610 mm	5 Stück	
92-09315	10,0 mm	100 mm	650 mm	5 Stück	
92-09309	12,0 mm	100 mm	610 mm	5 Stück	
92-09314	12,0 mm	100 mm	650 mm	5 Stück	
92-09056	15,0 mm	100 mm	300 mm	5 Stück	
92-09066	15,0 mm	100 mm	800 mm	5 Stück	
92-09332	20,0 mm	100 mm	500 mm	5 Stück	
92-09059	30,0 mm	80 mm	300 mm	5 Stück	
92-09334	40,0 mm	60 mm	500 mm	5 Stück	




Reinigungsbürsten-Sortiment

	REF				VE
	92-09057	Sortiment besteht aus REF 92-09050 - 92-09056			1 Set
		Bürstenkopf Durchmesser	Bürstenkopf Länge	Gesamtlänge	
	92-09050	2,5 mm	30 mm	500 mm	1 Stück
	92-09051	7,0 mm	80 mm	350 mm	1 Stück
	92-09052	4,0 mm	100 mm	300 mm	1 Stück
	92-09053	6,0 mm	100 mm	300 mm	1 Stück
	92-09054	8,0 mm	100 mm	300 mm	1 Stück
	92-09055	10,0 mm	100 mm	300 mm	1 Stück
92-09056	15,0 mm	100 mm	300 mm	1 Stück	

Reinigungsbürsten für Frazier Saugrohre, Gesamtlänge 215 mm

		hitzebeständig: bis 134 °C RDT-tauglich			
		Bürstenkopf Durchmesser	Bürstenkopf Länge	Farbe	
	92-45906	1,6 mm	22 mm	weiß	3 Stück
	92-45908	2,0 mm	21 mm	schwarz	3 Stück
	92-45910	2,5 mm	21 mm	pink	3 Stück
92-45912	3,0 mm	18 mm	orange	3 Stück	

Reinigungsbürsten für Instrumente, Gesamtlänge 450 mm

		hitzebeständig: bis 134 °C RDT-tauglich Bürstenkopflänge: 13 mm			
	92-09095	Bürstenkopfdurchmesser: 1,0 mm			2 Stück
	92-09319	Bürstenkopfdurchmesser: 1,8 mm			2 Stück

Einmal-Reinigungsbürste

		Bürstenkopfdurchmesser: 5,0 mm Bürstenkopflänge: 20 mm			
	92-09049	Gesamtlänge: 150 mm			100 Stück
	92-09322	Gesamtlänge: 200 mm			100 Stück

Reinigungsbürste mit Nylonborsten für Tüllen, Gesamtlänge 140 mm

REF _____ VE _____

 92-09303 Bürstenkopfdurchmesser: 10,0 mm 5 Stück
 Bürstenkopflänge: 45 mm

Reinigungsbürste mit Nylonborsten für Büllau-Flaschen, Gesamtlänge 650 mm

 92-09458 Bürstenkopfdurchmesser: 40,0 mm 5 Stück
 Bürstenkopflänge: 60 mm

Reinigungsbürste für Markraumborner, Gesamtlänge 800 mm

Bürstenkopflänge: 100 mm
 Draht aus V2A

 92-09490 Bürstenspitze: entgratet 3 Stück
 Bürstenkopfdurchmesser: 3,0 mm
 92-09492 Bürstenspitze: mit Kappe 3 Stück
 Bürstenkopfdurchmesser: 5,0 mm
 92-09491 Bürstenspitze: mit Kappe 3 Stück
 Bürstenkopfdurchmesser: 7,0 mm

Reinigungsbürste für Instrumente, mit ummanteltem Draht und konischem Bürstenkopf

Bürstenkopfdurchmesser: 15,0 - 20,0 mm
 Bürstenkopflänge: 100 mm

 92-09333 Gesamtlänge: 280 mm 1 Stück
 92-09380 Gesamtlänge: 460 mm 1 Stück


Reinigungsbürste für Pfannenfräsen, doppelseitig

REF

VE

NEU

92-26023

3 Stück

- rundes Bürstenende - Länge: 45 mm, Ø 40 mm
- konisches Bürstenende - Länge: 25 mm, Ø 8 mm



weiß

Gesamtlänge: 190 mm

Reinigungsbürste für Instrumente, mit Kunststoffgriff

92-09338

Bürstenkopfdurchmesser: 3,5 mm

2 Stück

Bürstenkopflänge: 60 mm

Gesamtlänge: 265 mm



Reinigungsbürste für Rektoskope

92-09331

RDT-tauglich

5 Stück

Bürstenkopfdurchmesser: 20,0 mm

Bürstenkopflänge: 150 mm

Gesamtlänge: 450 mm



Reinigungsbürste für Anos-, Proktos- und Rektoskope

NEU

92-09096

Bürstenspitze: mit Kappe, Draht aus V2A

1 Stück

RDT-tauglich

Borstmaterial: Nylon

Bürstengriff: mit 110 mm Kunststoffgriff

Bürstenkopfdurchmesser: 20,0 mm

Bürstenkopflänge: 70 mm

Gesamtlänge: 270 mm




Bürste für Sauger

REF		VE
	Anzahl der Bürstenköpfe: 2 Bürstenkopflänge: 20 mm (Nylon) / 30 mm (Pfeifenreiniger) Gesamtlänge: 390 mm zum Einmalgebrauch	
92-26480	Bürstenkopfdurchmesser: 3,0 mm blau	10 Stück
92-26481	Bürstenkopfdurchmesser: 6,0 mm gelb	10 Stück



Einmal-Reinigungsbürsten für Instrumente, einseitig, die ersten 90 mm sind ohne Borstenbesatz

	hitzebeständig: bis 134 °C Bürstenkopflänge: 8 mm Gesamtlänge: 450 mm	
92-09366	Bürstenkopfdurchmesser: 0,6 mm	5 Stück
92-09388	Bürstenkopfdurchmesser: 1,4 mm	5 Stück


Reinigungsbürste mit Nylonborsten, doppelseitig

92-09098	hitzebeständig: bis 134 °C Borstenlänge: 5 und 10 mm Bürstenkopflänge: 25 und 35 mm Gesamtlänge: 175 mm	2 Stück
----------	--	---------


Reinigungsbürste, doppelseitig, mit extra harten Kunststoffborsten für hartnäckige Verschmutzungen

92-09459	blau hitzebeständig: bis 134 °C Borstenlänge: 10 mm Bürstenkopflänge: 30 und 40 mm Gesamtlänge: 175 mm	2 Stück
----------	--	---------



Instrumentenreinigungsbürste mit Kunststoffborsten, doppelseitig

REF

VE

92-09064

Borstenlänge: 15 und 12 - 15 mm
 Bürstenkopflänge: 10 und 30 mm
 Gesamtlänge: 155 mm

12 Stück



Reinigungsbürste mit extra harten Kunststoffborsten für hartnäckige Verschmutzungen

92-09320

blau
 hitzebeständig: bis 134 °C
 RDT-tauglich
 Borstenlänge: 12 mm
 Bürstenkopflänge: 30 und 45 mm
 Gesamtlänge: 165 mm

10 Stück



Reinigungsbürste mit extra harten Kunststoffborsten für hartnäckige Verschmutzungen



blau
 hitzebeständig: bis 134 °C
 RDT-tauglich
 Borstenlänge: 15 mm
 Bürstenkopflänge: 75 mm



92-09460

Gesamtlänge: 215 mm

2 Stück

92-09485

Bürstengriff: abgewinkelt, Gesamtlänge: 235 mm

2 Stück

Reinigungsbürste mit weichen Kunststoffborsten

92-09478

blau
 hitzebeständig: bis 134 °C
 RDT-tauglich
 Borstenlänge: 15 mm
 Borstenmaterial: Kunststoff
 Bürstenkopflänge: 75 mm
 Gesamtlänge: 215 mm

1 Stück



Reinigungsbürsten für hartnäckige Verschmutzungen

REF		VE
	Borstenlänge: 15 mm Bürstenkopflänge: 40 mm Gesamtlänge: 180 mm	
92-09325	hellblau, Borstenmaterial: Edelstahl	1 Stück
92-09489	Borstenmaterial: Messing	1 Stück
92-09488	Borstenmaterial: Kunststoff	1 Stück
	Bitte achten Sie auf sorgfältige Anwendung, da mit den Messing- und Edelstahlborsten empfindliche Oberflächen beschädigt werden können.	


Einmal-Reinigungsbürste für Endoskope / Instrumente, einseitig

92-26024	Bürstenkopfdurchmesser: 2,5 mm für Endoskope und Instrumente mit einem Kanaldurchmesser von: 1,4 - 2,0 mm Bürstenkopflänge: 14 mm Gesamtlänge: 230 cm gelb Tubusdurchmesser: 1,2 mm	50 Stück
----------	--	----------


Bronchoskop Einmal-Reinigungsbürsten für Instrumente, doppelseitig





92-26090	Bürstenkopfdurchmesser: 2,0 mm für Endoskope und Instrumente mit einem Kanaldurchmesser von: 1,2 mm Gesamtlänge: 230 cm transparent	100 Stück
----------	--	-----------


Mehr weg-Reinigungsbürsten für Instrumente, doppelseitig, einzeln verpackt


92-09352	Bürstenkopfdurchmesser: 2,0 mm für Endoskope und Instrumente mit einem Kanaldurchmesser von: 1,2 - 1,5 mm Bürstenkopflänge: 12 mm Gesamtlänge: 100 cm gelb	1 Stück
92-09353	Bürstenkopfdurchmesser: 3,0 mm für Endoskope und Instrumente mit einem Kanaldurchmesser von: 2,0 - 2,2 mm Bürstenkopflänge: 12 mm Gesamtlänge: 100 cm weiß	1 Stück




Einmal-Reinigungsbürsten für Instrumente, doppelseitig, einzeln verpackt

REF		VE
92-26022	 <p>Doppelreinigungsbürste Borstendurchmesser (Ventil): 3,0 mm für Endoskope und Instrumente mit einem Kanaldurchmesser ab 2,0 mm Borstenflächenlänge (Ventil): 20,0 mm Gesamtlänge: 250 cm gelb</p>	50 Stück
92-26020	 <p>Bürstenkopfdurchmesser: 5,0 mm für Endoskope und Instrumente mit einem Kanaldurchmesser von: 2,8 - 4,2 mm Bürstenkopflänge: 20 mm Gesamtlänge: 230 cm rot</p>	50 Stück
92-26021	 <p>Bürstenkopfdurchmesser: 6,0 mm für Endoskope und Instrumente mit einem Kanaldurchmesser von: 2,8 - 4,5 mm Bürstenkopflänge: 20 mm Gesamtlänge: 230 cm türkis</p>	50 Stück
92-26482	 <p>Bürstenkopfdurchmesser: 6,0 mm für Endoskope und Instrumente mit einem Kanaldurchmesser von: 2,8 - 4,5 mm Bürstenkopflänge: 20 mm Gesamtlänge: 360 cm grün</p>	50 Stück

Einmal-Reinigungsbürstenset für Endoskope, nicht sterilisierbar

92-09356	 <p>Set besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endoskopbürste, doppelseitig, blau, Länge: 257 cm, Bürsten-Ø: 6,5 mm, Bürstenlänge: 20 mm • Reinigungsbürste für Ventile, doppelseitig, gelb, Gesamtlänge: 150 mm, Bürsten-Ø: 4,5 mm, Bürstenlänge: 18 mm / Bürsten-Ø: 10 mm, Bürstenlänge: 30 mm 	1 Set
----------	--	-------

Einmal-Instrumenten-Reinigungsbürste, doppelseitig mit Pfeifenreiniger- und Nylonbürste

92-26305	 <p>Bürstenkopfdurchmesser: 3,0 mm für Endoskope und Instrumente mit einem Kanaldurchmesser von: 2,0 - 2,8 mm Bürstenkopflänge: 20 mm (Nylon) / 300 mm (Pfeifenreiniger) Gesamtlänge: 230 cm blau</p>	50 Stück
----------	--	----------

Einmal-Instrumenten-Reinigungsbürste, doppelseitig mit Pfeifenreiniger- und Nylonbürste
 REF VE

92-26026 Bürstenkopfdurchmesser: 5,0 mm
 für Endoskope und Instrumente mit einem
 Kanaldurchmesser von: 2,8 - 4,0 mm
 Bürstenkopflänge:
 20 mm (Nylon) / 310 mm (Pfeifenreiniger)
 Gesamtlänge: 265 cm
 gelb

50 Stück


Einmal-Instrumenten-Reinigungsbürste, doppelseitig, mit konischen Bürstenköpfen, einzeln verpackt


92-26025 Bürstenkopfdurchmesser: 4 - 6 mm / 3 - 5 mm
 (konisch)
 für Endoskope und Instrumente mit einem
 Kanaldurchmesser von: 2,8 - 4,5 mm
 Bürstenkopflänge: 20 mm
 Gesamtlänge: 230 cm
 gelb

50 Stück


Einmal-Instrumenten-Reinigungsbürste, doppelseitig, mit Ventil- und Kanalreinigungsbürste

92-26028 Bürstenkopfdurchmesser:
 Kanalbürste 5,5 mm / Ventilbürste 10,0 mm
 für Endoskope und Instrumente mit einem
 Kanaldurchmesser von: 2,8 - 4,5 mm
 Gesamtlänge: 230 cm
 türkis

50 Stück




Ventilreinigungsbürste, doppelseitig

92-26027 Bürstenkopfdurchmesser: 5,2 mm / 11,0 mm
 Gesamtlänge: 156 mm
 rot
 zum Einmalgebrauch

100 Stück



Bürstenleisten zum Aufhängen von Bürsten

	REF		VE
		mit Anschraubleiste zur Wandbefestigung, Schrauben und Dübel werden mitgeliefert	
	92-06011	weiß Länge: 260 mm Bürstenleiste: 8-fach Material: Kunststoff	1 Stück
	92-06012	Länge: 300 mm Bürstenleiste: 10-fach Material: Edelstahl	1 Stück
	92-06021	Länge: 600 mm Bürstenleiste: 20-fach Material: Edelstahl	1 Stück

Leonardo-Wet-Set

NEU

Zur Transportlagerung von EndoWrist® Instrumenten, hält das distale Ende feucht und erleichtert die Aufbereitung.



92-50055	Set besteht aus:	1 Set
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Röhrchen • 3 Verschlusskappen 	
92-50058	Set besteht aus:	1 Set
	<ul style="list-style-type: none"> • 20 Röhrchen • 20 Verschlusskappen 	

Lubrinol



92-02004	<p>Lubrinol Pflegeöl für chirurgische Instrumente hat eine hohe Kriechwirkung, optimale Gelenkschmiereigenschaften und ist physiologisch unbedenklich. Die gereinigten Instrumente werden aus 20 - 30 cm Entfernung kurz eingesprüht und anschließend sterilisiert. Lubrinol ist für die Dampfsterilisation bei 134 °C geeignet.</p> <p>Inhalt: 400 ml</p>	1 Dose
----------	--	--------

Lubrifiuid
 REF

VE

92-02008 Schmiermittel zur Pflege von Bien-Air Hand- und Winkelstücken sowie Luftmotoren

1 Dose

Inhalt: 500 ml


Enginol

92-02006 Enginol ist ein Spezialpflegeöl für Druckluftmaschinen. Nicht für Hochgeschwindigkeitsmotoren geeignet.

1 Flasche

Inhalt: 50 ml


Chirol ultra

92-02110 Chirol ultra ist die Lösung für besonders starke und hartnäckige Verschmutzungen metallischer Oberflächen. Mit Chirol ultra entfernen Sie mühelos Silikatbeläge, eingebrannte Klebebandreste, getrocknetes, sterilisiertes Blut in den Gelenken von Instrumenten uvm. Chirol ultra ist hervorragend für die Containerpflege geeignet. Chirol ultra macht den Einsatz von Säuren und organischen Lösungsmitteln (Äther, Wundbenzin) überflüssig. Metallische Oberflächen werden hochwirksam gereinigt. Auch für eloxiertes Aluminium geeignet. Chirol ultra ist wasserlöslich und lösungsmittelfrei.

1 Flasche

Inhalt: 250 ml


AZO GEL, stark haftendes Gel

92-02119 zur Vorreinigung von Instrumenten

1 Flasche

Inhalt: 750 ml



Tape-Ex

REF

VE




92-02111

"Tape-Ex" zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen und Rückständen von Klebebändern und Etiketten

1 Dose

Inhalt: 300 ml

Wasserstoffperoxid-Lösung



92-09454

3 % Ph. Eur. Lösung
Glasflasche
Inhalt: 1 Liter
mit Kindersicherung

1 Flasche

Isopropanol

92-02009


Isopropanol 70 %
Kunststoffflasche

1 Flasche




Inhalt: 1 Liter

Wundbenzin

REF		VE	
92-02024	Petrolether Arzneibuchware abgefüllt in Weißblechdose Inhalt: 250 ml	1 Dose	

Ethanol

	Ethanol 80 %, vollständig vergällt abgefüllt in Kunststoffflasche Inhalt: 250 ml		
92-02025	mit normalem Pharmaverschluss	1 Flasche	
92-02026	mit Pharmaverschluss und Spritzeinsatz	1 Flasche	

HygoTopp Feuchttuchspender (ohne Inhalt)

92-02018	Deckelfarbe: weiß	1 Stück	
92-02019	Deckelfarbe: blau	1 Stück	
92-02020	Deckelfarbe: rot	1 Stück	
92-02021	Deckelfarbe: grün	1 Stück	
92-02022	Deckelfarbe: gelb	1 Stück	

HygoTopp Vliesrolle

92-02023	90 Tücher / Rolle weiß 60 g/m ²	6 Rollen	
----------	--	----------	---

Wisch- und Reinigungstuch "Volumen"

REF

VE



92-1138040

mit Abreißperforation, 500 Tücher pro Rolle

2 Rollen

weiß
Format: 30 x 38 cm
80 g/m²

Bodenständer für Wisch- und Reinigungstücher

NEU



92-9010005

Breite: 40 cm, für REF 92-1138040

1 Stück

HygoTopp Wisch- und Reinigungstuch

NEU



92-1210001

600 Stück (30 x 20 Stück)

600 Stück

weiß
Format: 33 x 37 cm
100 g/m²


Metallradierer "Poraflex" W8

REF		VE
	zur Reinigung von metallischen Oberflächen	
92-02120	Format: 40 x 25 x 12 mm "Ultra"	1 Stück
92-02121	Metallradierer "Poraflex" W8 Stick Set Format: 80 x 10 x 10 mm Set besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> • Halter • 2 Radierstiftminen fein 	1 Set
92-02122	Format: 80 x 10 x 10 mm "Stick", 2 Radierstiftminen fein	2 Stück




Flecken- und Rostentferner Pad

	zum mühelosen Entfernen von Rost und anderen Verschmutzungen, 3 Stück pro Packung Achtung: Die Pads können die Oberflächenstruktur verändern und sollten daher nicht auf (hochglanz-) beschichteten oder verchromten Oberflächen o. Ä. benutzt werden. Testen Sie die Pads vorher an einer unauffälligen Stelle.	
	Format: 150 x 100 mm	
92-02117	Farbe: grau - sehr fein	1 Packung
92-02118	Farbe: braun - grob	1 Packung




Polierscheibe für REF 08518 Poliergerät, zum Polieren von Metallen

REF		VE	
	92-08519	Polierscheibendurchmesser: 19 mm fein / orange	6 Stück
	92-08520	mittel / blau	6 Stück
	92-08521	grob / rot	6 Stück
	92-08524	Polierscheibendurchmesser: 25 mm grob / gelb	6 Stück


Mandrell "standard", passend für REF 08518

92-08527	Ø 2,34 mm, für Polierscheiben mit Ø 19 mm	10 Stück
----------	---	----------



Partikelabsauger für Poliergerät 92-08518

92-08522	<ul style="list-style-type: none"> • zum Absaugen von Partikeln bei der Reinigung von Instrumenten • für Partikelgrößen > 0,3 µm • Filter ohne Werkzeug wechselbar (Ersatzfilter 3er Pack REF 92-08523) • Lieferung mit einem Filter • Luftdurchsatz ca. 50 m³ • Betriebsgeräusch: 43 dB • Filtergröße: 130 x 130 mm • Filterklasse: 94/EN779 • Gewicht: 1,4 kg • Maße: 220 x 270 x 168 mm 	1 Stück
92-08523	Ersatzfilterset für Partikelabsauger REF 92-08522 Format: 130 x 130 mm 3 Filter pro Set	1 Set



Desinfektionsmittelspender "disinfect"

REF

VE

92-09962

1 Stück

- mit Akku und Netzteil
- Tropfschale
- zur Wandbefestigung
- berührungslos gesteuert
- Flaschen von 0,5 l bis 1 l verwendbar
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Dosierung ist einstellbar
- Anzeige der eingestellten Dosiermenge
- Maße: 499 mm hoch, 205 mm breit, 239 mm tief (mit Tropfschale)


Steritron® - berührungsloser Desinfektionsmittelspender

92-09963

1 Stück

Steritron® ist eine einzigartige Sprüheinrichtung für die berührungslose Handdesinfektion. Beide Hände werden gleichmäßig mit Desinfektionsflüssigkeit besprüht. Durch einfache Positionierung der Hände unter dem Sprühkopf wird eine vorher eingestellte Sprühmenge abgegeben. Alle 1,0 l Flaschen können verwendet werden.

- Netzanschluss: 12V DC / 0,4 A mit Adapter
- Sprühmenge: 0,5 - 5 ml (10 Einstellmöglichkeiten)
- Gehäuse: pulverbeschichtetes Aluminium
- Maße: 280 mm hoch, 182 mm breit, 106 mm tief



Instrumentenschutzkappen für Steinmann-Nägel

REF

VE



	sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C und EO Material: Vinyl		
92-01053	Farbe blau	Durchmesser 3,5 mm	100 Stück
92-01054	Farbe grün	Durchmesser 4,0 mm	100 Stück
92-01055	Farbe braun	Durchmesser 4,5 mm	100 Stück
92-01056	Farbe schwarz	Durchmesser 5,0 mm	100 Stück
92-01057	Farbe grau	Durchmesser 10,0 mm	100 Stück

Instrumentenschutzkappen für Optiken



	sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C und EO spitz zulaufend		
92-01058	Farbe rot	Durchmesser 8,0 mm	100 Stück

Instrumentenschutzkappen für Okulartrichter



	sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C und EO rund		
92-01861	Farbe schwarz	Durchmesser 31,8 mm	Höhe 6,4 mm
			100 Stück

Instrumentenschutzkappen aus Klarsichtvinyl



	klar sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C und EO spitz zulaufend		
92-01050	Größe: 1 - ca. Ø 2,0 mm - entspricht Ch. 10		100 Stück
92-01051	Größe: 2 - ca. Ø 3,5 mm - entspricht Ch. 12		100 Stück
92-30405	Größe: 3 - ca. Ø 4,8 mm - entspricht Ch. 16		100 Stück
92-3-03-08	Durchmesser: 15,0 mm Länge: 35,0 mm		100 Stück

**Instrumentenschutzkappen für Kirschnerdraht - Ø 1,5 mm**

REF

VE

sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C und EO
spitz zulaufend

REF	Farbe	Durchmesser	Länge	Stück
92-01059	weiß	1,5 mm	15,0 mm	10 Stück

**Instrumentenschutzkappen gelocht, rund**sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C und EO
Material: Vinyl

REF	Farbe	Durchmesser	Länge	Stück
92-01484	klar	1,6 mm	19,0 mm	100 Stück
92-01485	klar	2,0 mm	19,0 mm	100 Stück
92-01486	klar	2,8 mm	19,0 mm	100 Stück
92-01487	klar	3,2 mm	25,4 mm	100 Stück
92-01488	klar	5,0 mm	25,0 mm	100 Stück
92-01489	klar	10,0 mm	19,0 mm	100 Stück

**Instrumentenschutzkappen gelocht, farbig-transluzent**sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C und EO
rund
Material: Vinyl

REF	Farbe	Durchmesser	Länge	Stück
92-01461	blau	2,0 mm	19,0 mm	100 Stück
92-01462	grün	2,8 mm	19,0 mm	100 Stück
92-01465	violett	10,0 mm	19,0 mm	100 Stück

**Präzisionsschutzkappen gelocht, farbig-transluzent**sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C und EO
rund
Material: Vinyl

REF	Farbe	Durchmesser	Länge	Stück
92-30006	weiß	1,6 mm	19,0 mm	100 Stück
92-30009	rot	3,2 mm	25,4 mm	100 Stück
92-30010	gelb	5,0 mm	25,0 mm	100 Stück



Instrumentenschutzkappen für Verres-Nadeln, gelocht

REF

VE



sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C und EO

REF	Farbe	Durchmesser	Länge	VE
92-01856	klar	2,0 mm	19,0 mm	50 Stück

Instrumentenschutzkappen für Obturatoren, gelocht



sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C und EO
Material: Vinyl

REF	Farbe	Durchmesser	Länge	VE
92-01857	klar	5,0 mm	20,0 mm	25 Stück
92-01858	klar	5,0 mm	43,0 mm	20 Stück
92-01859	klar	10,0 mm	20,0 mm	25 Stück
92-01860	klar	10,0 mm	57,0 mm	20 Stück


Instrumentenschutzkappen für Osteotome, gelocht



sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C und EO
rechteckig
Material: Vinyl

REF	Farbe	Breite	Höhe	VE
92-01806	klar	6,4 mm	19 mm	50 Stück
92-01807	klar	9,5 mm	25,0 mm	50 Stück
92-01808	klar	12,7 mm	25,0 mm	50 Stück
92-01809	klar	19,0 mm	25,4 mm	50 Stück
92-01811	klar	32 mm	32 mm	50 Stück
92-01812	klar	38,0 mm	38,0 mm	50 Stück
92-01813	klar	44,5 mm	32,0 mm	50 Stück

Netz-Instrumentenschutzkappen



sterilisierbar: nur mit schwacher Hitze und H₂O₂
Material: Polyethylen (PE)

REF	Farbe	Breite	Höhe	VE
92-01850	orange	10,0 mm	76,0 mm	24 Stück
92-01851	grün	15,0 mm	76,0 mm	24 Stück
92-01852	blau	20,0 mm	76,0 mm	24 Stück
92-01853	rot	40,0 mm	76,0 mm	24 Stück
92-01854	schwarz	60,0 mm	76,0 mm	16 Stück
92-01855	weiß	70,0 mm	76,0 mm	16 Stück



Instrumentenschutzkappen gelocht

REF

VE

farbig-transluzent

sterilisierbar: mit Dampf 121/134°C und EO
spitz zulaufend
Länge: 38,0 mm
Material: Vinyl

REF	Farbe	passende Instrumenten- spitzen ø	
92-01826	weiß	2 - 3 mm	70 Stück
92-01827	blau	3 - 4 mm	70 Stück
92-01828	grün	4 - 5 mm	70 Stück
92-01829	rot	5 - 6 mm	70 Stück
92-01830	gelb	6 - 7 mm	70 Stück
92-01831	violett	7 - 8 mm	70 Stück
92-01832	orange	8 - 9 mm	70 Stück
92-01833	braun	9 - 10 mm	70 Stück
92-01834	schwarz	10 - 11 mm	70 Stück
92-01835	grün	15 - 16 mm	50 Stück
92-01836	gelb	19 - 20 mm	50 Stück
92-01837	orange	21 - 22 mm	50 Stück



Instrumentenschutzkappen gelocht

farbig-transluzent

sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C und EO
spitz zulaufend
Länge: 51,0 mm
Material: Vinyl

REF	Farbe	passende Instrumenten- spitzen ø	
92-01838	weiß	2 - 3 mm	70 Stück
92-01839	blau	3 - 4 mm	70 Stück
92-01840	grün	4 - 5 mm	70 Stück
92-01841	rot	5 - 6 mm	70 Stück
92-01842	gelb	6 - 7 mm	70 Stück
92-01843	violett	7 - 8 mm	70 Stück
92-01844	orange	8 - 9 mm	70 Stück
92-01845	braun	9 - 10 mm	70 Stück
92-01846	schwarz	10 - 11 mm	70 Stück
92-01847	grün	15 - 16 mm	50 Stück
92-01848	gelb	19 - 20 mm	50 Stück



Twin-Instrumentenschutzkappen farbig-transluzent, gelocht

REF

VE



sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C und EO
Material: Vinyl

REF	Farbe	Durchmesser	Länge	VE
92-01800	weiß	1,6 mm	19,0 mm	50 Stück
92-01801	blau	2,0 mm	19,0 mm	50 Stück
92-01802	grün	2,8 mm	19,0 mm	50 Stück
92-01803	rot	3,2 mm	25,0 mm	50 Stück
92-01804	gelb	5,0 mm	25,0 mm	50 Stück
92-01805	orange	2,0 mm	25,0 mm	50 Stück

Instrumentenschutzkappen für Retraktoren



klar
sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C und EO
Material: Vinyl

REF	Länge	VE
92-01814	Länge: 38,0 mm	55 Stück
92-01815	Länge: 51,0 mm	45 Stück
92-01816	Länge: 76,0 mm	40 Stück

Instrumentenschutzkappen für Weitlaner-Retraktoren



Aufnahmeöffnung:
small: 25 x 13 mm
medium: 32 x 13 mm

sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C und EO
Material: Vinyl

REF	Farbe	Größe	VE
92-01472	magenta	small	50 Stück
92-01473	klar	small	50 Stück
92-01474	grün	medium	50 Stück
92-01475	klar	medium	50 Stück

Präzisionsschutzkappen mit innenliegenden Noppen, gelocht



sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C
rechteckig
Material: TPE
Höhe: 25 mm

REF	Farbe	Tiefe	Breite	VE
92-30005	naturfarbig	2,0 mm	9,0 mm	100 Stück
92-30000	orange	2,0 mm	9,0 mm	100 Stück
92-30002	schwarz	3,0 mm	25,0 mm	100 Stück
92-30001	naturfarbig	3,0 mm	25,0 mm	100 Stück
92-30016	naturfarbig	2,0 mm	16,0 mm	100 Stück
92-30017	braun	2,0 mm	16,0 mm	100 Stück

Präzisionsschutzkappen für Osteotome mit innenliegenden Noppen, gelocht

REF

VE

sterilisierbar: mit Dampf 121/134 °C

rechteckig

Material: TPE

REF	Farbe	Breite	Höhe	Stück
92-30004	naturfarbig	6,4 mm	19,0 mm	50 Stück
92-30003	naturfarbig	19,0 mm	25,4 mm	50 Stück


Leonardo-Wet-Set

92-50055 Zur Transportlagerung von EndoWrist® Instrumenten, hält das distale Ende feucht und erleichtert die Aufbereitung. 1 Set



Set besteht aus:

- 3 Röhrchen
- 3 Verschlusskappen



92-50058 Set besteht aus: 1 Set

- 20 Röhrchen
- 20 Verschlusskappen

Instrumentenschutztaschen aus fester Folie


Funktionsbeschreibung:

Im ersten Schritt wird die kürzere Lasche nach hinten gefaltet und unter die V-förmig gestanzte Öffnung geschoben. Bei schmalen Instrumenten können die seitlichen Falzungen nach innen gefaltet werden, um ein Herausrutschen der Instrumente zu vermeiden.

Im letzten Schritt werden die Instrumente durch die gestanzten Öffnungen, wie in Bild 3 dargestellt, geschoben.

hitzebeständig: bis 134 °C


REF	Maximale Instrumentenbreite	Nutzlänge	Stück
92-01477	bis 50 mm	140 mm	100 Stück
92-01471	bis 25 mm	105 mm	1000 Stück
92-01476	bis 10 mm	60 mm	1000 Stück



Instrumentenschutztaschen aus Karton

REF

VE



92-01492
92-01469
92-01470

hitzebeständig: bis 134 °C

Maximale Instrumentenbreite	Nutzlänge
bis 50 mm	140 mm
bis 25 mm	105 mm
bis 10 mm	60 mm

100 Stück
1000 Stück
1000 Stück

Instrumentenschutztaschen aus Karton



92-01499
92-01496

Die Instrumentenschutztasche ist bereits gefaltet und geklebt. Auch gut geeignet für: feine Häkchen, Ritzmesser, Sichelmesser und Septummesser.

hitzebeständig: bis 134 °C

Maximale Instrumentenbreite	Nutzlänge
bis 20 mm	105 mm
bis 20 mm	105 mm

100 Stück
1000 Stück

Schutzhüllen aus Karton für Amputationsmesser



92-01478
92-01479

hitzebeständig: bis 134 °C

Format: 246 x 33 mm mit 16 Lochbohrungen
Format: 123 x 33 mm mit 8 Lochbohrungen

100 Stück
100 Stück

**Instrumenten-Bündelschnur aus Silikon**

REF

VE

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

hitzebeständig

Abschnitte à 30 cm

92-09039	grün	100 Stück
92-09143	blau	100 Stück
92-09144	gelb	100 Stück
92-09145	schwarz	100 Stück
92-09146	rot	100 Stück
92-09147	grau	100 Stück
92-09287	orange	100 Stück
92-09196	lila	100 Stück



Abschnitte à 50 cm

92-09139	grün	100 Stück
92-09160	blau	100 Stück
92-09161	gelb	100 Stück
92-09162	schwarz	100 Stück
92-09163	rot	100 Stück
92-09164	grau	100 Stück
92-09288	orange	100 Stück
92-09197	lila	100 Stück
92-09709	weiß	100 Stück

**Kabelbinder aus Silikon zum Bündeln von Instrumenten**

hitzebeständig: bis 134 °C

Länge: 110 mm

92-09231	naturfarbig	100 Stück
92-09235	rot	100 Stück
92-09236	gelb	100 Stück
92-09237	grün	100 Stück
92-09238	blau	100 Stück
92-09369	violett	100 Stück
92-09370	schwarz	100 Stück



Länge: 210 mm

92-09239	rot	100 Stück
92-09240	gelb	100 Stück
92-09241	grün	100 Stück
92-09242	blau	100 Stück
92-09371	violett	100 Stück
92-09372	schwarz	100 Stück



Kabelbinder aus Silikon zum Bündeln von Instrumenten

REF

VE

hitzebeständig: bis 134 °C

Länge: 60 mm (mini)

92-09246	naturfarbig	100 Stück
92-09252	grün	100 Stück
92-09253	blau	100 Stück
92-09254	gelb	100 Stück
92-09255	schwarz	100 Stück
92-09256	rot	100 Stück
92-09257	weiß	100 Stück
92-09258	orange	100 Stück
92-09259	braun	100 Stück
92-09260	grau	100 Stück
92-09261	violett	100 Stück
92-09397	hellblau	100 Stück

Länge: 110 mm (midi)

92-09373	naturfarbig	100 Stück
92-09374	rot	100 Stück
92-09375	gelb	100 Stück
92-09376	grün	100 Stück
92-09377	blau	100 Stück
92-09378	orange	100 Stück
92-09379	schwarz	100 Stück

Länge: 190 mm (maxi)

92-09282	naturfarbig	100 Stück
92-09283	rot	100 Stück
92-09284	grün	100 Stück
92-09285	blau	100 Stück
92-09286	gelb	100 Stück
92-09381	orange	100 Stück
92-09382	schwarz	100 Stück

Vollsilikon-Platten

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

naturfarbig

Stärke: 10 mm

92-08624	Format: 200 x 60 cm	1 Stück
92-08668	Format: 130 x 55 cm	1 Stück
92-08335	Format: 100 x 55 cm	1 Stück
92-09191	Format: 30 x 21 cm	1 Stück
92-09189	Format: 30 x 17 cm	1 Stück
92-09192	Format: 21 x 15 cm	1 Stück
92-08669	Format: 20 x 10 cm	1 Stück
92-09190	Format: 17 x 15 cm	1 Stück
92-08375	Format: 10 x 10 cm	1 Stück

Stärke: 5 mm

92-08675	Format: 80 x 60 cm	1 Stück
92-08719	Format: 10 x 10 cm	1 Stück
92-08674	Format: 3,5 x 3,5 cm	1 Stück







Zuschnitt aus POM-Kunststoff

REF		VE
	messerschonend, mit abgerundeten Ecken	
	natur, weiß hitzebeständig Format: 24 x 19 cm	
92-09436	Stärke: 3 mm	1 Stück
92-09453	Stärke: 10 mm	1 Stück




Noppenmatten aus Silikon

	flexibel temperaturbeständig: von -40 °C bis +300 °C RDT-tauglich	
92-08321	blau, Format: 500 x 320 mm	1 Stück
92-08324	blau, Format: 250 x 239 mm	1 Stück
92-08757	grau, Format: 500 x 320 mm	1 Stück



Noppenmatten aus Silikon


	blau hitzebeständig flexibel RDT-tauglich	
92-08426	Format: 140 x 55 mm gut passend für das Sterilisationstray REF 92-08422	1 Stück
92-08427	Format: 160 x 120 mm gut passend für das Sterilisationstray REF 92-08423	1 Stück
92-08428	Format: 200 x 135 mm gut passend für das Sterilisationstray REF 92-08424	1 Stück
92-08322	Format: 235 x 235 mm	1 Stück
92-08429	Format: 250 x 155 mm gut passend für das Sterilisationstray REF 92-08425	1 Stück




Noppenmatten aus Silikon

	REF		VE
	92-08698	10 Abschnitte à 100 mm	1 Stück
		pink hitzebeständig flexibel Format: 230 x 1000 mm RDT-tauglich	


Gittermatte aus Silikon

	92-08600	blau flexibel Format: 540 x 320 mm temperaturbeständig: von -60 °C bis +300 °C RDT-tauglich	1 Stück
--	----------	---	---------

Gittereinlage aus Silikon für Drahtkörbe

		grau hitzebeständig flexibel RDT-tauglich	
	92-08110	Format: 600 x 324 mm, Stärke: 6 mm	1 Stück
	92-08974	Format: 540 x 280 mm, Stärke: 3 mm	1 Stück

Gittereinlage aus Silikon - "Wabenstruktur" für Lochblechsiebschalen

		dunkelblau flexibel temperaturbeständig: bis +230 °C RDT-tauglich	
	92-08601	Format: 480 x 250 mm	1 Stück
	92-08602	Format: 238 x 248 mm	1 Stück

Packtischauflage aus Silikon als Schlagschutz für Instrumente
 REF

VE

Die Packtischauflagen sind in allen Formaten bis maximal 300 cm (Länge) x 120 cm (Breite) in verschiedenen Farben lieferbar. Die Stärke des Materials beträgt 2 mm. Die Packtischauflagen bieten Ihren Instrumenten einen wirksamen Schutz vor Beschädigungen. Dem ZSVA-Personal nimmt es die unangenehmen Kälte- und Blendeffekte von Metalloberflächen. Die Packtischauflagen können mit Flächendesinfektionsmitteln oder im RDT-Automaten gereinigt werden.

RDT-tauglich



ER860.240RB	rotbraun	1 Stück
ER860.240T	transparent	1 Stück
ER860.240LG	laubgrün	1 Stück

Silikonschläuche, transluzent, eingefärbt

	Innen Durchmesser	Wandstärke	Außen Durchmesser	
92-09021	2,0 mm / rot	1,0 mm	4,0 mm	25 m
92-09015	5,0 mm / grün	1,5 mm	8,0 mm	25 m


Silikonschläuche, opak

	Innen Durchmesser	Wandstärke	Außen Durchmesser	
92-09135	3,0 mm / rot	2,0 mm	7,0 mm	25 m
92-09154	3,0 mm / blau	2,0 mm	7,0 mm	25 m



Silikonschläuche, transluzent, nicht eingefärbt

REF	Innen Durchmesser	Wandstärke	Außen Durchmesser	VE
92-09043	1,0 mm	0,3 mm	1,6 mm	25 m
92-09707	1,0 mm	2,0 mm	5,0 mm	25 m
92-09029	1,5 mm	0,5 mm	3,5 mm	25 m
92-09037	1,5 mm	0,75 mm	3,0 mm	25 m
92-09027	1,5 mm	1,0 mm	3,5 mm	25 m
92-09042	2,0 mm	0,5 mm	3,0 mm	25 m
92-09028	2,0 mm	0,75 mm	3,5 mm	25 m
92-09024	2,0 mm	1,0 mm	4,0 mm	25 m
92-09023	4,0 mm	1,0 mm	6,0 mm	25 m
92-09115	4,0 mm	1,5 mm	7,0 mm	25 m
92-09022	5,0 mm	1,0 mm	7,0 mm	25 m
92-09014	5,0 mm	2,0 mm	9,0 mm	25 m
92-09041	6,0 mm	3,0 mm	12,0 mm	25 m
92-09044	8,0 mm	2,0 mm	12,0 mm	25 m
92-09701	8,0 mm	2,0 mm	13,0 mm	25 m
92-09047	10,0 mm	1,5 mm	13,0 mm	25 m
92-09700	10,0 mm	2,5 mm	15,0 mm	25 m
92-09016	22,0 mm	2,0 mm	26,0 mm	25 m
92-09149	2,5 mm	1,5 mm	5,5 mm	25 m

**Silikonschläuche mit Innenprofil, transluzent, nicht eingefärbt**

	Innen Durchmesser	Wandstärke	Außen Durchmesser	
	6 Stege à 0,5 mm			
92-09706	2,5 mm	0,5 mm	3,5 mm	25 m
92-09183	2,5 mm	1,2 mm	4,9 mm	25 m
	6 Stege à 1 mm			
92-09233	4,0 mm	0,5 mm	5,0 mm	25 m
92-09150	4,0 mm	1,2 mm	6,4 mm	25 m
92-09151	6,0 mm	1,2 mm	8,4 mm	25 m
	8 Stege à 1 mm			
92-09152	8,0 mm	1,2 mm	10,4 mm	25 m
92-09142	10,6 mm	1,2 mm	13,0 mm	25 m
92-09153	12,0 mm	1,2 mm	14,4 mm	25 m
	16 Stege à 1 mm			
92-09705	20,0 mm	1,0 mm	22,0 mm	25 m

**Silikonschläuche mit Innenprofil, transluzent, grün eingefärbt**

	Innen Durchmesser	Wandstärke	Außen Durchmesser	
	6 Stege à 0,5 mm			
92-09710	2,5 mm	0,5 mm	3,5 mm	25 m
	6 Stege à 1 mm			
92-09711	4,0 mm	0,5 mm	5,0 mm	25 m
92-09712	6,0 mm	1,2 mm	8,4 mm	25 m
	8 Stege à 1 mm			
92-09713	8,0 mm	1,2 mm	10,4 mm	25 m



**Schlauchlehre**
REF

VE

92-09703 zum Messen von Innen- und Außendurchmesser

1 Stück

**Schlauchschneideschere**

92-09060 Länge: 160 mm, Klinge und Feder aus Edelstahl, arretierbar, leicht zu reinigen durch glatte Oberfläche

1 Stück

weiß
hitzebeständig: bis 134 °C
Material: Kunststoff
RDT-tauglich**Schlauchschneideschere**

92-08510 Leichte Handhabung und sicheres Schneiden durch die halbrunde Auflage, Klinge teflonisiert, problemloses Schneiden bis 1" (25,4 mm) Schlauchstärke möglich

1 Stück

hitzebeständig: bis 134 °C
Material: Kunststoff
RDT-tauglich**Tyvekbeutel - flach**

Tyvekverpackungen für die Niedertemperatur-Sterilisation

- mögliche Sterilisationsverfahren: H₂O₂ (Plasma), EO, FO und Gamma
- die Siegelnähte sind extrem fest und dauerhaft
- mit peelbaren Siegelnähten
- besonders reißfest und durchstichfest
- hervorragende Barriereigenschaften
- hergestellt aus Tyvek und Verbundfolie

mit H₂O₂-Indikator

92-36212 Format: 75 x 200 mm

1000 Stück


92-36213 Format: 100 x 250 mm

1000 Stück

92-36235 Format: 100 x 400 mm

1000 Stück

Tyvekbeutel - flach

	REF		VE
	92-36214	Format: 150 x 300 mm	1000 Stück
	92-36215	Format: 160 x 440 mm	1000 Stück
	92-36216	Format: 160 x 600 mm	1000 Stück
	92-36217	Format: 200 x 380 mm	500 Stück
	92-36218	Format: 250 x 380 mm	500 Stück
	92-36219	Format: 250 x 500 mm	500 Stück

Tyvekbeutel - selbstklebend

Tyvekverpackungen für die
Niedertemperatur-Sterilisation

- mögliche Sterilisationsverfahren: H₂O₂ (Plasma), EO, FO und Gamma
- die Siegelnähte sind extrem fest und dauerhaft
- mit peelbaren Siegelnähten
- besonders reißfest und durchstichfest
- hervorragende Barriereigenschaften
- hergestellt aus Tyvek und Verbundfolie



mit H₂O₂-Indikator

92-36220	Format: 90 x 200 mm	1000 Stück
92-36221	Format: 90 x 250 mm	1000 Stück
92-36222	Format: 130 x 270 mm	1000 Stück
92-36223	Format: 130 x 380 mm	1000 Stück
92-36224	Format: 200 x 350 mm	1000 Stück
92-36234	Format: 190 x 330 mm	1000 Stück
92-36225	Format: 250 x 400 mm	600 Stück
92-36226	Format: 300 x 450 mm	600 Stück

Tyvekrollen - flach

92-36227	Format: 75 mm x 100 m	1 Rolle
92-36228	Format: 100 mm x 100 m	1 Rolle
92-36229	Format: 150 mm x 100 m	1 Rolle
92-36230	Format: 200 mm x 100 m	1 Rolle
92-36231	Format: 225 mm x 100 m	1 Rolle
92-36232	Format: 250 mm x 100 m	1 Rolle
92-36233	Format: 300 mm x 100 m	1 Rolle
92-36237	Format: 400 mm x 100 m	1 Rolle
92-36238	Format: 500 mm x 100 m	1 Rolle

**Schlauchfolie für die Heißluftsterilisation**

REF

VE

Materialstärke: 0,03 mm

92-36201	Rollenlänge: 100 m Rollenbreite: 30 mm	1 Rolle
92-36202	Rollenlänge: 100 m Rollenbreite: 50 mm	1 Rolle
92-36203	Rollenlänge: 100 m Rollenbreite: 75 mm	1 Rolle
92-36204	Rollenlänge: 100 m Rollenbreite: 100 mm	1 Rolle
92-36205	Rollenlänge: 100 m Rollenbreite: 150 mm	1 Rolle
92-36206	Rollenlänge: 100 m Rollenbreite: 200 mm	1 Rolle
92-36207	Rollenlänge: 100 m Rollenbreite: 250 mm	1 Rolle
92-36208	Rollenlänge: 100 m Rollenbreite: 300 mm	1 Rolle



92-36209	Rollenlänge: 80 m Rollenbreite: 450 mm	1 Rolle
----------	---	---------

Flachbeutel für die Heißluftsterilisation

Materialstärke: 0,036 mm

92-36210	Format: 80 x 160 mm	500 Stück
92-36211	Format: 120 x 200 mm	500 Stück

**LDPE-Flachbeutel, Reinraumqualität**

im doppelten Umbeutel

Materialstärke: 50 µ

92-09916	Format: 70 x 700 mm	250 Stück
92-09922	Format: 70 x 1000 mm	20 Stück
92-09923	Format: 70 x 1000 mm	250 Stück

**LDPE-Flachbeutel**

92-09924	opak, braun eingefärbt Format: 200 x 400 mm Materialstärke: 80 µ	1000 Stück
----------	--	------------



Staubschutzbeutel, unbedruckt


REF

VE

LDPE-Flachbeutel, unbedruckt, stabile Ausführung mit Umlegeklappe und Adhäsionsverschluss. Zum nachträglichen Verpacken sterilisierter Instrumente als Staubschutzverpackung. Auch zum Lagern von desinfizierter Anästhesie-Ausrüstung geeignet.

transparent

sterilisierbar: nein



92-03004	Format: 100 x 150 mm, 50 µ	500 Stück
92-03024	Format: 100 x 350 mm, 50 µ	100 Stück
92-03026	Format: 120 x 520 mm, 50 µ	100 Stück
92-03023	Format: 150 x 270 mm, 50 µ	100 Stück
92-03025	Format: 150 x 380 mm, 50 µ	100 Stück
92-03029	Format: 200 x 300 mm, 50 µ	100 Stück
92-03028	Format: 300 x 650 mm, 80 µ	100 Stück
92-03007	Format: 300 x 400 mm, 60 µ	100 Stück
92-03030	Format: 300 x 500 mm, 50 µ	100 Stück
92-03031	Format: 420 x 700 mm, 50 µ	100 Stück
92-03022	Format: 450 x 480 mm, 30 µ	100 Stück
92-03032	Format: 600 x 750 mm, 50 µ	100 Stück
92-03037	Format: 630 x 820 mm, 60 µ	100 Stück
92-03049	Format: 700 x 1050 mm, 70 µ	50 Stück

Staubschutzbeutel, bedruckt

LDPE-Flachbeutel, stabile Ausführung mit Umlegeklappe und Dauerklebeverschluss. Bedruckt in Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch: Staubschutzhüllen selbstklebend - Nicht sterilisierbar! Als Lagerschutz nach der Sterilisation / Self Seal Dust Cover - Do not sterilize! For pack protection after sterilization / Buste di protezione autosigillanti - Non sterilizzabili! Protezione delle confezioni dopo la sterilizzazione / Sachets de protection auto-adhésifs - Non stérilisables! Pour la protection des packs après la stérilisation

sterilisierbar: nein



92-03033	Format: 245 x 345 mm, 60 µ	100 Stück
92-03036	Format: 300 x 600 mm, 60 µ	100 Stück
92-03017	Format: 400 x 600 mm, 50 µ	100 Stück
92-03035	Format: 460 x 750 mm, 60 µ	100 Stück
92-03040	Format: 500 x 500 mm, 60 µ	100 Stück
92-03034	Format: 640 x 770 mm, 60 µ	100 Stück

**Staubschutzbeutel mit Gleitverschluss**

REF

VE

LDPE-Flachbeutel, unbedruckt, stabile
Ausführung, wiederverschließbar

transparent
sterilisierbar: nein

92-03044	Format: 170 x 120 mm, 60 µ	100 Stück
92-03043	Format: 200 x 150 mm, 60 µ	100 Stück
92-03041	Format: 320 x 230 mm, 75 µ	100 Stück
92-03045	Format: 320 x 440 mm, 70 µ	100 Stück
92-03046	Format: 480 x 640 mm, 70 µ	50 Stück

**Microsnapbeutel**


LDPE-Flachbeutel, unbedruckt, stabile
Ausführung, wiederverschließbar

transparent
sterilisierbar: nein
Materialstärke: 50 µ


92-09908	Format: 80 x 120 mm	2000 Stück
92-09912	Format: 70 x 100 mm	1000 Stück
92-09902	Format: 80 x 120 mm	1000 Stück
92-09917	Format: 90 x 450 mm	1000 Stück
92-09918	Format: 90 x 550 mm	1000 Stück
92-09919	Format: 90 x 670 mm	1000 Stück
92-09906	Format: 100 x 150 mm	1000 Stück
92-09903	Format: 150 x 220 mm	1000 Stück
92-09914	Format: 180 x 250 mm	1000 Stück
92-09900	Format: 220 x 300 mm	1000 Stück
92-09997	Format: 250 x 350 mm	1000 Stück
92-09905	Format: 300 x 400 mm	1000 Stück
92-09911	Format: 400 x 500 mm	500 Stück
92-09909	Format: 400 x 600 mm	500 Stück
92-09910	Format: 500 x 600 mm	500 Stück
92-09913	Format: 120 x 170 mm	1000 Stück




Sicherheitsetiketten, rot, einfach selbstklebend

	REF		VE
	92-04240	<p>Der Sicherheitseffekt des Klebers tritt nach Aufbringen des Etiketts nach ca. 15 Min. ein.</p> <p>mit Aufdruck: "desinfiziert, wenn Etikett intakt" Format: 90 x 30 mm Nummerierung: fortlaufend Rollenbreite: 102 mm Rolle à: 500 Stück innen gewickelt Kerndurchmesser: 76 mm</p>	1 Rolle

Sicherheitsetiketten, grün, einfach selbstklebend

	92-04281	<p>Der Sicherheitseffekt des Klebers tritt nach Aufbringen des Etiketts nach ca. 15 Min. ein.</p> <p>mit Aufdruck: "Sicherheitssiegel / Security Seal" Format: 90 x 30 mm Nummerierung: fortlaufend Rollenbreite: 102 mm Rolle à: 500 Stück innen gewickelt Kerndurchmesser: 76 mm</p>	1 Rolle
--	----------	--	---------

LDPE-Abdeckhauben für Transportwagen

	92-03060	<p>gebündelt zu 20 Stück</p> <p>transparent Format: 700/620 x 1600 mm</p>	140 Stück
---	----------	--	-----------


C-Bogen Sterilbezüge für Röntgengeräte

REF

VE

92-03053 1 Spenderkarton à 20 Stück

1 Karton

Format: 235 x 104 cm
einzeln steril verpackt**Abdeckhaubenset für Endoskop-Schalen, unsteril**

92-03056 Set besteht aus:

1 Set

- 1 x LDPE-Wendehaube, transparent, mit Elastikband, Format: 600 x 700 x 0,030 mm, beidseitig bedruckt: 1. Seite grün "dekontaminiert/decontaminated" / 2. Seite rot "kontaminiert/contaminated"
- 1 x HDPE-Einlegefolie in Hexagonform, Format: 380 x 890 x 0,040 mm, ohne Aufdruck

**Endo Seal Bag, latexfrei**

92-26010 Steriler Endoskop Lagerungs- und Transportbeutel mit Lasche und 2 Klebestreifen, einfache Identifizierung des Inhaltes:

250 Stück

- Seite grün = gereinigt
- Seite rot = kontaminiert

grün/rot
Lasche: 640 x 150 mm
Format: 640 x 540 mm
steril verpackt
zum Einmalgebrauch

Einzeletiketten auf Rolle, blanko, 38 x 98 mm

REF

VE



	ohne Indikator Rollenbreite: 40 mm Rolle à: 500 Stück außen gewickelt einfach selbstklebend	
92-04257	Kerndurchmesser: 25 mm hitzebeständig: bis 134 °C	1 Rolle
92-04261	Kerndurchmesser: 25 mm, Thermodirekt, autoklavenbeständig: nein	1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle, blanko, 50 x 33 mm





	ohne Indikator Rollenbreite: 53 mm Rolle à: 1000 Stück außen gewickelt hitzebeständig: bis 134 °C doppelt selbstklebend	
92-04138	Kerndurchmesser: 76 mm	1 Rolle
92-04208	Kerndurchmesser: 40 mm	1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle, blanko, 51 x 35 mm



92-04264	ohne Indikator Kerndurchmesser: 76 mm Rollenbreite: 53 mm Rolle à: 4000 Stück außen gewickelt hitzebeständig: bis 134 °C einfach selbstklebend	1 Rolle
----------	--	---------

Einzeletiketten auf Rolle mit einseitiger Anfasslasche, blanko, 55 x 35 mm

REF		VE	
92-04189	ohne Indikator Kleber: ablösbar Kerndurchmesser: 50 mm Rollenbreite: 59 mm Rolle à: 1000 Stück außen gewickelt hitzebeständig: bis 134 °C einfach selbstklebend	1 Rolle	 


Einzeletiketten auf Rolle, blanko, 58 x 35 mm

	ohne Indikator Kerndurchmesser: 40 mm Rollenbreite: 61 mm Rolle à: 1000 Stück außen gewickelt hitzebeständig: bis 134 °C einfach selbstklebend		 
92-04224	ohne Abreißperforation	1 Rolle	
92-04270	mit Abreißperforation	1 Rolle	

Einzeletiketten auf Rolle, blanko, 60 x 34 mm

92-04087	ohne Indikator Kerndurchmesser: 25 mm mit Abreißperforation Rollenbreite: 67 mm Rolle à: 900 Stück außen gewickelt hitzebeständig: bis 134 °C doppelt selbstklebend	1 Rolle	 
----------	--	---------	--

Einzeletiketten auf Rolle, blanko, extra stark haftend, 60 x 34 mm

92-04152	ohne Indikator Kerndurchmesser: 40 mm mit Abreißperforation Rollenbreite: 63 mm Rolle à: 1000 Stück außen gewickelt hitzebeständig: bis 134 °C doppelt selbstklebend	1 Rolle	 
----------	---	---------	--

Einzeletiketten auf Rolle, blanko, 63 x 40 mm

REF

VE



92-04161

ohne Indikator
Kerndurchmesser: 76 mm
Rollenbreite: 67 mm
Rolle à: 2000 Stück
außen gewickelt
hitzebeständig: bis 134 °C
doppelt selbstklebend

1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle, blanko, 70 x 33 mm



ohne Indikator
Format: 70 x 33 mm
mit Abreißperforation
Rollenbreite: 73 mm
Rolle à: 1000 Stück
außen gewickelt
doppelt selbstklebend

92-04027

Kerndurchmesser: 76 mm

1 Rolle


92-04084

Kerndurchmesser: 40 mm

1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle, blanko, 72 x 48 mm

NEU



04292

ohne Indikator
mit Schlitzung im Obermaterial
Kerndurchmesser: 76 mm
Rolle à: 660 Stück
außen gewickelt
doppelt selbstklebend

1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle, blanko, ohne Schlitzung, 75 x 35 mm





92-04284

ohne Indikator
Kerndurchmesser: 76 mm
ohne Abreißperforation
Rollenbreite: 78 mm
Rolle à: 2000 Stück
außen gewickelt
hitzebeständig: bis 134 °C
doppelt selbstklebend

1 Rolle



Einzeletiketten auf Rolle, blanko, 75 x 35 mm

REF		VE	
	ohne Indikator Kerndurchmesser: 76 mm Rollenbreite: 78 mm Rolle à: 2000 Stück außen gewickelt hitzebeständig: bis 134 °C		
92-04146	ohne Abreißperforation, einfach selbstklebend	1 Rolle	
92-04188	mit Abreißperforation, doppelt selbstklebend	1 Rolle	


Einzeletiketten auf Rolle, blanko, 95 x 60 mm

92-04263	ohne Indikator Kerndurchmesser: 40 mm Rollenbreite: 98 mm Rolle à: 2500 Stück außen gewickelt hitzebeständig: bis 134 °C einfach selbstklebend	1 Rolle	
			

Einzeletiketten auf Rolle, blanko, 102 x 56 mm

92-04187	ohne Indikator (unterteilt in 3 Einzeletiketten: 1 à 102 x 34 mm und 2 à 51 x 22 mm) Kerndurchmesser: 76 mm mit Abreißperforation Rollenbreite: 106 mm Rolle à: 2000 Stück außen gewickelt hitzebeständig: bis 134 °C doppelt selbstklebend	1 Rolle	
			

Einzeletiketten auf Rolle, blanko, 105 x 33 mm

92-04078	ohne Indikator Kleber: ablösbar Kerndurchmesser: 40 mm mit Abreißperforation Rollenbreite: 110 mm Rolle à: 1000 Stück innen gewickelt hitzebeständig: bis 134 °C einfach selbstklebend	1 Rolle	
			

Einzeletiketten auf Rolle, blanko, 110 x 60 mm
REF

VE



92-04092

ohne Indikator
Kerndurchmesser: 40 mm
mit Abreißperforation
Rollenbreite: 113 mm
Rolle à: 1000 Stück
außen gewickelt
hitzebeständig: bis 134 °C
einfach selbstklebend

1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle, blanko, 110 x 80 mm



92-04140

ohne Indikator
Kerndurchmesser: 40 mm
mit Abreißperforation
Rollenbreite: 113 mm
Rolle à: 1000 Stück
außen gewickelt
hitzebeständig: bis 134 °C
einfach selbstklebend

1 Rolle

Folienetiketten auf Rolle, blanko, 32 x 22 mm




92-04173

Kleber: stark haftend
Kerndurchmesser: 40 mm
ohne Abreißperforation
Rollenbreite: 36 mm
Rolle à: 1000 Stück
außen gewickelt
hitzebeständig: bis 134 °C
RDT-tauglich
einfach selbstklebend

1 Rolle

Folienetiketten auf Rolle, blanko, 40 x 28 mm



92-04218
92-04174

Kleber: stark haftend
mit Abreißperforation
Rollenbreite: 44 mm
Rolle à: 1000 Stück
außen gewickelt
hitzebeständig: bis 134 °C
RDT-tauglich
einfach selbstklebend

1 Rolle
1 Rolle

Folienetiketten auf Rolle, blanko, 50 x 23 mm

REF

VE

Kleber: stark haftend
 mit Abreiperforation
 Rollenbreite: 54 mm
 Rolle à: 1000 Stck
 auen gewickelt
 hitzebestndig: bis 134 °C
 RDT-tauglich
 einfach selbstklebend



92-04227

Kerndurchmesser: 40 mm

1 Rolle

92-04271

Kerndurchmesser: 25 mm

1 Rolle

Folienetiketten auf Rolle, blanko, 54 x 16 mm

92-04239

Kleber: stark haftend
 Kerndurchmesser: 40 mm
 mit Abreiperforation
 Rollenbreite: 54 mm
 Rolle à: 1000 Stck
 auen gewickelt
 hitzebestndig: bis 134 °C
 RDT-tauglich
 einfach selbstklebend


1 Rolle


Folienetiketten auf Rolle, blanko, 55 x 35 mm

92-04186

Kleber: ablsbar
 mit einseitiger Anfasslasche
 Kerndurchmesser: 50 mm
 mit Abreiperforation
 Rollenbreite: 59 mm
 Rolle à: 1000 Stck
 auen gewickelt
 hitzebestndig: bis 134 °C
 RDT-tauglich
 einfach selbstklebend

1 Rolle


Folienetiketten auf Rolle, blanko, 60 x 25 mm

Kleber: stark haftend
 mit Abreiperforation
 Rollenbreite: 64 mm
 Rolle à: 1000 Stck
 auen gewickelt
 hitzebestndig: bis 134 °C
 RDT-tauglich
 einfach selbstklebend



92-04176

Kerndurchmesser: 40 mm

1 Rolle

92-04293

Kerndurchmesser: 76 mm

1 Rolle

Folienetiketten auf Rolle, farbig, 60 x 25 mm
REF

VE



Kleber: stark haftend
Kerndurchmesser: 40 mm
mit Abreißperforation
Rollenbreite: 64 mm
Rolle à: 1000 Stück
außen gewickelt
hitzebeständig: bis 134 °C
RDT-tauglich
einfach selbstklebend

92-04221	rot	1 Rolle
92-04222	grün	1 Rolle
92-04223	blau	1 Rolle
92-04255	gelb	1 Rolle

Folienetiketten auf Rolle, blanko, 70 x 33 mm



Kleber: stark haftend
Rollenbreite: 74 mm
Rolle à: 1000 Stück
außen gewickelt
hitzebeständig: bis 134 °C
RDT-tauglich
einfach selbstklebend

92-04175	Kerndurchmesser: 40 mm, mit Abreißperforation	1 Rolle
92-04139	Kerndurchmesser: 25 mm, ohne Abreißperforation	1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 40 x 43 mm



92-04088	Kerndurchmesser: 50 mm mit Abreißperforation Rollenbreite: 47 mm Rolle à: 750 Stück außen gewickelt Farbumschlag: von rosa nach braun doppelt selbstklebend	1 Rolle
----------	---	---------

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 50 x 33 mm




92-04207	Aufdruck: mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag Kerndurchmesser: 40 mm mit Abreißperforation Rollenbreite: 53 mm Rolle à: 1000 Stück außen gewickelt Farbumschlag: von rosa nach braun gut geeignet für: non-woven Materialien doppelt selbstklebend	1 Rolle
----------	--	---------

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 57 x 40 mm
 REF

VE

92-04141 Kerndurchmesser: 40 mm
 Rollenbreite: 60 mm
 Rolle à: 1000 Stück
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 doppelt selbstklebend

1 Rolle


Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 58,5 x 35 mm

92-04209 Obermaterial mit Horizontalschlitzung
 Kerndurchmesser: 40 mm
 mit Abreiperforation
 Rollenbreite: 62 mm
 Rolle à: 1000 Stück
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 doppelt selbstklebend

1 Rolle


Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 58 x 38 mm

92-04290 Kerndurchmesser: 40 mm
 mit Abreiperforation
 Rolle à: 1000 Stück
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 doppelt selbstklebend

1 Rolle


Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 58,5 x 35 mm

92-04214 Kerndurchmesser: 40 mm
 mit Abreiperforation
 Rolle à: 1000 Stück
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 doppelt selbstklebend

1 Rolle



Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfndikator, 60 x 31 mm, Rolle à 2000 Stück

REF

VE




92-04094

Kerndurchmesser: 40 mm
mit Abreißperforation
Rollenbreite: 64 mm
innen gewickelt
Farbumschlag: von rosa nach braun
gut geeignet für: non-woven Materialien
doppelt selbstklebend

1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfndikator, 60 x 31 mm, Rolle à 1000 Stück



92-04190

mit Abreißperforation
Rollenbreite: 64 mm
Farbumschlag: von rosa nach braun
doppelt selbstklebend

1 Rolle

92-04160

Kerndurchmesser: 40 mm, innen gewickelt
Kerndurchmesser: 25 mm, außen gewickelt

1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfndikator und Hinweistext, 60 x 31 mm




92-04028

Aufdruck: mit Hinweistext auf Norm und
Farbumschlag
Kerndurchmesser: 40 mm
mit Abreißperforation
Rollenbreite: 64 mm
innen gewickelt
Rolle à: 1000 Stück
Farbumschlag: von rosa nach braun
gut geeignet für: non-woven Materialien
doppelt selbstklebend

1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfndikator, 60 x 33 mm



92-04300

mit Abreißperforation
Rollenbreite: 63 mm
außen gewickelt
Farbumschlag: von rosa nach braun
doppelt selbstklebend

1 Rolle

92-04086

Kerndurchmesser: 76 mm, Rolle à: 1000 Stück
Kerndurchmesser: 40 mm, Rolle à: 1000 Stück

1 Rolle

92-04158

Kerndurchmesser: 40 mm, Rolle à: 2000 Stück

1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 60 x 33 mm

REF

VE


Kerndurchmesser: 40 mm
 mit Abreiperforation
 Rollenbreite: 63 mm
 innen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun



92-04265	Rolle à: 1000 Stck, doppelt selbstklebend	1 Rolle
92-04266	Rolle à: 2000 Stck, doppelt selbstklebend	1 Rolle
92-04199	Rolle à: 2000 Stck, einfach selbstklebend	1 Rolle


Einzeletiketten auf Rolle mit roter Farbecke , mit Dampfindikator, 60 x 33 mm

92-04010	Kerndurchmesser: 40 mm Rollenbreite: 64 mm Rolle à: 1000 Stck auen gewickelt Farbumschlag: von rosa nach braun doppelt selbstklebend	1 Rolle
----------	---	---------


Einzeletiketten auf Rolle, farbig mit Dampfindikator, 60 x 33 mm

Kerndurchmesser: 40 mm
 mit Abreiperforation
 Rollenbreite: 64 mm
 Rolle à: 1000 Stck
 auen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 doppelt selbstklebend



92-04243	blau	1 Rolle
92-04244	grn	1 Rolle
92-04245	rot	1 Rolle
92-04246	gelb	1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 63 x 40 mm

Rollenbreite: 67 mm
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 gut geeignet fr: non-woven Materialien
 doppelt selbstklebend



92-04282	Kerndurchmesser: 76 mm Rolle à: 1000 Stck innen gewickelt	1 Rolle
92-04038	Kerndurchmesser: 40 mm Rolle à: 2000 Stck innen gewickelt	1 Rolle
92-04090	Kerndurchmesser: 40 mm Rolle à: 1000 Stck innen gewickelt	1 Rolle



Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfndikator, 63 x 40 mm

REF

VE



92-04057

Kerndurchmesser: 76 mm
Rolle à: 2000 Stück
außen gewickelt

1 Rolle



Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfndikator, 70 x 33 mm



mit Abreißperforation
Rollenbreite: 73 mm
Rolle à: 2000 Stück
außen gewickelt
Farbumschlag: von rosa nach braun
gut geeignet für: non-woven Materialien
doppelt selbstklebend



92-04144

Kerndurchmesser: 40 mm

1 Rolle

92-04169

Kerndurchmesser: 76 mm

1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfndikator, 70 x 33 mm



92-04147

Kerndurchmesser: 76 mm
mit Abreißperforation
Rollenbreite: 73 mm
Rolle à: 2000 Stück
innen gewickelt
Farbumschlag: von rosa nach braun
gut geeignet für: non-woven Materialien
doppelt selbstklebend

1 Rolle



Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfndikator, 70 x 33 mm



mit Abreißperforation
Rollenbreite: 73 mm
Rolle à: 1000 Stück
Farbumschlag: von rosa nach braun
gut geeignet für: non-woven Materialien
doppelt selbstklebend

92-04295

Kerndurchmesser: 76 mm
außen gewickelt

1 Rolle

92-04089

Kerndurchmesser: 40 mm
außen gewickelt

1 Rolle

92-04306

mit Dampfndikator auf der linken Seite
Kerndurchmesser: 40 mm
innen gewickelt

1 Rolle



Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 70 x 33 mm
REF
VE

92-04301 Aufdruck: mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag
 Kerndurchmesser: 40 mm
 mit Abreiperforation
 Rolle à: 1000 Stck
 auen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 gut geeignet fr: non-woven Materialien
 doppelt selbstklebend

1 Rolle


Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 70 x 35 mm


92-04037 mit Rckseitenschlitzung
 Kerndurchmesser: 40 mm
 mit Abreiperforation
 Rollenbreite: 70 mm
 Rolle à: 1250 Stck
 auen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 einfach selbstklebend

1 Rolle


Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 70 x 35 mm


92-04178 Aufdruck: mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag
 Kerndurchmesser: 40 mm
 mit Abreiperforation
 Rollenbreite: 73 mm
 Rolle à: 1000 Stck
 auen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 gut geeignet fr: non-woven Materialien
 einfach selbstklebend

1 Rolle




Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 70 x 35 mm

92-04157 Aufdruck: mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag
 Kerndurchmesser: 40 mm
 mit Abreiperforation
 Rollenbreite: 73 mm
 Rolle à: 2500 Stck
 innen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 gut geeignet fr: non-woven Materialien
 doppelt selbstklebend



1 Rolle



Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfndikator, 70 x 35 mm

REF		VE
92-04180	  <p>Kerndurchmesser: 40 mm mit Abreißperforation Rollenbreite: 73 mm Rolle à: 2500 Stück außen gewickelt Farbumschlag: von rosa nach braun gut geeignet für: non-woven Materialien doppelt selbstklebend</p>	1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfndikator, 70 x 35 mm

92-04197	  <p>Kerndurchmesser: 40 mm mit Abreißperforation Rollenbreite: 73 mm außen gewickelt Farbumschlag: von rosa nach braun gut geeignet für: non-woven Materialien doppelt selbstklebend</p>	1 Rolle
92-04262		1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfndikator, 70 x 35 mm

92-04182	  <p>mit Abreißperforation Rollenbreite: 73 mm Rolle à: 1000 Stück Farbumschlag: von rosa nach braun gut geeignet für: non-woven Materialien doppelt selbstklebend</p>	1 Rolle
92-04183	<p>mit Dampfndikator auf der linken Seite Kerndurchmesser: 40 mm außen gewickelt</p>	1 Rolle
92-04256	<p>mit Dampfndikator auf der rechten Seite Kerndurchmesser: 40 mm außen gewickelt</p>	1 Rolle
92-04272	<p>mit Dampfndikator auf der linken Seite Kerndurchmesser: 76 mm außen gewickelt</p>	1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator und Hinweistext, 70 x 35 mm

REF

VE

Aufdruck: mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag mit Abreißperforation
 Rollenbreite: 73 mm
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 gut geeignet für: non-woven Materialien
 doppelt selbstklebend

92-04198	Kerndurchmesser: 40 mm Rolle à: 1000 Stück innen gewickelt	1 Rolle
92-04236	Kerndurchmesser: 40 mm Rolle à: 2500 Stück innen gewickelt	1 Rolle
92-04250	Kerndurchmesser: 40 mm Rolle à: 1000 Stück außen gewickelt	1 Rolle
92-04242	Kerndurchmesser: 76 mm Rolle à: 1000 Stück außen gewickelt	1 Rolle
92-04302	Kerndurchmesser: 76 mm Rolle à: 1000 Stück innen gewickelt	1 Rolle


Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator und Hinweistext, extra stark haftend, 70 x 35 mm

Aufdruck: mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag mit Abreißperforation
 Rollenbreite: 73 mm
 Rolle à: 1000 Stück
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 gut geeignet für: Kimberly Clark-Vlies
 doppelt selbstklebend

92-04226	Kerndurchmesser: 40 mm	1 Rolle
92-04249	Kerndurchmesser: 76 mm	1 Rolle


Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, mit Farbbalken, 70 x 35 mm

Aufdruck: mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag
 Kerndurchmesser: 76 mm
 mit Abreißperforation
 Rollenbreite: 73 mm
 Rolle à: 1000 Stück
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 gut geeignet für: non-woven Materialien
 doppelt selbstklebend

92-04273	rot	1 Rolle
92-04274	blau	1 Rolle
92-04275	grün	1 Rolle
92-04276	gelb	1 Rolle



Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator und Hinweistext, farbig, 70 x 35 mm
REF


VE



Aufdruck: mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag
Kerndurchmesser: 40 mm
mit Abreißperforation
Rolle à: 1000 Stück
außen gewickelt
Farbumschlag: von rosa nach braun
doppelt selbstklebend

92-04251	blau	1 Rolle
92-04252	grün	1 Rolle
92-04253	rot	1 Rolle
92-04254	gelb	1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 70 x 36,8 mm



92-04055	mit Rückseitenschlitzung Kerndurchmesser: 40 mm mit Abreißperforation Rolle à: 2500 Stück außen gewickelt Farbumschlag: von rosa nach braun einfach selbstklebend	1 Rolle
----------	---	---------



Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 70 x 38 mm




Kerndurchmesser: 76 mm
mit Abreißperforation
Rollenbreite: 73 mm
Rolle à: 750 Stück
innen gewickelt
Farbumschlag: von rosa nach braun
doppelt selbstklebend



92-04127	gut geeignet für: Krepppapier	1 Rolle
92-04133	gut geeignet für: non-woven Materialien und für längere Wärmeeinwirkung	1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 70 x 38,1 mm



92-04036	mit Rückseitenschlitzung Kerndurchmesser: 40 mm mit Abreißperforation Rolle à: 2500 Stück außen gewickelt Farbumschlag: von rosa nach braun einfach selbstklebend	1 Rolle
----------	---	---------



Einzeletiketten auf Rolle mit Farbecke , mit Dampfndikator, 70 x 39 mm

REF

VE

Aufdruck: mit Hinweistext auf Farbumschlag
 Kerndurchmesser: 76 mm
 Rollenbreite: 74 mm
 Rolle à: 2000 Stück
 innen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 doppelt selbstklebend



92-04075	rot	1 Rolle
92-04074	blau	1 Rolle
92-04076	grün	1 Rolle
92-04077	gelb	1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfndikator, 72 x 48 mm

Aufdruck: mit Hinweistext
 Schlitzung: mit Schlitzung im Obermaterial
 mit Abreißperforation
 Rolle à: 660 Stück
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 doppelt selbstklebend



92-04167	Kerndurchmesser: 40 mm	1 Rolle
92-04287	Kerndurchmesser: 76 mm	1 Rolle


Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfndikator, 75 x 35 mm

92-04280 Aufdruck: mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag
 Kerndurchmesser: 76 mm
 mit Abreißperforation
 Rolle à: 1000 Stück
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 gut geeignet für: non-woven Materialien
 doppelt selbstklebend


Etiketten für Webeco auf Rolle, mittig perforiert, 88,5 x 36 mm

92-04066 mit Dampfndikator
 Schlitzung: mit Rückseitenschlitzung
 Kerndurchmesser: 40 mm
 mit Abreißperforation
 Rollenbreite: 110 mm
 Rolle à: 1000 Stück
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 einfach selbstklebend

1 Rolle



Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 83 x 40 mm

REF

VE



mit Abreißperforation
 Rollenbreite: 87 mm
 Rolle à: 1000 Stück
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 gut geeignet für: non-woven Materialien
 doppelt selbstklebend

92-04241
 92-04291

Kerndurchmesser: 76 mm
 Kerndurchmesser: 40 mm

1 Rolle
 1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 90 x 35 mm



Aufdruck: mit Dokumentationsfeld und Hinweis
 auf Norm und Farbumschlag
 mit Abreißperforation
 Rolle à: 2000 Stück
 innen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 gut geeignet für: non-woven Materialien
 doppelt selbstklebend

92-04296
 92-04299

Kerndurchmesser: 40 mm
 Kerndurchmesser: 76 mm

1 Rolle
 1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit roter Farbecke , mit Dampfindikator, 90 x 35 mm




Aufdruck: mit Hinweistext auf Norm und
 Farbumschlag
 Rollenbreite: 94 mm
 innen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 gut geeignet für: non-woven Materialien
 doppelt selbstklebend

92-04021
 92-04303

Kerndurchmesser: 76 mm
 Rolle à: 2000 Stück
 Kerndurchmesser: 40 mm
 Rolle à: 1000 Stück

1 Rolle
 1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 100 x 70 mm



92-04286

Aufdruck: mit Hinweistext auf Norm und
 Farbumschlag
 Kerndurchmesser: 76 mm
 Rollenbreite: 103 mm
 Rolle à: 1000 Stück
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 einfach selbstklebend

1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 100 x 75 mm
 REF

VE

92-04171 Aufdruck: mit Hinweistext auf Farbumschlag
 (unterteilt in 3 Etiketten: 1 à 100 x 50 mm und 2 à
 50 x 25 mm)
 Kerndurchmesser: 25 mm
 Rollenbreite: 104 mm
 Rolle à: 500 Stück
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 doppelt selbstklebend

1 Rolle


Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 102 x 56 mm

92-04137 Aufdruck: mit Hinweistext auf Farbumschlag
 (unterteilt in 3 Einzeletiketten à 56 x 34 mm)
 Kerndurchmesser: 76 mm
 Rollenbreite: 105 mm
 Rolle à: 2000 Stück
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 doppelt selbstklebend

1 Rolle


Einzeletiketten auf Rolle mit Dampfindikator, 102 x 56 mm

Aufdruck: mit Hinweistext auf Farbumschlag
 (unterteilt in 3 Einzeletiketten: 1 à 102 x 34 mm
 und 2 à 51 x 22 mm)
 Rollenbreite: 106 mm
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 doppelt selbstklebend

92-04150 Kerndurchmesser: 76 mm
 Rolle à: 2000 Stück
 außen gewickelt

1 Rolle



92-04164 Kerndurchmesser: 25 mm
 Rolle à: 660 Stück
 außen gewickelt

1 Rolle



92-04165 Kerndurchmesser: 40 mm
 Rolle à: 660 Stück
 innen gewickelt

1 Rolle


92-04234 Kerndurchmesser: 76 mm
 Rolle à: 660 Stück
 innen gewickelt

1 Rolle

Einzeletiketten zick-zack gefaltet mit Dampfindikator, 88 x 35 mm

REF

VE



92-04219

Aufdruck: mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag mit Lochrand Obermaterial mit Horizontalschlitzung mit Abreißperforation Farbumschlag: von rosa nach braun doppelt selbstklebend

2400 Stück

Einzeletiketten zick-zack gefaltet mit Dampfindikator, 94 x 46 mm

92-04013

mit Lochrand mit Abreißperforation Farbumschlag: von rosa nach braun einfach selbstklebend

3000 Stück



Einzeletiketten zick-zack gefaltet mit Dampfindikator, 99 x 37 mm



mit Lochrand mit Abreißperforation Farbumschlag: von rosa nach braun doppelt selbstklebend




92-04002
92-04004

Aufdruck: blanko
Aufdruck: Zeileneinteilung

2500 Stück
2500 Stück

Einzeletiketten auf Rolle mit Dampf- und FO-Indikator, 60 x 31 mm



92-04185

Kerndurchmesser: 40 mm
Rollenbreite: 64 mm
Rolle à: 1000 Stück
innen gewickelt
Farbumschlag: von rosa nach braun bzw. violett nach grün
doppelt selbstklebend

1 Rolle




Einzeletiketten auf Rolle mit Dampf- und FO-Indikator, 63 x 40 mm

REF

VE


92-04064 Kerndurchmesser: 76 mm
 Rollenbreite: 67 mm
 Rolle à: 2000 Stück
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun bzw. violett
 nach grün
 doppelt selbstklebend

1 Rolle


Einzeletiketten auf Rolle mit Dampf- und FO-Indikator, 63 x 40 mm

92-04058 Kerndurchmesser: 40 mm
 Rollenbreite: 67 mm
 Rolle à: 2000 Stück
 innen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun bzw. violett
 nach grün
 doppelt selbstklebend

1 Rolle


Etiketten für Webeco auf Rolle mit Dampf- und FO-Indikator, mittig perforiert, 88,5 x 36 mm

92-04065 mit Schlitzung im Obermaterial
 Kerndurchmesser: 40 mm
 mit Abreißperforation
 Rollenbreite: 88,5 mm
 Rolle à: 1000 Stück
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun bzw. violett
 nach grün
 doppelt selbstklebend

1 Rolle


Endlosetiketten auf Rolle mit Dampfindikator

92-04098 Kerndurchmesser: 76 mm
 Rollenbreite: 60 mm
 Rollenlänge: 100 m
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 einfach selbstklebend

1 Rolle



Endlosetiketten auf Rolle mit Dampfndikator und Hinweistext

REF

VE




Aufdruck: mit Hinweistext auf Farbumschlag
 Kleber: extra stark haftend
 Rollenbreite: 70 mm
 Rollenlänge: 80 m
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 doppelt selbstklebend

92-04225
 92-04269

Kerndurchmesser: 50 mm
 Kerndurchmesser: 76 mm

1 Rolle
 1 Rolle

Endlosetiketten auf Rolle mit Dampfndikator, mit Spezialkleber um Verschmutzungen am Schneidmesser der Etikettendrucker zu minimieren




Aufdruck: mit Hinweistext auf Farbumschlag
 Rollenbreite: 70 mm
 Rollenlänge: 80 m
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 doppelt selbstklebend

92-04142
 92-04268

Kerndurchmesser: 50 mm
 Kerndurchmesser: 76 mm

1 Rolle
 1 Rolle

Endlosetiketten auf Rolle mit Dampfndikator, gut geeignet für non-woven Materialien




Aufdruck: mit Hinweistext auf Farbumschlag
 Rollenbreite: 70 mm
 Rollenlänge: 80 m
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 doppelt selbstklebend

92-04085
 92-04145

Kerndurchmesser: 50 mm
 Kerndurchmesser: 76 mm

1 Rolle
 1 Rolle

Endlosetiketten auf Rolle, blanko



92-04093

Kerndurchmesser: 50 mm
 Rollenbreite: 70 mm
 Rollenlänge: 80 m
 außen gewickelt
 doppelt selbstklebend

1 Rolle

Endlosetiketten auf Rolle mit beidseitig freigelegtem Rand, mit Dampfindikator

REF


VE

92-04181 Aufdruck: mit Hinweistext auf Farbumschlag
 Kerndurchmesser: 50 mm
 Rollenbreite: 70 mm
 Rollenlänge: 80 m
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 gut geeignet für: non-woven Materialien
 doppelt selbstklebend

1 Rolle


Endlosetiketten auf Rolle mit Dampf- und FO-Indikator

Aufdruck: mit Hinweistext auf Farbumschlag
 Rollenbreite: 70 mm
 Rollenlänge: 80 m
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun bzw. violett
 nach grün
 doppelt selbstklebend



92-04046 Kerndurchmesser: 50 mm

1 Rolle

92-04307 Kerndurchmesser: 76 mm

1 Rolle

Endlosetiketten auf Rolle mit Dampf- und EO-Indikator

92-04045 Aufdruck: mit Hinweistext auf Farbumschlag
 Kerndurchmesser: 50 mm
 Rollenbreite: 70 mm
 Rollenlänge: 80 m
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun bzw. weiß
 nach gelb
 doppelt selbstklebend

1 Rolle


Endlosetiketten auf Rolle mit Dampfindikator und Farbbalken

Aufdruck: mit Hinweistext auf Farbumschlag
 Rollenbreite: 70 mm
 Rollenlänge: 80 m
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 doppelt selbstklebend

Kerndurchmesser: 50 mm

92-04060

rot

1 Rolle

92-04061

grün

1 Rolle

92-04062

blau

1 Rolle

92-04063

gelb

1 Rolle

Kerndurchmesser: 76 mm

92-04210

rot

1 Rolle

92-04211

grün

1 Rolle

92-04212


blau

1 Rolle

92-04213

gelb

1 Rolle



Einzeletiketten auf Rolle mit H₂O₂-Indikator (Plasma)

REF

VE



Kerndurchmesser: 40 mm
mit Abreißperforation
Rollenbreite: 73 mm
Rolle à: 1000 Stück
außen gewickelt
Farbumschlag: von gelb nach blau



092-4153
92-04135

Format: 70 x 35 mm, einfach selbstklebend
Format: 70 x 33 mm, doppelt selbstklebend

1 Rolle
1 Rolle

Einzeletiketten auf Rolle mit H₂O₂-Indikator (Plasma), Tyvek, außen gewickelt



92-04278

Aufdruck: mit Hinweistext auf Norm und
Farbumschlag
Format: 70 x 35 mm
Kerndurchmesser: 40 mm
ohne Abreißperforation
Rollenbreite: 75 mm
Rolle à: 1000 Stück
Farbumschlag: von rot nach gelb
doppelt selbstklebend

1 Rolle



Einzeletiketten auf Rolle mit H₂O₂-Indikator (Plasma), Tyvek, innen gewickelt



92-04279

Aufdruck: mit Hinweistext auf Norm und
Farbumschlag
Format: 70 x 38 mm
Kerndurchmesser: 76 mm
mit Abreißperforation
Rollenbreite: 75 mm
Rolle à: 1000 Stück
Farbumschlag: von rot nach gelb
doppelt selbstklebend

1 Rolle



Folienetiketten auf Rolle für H₂O₂-Sterilisation (Plasma), PP-Folie Top weiß / PET transparent



92-04277

ohne Indikator
Schlitzung: links
Format: 105 x 36 mm
Kerndurchmesser: 76 mm
Rollenbreite: 107 mm
Rolle à: 1000 Stück
außen gewickelt
doppelt selbstklebend

1 Rolle



Endlosetiketten auf Rolle mit H₂O₂-Indikator (Plasma), doppelt selbstklebend

REF _____ VE _____

 Rollenbreite: 70 mm
 Rollenlänge: 30 m
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von gelb nach blau

 92-04097
 92-04297

 Kerndurchmesser: 50 mm
 Kerndurchmesser: 76 mm

 1 Rolle
 1 Rolle

Endlosetiketten auf Rolle mit H₂O₂-Indikator (Plasma), einfach selbstklebend

92-04091

 Kerndurchmesser: 50 mm
 Rollenbreite: 70 mm
 Rollenlänge: 30 m
 außen gewickelt
 Farbumschlag: von gelb nach blau

1 Rolle


Thermotransferfolie mit hochwertiger Wachs-Harzbeschichtung

 schwarz
 autoklavenbeständig
 Qualität: Wachs/Harz

Format Hülsenlänge Hülsen ø

außenbeschichtet

92-09882	45 mm x 300 m	45 mm	25,0 mm	1 Rolle
92-09855	57 mm x 74 m	57 mm	12,5 mm	1 Rolle
92-09270	70 mm x 300 m	70 mm	25,0 mm	1 Rolle
92-09854	80 mm x 300 m	80 mm	25,0 mm	1 Rolle
92-09452	85 mm x 74 m	110 mm	12,5 mm	1 Rolle
92-09856	85 mm x 74 m	110 mm	12,5 mm	1 Rolle
92-09062	90 mm x 300 m	90 mm	25,0 mm	1 Rolle
92-09853	110 mm x 74 m	110 mm	25,0 mm	1 Rolle
92-09262	110mm x 300m	110 mm	25,0 mm	1 Rolle

innen beschichtet

92-09852	76 mm x 300 m	76 mm	25,0 mm	1 Rolle
92-09494	90 mm x 360 m	90 mm	25,0 mm	1 Rolle
92-09065	110mm x 300m	110 mm	25,0 mm	1 Rolle



Thermotransferfolie, Premium Harzqualität

REF


VE



schwarz
autoklavenbeständig
Qualität: Harz
wischfest: bis 150 °C

	Format	Hülsenlänge	Hülsen ø	
	außenbeschichtet			
92-09486	80 mm x 300 m	80 mm	25,0 mm	1 Rolle
92-09476	85 mm x 74 m	110 mm	12,5 mm	1 Rolle
92-09858	85 mm x 74 m	110 mm	12,5 mm	1 Rolle
	innen beschichtet			
92-09232	110mm x 300m	110 mm	25,0 mm	1 Rolle

Thermotransferfolie mit hochwertiger Wachsbeschichtung



schwarz
autoklavenbeständig: bedingt geeignet
Qualität: Wachs

	Format	Hülsenlänge	Hülsen ø	
	außenbeschichtet			
92-09078	60 mm x 300 m	60 mm	25,0 mm	1 Rolle
92-09080	70 mm x 300 m	70 mm	25,0 mm	1 Rolle
92-09077	80 mm x 300 m	80 mm	25,0 mm	1 Rolle
92-09898	80 mm x 600 m	80 mm	25,0 mm	1 Rolle
92-09213	85 mm x 74 m	110 mm	12,5 mm	1 Rolle
92-09061	110mm x 300m	110 mm	25,0 mm	1 Rolle
	innen beschichtet			
92-09067	60 mm x 300 m	60 mm	25,0 mm	1 Rolle
92-09069	76 mm x 300 m	76 mm	25,0 mm	1 Rolle

Etikettiergerät für Handauszeichnung und Auszeichnungsetiketten, 2-zeilig



92-04011	Beschriftung 2-zeilig möglich obere Zeile mit 12 Zeichen (ABC123456789) untere Zeile mit 14 Zeichen (01234567891234) passende Etiketten siehe unten	1 Stück
92-04015	Ersatzfarbrolle für Etikettiergerät REF 04011	1 Stück

Einzeletiketten auf Rolle für Etikettiergerät REF 04011

REF

VE

mit Aufdruck: sterilisiert am / verwendbar bis
 Format: 37 x 19 mm
 Rolle à: 700 Stück
 doppelt selbstklebend

92-04031	rot	1 Rolle
92-04032	grün	1 Rolle
92-04033	gelb	1 Rolle
92-04034	blau	1 Rolle
92-04035	grau	1 Rolle


Etikettiergerät "PRINTEX" für Handauszeichnung und Auszeichnungsetiketten, 3-zeilig

92-04230	Beschriftung 3-zeilig möglich pro Zeile 11 Zeichen (nur Zahlen) passende Etiketten siehe unten	1 Stück
----------	--	---------



92-04232	Ersatzfarbrolle für Etikettiergerät REF 92-04230	1 Stück
----------	--	---------

Etikettiergerät "METO" für Handauszeichnung, 3-zeilig

92-04019	Beschriftung 3-zeilig möglich pro Zeile 12 Zeichen (nur Zahlen) Auf Wunsch mit Text und Sonderzeichen möglich. passende Etiketten siehe unten	1 Stück
----------	--	---------



92-04119	Ersatzfarbrolle für Etikettiergerät REF 92-04019	2 Stück
----------	--	---------

METO-Einzeletiketten auf Rolle für Etikettiergeräte REF 92-04019 + 92-04230

mit Dampfindikator
 Format: 29 x 28 mm
 Rolle à: 400 Stück
 doppelt selbstklebend

92-04068	orange	12 Rollen
92-04069	weiß	12 Rollen
92-04070	rot	12 Rollen
92-04071	grün	12 Rollen
92-04072	blau	12 Rollen
92-04073	gelb	12 Rollen



METO-Einzeletiketten auf Rolle für Etikettiergeräte REF 92-04019 + 92-04230

REF

VE



92-04206

grün
ohne Indikator
Format: 29 x 28 mm
Rolle à: 700 Stück
einfach selbstklebend

12 Rollen

Etikettiergerät "MONARCH" für Handauszeichnung, 3-zeilig



92-04014

Beschriftung 3-zeilig möglich

1 Stück

obere Zeile mit 12 Zeichen (ABC123456789)
mittlere Zeile mit 12 Zeichen (012345678912)
untere Zeile mit 12 Zeichen (012345678912)

passende Etiketten siehe unten

92-04018

Ersatzfarbrolle für Etikettiergerät REF 92-04014

1 Stück

Einzeletiketten auf Rolle für Etikettiergerät REF 92-04014, ohne Indikator



Format: 22,5 x 31 mm
Rolle à: 750 Stück
doppelt selbstklebend

92-04040

grün

12 Rollen

92-04041

blau

12 Rollen

92-04042

rot

12 Rollen

92-04043

gelb

12 Rollen

92-04054

blanko

12 Rollen

Einzeletiketten auf Rolle für Etikettiergerät REF 92-04014, mit Dampfindikator



Format: 22,5 x 31 mm
Rolle à: 750 Stück
doppelt selbstklebend

92-04048

orange

12 Rollen

92-04049

weiß

12 Rollen

92-04050

rot

12 Rollen

92-04051

grün

12 Rollen

92-04052

blau

12 Rollen

92-04053



gelb

12 Rollen



Etikettiergerät "Printex" für Handauszeichnung, 2-zeilig

REF		VE
92-04231	Beschriftung 2-zeilig möglich pro Zeile 10 Zeichen (nur Zahlen) passende Etiketten siehe unten	1 Stück
92-04233	Ersatzfarbrolle für Etikettiergerät REF 92-04231	1 Rolle



Einzeletiketten auf Rolle für Etikettiergerät 92-04231, kleben nicht auf non-woven Materialien

	weiß Format: 26 x 16 mm Rolle à: 500 Stück doppelt selbstklebend		
92-04247	mit Dampfindikator Farbumschlag: von rosa nach braun	12 Rollen	
92-04248	ohne Indikator	12 Rollen	

Zählstreifen geeignet zum Zählen der Aufbereitungszyklen

	hitzebeständig: bis 134 °C waschbar		
92-09243	für 10 Zyklen (Aufdruck von Nr. 1 - 10) Material: Kunststoff	200 Stück	
92-09245	für 10 Zyklen (Aufdruck von Nr. 11 - 20) Material: Kunststoff	200 Stück	
92-09247	für 10 Zyklen Material: Silikon	100 Stück	
92-09249	autoklavenbeständig für 5 Zyklen (Aufdruck 1 - 5) Material: Kunststoff	200 Stück	

Indikatorstreifen mit Dampfindikator

	Aufdruck: mit Dokumentationsfeld und Hinweis auf Norm und Farbumschlag Farbumschlag: von rosa nach braun Format: 20 x 170 mm		
92-01161	mit Rückseitenschlitzung einfach selbstklebend	1000 Stück	
92-01410	ohne Schlitzung nicht selbstklebend	1000 Stück	

Indikatorstreifen mit FO-Indikator

REF

VE

Aufdruck: mit Dokumentationsfeld und Hinweis auf Norm und Farbumschlag
 Farbumschlag: von violett nach grün
 Format: 20 x 170 mm



92-01403	mit Rückseitenschlitzung einfach selbstklebend	1000 Stück
92-01402	ohne Schlitzung nicht selbstklebend	1000 Stück

Indikatorstreifen mit EO-Indikator

Aufdruck: mit Dokumentationsfeld und Hinweis auf Norm und Farbumschlag
 Farbumschlag: von weiß nach gelb
 Format: 20 x 170 mm



92-01405	mit Rückseitenschlitzung einfach selbstklebend	1000 Stück
92-01404	ohne Schlitzung nicht selbstklebend	1000 Stück

Indikatorstreifen mit EO-Indikator, auch für Metallprüfkörper geeignet

92-08019	Farbumschlag: von weiß nach gelb gut geeignet für: Metallprüfkörper Format: 6 x 75 mm einfach selbstklebend	200 Stück
----------	--	-----------




Set-Etikett mit Dampfindikator


92-04003	Aufdruck: mit Dokumentationsfeld und Hinweis auf Farbumschlag Format: 40 x 80 mm Farbumschlag: von rosa nach braun einfach selbstklebend	1000 Stück
----------	---	------------




Einlegekarten für Instrumentensiebe mit Dampfindikator

REF		VE	
	Aufdruck: beidseitig Farbumschlag: von rosa nach braun		
92-01150	Format: 20 x 20 mm	1000 Stück	
92-01154	Format: 45 x 45 mm	1000 Stück	


Haftetiketten für Laserdrucker, blanko

92-04285	Etikettenformat: 65 x 39 mm 50 Bogen DIN A4 à 21 Etiketten mit Abreißperforation im Trägermaterial einfach selbstklebend	1050 Stück	
----------	---	------------	--

Wasserlösliche Haftetiketten auf Bogen

92-04148	Aufdruck: blanko Etikettenformat: 70 x 36 mm 100 Bogen DIN A4 à 24 Stück Kleber: wasserlöslich hitzebeständig: bis 134 °C selbstklebend	2400 Stück	
----------	--	------------	---

Haftetiketten für Laserdrucker mit Dampfindikator

	mit Dampfindikator Farbumschlag: von rosa nach braun einfach selbstklebend		
92-04016	Etikettenformat: 48,3 x 25,4 mm 25 Bogen DIN A4 à 44 Etiketten	1100 Stück	
92-04017	Etikettenformat: 63,5 x 38,1 mm 25 Bogen DIN A4 à 21 Etiketten	525 Stück	

Haftetiketten mit EO-Indikator

REF

VE




92-50043

Etikettenformat: 100 x 50 mm
50 Bogen à 4 Stück
Farbumschlag: von weiß nach gelb
einfach selbstklebend

200 Stück

Indikatorpunkte mit EO-Indikator




92-01406

Etikettenformat: 10 x 10 mm
20 Bogen à 25 Stück
Farbumschlag: von weiß nach gelb
einfach selbstklebend

500 Stück

Indikatorpunkte mit EO-Indikator



92-01408

Etikettenformat: Ø 16 mm
20 Bogen à 54 Stück
Farbumschlag: von weiß nach gelb
einfach selbstklebend

1080 Stück

Indikatorpunkte auf Rolle mit EO-Indikator



92-01414

Etikettenformat: Ø 15 mm
Rolle à: 5000 Stück
Farbumschlag: von weiß nach gelb
einfach selbstklebend

1 Rolle

Indikatorstreifen mit EO-Indikator

REF		VE
92-01407	mit Rückseitenschlitzung Farbumschlag: von weiß nach gelb Format: 15 x 50 mm einfach selbstklebend	1000 Stück


Indikatorpunkte mit FO-Indikator

	Farbumschlag: von violett nach grün	
92-01415	Etikettenformat: 100 x 50 mm 20 Bogen à 42 Stück, Format: 16 x 22 mm einfach selbstklebend	840 Stück
92-50050	Etikettenformat: 9 x 16 mm 10 Bogen à 320 Stück selbstklebend	3200 Stück


Indikatorpunkte auf Rolle mit Dampfindikator, ø 15 mm


92-01159	Rolle à: 5000 Stück Farbumschlag: von rosa nach braun einfach selbstklebend	1 Rolle
----------	---	---------


Indikatorpunkte auf Rolle mit Dampfindikator, ø 10 mm


92-01401	Rolle à: 10000 Stück Farbumschlag: von rosa nach braun einfach selbstklebend	1 Rolle
----------	--	---------



Gamma-Sterilisationspunkte, Dosisbereich: >10 kGy (>1,0 Mrad)

	REF		VE
	92-01417	Etikettenformat: Ø 12,5 mm Farbumschlag: von gelb nach rot einfach selbstklebend Rolle à: 1000 Stück	2 Rollen
	92-01418	Rolle à: 5000 Stück	1 Rolle

Indikatorstreifen mit H₂O₂-Indikator (Plasma)

	92-01411	mit Rückseitenschlitzung Farbumschlag: von gelb nach blau Format: 20 x 170 mm Material: Tyvek selbstklebend	200 Stück
---	----------	---	-----------

KeyDot – 2D-Datenmatrix zur Geräteverfolgung (Bogen à 100 Stück)

	92-ID40501	2D Barcode Ø 3,17 mm	1 Bogen
	92-ID40502	2D Barcode Ø 3,17 mm	2 Bogen
	92-ID40505	2D Barcode Ø 3,17 mm	5 Bogen
	92-ID40510	2D Barcode Ø 3,17 mm	10 Bogen
	92-ID40001	2D Barcode Ø 3,17 mm	1 Bogen
	92-ID40002	2D Barcode Ø 4,80 mm	2 Bogen
	92-ID40005	2D Barcode Ø 4,76mm	5 Bogen
	92-ID40010	2D Barcode Ø 4,76 mm	10 Bogen
	92-ID41001	2D Barcode Ø 6,35 mm	1 Bogen
	92-ID41002	2D Barcode Ø 6,35 mm	2 Bogen
	92-ID41005	2D Barcode Ø 6,35 mm	5 Bogen
	92-ID41010	2D Barcode Ø 6,35 mm	10 Bogen
	92-ID42001	2D Barcode Ø 9,53 mm	1 Bogen
	92-ID42002	2D Barcode Ø 9,53 mm	2 Bogen
	92-ID42005	2D Barcode Ø 9,53 mm	5 Bogen
92-ID42010	2D Barcode Ø 9,53 mm	10 Bogen	


Indikatorpunkte mit H₂O₂-Indikator (Plasma)

REF

VE

92-01413 Etikettenformat: 10 x 10 mm
 25 Stück
 Farbumschlag: von gelb nach blau
 Material: Tyvek
 einfach selbstklebend

500 Stück


Kennzeichnungsschild mit H₂O₂-Indikator (Plasma), aus Tyvek

92-04103 Format: 60 x 40 mm
 Farbumschlag: von gelb nach blau
 einfach selbstklebend

1000 Stück


Sterilisations-Protokoll für die H₂O₂-Sterilisation (Plasma)

92-01412 Auf der Vorderseite können zwei Chargen mit dem Ausdruck der Sterilisationsparameter und dem Indikatorstreifen dokumentiert werden. Auf der Rückseite sind Angaben zum Booster, zu Wartungsarbeiten und zur Durchführung von biologischen Tests möglich.
 Das Dokumentieren erfolgt durch das Aufkleben der selbstklebenden Indikatorstreifen sowie durch das Anbringen des Ausdruckes der Sterilisationsparameter, indem man die Trägerfolie abzieht und den Ausdruck einklebt.

50 Blätter


Qualitätskontrollkarten

92-01504 Format: 140 x 100 mm
 mit Dampfindikator
 Farbumschlag: von rosa nach braun
 mit Aufdruck: Qualitätskontrolle:
 ZSVA/OP/Station, Sieb/Wäscheset gepackt,
 Datum:, Fehlende Instrumente:, z.Zt. kein Ersatz,
 OP Saal entsorgt:, Datum:, Name:, Sieb-Art,
 Kontakt, Sieb Nr., Beanstandungen/Fehlende
 Instrumente, Qualitätskontrolle, bitte an ZSVA
 zurückgeben.

1000 Stück



92-01517 Format: 140 x 100 mm
 ohne Indikator

1000 Stück

Qualitätskontrollkarten

REF

VE



92-01525

mit Aufdruck: Sieb:, Datum:, gepackt:, Fehlende Instrumente:, Ersatz:, OP Saal entsorgt:, Datum + Name:, Beanstandungen/Fehlende Instrumente, Qualitätskontrolle, bitte an ZSVA zurückgeben.
ohne Indikator
mit Aufdruck: Siebname:, Datum:, Packer:, Besonderheiten: / Siebnummer:, Datum:, Entsorger:, Besonderheiten:

1000 Stück

Siebkontrollkarte mit Dampfindikator




92-09214

mit Aufdruck: Datum, Sieb-Nr., Packer-Nr., Fehlende Instrumente / Datum, OP-Saal Uhrzeit, Entsorger, Fehlende Instrumente
mit Aufdruck Rückseite: "TIME OUT"
Format: 120 x 75 mm
Farbumschlag: von rosa nach braun

1000 Stück

Sterilisationskontrollkarte mit Dampfindikator



92-01162

mit Aufdruck: Sterilisationskontrolle / Sterilization Control, Datum / Date, Ladungs-Nr. / Load-No., Steri-No., Lot-No., Unterschrift / Signature, Etikett / Label, Menge / Quantity, Inhalt / Contents, Indikator akzeptiert / nicht akzeptiert
mit Dampfindikator
Format: 148 x 105 mm
Farbumschlag: von hellgelb nach schwarz

1000 Stück

Siebdokumentationsblock "ZSVA / OP-SAAL"



92-09072

Block: à 100 Blatt
Format: 100 x 100 mm

1 Block

92-09071

mit Dampfindikator
Farbumschlag: von rosa nach braun
ohne Indikator

1 Block

Siebdokumentationsblock "OP-Saal"

REF

VE

92-09211 mit Aufdruck: ZSVA, Name, Datum, fehlende Instrumente, z. Zt. kein Ersatz, dafür geliefert, OP-SAAL, Name, Datum, Sieb-Nr., Kontakt-Sieb-Nr, fehlende Instrumente, Beanstandungen, OP-SAAL, Diese Instrumente sind nicht kontaminiert, Container-Nr, Datum, Unterschrift ohne Indikator
 Block: à 100 Blatt
 Format: 100 x 100 mm

1 Block




The form is divided into three sections: ZSVA, OP-SAAL, and OP-SAAL. Each section has fields for Name, Datum, Sieb-Nr., and Kontakt-Sieb-Nr. The bottom section includes a warning: 'Diese Instrumente sind nicht kontaminiert und müssen nicht gewaschen werden.' and fields for Container-Nr., Datum, and Unterschrift (besbar).

Siebdokumentationsblock "OP-Saal / Sieb"

92-09209 mit Aufdruck: OP-Saal Nr, Sieb-Nr / Name, Kontakt-Sieb Nr, 1), 2), 3), 4), 5), Name und Unterschrift ohne Indikator
 Block: à 100 Blatt
 Format: 100 x 100 mm

1 Block



The form contains fields for OP-Saal Nr., Sieb Nr./Name, and Kontakt-Sieb Nr. Below these are five numbered lines (1) to (5) for listing items. At the bottom, there is a field for Name und Unterschrift.

Haftnotizblock mit Aufdruck "Achtung defektes Instrument / Gerät"

92-09079 rot
 Block: à 100 Blatt
 Format: 90 x 120 mm

10 Blöcke



The form is titled 'Achtung defektes Instrument/Gerät' and includes a field for 'Containernummer'. It has a checklist for 'Art des Defektes' with categories: Instrument, Maschine, and Druckluftschlauch. Each category has several checkboxes for specific defects. At the bottom, there are fields for 'Datum', 'Unterschrift', and 'Art.Nr. 09079'.

Info-Etiketten mit Aufdruck "gereinigt + desinfiziert"

REF		VE
92-04156	blau Format: 100 x 40 mm Kerndurchmesser: 40 mm Rollenbreite: 102 mm Rolle à: 1000 Stück außen gewickelt einfach selbstklebend	1 Rolle



Info-Etiketten mit Aufdruck "GEREINIGT + THERMISCH DESINFIZIERT NICHT STERILISIERT"

92-04177	rot Kleber: permanent haftend Format: 40 x 50 mm Kerndurchmesser: 76 mm Rollenbreite: 43 mm Rolle à: 1000 Stück innen gewickelt sterilisierbar: nein einfach selbstklebend	1 Rolle
----------	--	---------



Info-Etiketten mit Aufdruck "defekt"

92-04228	rot Kleber: permanent haftend Format: 40 x 50 mm Kerndurchmesser: 76 mm Rollenbreite: 43 mm Rolle à: 1000 Stück innen gewickelt sterilisierbar: nein einfach selbstklebend	1 Rolle
----------	--	---------



Info-Etiketten mit Aufdruck "nicht steril"

92-04229	rot Kleber: permanent haftend Format: 40 x 50 mm Kerndurchmesser: 76 mm Rollenbreite: 43 mm Rolle à: 1000 Stück innen gewickelt sterilisierbar: nein einfach selbstklebend	1 Rolle
----------	--	---------



Info-Etiketten mit Aufdruck

REF		VE
	Format: 100 x 40 mm Kerndurchmesser: 40 mm Rollenbreite: 102 mm Rolle à: 1000 Stück außen gewickelt einfach selbstklebend	
92-04215	gelb, mit Aufdruck: "Leihsieb"	1 Rolle
92-04238	orange, mit Aufdruck: "unvollständig"	1 Rolle
92-04288	rot, mit Aufdruck "kontaminiert"	1 Rolle


Reparaturanhänger aus Kunststoff

92-01260	orange mit Aufdruck: "reparieren / repair"	100 Stück
92-02629	rot mit Aufdruck: "reparieren / repair"	100 Stück
92-01261	gelb mit Aufdruck: "à réparer / da ripare"	100 Stück
92-01278	rot mit Aufdruck: "schärfen / sharpen"	100 Stück


Reparaturanhänger aus Tyvek

	sterilisierbar: nicht mit Dampf waschbar: bis 90 °C Material: Tyvek	
92-01007	mit Aufdruck: "defekt / damaged"	1000 Stück
92-04121	mit Aufdruck: blanko	1000 Stück
92-04132	mit Aufdruck: blanko	1000 Stück


Reparaturanhänger aus PET, blanko

92-04151	Format: 190 x 30 mm hitzebeständig: bis 134 °C waschbar: bis 90 °C	500 Stück
----------	--	-----------



Anhängeschilder aus Papier mit Loch

REF

VE



- 92-04162
- 92-04192
- 92-04193
- 92-04194
- 92-04195

z.B. zur Befestigung mit Kunststoffsiegeln an Sterilisationscontainern

hitzebeständig: bis 134 °C
nicht selbstklebend

Format: 90 x 50 + 20 mm

- weiß 1000 Stück
- rot 1000 Stück
- blau 1000 Stück
- gelb 1000 Stück
- grün 1000 Stück

- 92-04216
- 92-04289

Format: 110 x 60 + 20 mm

- weiß 1000 Stück
- rot, Farbe 1-seitig 1000 Stück

- 92-04237

Format: 160 x 100 + 20 mm
weiß

1000 Stück

Anhängeschilder mit Kreuzschlitzung



- 92-04172

z.B. zur Befestigung mit Kunststoffsiegeln an Sterilisationscontainern

1000 Stück

weiß
Format: 75 x 40 + 20 mm
hitzebeständig: bis 134 °C
Material: Papier
nicht selbstklebend

Tischabroller für Etiketten


REF

VE

92-09000 z.B. für REF 92-01001 und 92-01002

1 Stück


Rollenanzahl: 1 Rolle
maximale Etikettenbreite: 120 mm

**Tischabroller für Etiketten**

92-06013 geeignet für innen- und außengewickelte Rollen

1 Stück

Rollenanzahl: bis 4 Rollen
maximale Etikettenbreite: 250 mm



Indikatorklebebänder


REF

VE




	beige mit Dampfindikator Farbumschlag: grün zu dunkel	
92-01130	18 mm x 50 m	1 Rolle
92-01505	24 mm x 50 m	1 Rolle
	Kleber: stark haftend gut geeignet für: Vlies	
	blau mit Dampfindikator Farbumschlag: grün zu dunkel	
92-01500	19 mm x 50 m	1 Rolle
92-01506	25 mm x 50 m	1 Rolle
	weiß mit Heißluftindikator Farbumschlag: von grün nach braun	
92-01151	19 mm x 50 m	1 Rolle


Tischabroller für 1 Rolle Indikatorklebeband / Klebeband

	REF		VE
	92-09001	Ausführung: schwer maximale Rollenbreite: 25 mm	1 Stück
	92-09005	Ersatzmesser für Tischabroller (REF 92-09001)	1 Stück


Tischabroller für 1 Rolle Indikatorklebeband / Klebeband

	92-09035	Streifenlänge voreinstellbar von ca. 1 cm bis 10 cm Ausführung: mit Streifengeber maximale Rollenbreite: 25 mm	1 Stück
	92-09036	Messerhalter für Tischabroller (REF 92-09035)	1 Stück
	92-09007	Ersatzmesser für Tischabroller (REF 92-09035)	1 Stück

Tischabroller für bis zu 2 Rollen Indikatorklebebänder / Klebebänder

	92-09002	Ausführung: schwer für 50 mm Klebeband oder 2 Rollen à 25 mm	1 Stück
---	----------	---	---------

Tischabroller für bis zu 2 Rollen Indikatorklebebänder / Klebebänder

	92-09003	um 360° drehbar Ausführung: mit Schrauben- und Saugnapfmontage für 50 mm Klebeband oder 2 Rollen à 25 mm	1 Stück
---	----------	--	---------

**Flachkreppklebebänder ohne Indikator**

REF		VE
92-01132	weiß, 19 mm x 50 m, normalkleband	1 Rolle
92-01507	weiß, 25 mm x 50 m, normalkleband	1 Rolle
	gut geeignet für: Vlies	
92-01501	blau, 19 mm x 50 m, stark kleband	1 Rolle
92-01508	blau, 25 mm x 50 m, stark kleband	1 Rolle
92-01511	blau, 19 mm x 50 m, extra stark kleband	1 Rolle

**Flachkreppklebeband ohne Indikator**

92-01502	braun 50 mm x 50 m	1 Rolle
----------	-----------------------	---------


**Kunststoffklebeband ohne Indikator für die H₂O₂-Sterilisation**

92-01515	19 mm x 66 m	1 Rolle
----------	--------------	---------

**Folienetiketten**

zum Kennzeichnen von Containern

ohne Indikator
 Kleber: rückstandslos ablösbar
 Rolle à: 500 Stück
 außen gewickelt
 hitzebeständig: bis 134 °C
 Kerndurchmesser: 76 mm
 einfach selbstklebend



92-01002	Format: 102 x 25 mm	1 Rolle
92-04096	Format: 70 x 33 mm	1 Rolle




Tischabroller für 4 Rollen Indikatorklebebänder / Klebebänder
REF

VE

92-09063 Ausführung: schwer
maximale Rollenbreite pro Rolle: 25 mm


1 Stück



Tischabroller für 1 Etikettenrolle

92-09000 z.B. für REF 92-01001 und 92-01002
maximale Etikettenbreite: 120 mm


1 Stück





Tischabroller für bis zu 4 Etikettenrollen

92-06013 geeignet für innen- und außengewickelte Rollen
maximale Etikettenbreite: 250 mm


1 Stück




PVC-Klebeband, 50 mm x 66 m

	REF		VE
	92-01518	rot, mit Aufdruck: "GESPERRT"	6 Rollen
	92-01519	grün, mit Aufdruck: "FREIGABE"	6 Rollen
			


Kreppklebeband mit Aufdruck "GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT"

	92-01798	rot Kleber: annähernd rückstandslos ablösbar 50 mm x 50 m	6 Rollen
---	----------	---	----------

Kreppklebeband mit Aufdruck "DESINFIZIERTE UND STERILE MEDIZINPRODUKTE"

	92-01799	hellgrün Kleber: annähernd rückstandslos ablösbar 50 mm x 50 m	6 Rollen
---	----------	--	----------

Thermo-Warnschild "Vorsicht! Heiße Oberfläche"

	92-20434	Temperaturabhängige (reversible) Farbänderung ab +55 °C kalt: Textfarbe schwarz heiß: Textfarbe rot Format: 210 x 74 mm hitzebeständig: bis 80 °C Material: selbstklebende Polyesterfolie	1 Stück
---	----------	---	---------



Identifikationsklebeband auf Rolle, 6 mm x 66 m

VE

Kerndurchmesser: 76 mm
hitzebeständig: bis 134 °C



92-01796	rot/weiß mit Symbol "Nur zum Einmalgebrauch"	1 Rolle
92-01797	rot, ohne Aufdruck	1 Rolle

Identifikationsklebeband

Breite: 6,4 mm
Lauflänge: 6,4 m
RDG-tauglich
Hitzebeständig bis 134°C

Breite: 3,2 mm
Lauflänge: 6,4 m
RDG-tauglich
Hitzebeständig bis 134°C

Breite: 9,4 mm
Lauflänge: 6,4 m
RDG-tauglich
Hitzebeständig bis 134°C

92-T-02-02	blau
92-T-02-03	grün
92-T-02-04	rot
92-T-02-05	gelb
92-T-02-07	orange
92-T-02-09	schwarz

T-01-01	weiß
T-01-02	blau
T-01-03	grün
T-01-04	rot
T-01-05	gelb
T-01-06	violett
T-01-07	orange
T-01-08	braun
T-01-09	schwarz

T-03-01	weiß
T-03-02	blau
T-03-03	grün
T-03-04	rot
T-03-05	gelb
T-03-06	violett
T-03-07	orange
T-03-08	braun
T-03-09	schwarz



Identifikationsklebestreifen

jeder Bogen enthält:
11 Klebestreifen à 51 mm Länge
11 Klebestreifen à 127 mm Länge
44 Klebestreifen à 38 mm Länge
231 Klebestreifen à 25 mm Länge

Hitzebeständig: bis 134°
Klebestreifenbreite: 6,35 mm

92-T-120-01	weiß
92-T-120-02	blau
92-T-120-03	grün
92-T-120-04	rot
92-T-120-05	gelb
92-T-120-06	violett
92-T-120-07	orange
92-T-120-08	braun
92-T-120-09	schwarz
92-T-120-12	grau
92-T-120-15	lavendel
92-T-120-16	beige
92-T-120-14	hellblau
92-T-120-13	hellgrün
92-T-120-11	rosa
92-T-120-17	pflaume
92-T-120-21	mintgrün

1 Blatt	
1 Blatt	
1 Blatt	
1 Blatt	
1 Blatt	
1 Blatt	
1 Blatt	
1 Blatt	
1 Blatt	
1 Blatt	
1 Blatt	
1 Blatt	
1 Blatt	
1 Blatt	
1 Blatt	
1 Blatt	
1 Blatt	

Identifikationsklebestreifen mit diagonalen Streifen

REF

VE



Jeder Bogen enthält:
 11 Klebestreifen à 51 mm Länge
 11 Klebestreifen à 127 mm Länge
 44 Klebestreifen à 38 mm Länge
 231 Klebestreifen à 25 mm Länge

alle Streifen sind 6,35 mm breit
 hitzebeständig: bis 134 °C
 Klebestreifenbreite: 6,35 mm

92-T-320-0906	violett	1 Blatt
92-T-320-0907	orange	1 Blatt
92-T-320-0902	blau	1 Blatt
92-T-320-0904	rubin	1 Blatt
92-T-320-0905	gelb	1 Blatt
92-T-320-0903	grün	1 Blatt
92-T-320-0909	weiß	1 Blatt

Identifikationsklebestreifen mit Nummern von 0 - 8



Jedes Blatt enthält:
 44 Klebestreifen à 50 mm Länge
 44 Klebestreifen à 38 mm Länge
 220 Klebestreifen à 25 mm Länge

hitzebeständig: bis 134 °C
 Klebestreifenbreite: 6,35 mm

92-01723	rot	1 Blatt
92-01724	blau	1 Blatt
92-01725	grün	1 Blatt
92-01726	violett	1 Blatt

Identifikationsklebestreifen mit Punkten



Jedes Blatt enthält:
 44 Klebestreifen à 50 mm Länge
 44 Klebestreifen à 38 mm Länge
 220 Klebestreifen à 25 mm Länge

hitzebeständig: bis 134 °C
 Klebestreifenbreite: 6,35 mm

92-01727	rot	1 Blatt
92-01728	blau	1 Blatt
92-01729	grün	1 Blatt
92-01730	violett	1 Blatt



Identifikationsklebestreifen mit Sternen


REF

VE

Jedes Blatt enthält:
44 Klebestreifen à 50 mm Länge
44 Klebestreifen à 38 mm Länge
220 Klebestreifen à 25 mm Länge

hitzebeständig: bis 134 °C
Klebestreifenbreite: 6,35 mm

92-01731	rot	1 Blatt
92-01732	blau	1 Blatt
92-01733	grün	1 Blatt
92-01734	violett	1 Blatt




Identifikationsklebestreifen mit Dreiecken

Jedes Blatt enthält:
44 Klebestreifen à 50 mm Länge
44 Klebestreifen à 38 mm Länge
220 Klebestreifen à 25 mm Länge

hitzebeständig: bis 134 °C
Klebestreifenbreite: 6,35 mm

92-01735	rot	1 Blatt
92-01736	blau	1 Blatt
92-01737	grün	1 Blatt
92-01738	violett	1 Blatt



Identifikationsklebestreifen, vierfarbig

Jedes Blatt enthält:
44 Klebestreifen à 50 mm Länge
44 Klebestreifen à 38 mm Länge
220 Klebestreifen à 25 mm Länge

hitzebeständig: bis 134 °C
Klebestreifenbreite: 6,35 mm

92-01740	rot - gelb - lila - orange	1 Blatt
92-01741	blau - weiß - schwarz - grün	1 Blatt




Identifikationsklebestreifen, gestreift


Jeder Bogen enthält:
11 Klebestreifen a 51 mm Länge
11 Klebestreifen a 127 mm Länge
44 Klebestreifen a 38 mm Länge
231 Klebestreifen a 25 mm Länge
alle Streifen sind 6,35 mm breit

hitzebeständig: bis 134 °C

92-T-310-0901	schwarz - weiß	1 Blatt
92-T-310-0903	schwarz - grün	1 Blatt
92-T-310-0904	schwarz - rot	1 Blatt
92-T-310-0905	schwarz - gelb	1 Blatt
92-T-310-0910	schwarz - orange	1 Blatt
92-T-310-0912	schwarz - grau	1 Blatt



Identifikationsklebestreifen, gestreift

	REF		VE
	92-01748	schwarz - lavendel	1 Blatt
	92-01749	schwarz - beige	1 Blatt
	92-01750	schwarz - hellblau	1 Blatt
	92-01751	schwarz - neongrün	1 Blatt
	92-01752	schwarz - rosa	1 Blatt
	92-01753	schwarz - pflaume	1 Blatt

Identifikationsklebestreifen, gestreift



92-01754	weiß - blau	1 Blatt
92-01755	weiß - grün	1 Blatt
92-01756	weiß - rot	1 Blatt
92-01757	weiß - gelb	1 Blatt
92-01758	weiß - orange	1 Blatt
92-01759	weiß - braun	1 Blatt
92-01760	weiß - schwarz	1 Blatt
92-01761	weiß - lavendel	1 Blatt
92-01762	weiß - hellblau	1 Blatt
92-01763	weiß - neongrün	1 Blatt
92-01764	weiß - rosa	1 Blatt
92-01765	weiß - pflaume	1 Blatt

Jedes Blatt enthält:

44 Klebestreifen à 50 mm Länge

44 Klebestreifen à 38 mm Länge

220 Klebestreifen à 25 mm Länge

hitzebeständig: bis 134 °C

Klebestreifenbreite: 6,35 mm

Identifikationsklebestreifen, gestreift



92-01766	rot - weiß - blau	1 Blatt
92-01767	rot - weiß - schwarz	1 Blatt
92-01768	rot - gelb - schwarz	1 Blatt
92-01769	rot - schwarz - grün	1 Blatt

Jedes Blatt enthält:

44 Klebestreifen à 50 mm Länge


44 Klebestreifen à 38 mm Länge

220 Klebestreifen à 25 mm Länge


hitzebeständig: bis 134 °C

Klebestreifenbreite: 6,35 mm


Identifikationsklebepunkte

	REF		VE
	92-01779	rot	1 Rolle
	92-01780	gelb	1 Rolle
	92-01781	blau	1 Rolle
	92-01782	grün	1 Rolle
	92-01783	schwarz	1 Rolle
	92-01784	weiß	1 Rolle
			Kleber: stark haftend Kerndurchmesser: 40 mm Rolle à: 500 Stück hitzebeständig: bis 134 °C Klebepunkt Ø: 10 mm


Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch, laminiert, 24 mm x 8 m

		hitzebeständig: bis 134 °C Schriftfarbe: schwarz waschbar	
	92-09501	Bandfarbe: farblos	1 Stück
	92-09502	Bandfarbe: weiß	1 Stück
	92-09503	Bandfarbe: rot	1 Stück
	92-09504	Bandfarbe: blau	1 Stück
	92-09505	Bandfarbe: gelb	1 Stück
	92-09506	Bandfarbe: grün	1 Stück
	92-09554	Bandfarbe: silber matt	1 Stück

Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch, laminiert, 24 mm x 5 m

		hitzebeständig: bis 134 °C Schriftfarbe: schwarz waschbar	
	92-09507	Bandfarbe: signal-orange	1 Stück
	92-09508	Bandfarbe: signal-gelb	1 Stück

Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch, laminiert, 18 mm x 8 m

		hitzebeständig: bis 134 °C Schriftfarbe: schwarz waschbar	
	92-09510	Bandfarbe: farblos	1 Stück
	92-09511	Bandfarbe: weiß	1 Stück
	92-09512	Bandfarbe: rot	1 Stück
	92-09513	Bandfarbe: blau	1 Stück
	92-09514	Bandfarbe: gelb	1 Stück
	92-09515	Bandfarbe: grün	1 Stück

Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch, laminiert, 18 mm x 8 m

REF

VE

 hitzebeständig: bis 134 °C
 Schriftfarbe: weiß
 waschbar

- 92-09541 Bandfarbe: farblos
 92-09516 Bandfarbe: schwarz

- 1 Stück
 1 Stück


Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch, laminiert, 12 mm x 8 m

 hitzebeständig: bis 134 °C
 Schriftfarbe: schwarz
 waschbar

- 92-09517 Bandfarbe: farblos
 92-09518 Bandfarbe: weiß
 92-09519 Bandfarbe: rot
 92-09520 Bandfarbe: blau
 92-09521 Bandfarbe: gelb
 92-09522 Bandfarbe: grün
 92-09556 Bandfarbe: silber matt

- 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück


Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch, laminiert, 12 mm x 8 m

 hitzebeständig: bis 134 °C
 Schriftfarbe: weiß
 waschbar

- 92-09549 Bandfarbe: farblos
 92-09523 Bandfarbe: schwarz
 92-09542 Bandfarbe: blau

- 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück


Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch, laminiert, 12 mm x 5 m

 hitzebeständig: bis 134 °C
 Schriftfarbe: schwarz
 waschbar

- 92-09525 Bandfarbe: signal-orange
 92-09526 Bandfarbe: signal-gelb

- 1 Stück
 1 Stück



Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch, laminiert, 9 mm x 8 m

REF

VE



LAMINATED
9 mm
8m

hitzebeständig: bis 134 °C
Schriftfarbe: schwarz
waschbar

92-09528	Bandfarbe: farblos	1 Stück
92-09529	Bandfarbe: weiß	1 Stück
92-09530	Bandfarbe: rot	1 Stück
92-09531	Bandfarbe: blau	1 Stück
92-09532	Bandfarbe: gelb	1 Stück
92-09533	Bandfarbe: grün	1 Stück

Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch - Flexi Tape, 9 mm x 8 m



FLEXIBLE ID
9 mm
8m

92-09546	hitzebeständig: bis 134 °C Bandfarbe: weiß Schriftfarbe: schwarz laminiert waschbar	1 Stück
----------	---	---------

Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch - Flexi Tape, 12 mm x 8 m



FLEXIBLE ID
12 mm
8m

92-09535	hitzebeständig: bis 134 °C Bandfarbe: weiß Schriftfarbe: schwarz laminiert waschbar	1 Stück
----------	---	---------

Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch - Flexi Tape, 18 mm x 8 m



FLEXIBLE ID
18 mm
8m

92-09547	hitzebeständig: bis 134 °C Bandfarbe: weiß Schriftfarbe: schwarz laminiert waschbar	1 Stück
----------	---	---------

Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch - Flexi Tape, 24 mm x 8 m

REF

VE

hitzebeständig: bis 134 °C
 Schriftfarbe: schwarz
 laminiert
 waschbar

92-09548

Bandfarbe: weiß

1 Stück

92-09550

Bandfarbe: gelb

1 Stück


Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch - nicht laminiert, 12 mm x 8 m

92-09553

hitzebeständig: bis 134 °C
 Bandfarbe: weiß
 waschbar

1 Stück


Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch - nicht laminiert, 18 mm x 8 m

92-09544

hitzebeständig: bis 134 °C
 Bandfarbe: weiß
 Schriftfarbe: schwarz
 waschbar

1 Stück


Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch - nicht laminiert, 24 mm x 8 m

92-09543

hitzebeständig: bis 134 °C
 Bandfarbe: weiß
 Schriftfarbe: schwarz
 waschbar

1 Stück



Schriftbänder für das Beschriftungsgerät P-touch - laminiert, mit geringer Klebekraft, 12 mm x 8 m

REF

VE



92-09551

hitzebeständig: bis 134 °C
 Bandfarbe: weiß
 Schriftfarbe: schwarz
 waschbar

1 Stück

Beschriftungsgerät P-touch - PT-H105



92-09558

- für 3,5 - 12 mm Schriftbandgröße
- 12 Zeichen Display
- Föhnchendruck zur Kabelbeschriftung
- 8 Schriftstile
- horizontaler und vertikaler Druck
- max. Druckhöhe: 9 mm
- Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

1 Stück

Beschriftungsgerät P-touch - PT-2730VP - Die professionelle Beschriftungslösung inkl. Koffer, USB-Schnittstelle und Netzadapter

92-09500

1 Stück



3 YEAR WARRANTY

- Deutsche QWERTZ-Tastatur
- Praktisches Funktionsrad zur Menüsteuerung
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 3 Zeilen x 16 Zeichen
- bis zu 24 mm Schriftbandbreite
- 280 darstellbare Zeichen, Phrasenspeicher mit 2800 Zeichen
- Automatisches Speichern der letzten Eingabe
- 8 Schriftarten, 11 Druckstile, 8 Druckgrößen, 15 Rahmenarten und Hintergrundmuster
- Vertikaler Druck, Mehrfachausdruck bis zu 99 mal, mehrzeiliger Ausdruck bis 7 Zeilen, Spiegelschrift, Tabulator-Funktion
- 55 vorprogrammierte Etikettenvorlagen, einstellbare Etikettenlänge, 9 Standard – Barcodes, Multi-Block-Druck bis zu 5 Blöcken
- Automatische Abschneidevorrichtung

Option: Netzadapter

Schablonenband zur Verwendung beim Elektrolytbeschriften

REF		VE
	Bandfarbe: weiß Schriftfarbe: schwarz	
92-09536	Format: 24 mm x 3 m	1 Stück
92-09537	Format: 18 mm x 3 m	1 Stück


Abwaschbare Tastatur

	zur manuellen Nassreinigung geeignet	
	Anschluss: verkabelt Tastaturlayout: QWERTZ	
92-09614	weiß mit ca. 180 cm Verlängerungskabel und einer Schutzkappe aus Silikon	1 Stück
92-09619	schwarz	1 Stück


Abwaschbare Maus

	zur manuellen Nassreinigung geeignet, mit 2 Tasten und Sensor Scrollrad	
	Anschluss: verkabelt	
92-09617	weiß	1 Stück
92-09618	schwarz	1 Stück


Abwaschbare Maus - weiß

92-09616	zur manuellen Nassreinigung geeignet, mit 2 Tasten, 3 Tasten Scrollrad Emulation, mit Silikon-Oberteil	1 Stück
	Anschluss: verkabelt	



Mousepad mit Teflonbeschichtung

REF

VE

92-06010

Durch die Teflonbeschichtung gleitet die PC-Maus sehr leicht. Die rutschfeste Unterseite gibt sehr guten Halt.

1 Stück



braun
hitzebeständig: bis 134 °C
Format: 170 x 230 mm
geeignet für: alle Maustypen
Materialstärke: 0,31 mm
Oberseite: Teflon
Unterseite: Silikon
RDT-tauglich

Befestigungsringe aus Kunststoff

zur Befestigung von Siebkorbschildern

hitzebeständig: bis 134 °C
Format: 10 mm Innendurchmesser



92-09418

blau

100 Stück

92-09419

grün

100 Stück

92-09420

weiß

100 Stück

92-09421

rot

100 Stück

92-09422

gelb

100 Stück

92-09423

orange

100 Stück

92-09424

violett

100 Stück

92-09425

schwarz

100 Stück


92-09426

transparent

100 Stück

Markierungstreifen zur Kennzeichnung von Sterilisationscontainern

mit Rückseitenschlitzung
Format: 40 x 175 mm
selbstklebend



92-01739

rot

1000 Stück

92-01792

grün

1000 Stück

92-01793

blau

1000 Stück

92-01794

gelb

1000 Stück

92-01795

weiß

1000 Stück

Wasserlösliche Haftetiketten auf Bogen

92-04148

Aufdruck: blanko
Etikettenformat: 70 x 36 mm
100 Bogen DIN A4 à 24 Stück
Kleber: wasserlöslich
hitzebeständig: bis 134 °C
selbstklebend

2400 Stück

**edding 400 permanent marker**

REF		VE
	Strichstärke: 1,0 mm Tusche: lichtbeständig, schnelltrocknend	
92-09086	schwarz	10 Stück
92-09087	blau	10 Stück
92-09170	rot	10 Stück

**edding 8400 permanent marker**

92-05504	schwarz Strichstärke: 0,5 - 1,0 mm Tusche: lichtbeständig, schnelltrocknend	10 Stück
----------	---	----------

**edding 950 industry painter - Pastenmarker mit stark deckender, hoch permanenter Farbpaste**

92-09088	wisch- und wasserfest nach dem Trocknen, besonders geeignet zur Beschriftung von rauen Oberflächen und Metallen	10 Stück
	schwarz Strichstärke: 10,0 mm Tusche: lichtbeständig	

**edding 8010 Röntgenmarker mit metallgefasster Rundspitze**

92-09089	für die Beschriftung und Markierung von Röntgenfilmen	10 Stück
	weiß Markierung: permanent Strichstärke: 0,8 mm Tusche: geruchsarm, lackartig deckend	



edding 8020 Hautmarker mit Rundspitze

REF

VE



für die Beschriftung und Markierung in der
Röntgen-, Strahlen- und Nuklear-Medizin, in der
Chirurgie und beim Hautarzt

Markierung: permanent
Strichstärke: 1,0 mm
Tusche: geruchsarm

92-09090

rot

10 Stück

92-09091

blau

10 Stück

edding 8040 Wäschemarker mit Rundspitze

92-09092

zum wasch- und kochfesten Kennzeichnen von
fast allen Textilien

10 Stück



schwarz

Markierung: permanent
Strichstärke: 1,0 mm
Tusche: geruchsarm

Markierungsstift, sterilisationsfest

Markierung: permanent
Strichstärke: 0,75 mm



92-05505

schwarz

10 Stück

92-05513

rot

10 Stück

**SteriLiner, sterilisationsfest**

92-05514

schwarz

10 Stück

Markierung: permanent
Strichstärke: 1,0 mm





Farbperlen mini, aus Silikon, zur Instrumentenkennzeichnung

REF

VE

für Instrumente mit einem Ringgriffdurchmesser
bis ca. 4,0 mm

hitzebeständig: bis 134 °C
zum Einmalgebrauch

92-09271	türkis	100 Stück
92-09272	grün	100 Stück
92-09273	blau	100 Stück
92-09274	gelb	100 Stück
92-09275	schwarz	100 Stück
92-09276	rot	100 Stück
92-09277	weiß	100 Stück
92-09278	orange	100 Stück
92-09279	braun	100 Stück
92-09280	grau	100 Stück
92-09281	violett	100 Stück




Farbperlen maxi, aus Silikon, zur Instrumentenkennzeichnung

für Instrumente mit einem Ringgriffdurchmesser
bis ca. 8,0 mm

hitzebeständig: bis 134 °C
zum Einmalgebrauch

92-09289	türkis	100 Stück
92-09290	grün	100 Stück
92-09291	blau	100 Stück
92-09292	gelb	100 Stück
92-09293	schwarz	100 Stück
92-09294	rot	100 Stück
92-09295	weiß	100 Stück
92-09296	orange	100 Stück
92-09297	braun	100 Stück
92-09298	grau	100 Stück
92-09299	violett	100 Stück




Farbperlen supermaxi, aus Silikon, zur Instrumentenkennzeichnung

für Instrumente mit einem Durchmesser
von ca. 10 - 20 mm

hitzebeständig: bis 134 °C
zum Einmalgebrauch

92-09652	türkis	100 Stück
92-09653	grün	100 Stück
92-09654	blau	100 Stück
92-09655	gelb	100 Stück
92-09656	schwarz	100 Stück
92-09657	rot	100 Stück
92-09658	weiß	100 Stück
92-09659	orange	100 Stück
92-09660	braun	100 Stück
92-09661	grau	100 Stück
92-09662	violett	100 Stück



Farbspiralen mini, aus Polypropylen, zur Instrumentenkennzeichnung

REF

VE

für Instrumente mit einem Ringgriffdurchmesser
bis ca. 3,5 mm

sterilisierbar
zum Einmalgebrauch



92-09620	hellblau	500 Stück
92-09621	dunkelblau	500 Stück
92-09622	hellgrün	500 Stück
92-09623	dunkelgrün	500 Stück
92-09624	weiß	500 Stück
92-09625	rosa	500 Stück
92-09626	dunkelrot	500 Stück
92-09627	hellgelb	500 Stück
92-09628	orange	500 Stück
92-09629	braun	500 Stück
92-09630	schwarz	500 Stück
92-09631	hellviolett	500 Stück

Farbspiralen maxi, aus Polypropylen, zur Instrumentenkennzeichnung

für Instrumente mit einem Ringgriffdurchmesser
bis ca. 6,0 mm

sterilisierbar
Material: Polypropylen (PP)
zum Einmalgebrauch



92-09639	hellblau	500 Stück
92-09640	dunkelblau	500 Stück
92-09641	hellgrün	500 Stück
92-09642	dunkelgrün	500 Stück
92-09643	weiß	500 Stück
92-09644	rosa	500 Stück
92-09645	dunkelrot	500 Stück
92-09646	hellgelb	500 Stück
92-09647	orange	500 Stück
92-09648	braun	500 Stück
92-09649	schwarz	500 Stück
92-09650	hellviolett	500 Stück
92-09651	türkis	500 Stück
92-09695	grau	500 Stück

Farbspiralen supermaxi, aus Polypropylen, zur Instrumentenkennzeichnung

für Instrumente mit einem Durchmesser von ca.
7,0 mm

sterilisierbar
zum Einmalgebrauch



92-09663	hellblau	100 Stück
92-09664	dunkelblau	100 Stück
92-09665	hellgrün	100 Stück
92-09666	dunkelgrün	100 Stück



Farbspiralen supermaxi, aus Polypropylen, zur Instrumentenkennzeichnung

REF

VE

92-09667	weiß	100 Stück
92-09668	rosa	100 Stück
92-09669	dunkelrot	100 Stück
92-09670	hellgelb	100 Stück
92-09671	orange	100 Stück
92-09672	braun	100 Stück
92-09673	schwarz	100 Stück
92-09675	türkis	100 Stück



Etikettenhalter aus Edelstahl für UTZ-Boxen

92-20433

50 Stück



Sortimentskasten z.B. für Farbperlen und Farbspiralen

transparent

92-09819

Format: 270 x 185 x 42 mm
mit 17 Trennfächern

1 Stück



Nachfüllpackung für das Prüfhilfsmittel-Set nach DIN 58298

REF

VE

92-08502 für chirurgische Scheren


1 Pack

**Nachfüllpackung für das Prüfhilfsmittel-Set nach DIN 58298**

92-08503

- für Ringzangen
- für Meißel, Raspatorien, Küretten und scharfe Löffel

1 Pack



SEAL PROOF

REF


VE



Zur Überprüfung von Durchlaufsigelgeräten. Abweichungen der Siegeltemperatur und des Anpressdruckes werden auf dem Indikatorstreifen sichtbar gemacht.

- Erstens: Testblatt in einen Klarsichtbeutel ohne Seitenfalte stecken.
- Zweitens: Einmal durch das Siegelgerät laufen lassen.

92-08011	Format: 173 x 91 mm, geeignet für: Klarsichtbeutel (Papier-Folie)	250 Stück
92-08022	Format: 173 x 91 mm, geeignet für: Klarsichtbeutel (Papier-Folie)	50 Stück
92-08017	Format: 172 x 90 mm, geeignet für: Tyvekbeutel (Tyvek-Folie)	100 Stück

STERIKING Seal Control


92-08021	Sterilisationspackungen müssen so verschlossen sein, dass keine Mikroorganismen eindringen können und der Siegelprozess muss entsprechend validiert sein. Nach der neuen ISO Norm 11607-2: 2006 sind Anwender und Verarbeiter dafür verantwortlich, ein Prozess-Validierungsprogramm zum Nachweis der Wirksamkeit und zur Reproduzierbarkeit aller Sterilisations- und Verpackungsprozesse durchzuführen. Mit dem Steriking® Seal Control-Bogen SC250 bietet Wipak den Anwendern eine zuverlässige und schnelle Valisierung von Siegelgeräten und der Siegelqualität.	250 Stück
----------	---	-----------

Format: 205 x 150 mm

Seal Check med

REF

VE

92-70019 Testsystem zur routinemäßigen Überprüfung Ihres Durchlaufsiegelgerätes und zur Funktionsbeurteilung (OQ) im Rahmen der Prozessvalidierung nach DIN EN ISO 11607-2.

250 Stück



- IntelligentScan™ kompatibel: Die Indikatoren sind mit einem Barcode ausgestattet. Beim Scannen dieses Barcodes schaltet sich das Siegelgerät hm 780 DC-V direkt in den Seal Check Modus
1 Archivordner + 250 Teststreifen für Klarsichtbeutel (Papier - Folie)

**Seal Check med**

92-70020 Nachfüllpack (für Klarsichtbeutel Papier - Folie)

250 Stück



Zur routinemäßigen Überprüfung Ihres Durchlaufsiegelgerätes und zur Funktionsbeurteilung (OQ) im Rahmen der Prozessvalidierung nach DIN EN ISO 11607-2. 250 Teststreifen.

**Seal Check dent**

92-70040 100 Teststreifen zur Überprüfung von Balkensiegelgeräten

100 Stück




hawo InkTest - Testsystem zur routinemäßigen Überprüfung von Siegelnähten

REF

VE

92-70030 Siegelnahtdichtigkeitstest gemäß DIN EN ISO 11607-1, Anhang B zur routinemäßigen Überprüfung Ihres Siegelgerätes.

1 Stück



- Inhalt: 75 ml Flüssigkeit, 20 Pipetten
- valide Ergebnisse innerhalb von 20 Sekunden

InkCheck

92-08101 Zur routinemäßigen Überprüfung von Siegelnähten, Siegelnahtdichtigkeitstest gemäß DIN EN ISO 11607-1, Anhang B, zur routinemäßigen Überprüfung Ihres Siegelgerätes.

1 Set



- konform zur DIN EN ISO 11607-1, Anhang B (ASTM F1929)
- gebrauchsfertige Ampulle mit 2 ml Indikatorlösung
- kein aufwendiges Entnehmen/Abmessen der

Testflüssigkeit

- einfache Handhabung durch Twist-off Verschluss
- kein Kleckern, kein Tropfen
- geeignet für alle gängigen Papier- / Tyvek®-Verpackungen
- schnelle Auswertung (5 Sekunden je Siegelnaht)

Set besteht aus:

- 50 Ampullen à 2 ml
- Lupenkarte (REF 92-08529)



REF

VE

Tischleuchte mit Gelenkarm (80cm)

92-09973



- Ein-/Ausschalter auf der Leuchte integriert
- klappbare Abdeckung zum Schutz der Linse
- leicht zu reinigen
- mit innenliegenden Federn
- 90 LE-Dioden
- Leuchtmittel enthalten

1 Stück

Material: Metall und Kunststoff
 Befestigung: Tischklemme mit Schraubenbefestigung
 Dioptrien: 5
 Linsendurchmesser: 150 mm
 Betriebsspannung: 230 V, weiß
 Klemmbereich: 6,5 cm
 9 W, Tageslicht (6500K)
 2,5 fache Vergrößerung

Lupenleuchte mit 12 W Leuchtstoffring - Tischleuchte mit Gelenkarm

REF

VE



92-09978

- Ein-/Ausschalter im Standfuß integriert
- klappbare Abdeckung zum Schutz der Linse
- leicht zu reinigen
- Lichtfarbe: kalt-weiß

1 Stück

weiß
 Material: robuster Kunststoff
 Befestigung: Standfuß
 Dioptrien: 3 und 12
 Linsendurchmesser: 90 mm
 Betriebsspannung: 230 V
 12 W / Leuchtstoffring (1 x enthalten)
 1,75- und 4-fach

92-09988

Ersatz-Leuchtstoffring

1 Stück

REF

VE

Ständer für Lupenleuchte



92-09982

weiß

1 Stück

Höhe ca. 1 m, kreuzförmiger Fuß mit 4 Rollen

REF

VE

Lupe mit Stirnband

92-09985

mit zwei Lampen inkl. 4 x 1,5 V AAA Batterien

1 Stück

Dioptrien: einstellbar 1,8 / 2,3 / 3,7 / 4,8

Monokularlupe

VE

92-08509

zur Prüfung der Linsen von starren Endoskopen

1 Stück

10-fach



REF

VE

Handmikroskop

92-09990

- Digitales Handmikroskop mit Computeranschluss (USB) mit LED's
- mit 3-Beinstativ
- inkl. Software zur direkten Ausgabe am Computer

Auflösung: 4,9 MegaPixel
 Stromversorgung: über USB
 Systemanforderung: mind. Windows XP SP2
 Vergrößerung: 1,5 - 200-fach

1 Stück


Winkelstativ für REF 92-09990, aus Metall, höhenverstellbar

92-09991

1 Stück


Digitales Handmikroskop mit Computeranschluss (USB) mit LED's

92-09998

inkl. Software zur direkten Ausgabe am Computer

1 Stück

Auflösung: 2,0 MegaPixel
 mit Autofokus
 Stromversorgung: über USB
 Systemanforderung: mind. Windows XP
 Vergrößerung: 15~65-fach, 225-fach



Winkelstativ für REF 09998, höhenverstellbar

REF

VE



92-09999

1 Stück

- verstellbarer Kreuztisch (2-Achsen) mit Federklemmen
- einstellbare LED-Beleuchtung (LED-Betrieb mit Batterie oder durch USB-Anschluss)

Messschieber - digital

92-09800

1 Stück



- 6-stellige Jumbo-LC-Anzeige
- Messbereich 0 - 150 mm
- Auflösung 0,1 mm
- Umschaltung zwischen mm und Inch
- Taste für Reset
- Auto-PowerOff-Funktion schont die Batterien
- Lieferung mit 2 x AG13 Batterien
- in stabiler Aufbewahrungsbox

SIMICON - RI-SET zur Prüfung von RDG (nach ISO 15883)

92-08032

1 Set



Set zur visuellen und proteinanalytischen Validierung und Routinekontrolle der Reinigungswirkung nach ISO 15883 im RDG.

Set besteht aus:

- 50 x Indikatoren SIMICON RI, einzeln verpackt
- 1 x Prüfkörper Standardinstrumente (PP)
- 1 x Prüfkörper Gelenkfläche (PP)
- 1 x Prüfkörper MIC-Instrumente (PC)

SIMICON - Prüfkörper für Standardinstrumente
 REF

VE

 92-08033 gelb
 Prüfkörper: aus Polypropylen (PP)

5 Stück


SIMICON - Prüfkörper zur Simulation enger Spalten

 92-08034 blau
 Prüfkörper: aus Polypropylen (PP)

5 Stück


RI - Reinigungsindikatoren zur Kontrolle der Reinigungswirkung nach ISO 15883

 92-08008 RI - Reinigungsindikatoren zur Kontrolle der
 Reinigungswirkung nach ISO 15883 in RD-Geräten
 für Standard- und MIC-Instrumente

50 Stück

92-08009 Prüfkörper RDG Standard-Instrumente

1 Stück

92-08010 Prüfkörper PM-MIC (RDG MIC-Instrumente)

1 Stück



Reinigungsindikator "Wash-Check"

REF

VE


92-08554

Testanschmutzung, die Humanblut und Gewebereste simuliert, zur Kontrolle der Reinigungswirkung von RD-Geräten

10 Stück



TOSI-Testkörper



92-EZ-015-100

Testkörper zur Kontrolle der Reinigungsleistung von Waschdesinfektionsautomaten

12 Stück



TOSI-FlexiCheck - Edelstahlprüfkörper mit Silikonschlauch

92-50037

Länge: 1 m, mit Luer-Lock Anschluss

1 Stück

92-50031

Edelstahlplättchen mit kombinierter Testanschmutzung, zur Verwendung mit FlexiCheck Prüfkörper

25 Stück

92-50039

Adapter für Wassenburg RDG-E Automaten

1 Stück



TOSI-LumCheck



92-V3502105

Prüfkörper aus Edelstahl (28 cm), mit Luer-Lock Anschluss

1 Stück



92-V3502080

Edelstahlplättchen mit TOSI®-Prüfanschmutzung in Schutzfolie, perforiert zur Verwendung mit LumCheck Prüfkörper


25 Stück

Josafe CCI easy
 REF

VE

 92-50052 Reinigungsindikatoren für die
 Routineüberprüfung von RDG's gemäß ISO 15883

18 Stück


Prüfkörper zur Endoskop-Simulation im RDG

- zur Leistungsprüfung von RDG's
- zur Aufbereitung von flexiblen Endoskopen
- nach ISO 15883
- mit dem Reinigungsindikator SIMICON-RI oder Bioindikator SIMICON RDG-EF
- Länge: 2 m

 92-08083 Durchmesser: 1 mm
 Prüfkörper: aus Edelstahl
 92-08084 Prüfkörper: aus Polypropylen (PP)

1 Stück

1 Stück

 92-08029 Durchmesser: 2 mm
 Prüfkörper: aus Edelstahl
 92-08085 Prüfkörper: aus Polypropylen (PP)

1 Stück

1 Stück

 92-08030 Adapter für OLYMPUS RDG-E Automaten
 (ETD mini, ETD 2, ETD 2+ und ETD 3)
 passend für Prüfkörper REF 08029

1 Stück

 92-08031 Adapterset für RDG-E-BHT und
 RDG-E-Belimed Automaten mit
 Druckkasten-System
 passend für Prüfkörper REF 08029

1 Stück

 92-08020 RI-EN - Reinigungsindikatoren zur Kontrolle der
 Reinigungswirkung nach ISO 15883 in RD-Geräten
 für die maschinelle Endoskopaufbereitung
 passend für die Prüfkörper
 REF 08083, 08084, 08029 und 08085

50 Stück



Prüfkörper zur Endoskop-Simulation im RDG - Bio-Indikator Enterococcus faecium

REF

VE

92-08093

Der Bio-Indikator SIMICON RDG-EF ist zur mikrobiologischen Validierung und Routinekontrolle von Reinigungs- und Desinfektionsprozessen zur Endoskopaufbereitung im Temperaturbereich von > 35 °C geeignet. Die Bio-Indikatoren SIMICON RDG-EF enthalten *Enterococcus faecium* (ATCC 6057) als Testkeim in einer Prüfanschmutzung nach ISO 15883-5.
Passend für die Prüfkörper REF 92-08083, 92-08084, 92-08029 und 92-08085.

10 Stück


Chargenkontrolle - STF Load Check für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

Der STF Load Check Indikator mit Halter ist bestimmt zur Überprüfung der Reinigungsleistung des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes bei jedem Reinigungszyklus.

Die getrocknete Testanschmutzung, welche auf beiden Seiten des Indikators gleichmäßig aufgedruckt ist, beinhaltet zwei Arten von Proteinen sowie Lipide und Polysaccharide. Sie wurde entwickelt, um die Testanschmutzungen für chirurgische Instrumente, beschrieben in BS 2745(9), prEN 15883(10) und UK Guidance Document HTM 2030(11), nachzuahmen.

Der STF Load Check Indikator wird in den Halter eingebracht und anschließend in ein Sieb oder Korb eingelegt. Nach dem Durchlauf eines vollständigen Reinigungszyklus wird der STF Load Check Indikator aus dem Halter herausgenommen und auf etwaige Rückstände der Testanschmutzung untersucht. Die vollständige Entfernung der getrockneten Testanschmutzung von dem Indikatorträger bietet eine qualitative Bewertung der Reinigungsleistung des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes.



92-50003

Load Check Indikator
100 Indikatoren / Box

1 Box

92-50004

Load Check Halter

1 Stück

Chargenkontrolle - Anschmutzungstest für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
 REF VE

Unzureichende Reinigung stellt für den Desinfektions- und Sterilisationsprozess ein Risiko dar. Ein nicht ausreichend funktionierendes Reinigungs- und Desinfektionsgerät kann mikroskopische Rückstände auf dem Spülgut hinterlassen und stellt somit den Reinigungs- und Desinfektionserfolg in Frage. Einer der besten und einfachsten Wege zur Überprüfung, ob die Instrumente effektiv gereinigt wurden, ist die Anwendung von Reinigungs-Wirksamkeitstests, wie sie in BS2745(9), prEN 15883(10) und UK Guidance Document HTM2030(11) beschrieben werden.

Der Browne Anschmutzungstest für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte wurde entwickelt, um die Verschmutzung von Instrumenten unter praxisnahen Gegebenheiten (z.B. nach OP-Gebrauch) nachzustellen. Der Test ist gleichwertig auf der Edinburgh* Testanschmutzung basierend. Der Anschmutzungstest wird in Pulverform in einzelnen Behältern geliefert. Pro Test wird ein Behälter eingesetzt. Einfach Wasser bis zur Füllmarke hinzugeben, Kappe wieder aufsetzen, kräftig schütteln und mit dem beigefügten Pinsel auf die Testbeladung applizieren. Anschließend 30 Minuten** bei Raumtemperatur antrocknen lassen. Danach die Testbeladung einem normalen Reinigungszyklus unterziehen und anschließend auf Rückstände kontrollieren. Eine detaillierte Anleitung ist jeder Verpackung beigefügt.



Die hellrote Farbe des Browne Anschmutzungstests erlaubt die leichte Erkennung von Flächen, die nicht ausreichend gereinigt wurden. Ungiftig, enthält keine Blutprodukte.

* Daten: A. Browne Ltd 1998 - ausgeliefert mit jeder Box

** Die Trockenzeit darf 2 Stunden nicht überschreiten.

92-50002

10 gebrauchsfertige Tests / Box

1 Box

Pro-Check Indikatoren

REF

VE



92-08005

Zur Kontrolle der Reinigungsleistung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten. Natürlich können damit auch hygienische Kontrollen von Oberflächen an Arbeitsplätzen durchgeführt werden. Außerdem können mit diesem Test Eiweißrückstände auf Oberflächen nachgewiesen werden.

1 Box

50 Swabs mit je 2 Indikatoren / Box

HemoCheck-S

92-50034

Test Kit zum qualitativen Nachweis von Blutrückständen auf chirurgischen Instrumenten und Oberflächen

1 Box



12 Fläschchen / Box

Pyromol Test

92-50040

Test Kit zum qualitativen Nachweis von Proteinen auf chirurgischen Instrumenten und Oberflächen

1 Box



20 Fläschchen / Box

EndoSwab "RoboticArmCheck"
 REF

VE

92-50044 Swabs zur Verwendung mit HemoCheck-S oder dem Pyromol-Test für die Überprüfung von DaVinci®-Roboterarmen auf Blut- oder Proteinrückstände.

10 Stück / Packung
 Länge: 750 mm, Durchmesser: 1,38 mm

1 Packung


EndoSwab

Swabs zur Verwendung mit HemoCheck-S oder dem Pyromol-Test für die Überprüfung von Biopsiekanälen flexibler Endoskope nach der Reinigung.

10 Stück / Packung

92-50045 Länge: 2,00 m, Durchmesser: 1,1 mm
 92-50046 Länge: 1,15 m, Durchmesser: 1,7 mm
 92-50047 Länge: 2,55 m, Durchmesser: 2,8 mm
 92-50048 Länge: 2,55 m, Durchmesser: 3,8 mm
 92-50049 Länge: 2,55 m, Durchmesser: 5,0 mm

1 Packung
 1 Packung
 1 Packung
 1 Packung
 1 Packung


Getinge Assured Wash Monitor

92-03745 Ultrasonic Halterung für Prüfkörper dient zu Halterung von 92-503865200 und 92-503864600

1 Stück



92-503865200 Wash Monitor Ultrasonic/Ultraschall

50 Stück



92-503864600 Wash Monitor

50 Stück


pH-Test

92-08018 pH-Teststreifen zum Testen von Lösungen pH 1 - 14

50 Stück



Messgerät pH-Tester 0,2 pH

REF		VE
92-08505	Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> • Messbereich: 0,00 - 14,00 pH • Auflösung: 0,1 pH • Genauigkeit +/- 0,1 pH • Kalibrierung manuell 2 Punkt 	1 Stück



Aufbewahrungslösung für Elektroden des pH-Testers REF 92-08505

92-08525	Inhalt: 230 ml	1 Flasche
92-08526	Inhalt: 500 ml	1 Flasche



Pufferlösung pH 7 und pH 10 zum Kalibrieren des pH-Testers REF 92-08505

92-08507	5 Beutel pH 7 / 20 ml, 5 Beutel pH 10 / 20 ml	1 Packung
----------	---	-----------



Chargenkontrolle Klasse 2 / für die Dampfsterilisation - SMU-LC 121 °C / 134 °C

REF

VE

92-08000 Sterilization Monitoring Unit-Load Control -
Gebrauchsfertiges Prüfsystem zur Überwachung
der Dampfsterilisation für
Hohlkörper-Instrumente

50 Stück


für die Dampfsterilisation
Sterilisationsprogramm: 121 °C / 134 °C



Bowie & Dick Mehrfach-Testpaket für Sterilisatoren mit fraktioniertem Vakuumverfahren

REF

VE



Routinekontrolle für die Dampfsterilisation

- Din A4
- ohne Indikator
- für 20 Anwendungen

Format: 220 x 295 mm

92-04200

Spannrahmen: TOLZIN

1 Paket

92-04202

Spannrahmen: HAWO

1 Paket

Bowie & Dick Mehrfach-Testpaket für Sterilisatoren mit fraktioniertem Vakuumverfahren

92-04201

Routinekontrolle für die Dampfsterilisation

1 Paket



- DIN A6
- ohne Indikator
- für 20 Anwendungen

Format: 106 x 148 mm


Spannrahmen: TOLZIN

Routinekontrolle - Dampfdurchdringungstest DIN EN ISO 11140


92-1001013

1 Paket

- DIN A6 Bowie & Dick-Simtest Testbogen
- Packung: 50 Indikatorbogen / 50 laminierte Bogen

Chargenkontrolle - Heißluftindikator - Klasse 4 / Thermotest H


92-08001

Indikator für die Heißluftsterilisation. Die Streifen verfärben sich vollflächig in Abhängigkeit von Zeit und Temperatur von weiß nach braun. Ein Farbmuster für eine Einwirkzeit von 30 min. bei 180 °C liegt jeder Packung bei.

1 Box

200 Streifen / Box
für Heißluftsterilisation
Format: 10 x 60 mm

Chargenkontrolle - Heißluftindikator - Klasse 4 / Thermocontrol
 REF

VE

92-08002 Indikator für die Heißluftsterilisation, selbstklebend, vorgestanzt und perforiert. Zur Erleichterung einer Dokumentation können die Einzelstreifen nach der Sterilisation auf die fünf mitgelieferten Dokumentationsbögen aufgeklebt werden. Ein vorgegebener Farbvergleich für eine Einwirkzeit von 30 min. bei 180 °C erleichtert die Auswertung.

1 Box

120 Streifen / Box
für Dampfsterilisation
Format: 9 x 48 mm


Chargenkontrolle - Dampf-Kontroll-Indikator - Klasse 5

92-08003 Dampfindikator für eine Eigenkontrolle. Sterilisation bei Satttdampf und Temperaturen von 121 °C bis 134 °C. Farbumschlag von ocker-braun über grau nach schwarz. Format Einzelindikator: 6 x 74 mm, selbstklebend. Mitgelieferte Farbvergleiche erleichtern die Bewertung des Indikators nach der Sterilisation.

1 Box

200 Streifen / Box, mit Prüfkörper
für Dampfsterilisation


Chargenkontrolle - H₂O₂-Indikator (Plasma)

92-08102 Farbumschlag: von rosa nach gelb
100 Streifen / Box, mit Prüfkörper
für H₂O₂-Sterilisation (Plasma)
selbstklebend

1 Box


Chargenkontrolle - Prüfkörper für die Dampf-, Gas- und Plasmasterilisation

92-08087 Der Prüfkörper nach DIN EN 867-5 besteht aus einem wiederverwendbaren 1,5 m langen PTFE-Schlauch (Teflon) mit einem Innendurchmesser von 2 mm und einem Rezeptakel aus Kunststoff zur Aufnahme des Bio- oder Chemo-Indikators. Der Prüfkörper erfüllt auch die Anforderungen der DIN 58948, EN 14180 und der EN 13060.

10 Stück




Chargenkontrolle - Prüfkörper für die Dampf-, Gas- und Plasmasterilisation


REF		VE
92-08088	Der Prüfkörper nach DIN EN 867-5 besteht aus einem wiederverwendbaren 200 mm langen PTFE-Schlauch (Teflon) mit einem Innendurchmesser von 2 mm und einem Rezeptakel aus Kunststoff zur Aufnahme des Bio- oder Chemo-Indikators. Der Prüfkörper ist geeignet zur Chargenkontrolle von Klein-Sterilisatoren mit Überdruckentlüftung.	10 Stück
92-08023	Der Bio-Indikator SIMICON ST/DA ist zur mikrobiologischen Validierung und Routinekontrolle der Dampfsterilisation geeignet. SIMICON ST/DA Bio-Indikatoren enthalten als Testkeim <i>Geobacillus stearothermophilus</i> (ATCC 7953) und entsprechen den Anforderungen der ISO 11138-3. 100 Streifen / Box für Dampfsterilisation KBE > 10 ⁵ , D-Wert > 1,5 min. Sterilisationsprogramm: 121 °C / 134 °C	1 Box
92-08095	Der Bio-Indikator SIMICON ST/DA-V6 ist zur mikrobiologischen Validierung und Routinekontrolle der Dampfsterilisation geeignet. SIMICON ST/DA-V6 Bio-Indikatoren enthalten als Testkeim <i>Geobacillus stearothermophilus</i> (ATCC 7953) und entsprechen den Anforderungen der ISO 11138-3. 100 Streifen / Box für Dampfsterilisation KBE > 10 ⁶ , D-Wert > 1,5 min. Sterilisationsprogramm: 121 °C / 134 °C	1 Box
92-08096	Der Bio-Indikator SIMICON FA ist zur mikrobiologischen Validierung und Routinekontrolle der Formaldehyd-Gassterilisation nach DIN EN ISO 14180 geeignet. SIMICON FA Bio-Indikatoren enthalten als Testkeim <i>Geobacillus stearothermophilus</i> (ATCC 7953) und entsprechen der DIN EN ISO 11138-5. 100 Streifen / Box für FO-Sterilisation KBE > 10 ⁵ , D-Wert > 6 min.	1 Box
92-08097	Chemo-Indikatorstreifen für die Dampfsterilisation Klasse 5 nach ISO 11140-1 200 Streifen / Box für Dampfsterilisation Sterilisationsprogramm: 121 °C / 134 °C	1 Box




Chargenkontrolle - Formaldehyd-Indikator - Klasse 4

REF		VE	
92-08006	<p>Indikator für die Formaldehyd-Wasserdampf-Sterilisation, dessen Farbänderung abhängig von der Formaldehydkonzentration, der Einwirkzeit und der Arbeitstemperatur ist. Format Einzelindikator: 6 x 74 mm, selbstklebend. Mitgelieferte Farbvergleiche erleichtern die Bewertung des Indikators nach der Sterilisation. Farbumschlag von beige nach violett.</p> <p>200 Streifen / Box, mit Prüfkörper für FO-Sterilisation</p>	1 Box	

Chargenkontrolle - Drei-Phasen Indikator - Dampfindikator - Klasse 5

92-08026	<p>Der blaue Indikator schlägt nach schwarz um, wenn der Indikator dem Dampf ausgesetzt ist. Dieser Umschlag alleine reicht nicht aus und wird als UNSAFE bezeichnet. Der rosa Indikator schlägt nach schwarz um, wenn die festgelegten Werte der kritischen Variablen für Klasse 5 Indikatoren erreicht werden. Dies ist der Fall, wenn der Dampfsterilisator in der Lage ist, bei 134 °C für 3,5 Minuten oder bei 121 °C für 15 Minuten zu sterilisieren. Dieser Umschlag wird als OK bezeichnet. Bei längeren Sterilisationszeiten und -temperaturen schlägt der grüne Indikator nach dunkelbraun bis schwarz um. Dieser Umschlag wird als OPTIMUM bezeichnet.</p> <p>250 Stück / Box für Dampfsterilisation Sterilisationsprogramm: 134 °C / 3,5 min. 121 °C / 15 min.</p>	1 Box	
----------	--	-------	---

Chargenkontrolle - Drei-Phasen Indikator - Dampfindikator - Klasse 6

92-08027	<p>Der blaue Indikator schlägt nach schwarz um, wenn der Indikator dem Dampf ausgesetzt ist. Dieser Umschlag alleine reicht nicht aus und wird als UNSAFE bezeichnet. Der grüne Indikator schlägt nach schwarz um, wenn die Werte von 134 °C für 5,3 Minuten beim Sterilisieren erreicht werden. Dieser Umschlag wird als OK bezeichnet. Bei längeren Sterilisationszeiten und -temperaturen schlägt der gelbe Indikator nach dunkelbraun bis schwarz um. Dieser Umschlag wird als OPTIMUM bezeichnet.</p> <p>250 Stück / Box für Dampfsterilisation Sterilisationsprogramm: 134 °C / 5,3 min.</p>	1 Box	
----------	--	-------	---

Chargenkontrolle - Des Check für feuchte Hitze

REF

VE



Zyklus-verifizierende Indikatoren für die Anwendung in Prozessen mit feuchter Hitze. Die Des Check Produktgruppe stellt eine exakte und anwenderfreundliche Methode zur Routineüberwachung von Prozessen mit feuchter Hitze dar. Innerhalb der Ladung platziert, liefern die Indikatoren eine optische Bestätigung darüber, ob die geforderten Bedingungen erreicht wurden. Der deutliche Farbwechsel von gelb zu blau gibt hierzu den klaren Nachweis. Dies erlaubt eine schnelle und einfach anzuwendende Beurteilung über den Erfolg des durchgeführten Prozesses.

Hergestellt unter der Anwendung moderner Polymer-Technologie.

Die Des Check Technologie ist für unterschiedliche Zeit- und Temperaturkombinationen erhältlich.

Lagerung bei oder unter 0 °C.

Entspricht ISO 11140-1 Klasse 6.

92-50000	100 Indikatoren / Box für Sterilisation - feuchte Hitze Sterilisationsprogramm: 93 °C / 10 min.	1 Box
92-50001	Sterilisationsprogramm: 90 °C / 5 min.	1 Box

Chargenkontrolle - TST Bowie & Dick Einmal-Testpaket

REF

VE

92-50005 Täglicher Dampfdurchdringungstest für Kleinsterilisatoren Typ B und Großsterilisatoren für poröse Beladungen bei der Dampfsterilisation. Ein erfolgreich durchgeführter Test bestätigt die schnelle und gleichmäßige Dampfpenetration in das Testpaket und dass Luft und andere nichtkondensierbare Gase effektiv entfernt wurden. Der chemische Indikatorbogen im Zentrum des Testpakets zeigt einen fest definierten Farbwechsel von gelb zu dunkelblau / purpur, wenn er der fest definierten Kombination aus Zeit, Temperatur und Dampf ausgesetzt war. Ist keine Luft und sind keine nichtkondensierbaren Gase in der Kammer vorhanden, dringt der Dampf schnell und vollständig in das Testpaket ein und der Indikator zeigt einen gleichmäßigen Farbumschlag. Sind Luft und nichtkondensierbare Gase vorhanden, sammeln sie sich im Zentrum des Testpakets als Lufteinschluss an. Dieses verursacht einen unvollständigen Farbwechsel des Indikators, unterschiedliche gelbe Markierungen sind auf dem Indikatorbogen deutlich sichtbar.

1 Box



Matachana M20 – B
Entspricht EN 867 – 5.

20 Testpakete / Box
für Dampfsterilisation
Sterilisationsprogramm: 134 °C - 137 °C bis 3,5 min.

Chargenkontrolle - TST Helix für die Dampfsterilisation

92-50010 Die Browne TST Helix ist ein Process Challenge Device (PCD) für Hohlkörper-Beladungen (wie in EN 867-5 beschrieben) und wurde ausschließlich zur Überprüfung von Kleinsterilisatoren vom Typ B entwickelt. Der Gebrauch in anderen Sterilisatoren, oder mit anderen Indikatoren als die original mitgelieferten, kann falsche Ergebnisse liefern.

1 Set



1 TST Helix und 250 Indikatoren / Set
für Dampfsterilisation

Chargenkontrolle - TST Load Check für die Dampfsterilisation

1 Rezeptakel und 400 Indikatoren / Set
für Dampfsterilisation

92-50006 Sterilisationsprogramm:
134 °C / 3,5 min.



1 Set

92-50007 Sterilisationsprogramm:
134 °C / 4,0 min. , 121 °C / 12 min.

1 Set



Chargenkontrolle - TST Load Check für die Dampfsterilisation


	REF		VE
	92-50008	Sterilisationsprogramm: 134 °C / 5,3 min. , 121 °C / 15 min.	1 Set
	92-50009	Sterilisationsprogramm: 134 °C / 7,0 min. , 121 °C / 20 min.	1 Set
			

Chargenkontrolle - Formaldehyd Load Check

	92-50014	200 Indikatoren / Set für FO-Sterilisation	1 Set
			

Chargenkontrolle - TST Kontroll-Indikatoren für die Dampfsterilisation

Die TST CONTROL Emulationsindikatoren von BROWNE werden zur Verifizierung des Sterilisationsprozesses genutzt. Die bleifreie Technologie ist normkonform und entspricht DIN ISO 11140-1(2) Klasse 6.

	92-2317AB	Sterilisationsprogramm: 134 °C / 3,5 min. Blitzsterilisation 200 Stück / Box	1 Box
	92-2340AB	Sterilisationsprogramm: 134 °C / 3,5 min. 100 Stück / Box	1 Box
	92-3727AB	Sterilisationsprogramm: 134 °C / 3,5 min. selbstklebend 100 Stück / Box	1 Box
	92-2341AB	Sterilisationsprogramm: 134 °C / 4,0 min. und 121 °C / 4,0 min. 100 Stück / Box	1 Box
	92-2302AB	Sterilisationsprogramm: 134 °C / 5,3 min. und 121 °C / 15,0 min. 200 Stück / Box	1 Box
	92-3726AB	Sterilisationsprogramm: 134 °C / 5,3 min. und 121 °C / 15,0 min. selbstklebend 100 Stück / Box	1 Box

Chargenkontrolle - TST Kontroll-Indikatoren für die Dampfsterilisation

REF		VE
92-3725AB	Sterilisationsprogramm: 134 °C / 7,0 min. und 121 °C / 20,0 min. selbstklebend 200 Stück / Box	1 Box
92-3760AB	Sterilisationsprogramm: 134 °C / 7,0 min. und 121 °C / 20,0 min. 200 Stück / Box	1 Box
92-3706AB	Sterilisationsprogramm: 134 °C / 18,0 min. 200 Stück / Box	1 Box
92-2375AB	Sterilisationsprogramm: 134 °C / 4,0 min. und 121 °C / 12,0 min. 200 Stück / Box	1 Box


Chargenkontrolle - Ethylenoxid Integratoren

Ethylenoxid Integratoren sollten in jede Verpackung mit eingelegt werden, die einem EO-Sterilisationsprozess unterzogen wird. Der Kontrollindikator wechselt seine Farbe von rot nach grün, wenn ausreichende Sterilisationsbedingungen erreicht wurden. Der Anwender hat somit die Sicherheit, dass am Ort der Platzierung der Sterilisationserfolg gegeben war.

Die Ethylenoxid Integratoren zeigen ein Nichtbestehen des Sterilisationsprozesses an, wenn die relative Feuchtigkeit, die EO-Konzentration, die Temperatur oder die Einwirkzeit außerhalb der festgelegten Spezifikation liegt.

- Konzentration 900 mg pro Liter
- Temperatur: 37 °C - 55 °C
- Zeit: 20 min - 55 min
- Relative Feuchtigkeit: 40 - 60 %

- Konzentration 600 mg pro Liter
- Temperatur: 37 °C - 55 °C
- Zeit: 35 min - 70 min
- Relative Feuchtigkeit: 40 - 60 %



Wir empfehlen den Einsatz von Browne Ethylenoxid Prozess-Behandlungspunkten (Bestellnummer 2421AB) an der Außenseite jeder Verpackung, um behandeltes von unbehandeltem Material auf einen Blick unterscheiden zu können. Beachten Sie bitte, dass diese Punkte nicht zum "In-Pack-Monitoring" geeignet sind.

Entspricht der ISO 11140-1 Klasse 5.

Chargenkontrolle - Ethylenoxid Integratoren

REF

VE

92-50017

für EO-Sterilisation
100 Indikatoren / Box

1 Box


Chargenkontrolle - Formaldehyd Kontroll-Indikatoren

Formaldehyd Kontroll-Indikatoren sollten in jede Sterilgutverpackung eingelegt werden, um den Nachweis zu erbringen, dass Niedrigtemperaturdampf und Formaldehydgas in ausreichender Menge und Zeit auf das Sterilisiergut einwirken konnten.

Der Kontroll-Indikator wechselt seine Farbe von blau nach grün, wenn adäquate Sterilisationsbedingungen erreicht wurden.

Wir empfehlen den Einsatz von Browne Formaldehyd Prozess-Behandlungspunkten (Bestellnummer 2402AB) an der Außenseite der Verpackung, um behandeltes von unbehandeltem Material auf einen Blick unterscheiden zu können. Beachten Sie bitte, dass diese Punkte nicht zum "In-Pack-Monitoring" geeignet sind.

Entspricht der ISO 11140-1 Klasse 4.



92-50015

für FO-Sterilisation
100 Indikatoren / Box

1 Box

Chargenkontrolle - Detector-Spots Formaldehyd und Ethylenoxid

Die selbstklebenden Punkte sollten auf jeder zu sterilisierenden Verpackung von außen aufgeklebt werden. Die Punkte wechseln nach dem durchgeführten Prozess die Farbe, dies lässt eine Differenzierung zwischen behandeltem und unbehandeltem Sterilgut zu.

Bemerkung: Die Punkte dienen nicht der Prozesskontrolle und sind nicht zur Bewertung der Wirksamkeit des Sterilisationsprozesses geeignet.

Entspricht der ISO 11140-1 Klasse 1.



92-50016

für FO-Sterilisation
250 Punkte / Box

1 Box

Chargenkontrolle - Detector-Spots Formaldehyd und Ethylenoxid

REF

VE

 92-50018 für EO-Sterilisation
1000 Punkte / Box

1 Box


Chargenkontrolle - Sterilisations-Kontrollröhrchen für die Flüssigkeits-, Dampf- und Heißluftsterilisation

100 Stück / Box

 92-50019 Typ 1 schwarzer Punkt
Sterilisationsprogramm:
121 °C / 15 min.
für Sterilisation von Flüssigkeiten

1 Box

 92-50020 Typ 2 gelber Punkt
Sterilisationsprogramm: 134 °C / 3 min.
für Dampfsterilisation*

1 Box

 92-50021 Typ 3 grüner Punkt
Sterilisationsprogramm: 160 °C / 60 min.
für Heißluftsterilisation

1 Box

 92-50022 Typ 4 blauer Punkt
Sterilisationsprogramm: 180 °C / 12 min.
für Heißluftsterilisation

1 Box


 92-50023 Typ 5 weißer Punkt
Sterilisationsprogramm:
160 °C / 120 min. und 180 °C / 35 min.
für Heißluftsterilisation

1 Box

*Browne empfiehlt die Anwendung von TST Control Indikatoren zur Überprüfung von Sterilisationsprozessen mit poröser Ladung.

Entspricht der ISO 11140-1 Klasse 4.

Chargenkontrolle - Bio-Indikatoren SIMICON DH/HL - für die Heißluftsterilisation

92-08004 Der Bio-Indikator SIMICON DH/HL ist zur mikrobiologischen Validierung und Routinekontrolle der Heißluftsterilisation geeignet und entspricht den Anforderungen der ISO 11138-4. SIMICON DH/HL Bio-Indikatoren enthalten als Testkeim Bacillus subtilis.

1 Box

 50 Streifen / Box
für Heißluftsterilisation
KBE > 10⁶


Chargenkontrolle - Bio-Indikatoren SIMICON DE - für die Dampfdesinfektion

REF

VE



92-08100

Bio-Indikator für die Dampfdesinfektion bei 75°C - 20 min und 105°C - 1 min

1 Box

Der Bio-Indikator SIMICON DE ist zur mikrobiologischen Validierung und Routinekontrolle der Dampfdesinfektion geeignet. SIMICON DE Bio-Indikatoren enthalten als Testkeim *Enterococcus faecium* (ATCC 6057) und entsprechen den Anforderungen der DIN 58949-4.

50 Streifen / Box
für Dampfdesinfektion

KBE > 10⁶

Chargenkontrolle - Bio-Indikator SIMICON EO für die Ethylenoxid-Gassterilisation

NEU



92-08090

Der Bio-Indikator SIMICON EO ist zur mikrobiologischen Validierung und Routinekontrolle der Ethylenoxid-Gassterilisation nach geeignet. SIMICON EO Bio-Indikatoren enthalten als Testkeim *Bacillus atrophaeus* (Bac. subtilis ATCC 9372) und entsprechen den Anforderungen der ISO 11138-2.

50 Stück

für EO-Sterilisation
KBE > 10⁶, D-Wert > 2,5 min.

Spezialhalterung für REF 92-08025 (Bio-Indikatoren SIMICON TD)

REF

VE

92-08028

5 Stück


Chargenkontrolle - Bio-Indikatoren SIMICON

92-08025

 KBE > 10⁷

10 Stück

Der Bio-Indikator SIMICON TD ist zur mikrobiologischen Validierung und Routinekontrolle von thermischen Waschverfahren bei Waschttemperaturen > 90 °C geeignet. SIMICON TD Bio-Indikatoren enthalten *Enterococcus faecium* (ATCC 6067) als Testkeim und entsprechen den Anforderungen der ISO 15883 und des Robert-Koch-Institutes in Berlin.



92-08094

 KBE > 10⁵

10 Stück

Der Bio-Indikator SIMICON CTD ist zur mikrobiologischen Validierung und Routinekontrolle von chemo-thermischen Waschverfahren bei Waschttemperaturen > 60 °C geeignet. SIMICON CTD Bio-Indikatoren enthalten *Enterococcus faecium* (ATCC 6057) als Testkeim und entsprechen den Anforderungen der ISO 15883.

Meißel, belastungsfähig, sechseckiger Stiel

REF

VE



Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-10280
92-10281
92-10286
92-10283
92-10285
92-10288

Länge x Breite

125 x 8 mm
138 x 10 mm
175 x 19 mm
300 x 12 mm
300 x 16 mm
300 x 19 mm, gebogen

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

Meißel mit flacher Klinge



92-10291

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

Klinge: 75 mm
Länge x Breite
275 x 75 mm

1 Stück

Eispickel



92-10289

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

Griff: hitzebeständiger Kunststoff

1 Stück

Fäustel

REF

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

VE

92-10190

Gewicht: 12 oz. (340 g)
Fäustelkopf aus Nylon
Länge: 317 mm

1 Stück

**Kugelfinnenhammer**

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-10198

Gewicht: 6 oz. (170 g)
Länge: 219 mm

1 Stück



Inbusschlüssel mit Kugelkopf, metrisch



REF	Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung Material und Design sind auf tausende Sterilisationszyklen abgestimmt.	VE
92-11800	1,5 mm	1 Stück
92-11801	2,0 mm	1 Stück
92-11802	2,5 mm	1 Stück
92-11803	3,0 mm	1 Stück
92-11804	3,5 mm	1 Stück
92-11805	4,0 mm	1 Stück
92-11807	5,0 mm	1 Stück
92-11808	6,0 mm	1 Stück
92-11809	8,0 mm	1 Stück
92-11810	10,0 mm	1 Stück
92-11811	10-teiliger Satz (92-11800 - 92-11810)	1 Satz
92-11812	8-teiliger Satz (92-11800 - 92-11808)	1 Satz

Inbusschlüssel mit Kugelkopf, zöllig



REF	Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung Material und Design sind auf tausende Sterilisationszyklen abgestimmt.	VE
92-11850	1/16"	1 Stück
92-11851	5/64"	1 Stück
92-11852	3/32"	1 Stück
92-11853	7/64"	1 Stück
92-11854	1/8"	1 Stück
92-11855	9/64"	1 Stück
92-11856	5/32"	1 Stück
92-11857	3/16"	1 Stück
92-11858	7/32"	1 Stück
92-11859	1/4"	1 Stück
92-11861	5/16"	1 Stück
92-11862	3/8"	1 Stück
92-11863	12-teiliger Satz (92-11850 - 92-11862)	1 Satz

Kugelschlüssel, zöllig

REF

VE

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-11874 Griff: hitzebeständiger Kunststoff, 1/8" x 3,25"

1 Stück

92-21870 Griff: Stahl, 1/16" x 2,5"

1 Stück


Kugelschlüssel, metrisch - mit hitzebeständigem Kunststoffgriff

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-11820 1,5 mm x 62 mm

1 Stück

92-11822 2,5 mm x 62 mm

1 Stück

92-11823 3,0 mm x 62 mm

1 Stück

92-11824 3,5 mm x 100 mm

1 Stück

92-11825 4,0 mm x 87 mm

1 Stück

92-11827 5,0 mm x 100 mm

1 Stück

92-11828 6,0 mm x 112 mm

1 Stück

92-11829 8,0 mm x 137 mm

1 Stück

92-11830 10,0 mm x 150 mm

1 Stück


Kugelschlüssel, metrisch - mit Stahlgriff

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-21820 1,5 mm x 62 mm

1 Stück

92-21821 2,0 mm x 62 mm

1 Stück

92-21822 2,5 mm x 62 mm

1 Stück

92-21823 3,0 mm x 62 mm

1 Stück



Steckschlüssel, zöllig, Gesamtlänge 8" (200 mm), 7-teiliger Satz

REF

VE



92-10310

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

7-teiliger Satz (3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2",
9/16")

1 Satz

Griff: hitzebeständiger Kunststoff

Steckschlüssel, metrisch, Gesamtlänge 8" (200 mm)



92-10323

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

Griff: hitzebeständiger Kunststoff

92-10325

10 mm

1 Stück

92-10330

12 mm

1 Stück

8-teiliger Satz

1 Satz

Größen: 6 - 8 mm und 10 - 14 mm

Inbusschlüsselsatz, einklappbar

REF

VE

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-12000	Maßeinheiten: zöllige Größen 9-teiliger Satz: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4"	1 Stück
92-12001	Maßeinheiten: metrische Größen 7-teiliger Satz: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm	1 Stück


Innensechsrundschlüssel L-Form

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-10809	#9	0,098" / 2,50 mm	1 Stück
92-10810	#10	0,107" / 2,74 mm	1 Stück
92-10811	#15	0,128" / 3,27 mm	1 Stück
92-10812	#20	0,151" / 3,86 mm	1 Stück
92-10813	#25	0,173" / 4,43 mm	1 Stück
92-10814	#27	0,195" / 4,99 mm	1 Stück
92-10815	#30	0,216" / 5,52 mm	1 Stück
92-10816	#40	0,260" / 6,65 mm	1 Stück


Innensechsrundschlüssel mit Stahlgriff

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-10834	#9	0,098" / 2,50 mm	1 Stück
92-10835	#10	0,107" / 2,74 mm	1 Stück
92-10836	#15	0,128" / 3,27 mm	1 Stück
92-10837	#20	0,151" / 3,86 mm	1 Stück
92-10838	#25	0,173" / 4,43 mm	1 Stück
92-10839	#27	0,195" / 4,99 mm	1 Stück
92-10840	#30	0,216" / 5,52 mm	1 Stück
92-10841	#40	0,260" / 6,65 mm	1 Stück


1/4" Innensechsrundeinsätze für Knarren

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-10859	#9	0,098" / 2,50 mm	1 Stück
92-10860	#10	0,107" / 2,74 mm	1 Stück
92-10861	#15	0,128" / 3,27 mm	1 Stück
92-10862	#20	0,151" / 3,86 mm	1 Stück
92-10863	#25	0,173" / 4,43 mm	1 Stück
92-10864	#27	0,195" / 4,99 mm	1 Stück
92-10865	#30	0,216" / 5,52 mm	1 Stück
92-10866	#40	0,260" / 6,65 mm	1 Stück



Steckschlüssel, zöllig, Gesamtlänge 9" (225 mm)

REF

VE



92-20301

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

Griff: Stahl

1/4"
Gesamtlänge: 9" (225 mm)

1 Stück

Steckschlüssel, metrisch, Gesamtlänge 9" (225 mm)



92-20323

92-20324

92-20325

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

Griff: Stahl

10 mm

11 mm

12 mm

1 Stück

1 Stück

1 Stück

Zwei-Positionszange

REF

VE

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-10010

Länge: 150 mm (6")

1 Stück

92-10011

Länge: 250 mm (10")

1 Stück


Zwei-Positionszange, speziell für den sterilen Einsatz

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-10131

Länge: 200 mm (8")

1 Stück


Fünf-Positionszange, speziell für den sterilen Einsatz

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-10132

Fünf Positionen (Gleitgelenk)

1 Stück

Länge: 250 mm (10")



Greifzangen

REF

VE



92-10121

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

Länge: 125 mm (5")

gerade lange Spitzen
gezahnte Backen
Federspannung (entfernbar)
ohne Schneider

1 Stück

Gripzangen

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.



92-10014

gebogene Zangenbacken
für kritische Umgebung
Länge: 125 mm (5")

1 Stück

92-10015

gerade Zangenbacken
für kritische Umgebung
Länge: 175 mm (7")

1 Stück

92-10016

gerade Zangenbacken
industrielle Serien
Länge: 250 mm (10")

1 Stück

92-10093

gerade Zangenbacken
industrielle Serien mit Anschluss (Gewinde)
für einen Schlaghammer (REF 92-10094)
Länge: 250 mm (10")

1 Stück

92-10017

lange Spitze
für kritische Umgebung
Länge: 150 mm (6")

1 Stück

92-10018

lange Spitze
für kritische Umgebung
Länge: 225 mm (9")

1 Stück

Gripzangen
 REF

VE

92-10019	lange Spitze für kritische Umgebung Länge: 275 mm (11")	1 Stück
92-10029	gebogene Zangenbacken industrielle Serien Länge: 200 mm (8")	1 Stück
92-10025	gebogene Zangenbacken industrielle Serien Länge: 250 mm (10")	1 Stück


Gripzangen mit Schlaghammer

	Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung Material und Design sind auf tausende Sterilisationszyklen abgestimmt.	
92-10028	mit Schlaghammer 350 mm (14") gerade Zangenbacken industrielle Serien Länge: 250 mm (10")	1 Stück


Schlaghammer

	Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung Material und Design sind auf tausende Sterilisationszyklen abgestimmt.	
92-10094	Länge: 350 mm (14")	1 Stück



Knarrenschauber mit Ratsche

REF

VE



Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-10496

Drehmomentbereich: 300 in./lbs., 1/4",
Länge: 162 mm

1 Stück

92-10596

Drehmomentbereich: 500 in./lbs., 3/8"
Länge: 212 mm

1 Stück

Verlängerung für Knarren

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-10492

50 mm (2") Verlängerung, 1/4" Knarre

1 Stück

92-10493

100 mm (4") Verlängerung, 1/4" Knarre

1 Stück

92-10593

100 mm (4") Verlängerung, 3/8" Knarre

1 Stück

92-10594

150 mm (6") Verlängerung, 3/8" Knarre

1 Stück

Parallelbackenzange mit gezahnten Backen, Knebelkerbstift und Seitenschneider



Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-10013

Länge: 150 mm (6")

1 Stück

3/8" Steckschlüsseinsätze, mit tiefem Schacht, 12-teiliger Satz, metrisch

REF

VE

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-10634 Größen: 6 - 8 mm, 10 - 17 mm und 19 mm
Gesamtlänge: 2,5" (63 mm)

1 Satz


3/8" Steckschlüsseinsätze, Standardtiefe, metrisch

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-10520 6 mm
92-10521 7 mm
92-10526 13 mm
92-10527 14 mm
92-10528 15 mm
92-10529 16 mm
92-10530 17 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück


Knarrenschrauber ohne Ratsche, mit T-Griff

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.



92-10597 1/4", 275 mm lang
92-10589 3/8", 100 mm lang
92-10588 1/2", 150 mm lang

1 Stück
1 Stück
1 Stück

1/4" Steckschlüsseleinsätze, mit tiefem Schacht, 9-teiliger Satz, metrisch

REF

VE



92-10489

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

Größen: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 - 10 mm
Gesamtlänge: 2" (50 mm)

1 Satz

Einstellbarer Maulschlüssel



92-10228

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

22 mm (7/8")

1 Stück

Verstellbare Hakenschlüssel mit Nase
 REF

VE


 Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
 Material und Design sind auf tausende
 Sterilisationszyklen abgestimmt.

 92-10225
 92-10226

 155 - 230 mm (6 1/8" - 9 1/8")
 Größen: 20 - 35 mm, 35 - 60 mm, 60 - 90 mm,
 90 - 155 mm und 155 - 230 mm

 1 Stück
 1 Satz

Ring-Maulschlüssel, zöllig

 Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
 Material und Design sind auf tausende
 Sterilisationszyklen abgestimmt.

 92-20134
 92-20136
 92-20137
 92-20138
 92-20139

 1/4"
 3/8"
 7/16"
 1/2"
 9/16"

 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück

Ring-Maulschlüssel aus rostfreiem Spezialstahl

REF

VE

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.



92-20034	5,5 mm	1 Stück
92-20036	7 mm (Sonderanfertigung)	1 Stück
92-20041	10 mm	1 Stück
92-20042	11 mm	1 Stück
92-20044	12 mm	1 Stück
92-20045	13 mm	1 Stück
92-20047	14 mm	1 Stück

Maulschlüssel, zöllig

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.



92-10135	3/8" x 7/16"	1 Stück
92-10136	1/2" x 9/16"	1 Stück
92-10139	7/8" x 15/16"	1 Stück
92-10140	1" x 1 1/16"	1 Stück

Maulschlüssel aus rostfreiem Spezialstahl

REF

VE

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-10035	6 x 7 mm	1 Stück
92-10038	8 x 9 mm	1 Stück
92-10041	10 x 11 mm	1 Stück
92-10044	12 x 13 mm	1 Stück
92-10047	14 x 15 mm	1 Stück
92-10049	16 x 17 mm	1 Stück
92-10057	30 x 32 mm	1 Stück
92-10061	9-teiliger Satz (92-10035, 92-10038, 92-10041, 92-10044, 92-10047, 92-10049, 92-10053, 92-10055, 92-10057)	1 Satz

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Satz


Schraubendreher-Set mit Wandhalterung, 6-teilig

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.

92-21224 Set besteht aus:

- Schlitzschraubendreher: 3,0; 4,0; 5,5 und 6,5 mm
- Kreuzschlitzschraubendreher: PH 1 und PH 2

1 Set


Inbusschlüssel-Set L-Form, mit Kugelkopf und Hexagonalkopf, 9-teilig

Werkzeug aus Edelstahl ohne Verchromung
Material und Design sind auf tausende
Sterilisationszyklen abgestimmt.


92-11985 Set besteht aus:

- 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 und 10 mm


1 Set



Schlauchschneideschere

	REF		VE
	92-09060	Länge: 160 mm, Klinge und Feder aus Edelstahl, arretierbar, leicht zu reinigen durch glatte Oberfläche weiß hitzebeständig: bis 134 °C Material: Kunststoff RDT-tauglich	1 Stück

Schlauchschneideschere

	92-08510	Leichte Handhabung und sicheres Schneiden durch die halbrunde Auflage, Klinge teflonisiert, problemloses Schneiden bis 1" (25,4 mm) Schlauchstärke möglich hitzebeständig: bis 134 °C Material: Kunststoff RDT-tauglich	1 Stück
---	----------	--	---------

Kirschner Bohrdrähte - Trokar - Rund aus Edelstahl

REF

VE

	Durchmesser x Länge	
92-07005	1,2 x 60 mm TR/RD	10 Stück
92-07010	1,8 x 60 mm TR/RD	10 Stück
92-07018	0,8 x 100 mm TR/RD	10 Stück
92-07020	1,0 x 100 mm TR/RD	10 Stück
92-07022	1,2 x 100 mm TR/RD	10 Stück
92-07403	0,7 x 150 mm TR/RD	10 Stück
92-07404	0,8 x 150 mm TR/RD	10 Stück
92-07406	1,0 x 150 mm TR/RD	10 Stück
92-07408	1,2 x 150 mm TR/RD	10 Stück
92-07409	1,4 x 150 mm TR/RD	10 Stück
92-07410	1,5 x 150 mm TR/RD	10 Stück
92-07411	1,6 x 150 mm TR/RD	10 Stück
92-07412	1,7 x 150 mm TR/RD	10 Stück
92-07413	1,8 x 150 mm TR/RD	10 Stück
92-07414	1,9 x 150 mm TR/RD	10 Stück
92-07415	2,0 x 150 mm TR/RD	10 Stück
92-07416	2,2 x 150 mm TR/RD	10 Stück
92-07417	2,4 x 150 mm TR/RD	10 Stück
92-07418	2,5 x 150 mm TR/RD	10 Stück
92-07035	0,8 x 160 mm TR/RD	10 Stück
92-07036	0,9 x 160 mm TR/RD	10 Stück
92-07037	1,0 x 160 mm TR/RD	10 Stück
92-07038	1,1 x 160 mm TR/RD	10 Stück
92-07039	1,2 x 160 mm TR/RD	10 Stück
92-07040	1,4 x 160 mm TR/RD	10 Stück
92-07042	1,6 x 160 mm TR/RD	10 Stück
92-07044	1,8 x 160 mm TR/RD	10 Stück
92-07046	2,0 x 160 mm TR/RD	10 Stück
92-07047	2,2 x 160 mm TR/RD	10 Stück
92-07048	2,4 x 160 mm TR/RD	10 Stück
92-07049	2,5 x 160 mm TR/RD	10 Stück
92-07051	3,0 x 160 mm TR/RD	10 Stück
92-07052	0,8 x 310 mm TR/RD	10 Stück
92-07053	0,9 x 310 mm TR/RD	10 Stück
92-07054	1,0 x 310 mm TR/RD	10 Stück
92-07055	1,1 x 310 mm TR/RD	10 Stück
92-07056	1,2 x 310 mm TR/RD	10 Stück
92-07057	1,4 x 310 mm TR/RD	10 Stück
92-07058	1,5 x 310 mm TR/RD	10 Stück
92-07059	1,6 x 310 mm TR/RD	10 Stück
92-07061	1,8 x 310 mm TR/RD	10 Stück
92-07063	2,0 x 310 mm TR/RD	10 Stück
92-07064	2,2 x 310 mm TR/RD	10 Stück
92-07065	2,4 x 310 mm TR/RD	10 Stück
92-07066	2,5 x 310 mm TR/RD	10 Stück
92-07067	2,8 x 310 mm TR/RD	10 Stück
92-07068	3,0 x 310 mm TR/RD	10 Stück




Kirschner Bohrdrähte - Trokar - Trokar aus Edelstahl

REF


VE

Durchmesser x Länge:

	92-07174	0,6 x 70 mm TR/TR	10 Stück
	92-07175	0,8 x 70 mm TR/TR	10 Stück
	92-07117	0,8 x 100 mm TR/TR	10 Stück
	92-07118	0,9 x 100 mm TR/TR	10 Stück
	92-07119	1,0 x 100 mm TR/TR	10 Stück
	92-07121	1,2 x 100 mm TR/TR	10 Stück
	92-07122	1,4 x 100 mm TR/TR	10 Stück
	92-07172	0,7 x 150 mm TR/TR	10 Stück
	92-07173	0,8 x 150 mm TR/TR	10 Stück
	92-07134	0,8 x 160 mm TR/TR	10 Stück
	92-07136	1,0 x 160 mm TR/TR	10 Stück
	92-07138	1,2 x 160 mm TR/TR	10 Stück
	92-07139	1,4 x 160 mm TR/TR	10 Stück
	92-07141	1,6 x 160 mm TR/TR	10 Stück
	92-07143	1,8 x 160 mm TR/TR	10 Stück
	92-07147	2,4 x 160 mm TR/TR	10 Stück
	92-07148	2,5 x 160 mm TR/TR	10 Stück
	92-07150	3,0 x 160 mm TR/TR	10 Stück
	92-07155	1,2 x 310 mm TR/TR	10 Stück
	92-07156	1,4 x 310 mm TR/TR	10 Stück
	92-07158	1,6 x 310 mm TR/TR	10 Stück
	92-07159	1,7 x 310 mm TR/TR	10 Stück
	92-07160	1,8 x 310 mm TR/TR	10 Stück
	92-07162	2,0 x 310 mm TR/TR	10 Stück
	92-07163	2,2 x 310 mm TR/TR	10 Stück

Kirschner Bohrdrähte - Trokar - Flach aus Edelstahl

Durchmesser x Länge

	92-07233	3,0 x 100 mm TR/FL	10 Stück
	92-07234	0,8 x 160 mm TR/FL	10 Stück
	92-07235	0,9 x 160 mm TR/FL	10 Stück
	92-07236	1,0 x 160 mm TR/FL	10 Stück
	92-07238	1,2 x 160 mm TR/FL	10 Stück
	92-07239	1,4 x 160 mm TR/FL	10 Stück
	92-07241	1,6 x 160 mm TR/FL	10 Stück
	92-07242	1,7 x 160 mm TR/FL	10 Stück
	92-07243	1,8 x 160 mm TR/FL	10 Stück
	92-07245	2,0 x 160 mm TR/FL	10 Stück
	92-07255	1,2 x 310 mm TR/FL	10 Stück
	92-07257	1,5 x 310 mm TR/FL	10 Stück
	92-07259	1,7 x 310 mm TR/FL	10 Stück
	92-07260	1,8 x 310 mm TR/FL	10 Stück
	92-07262	2,0 x 310 mm TR/FL	10 Stück
	92-07263	2,2 x 310 mm TR/FL	10 Stück
	92-07264	2,4 x 310 mm TR/FL	10 Stück
	92-07265	2,5 x 310 mm TR/FL	10 Stück
	92-07267	3,0 x 310 mm TR/FL	10 Stück

Kirschner Bohrdrähte - Trokar mit 15 mm Gewindeansatz - rund aus Edelstahl

REF _____ VE _____

 92-07269 Durchmesser x Länge: 10 Stück
 1,0 x 160 mm TR/RD

Kirschner Bohrdrähte - Trokar mit Längsrändel und Spezialöse aus Edelstahl

 92-07268 Durchmesser x Länge: 10 Stück
 2,4 x 430 mm TR/LR

Bohrspitze - Rund aus Edelstahl

 92-07270 Durchmesser x Länge: 10 Stück
 2,4 x 310 mm

Des Weiteren im Sortiment: Kirschner Bohrdrähte aus TITAN GRADE 5 TiAL6V4 (EU).
Bohrdrahtbehälter aus Edelstahl

 Innendurchmesser: 10 mm
 Laserbeschriftung: möglich

92-07465	Länge: 100 mm	1 Stück
92-07400	Länge: 160 mm	1 Stück
92-07466	Länge: 180 mm	1 Stück
92-07467	Länge: 200 mm	1 Stück
92-07401	Länge: 240 mm	1 Stück
92-07468	Länge: 250 mm	1 Stück
92-07402	Länge: 320 mm	1 Stück
92-07421	Länge: 440 mm	1 Stück



Bohrdrahtbehälter mit 4 Kammern aus Titan

REF

VE



Außendurchmesser: 20 mm
Laserbeschriftung: möglich

REF	Länge	VE
92-07493	Länge: 130 mm	1 Stück
92-07494	Länge: 200 mm	1 Stück
92-07495	Länge: 350 mm	1 Stück

Siebhülse aus Edelstahl für Bohrdrähte

Durchmesser: 22 mm



REF	Länge	Maschenweite	VE
92-07430	Länge: 170 mm	Maschenweite: 0,5 x 0,5 mm	1 Stück
92-07431	Länge: 200 mm	Maschenweite: 0,8 x 0,8 mm	1 Stück
92-07461	Länge: 330 mm	Maschenweite: 0,8 x 0,8 mm	1 Stück

Siebhülse aus Edelstahl mit 4 Kammern für Bohrdrähte

REF	mit Spendersystem für Bohrdrähte:	VE
92-07460	Ø 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 mm	1 Stück

Länge: 170 mm
Maschenweite: 0,5 x 0,5 mm
Innendurchmesser: 20 mm

Bohrdrahtspender aus Edelstahl

längenverstellbar, inkl. Inbusschlüssel

Drahtlänge: für 150 - 310 mm

REF	Drahtdurchmesser	VE
92-08441	Drahtdurchmesser: für 0,8 - 2,0 mm	1 Stück
92-08439	Drahtdurchmesser: für 1,4 - 3,0 mm	1 Stück

Bohrdrahtspender aus Edelstahl

REF

VE

92-08440 Drahtdurchmesser: für 0,8 - 1,4 mm
 Drahtlänge: für 150 mm
 Format: 166 x 72 x 40 mm

1 Stück


Bohrdrahtspenderset aus Edelstahl

92-08800 Set besteht aus:

- 1 x Kleinteilsieb 1/6
- 1 x Deckel für Kleinteilsieb 1/6
- 1 x Bohrdrahtspender

Drahtlänge: für 150 mm

1 Stück



Messlehre

92-07500 Durchmesser: 0,7 - 3,0 mm


1 Stück




Holzschliff-Schalen

	REF		VE
	92-09218	Format: 225 x 135 x 19 mm, Meditainer: Nr. 73	840 Stück
	92-09217	Format: 180 x 136 x 20 mm, Meditainer: Nr. 70	1200 Stück
	92-09220	Format: 180 x 90 x 19 mm, Meditainer: Nr. 65	1240 Stück
	92-09219	Format: 260 x 135 x 19 mm, Meditainer: Nr. 75	450 Stück
	92-09222	Format: 236 x 154 x 50 mm Nierenschale	300 Stück


Nierenschalen aus Polypropylen

	92-08216	blau Format: 260 x 137 x 45 mm Säure-/ Laugenbeständigkeit: nein beständig gegen heißes Wasser hitzebeständig: bis 134 °C	5 Stück
--	----------	---	---------

Einmal-Nierenschale aus Kunststoff

	92-08241	weiß Inhalt: 700 ml	100 Stück
---	----------	------------------------	-----------

Einmal-Nierenschale aus Kunststoff, einzeln steril verpackt

	92-08281	weiß Inhalt: 700 ml	35 Stück
---	----------	------------------------	----------

Schalen aus Edelstahl

hitzebeständig

92-08230	Höhe: 30 mm, Inhalt: 60 ml
92-08231	Höhe: 40 mm, Inhalt: 120 ml
92-08232	Höhe: 40 mm, Inhalt: 175 ml
92-08233	Höhe: 50 mm, Inhalt: 235 ml

2 Stück
2 Stück
2 Stück
2 Stück


Einmal-Schalen aus Kunststoff, unsteril

ineinander stapelbar
mit Graduierung
hitzebeständig: bis 134 °C

	100 ml
92-08240	transparent
92-08236	blau
92-08237	gelb
92-08238	rot
92-08239	grün

100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück

	150 ml
92-08214	transparent
92-08203	blau
92-08204	gelb
92-08205	rot

10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück



Einmal-Schalen aus Kunststoff, unsteril
REF

VE



92-08215	250 ml transparent	10 Stück
92-08206	blau	10 Stück
92-08207	gelb	10 Stück
92-08208	rot	10 Stück
92-08209	500 ml blau	10 Stück
92-08255	blau	300 Stück
92-08210	1000 ml blau	10 Stück
92-08211	3000 ml blau	1 Stück
92-08280	5000 ml blau, Durchmesser x Höhe: 350 x 130 mm	1 Stück

Einmal-Schalen aus Kunststoff, einzeln steril verpackt






	mit Graduierung hitzebeständig: bis 134 °C	
92-08227	500 ml blau	40 Stück
92-08228	1000 ml blau	35 Stück

Einmal-Schalen-Set aus Kunststoff, steril verpackt




	mit Graduierung blau	
92-08225	1 x 250 ml 2 x 500 ml	25 Sets
92-08226	2 x 250 ml 2 x 500 ml 1 x 1000 ml	35 Sets
92-08229	1 x 250 ml (blau) 1 x Spatel 175 mm (weiß)	50 Sets
92-08234	1 x 500 ml (blau) 1 x Spatel 175 mm (weiß)	40 Sets
92-08235	1 x 450 ml (blau) 1 x Spatel 175 mm (weiß)	40 Sets


Spatel zum Einmalgebrauch aus Polypropylen (PP)

REF		VE	
	sterilisierbar hitzebeständig: bis 134 °C		
92-08213	naturfarbig, Länge: 175 mm	12 Stück	
92-08212	blau, Länge: 190 mm	50 Stück	
92-08217	weiß, Länge: 160 mm	50 Stück	


Einmal-Abwurfbehälter

REF			
	gelb Deckel: transparent		
92-26011	Inhalt: 1,0 Liter Durchmesser (oben): 110 mm Durchmesser (unten): 85 mm Höhe: 150 mm	100 Stück	
92-26012	Inhalt: 1,5 Liter Durchmesser (oben): 140 mm Durchmesser (unten): 110 mm Höhe: 150 mm	60 Stück	
92-26013	Inhalt: 3,0 Liter Durchmesser (oben): 140 mm Durchmesser (unten): 120 mm Höhe: 240 mm	30 Stück	

PRObox Entsorgungsbox

REF			
92-09826	"PRObox" - Entsorgungsbehälter für gebrauchte Nadeln und Skalpellklingen mit Sicherheitsverschluss hitzebeständig: bis 134 °C	500 Stück	

Stapelkasten und Stülpedeckel, naturfarbig

REF			
92-09848	Länge x Breite x Höhe: 400 x 300 x 215 mm 18,0 Liter	1 Stück	
92-09850	Länge x Breite x Höhe: 600 x 400 x 320 mm 60,0 Liter	1 Stück	
92-09849	Stülpedeckel für REF 92-09848 Format: 400 x 300 x 215 mm	1 Stück	
92-09851	Stülpedeckel für REF 92-09850 Format: 600 x 400 x 320 mm	1 Stück	

Entsorgungsbehälter abox®

	REF		VE
	92-09879	abox® 300 (ohne Deckel) blau Länge x Breite x Höhe: 340 x 403 x 312 mm 30,0 Liter	1 Stück
	92-09880	abox® 500 (ohne Deckel) schwarz Länge x Breite x Höhe: 340 x 403 x 502 mm 50,0 Liter	1 Stück
	92-09881	Deckel für REF 92-09879 (abox® 300) und REF 92-09880 (abox® 500) gelb	1 Stück

Entsorgungsbehälter aus Polypropylen



flüssigkeitsdicht und mit Abtropfeinsatz
RDT-tauglich bis 60 °C
Deckel allseitig verschließbar

	Länge x Breite x Höhe		
92-09845	151 x 108 x 69 mm, 0,6 Liter, ohne Tragegriff		1 Stück
92-09846	151 x 108 x 117 mm, 1,0 Liter, ohne Tragegriff		1 Stück
92-09847	151 x 108 x 185 mm, 1,8 Liter, ohne Tragegriff		1 Stück
92-09816	278 x 115 x 103 mm, 2,0 Liter, ohne Tragegriff		1 Stück
92-09817	297 x 152 x 118 mm, 3,4 Liter, ohne Tragegriff		1 Stück
92-09805	301 x 188 x 94 mm, 3,6 Liter, ohne Tragegriff		1 Stück
92-09806	295 x 230 x 106 mm, 4,8 Liter, mit Tragegriff		1 Stück
92-09807	295 x 230 x 138 mm, 6,5 Liter, mit Tragegriff		1 Stück
92-09818	295 x 230 x 203 mm, 10,0 Liter, mit Tragegriff		1 Stück

Entsorgungsbehälter aus Polypropylen

REF

VE


92-09839 mit Siebeinsatz und Abtropfschale

1 Stück


blau
mit Deckel
Länge x Breite x Höhe: 890 x 200 x 145 mm
Inhalt: 12,0 Liter




Kunststoffschale aus Polypropylen

	REF		VE
	92-09838	hitzebeständig: bis 134 °C transparent Materialstärke: 800 µ Innenmaß: 305 x 230 x 20 mm	120 Stück

Schale aus Polypropylen

	92-17190	naturfarbig hitzebeständig: bis 134 °C Innenmaß: 290 x 225 x 125 mm Schale aus PP, ohne Deckel	1 Stück
---	----------	---	---------

Deckel aus Polypropylen

	92-17188	naturfarbig Format: 290 x 225 mm hitzebeständig: bis 134 °C Deckel für Schalen aus PP Deckel: geschlossen	1 Stück
---	----------	---	---------

Schmutzsiebe aus Edelstahl



		gut geeignet als Abtropfeinsatz für REF 92-17150, 17160, 17170, 17180, und 17190	
	92-08458	Format: 245 x 175 x 90 mm Maschenweite: 10,0 x 10,0 mm	1 Stück
	92-08803	mit Tragegriff Format: 245 x 175 x 90 mm Maschenweite: 3,0 x 3,0 mm	1 Stück
	92-08956	mit Tragegriffen Format: 270 x 192 x 90 mm Maschenweite: 4,2 x 4,2 mm	1 Stück

Griffinbecher aus Polypropylen

REF

VE

mit Graduierung

92-06004 Inhalt: 250 ml
 92-06005 Inhalt: 400 ml
 92-06006 Inhalt: 500 ml

6 Stück
 6 Stück
 6 Stück


Porzellan-Mensur

mit Graduierung

92-06018 Inhalt: 50 ml
 92-06003 Inhalt: 100 ml
 92-06001 Inhalt: 250 ml
 92-06002 Inhalt: 500 ml

1 Stück
 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück


Sortimentskasten z.B. für Farbperlen und Farbspiralen

transparent

92-09819 Format: 270 x 185 x 42 mm
 mit 17 Trennfächern

1 Stück



Die neue Kompaktklasse - intelligente Siegelgeräte mit Drucker

REF

VE

92-70016

hm 780 DC-V

1 Stück

Mikroprozessorgesteuerte Durchlaufsiegelgeräte mit Drucker für die Verpackung von siegelbaren Beuteln und Schläuchen (SBS) im Arzt- und Klinikbereich. Validierbarer Prozess nach DIN 58953-7:2010 und DIN EN ISO 11607-2:2006 sowie Erfüllung der daraus resultierenden Anforderungen der DGSV-Leitlinie zur Validierung des Siegelprozesses (hm 780 DC-V).



- FontMatic™ automatische Anpassung der Druckgröße an die Folienbreite
- Schnittstellenanbindung für das Prozessdokumentationssystem ht 180 PT-USB sowie Anbindung an gängige Chargen-Dokumentationssysteme (hm 780 DC-V)
- IntelligentScan™ zum einfachen Datenhandling via Barcodescanner (separat erhältlich)
- Energiesparend dank dauerbeheiztem Siegelsystem und automatischer Stand-by-Funktion (GreenTek™)

Handscanner IntelligentScan™

92-70017

hm 780 BR Barcodescanner
für das Durchlaufsiegelgerät hm 780 DC-V
(REF 70016)

1 Stück

SICHERHEIT: Die neueste Generation der hawo Durchlaufsiegelgeräte verfügt über die IntelligentScan™-Technologie und lässt sich zur noch einfacheren Handhabung vollständig mit einem Barcodescanner bedienen und so für verschiedene Verpackungsmaterialien konfigurieren. Der Scanner liest die individuell vorgegebenen Verpackungsinformationen ein und ordnet sie automatisch der entsprechenden Gerätefunktion zu.

Das Ergebnis: Der Anwender erhält nur die Informationen, die er wirklich benötigt und damit mehr Sicherheit durch intuitive Bedienung. Der Schlüssel zu diesem Plus an Sicherheit ist die dem optionalen Scanner beigefügte PC-Software hs 780 BR. Hiermit werden einmal alle notwendigen Gerätekonfigurationen, Druckdaten und komplette Druckerkonfigurationen für die individuellen Verpackungsmaterialien zentral ein- und als Barcodeliste auf einem Standarddrucker ausgegeben.



Durchlaufsiegelgerät der Generation Easy mit Schnittstelle
REF

VE

92-70015

hd 680 DEI-V

1 Stück

Die Durchlaufsiegelgeräte der neuen Produktlinie "GENERATION EASY" für die Verpackung von siegelbaren Klarsichtbeuteln und -schläuchen (SBS) in Arzt- und Zahnarztpraxen. Validierbarer Prozess nach DIN EN ISO 11607-2 sowie Erfüllung der daraus resultierenden Anforderungen der DGSV-Leitlinie zur Validierung des Siegelprozesses.

- Schnittstellenanbindung für das Prozessdokumentationssystem ht 180 PT-USB sowie Anbindung an gängige Chargen-Dokumentationssysteme
- Der Siegelprozess entspricht den Kriterien der EN 868-4/5:2009, DIN 58953-7:2010
- Ergonomische Arbeitsprozesse
- Einfache Wartung
- Energiesparend dank dauerbeheiztem Siegelssystem und automatischer Stand-by-Funktion (GreenTek™)

**Durchlaufsiegelgerät mit Drucker**


92-70018

hm 850 DC-V

1 Stück

Mikroprozessorgesteuertes Durchlaufsiegelgerät mit Drucker für die Verpackung von siegelbaren Klarsichtbeuteln und -schläuchen (SBS). Validierbarer Prozess nach DIN EN ISO 11607-2 sowie Erfüllung der daraus resultierenden Anforderungen der DGSV-Leitlinie zur Validierung des Siegelprozesses. Das Gerät entspricht den Vorgaben der DIN 58953-7:2010.

- Mikroprozessorgesteuertes Druckwerk
- Geeignet für Sterilgutverpackungen nach ISO 11607/EN 868-5, Tyvek® 1059B, 1073B und 2FS™
- Kompatibel mit dem Prozess-Dokumentationssystem ht 180 PT-USB und gängigen Sterilgut-Dokumentationssystemen



Seal Check med

REF

VE

92-70019

Testsystem zur routinemäßigen Überprüfung Ihres Durchlaufsiegelgerätes und zur Funktionsbeurteilung (OQ) im Rahmen der Prozessvalidierung nach DIN EN ISO 11607-2.

250 Stück




- Kompatibel mit allen hier aufgeführten Durchlaufsiegelgeräten.
- NEU: IntelligentScan™ kompatibel: Die Indikatoren sind mit einem Barcode ausgestattet. Beim Scannen dieses Barcodes schaltet sich das Siegelgerät hm 780 DC-V direkt in den Seal Check Modus.
- 1 Archivordner + 250 Teststreifen für Klarsichtbeutel (Papier - Folie)

92-70020

Nachfüllpack (für Klarsichtbeutel Papier - Folie)

250 Stück

92-70031

Seal Check für Tyvekbeutel (Tyvek + Folie)

250 Stück

Seal Check dent



92-70040

100 Teststreifen zur Überprüfung von Balkensiegelgeräten

100 Stück



InkCheck
 REF

VE

92-08101 Zur routinemäßigen Überprüfung von Siegelnähten, Siegelnahtdichtigkeitstest gemäß DIN EN ISO 11607-1, Anhang B, zur routinemäßigen Überprüfung Ihres Siegelgerätes.

1 Set

NEU

- konform zur DIN EN ISO 11607-1, Anhang B (ASTM F1929)
- gebrauchsfertige Ampulle mit 2 ml Indikatorlösung
- kein aufwendiges Entnehmen/Abmessen der Testflüssigkeit
- einfache Handhabung durch Twist-off Verschluss
- kein Kleckern, kein Tropfen
- geeignet für alle gängigen Papier- / Tyvek®-Verpackungen
- schnelle Auswertung (5 Sekunden je Siegelnaht)

Set besteht aus:

- 50 Ampullen à 2 ml
- Lupenkarte (REF 08529)


hawo InkTest - Testsystem zur routinemäßigen Überprüfung von Siegelnähten

92-70030 Siegelnahtdichtigkeitstest gemäß DIN EN ISO 11607-1, Anhang B zur routinemäßigen Überprüfung Ihres Siegelgerätes.

1 Stück



- Inhalt: 75 ml Flüssigkeit, 20 Pipetten
- valide Ergebnisse innerhalb von 20 Sekunden



VeriDoc - Etikettendrucker und Barcodescanner

REF		VE
92-70033	<p>Das hawo VeriDoc ist das neue Dokumentations- und Kennzeichnungssystem für die sichere und professionelle Steingutaufbereitung in Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen. Mittelpunkt des VeriDoc-Systems ist die neue PrintBox von hawo. Über diesen kompakten Printserver werden die eingelesenen Daten des ValiScan®-Barcodescanners (hawo IntelligentScan® Technologie) an den angeschlossenen ValiPrint®-Etikettendrucker übertragen und ausgedruckt. Es wird keine zusätzliche Computer-Peripherie benötigt, um wichtige Verpackungsinformationen zu erfassen und auf einem Etikett auszugeben. Auch bei ausgeschaltetem Printserver bleiben alle durch den Barcodescanner erfassten Daten erhalten, Herstellungs- und Verfallsdatum werden automatisch aktualisiert. Das VeriDoc ist die perfekte Ergänzung zu bereits vorhandenen Siegelgeräten.</p>	1 Stück
	<p>Einzeletiketten auf Rolle Rolle à: 1000 Stück</p>	
	<p>mit Dampfindikator Farbumschlag: von rosa nach braun doppelt selbstklebend</p>	
92-70034	STEAM L Format: 55 x 33 mm	1 Rolle
92-70035	STEAM XL Format: 44 x 60 mm	1 Rolle
	<p>mit Dampf- und FO-Indikator Farbumschlag: von rosa nach braun bzw. violett nach grün doppelt selbstklebend</p>	
92-70036	STEAM / FORM Format: 55 x 33 mm	1 Rolle
	<p>mit Dampf- und EO-Indikator Farbumschlag: von rosa nach braun bzw. weiß nach gelb doppelt selbstklebend</p>	
92-70037	STEAM / EO Format: 55 x 33 mm	1 Rolle
	<p>mit H₂O₂-Indikator Farbumschlag: von gelb nach blau einfach selbstklebend</p>	
92-70038	VH2O2 Format: 55 x 33 mm	1 Rolle
92-70039	Farbband schwarz inklusive Gegenkern Format: 57 mm x 74 m	1 Rolle



Impuls-Siegelgerät IS-250

REF

VE

92-70029

1 Stück

- 220 x 420 x 300 mm
- max. Siegelbreite: 250 mm
- Siegelnahtbreite: 8 mm
- Nicht geeignet zum Versiegeln von Seitenfaltenbeuteln und -rollen.
- Benutzerfreundliches ökonomisches Siegelgerät für den täglichen Gebrauch. Konstanter Anpressdruck, keine Aufwärmzeit. Siegeltechnik nach DIN 58953-7.
- Automatisches Siegelzeitsystem mit einstellbarer Siegeldauer und akustischem Alarm sowie Signallampe. Eingebauter Rollenhalter mit Rundmesser-Schneidevorrichtung.
- Sicherheit getestet und freigegeben durch EN, VDE. Schlagwächter für sicheren Transport.

**Foliensiegelgerät "The Euroseal"**

92-70021

Maße: 440 x 200/420 x 300/390 mm,
mit Halterung für 3 Rollen



1 Stück




Einmalknopfkanülen aus Kunststoff, zur topischen Wundspülung, steril verpackt

REF


VE

		Arbeitslänge: 35 mm Gesamtlänge: 45 mm Innendurchmesser: 0,8 mm	
	92-05004	200 Stück PZN 02435819	200 Stück
	92-05053	50 Stück PZN 02497826	50 Stück
	92-05023	21 Stück PZN 02497832	21 Stück
		Arbeitslänge: 60 mm Gesamtlänge: 70 mm Innendurchmesser: 0,8 mm	
	92-05000	150 Stück PZN 04954268	150 Stück
	92-05050	50 Stück PZN 04954274	50 Stück
	92-05021	21 Stück PZN 04954280	21 Stück
		Arbeitslänge: 80 mm Gesamtlänge: 100 mm Innendurchmesser: 1,0 mm	
	92-05002	150 Stück PZN 00424680	150 Stück
	92-05052	50 Stück PZN 00425260	50 Stück
	92-05022	21 Stück PZN 00426466	21 Stück




Einmalkanülen aus Kunststoff, zur topischen Wundspülung, stumpf, steril verpackt

		Arbeitslänge: 75 mm Gesamtlänge: 90 mm Innendurchmesser: 1,0 mm	
	92-05006	150 Stück PZN 01673540	150 Stück
	92-05056	50 Stück PZN 01674479	50 Stück
	92-05026	21 Stück PZN 01674485	21 Stück
			

Einmalkanülen aus Kunststoff, zur topischen Wundspülung, stumpf, steril verpackt

		Arbeitslänge: 35 mm Gesamtlänge: 55 mm Innendurchmesser: 0,8 mm	
	92-05008	200 Stück PZN 11161723	200 Stück
	92-05058	50 Stück PZN 11161717	50 Stück
	92-05028	21 Stück PZN 11161700	21 Stück


Einmalknopfkanülen aus Kunststoff, zur topischen Wundspülung, unsteril

REF		VE	
92-05005	Arbeitslänge: 35 mm Gesamtlänge: 45 mm Innendurchmesser: 0,8 mm	200 Stück	
92-05001	Arbeitslänge: 60 mm Gesamtlänge: 70 mm Innendurchmesser: 0,8 mm	150 Stück	
92-05003	Arbeitslänge: 80 mm Gesamtlänge: 100 mm Innendurchmesser: 1,0 mm	150 Stück	


Einmalkanülen aus Kunststoff, zur topischen Wundspülung, stumpf, unsteril

92-05007	Arbeitslänge: 75 mm Gesamtlänge: 90 mm Innendurchmesser: 1,0 mm	150 Stück	
----------	---	-----------	---


Einmalkanülen aus Kunststoff, zur topischen Wundspülung, stumpf, unsteril

92-05009	Arbeitslänge: 35 mm Gesamtlänge: 55 mm Innendurchmesser: 0,8 mm	200 Stück	 
----------	---	-----------	---


Einmalknopfkanülen aus Metall, steril verpackt

92-05013	Arbeitslänge: 80 mm Außendurchmesser: 0,8 mm Außendurchmesser Knopf: 1,4 mm Gesamtlänge: 95 mm Innendurchmesser: 0,4 mm	100 Stück	
92-05011	Arbeitslänge: 100 mm Außendurchmesser: 1,0 mm Außendurchmesser Knopf: 1,6 mm Gesamtlänge: 115 mm	100 Stück	

Einmalkanülen aus Metall, stumpf, steril verpackt

	REF		VE
		Arbeitslänge: 80 mm Gesamtlänge: 95 mm	
	92-05016	Außendurchmesser: 1,5 mm	100 Stück
	92-05036	Außendurchmesser: 2,5 mm	100 Stück
	92-05035	Außendurchmesser: 2,8 mm	100 Stück

Einmalkanülen aus Metall, gekrümmt, stumpf, steril verpackt

	92-05030	Arbeitslänge: 100 mm Außendurchmesser: 0,6 mm (23G) Gesamtlänge: 115 mm	100 Stück
	92-05031	Arbeitslänge: 100 mm Außendurchmesser: 0,8 mm (21G) Gesamtlänge: 115 mm	100 Stück
	92-05032	Arbeitslänge: 80 mm Außendurchmesser: 1,0 mm (19G) Gesamtlänge: 95 mm	100 Stück
	92-05033	Arbeitslänge: 90 mm Außendurchmesser: 1,0 mm (19G) Gesamtlänge: 105 mm	100 Stück
	92-05034	Arbeitslänge: 90 mm Außendurchmesser: 1,5 mm (17G) Gesamtlänge: 105 mm	50 Stück
	92-05042	Arbeitslänge: 80 mm Außendurchmesser: 1,6 mm (14G) Gesamtlänge: 95 mm	50 Stück
	92-05043	Arbeitslänge: 80 mm Außendurchmesser: 1,8 mm (13G) Gesamtlänge: 95 mm	50 Stück
	92-05044	Arbeitslänge: 80 mm Außendurchmesser: 2,0 mm (12G) Gesamtlänge: 95 mm	50 Stück
	92-05045	Arbeitslänge: 80 mm Außendurchmesser: 2,4 mm Gesamtlänge: 95 mm	50 Stück

Entsorgungspad, durchstichsicher, einzeln steril verpackt

REF

VE

Zum sicheren Abwurf und zur Entsorgung von benutzten scharfen, chirurgischen Gegenständen wie Nadeln, Klingen und anderen Kleinteilen. Die Klebeflächen sorgen für einen sicheren Halt der Gegenstände und verschließen die Pads dauerhaft, wenn diese zusammengefasst werden.

92-26304

Format: 145 x 120 mm

200 Stück


Nadelzähler / Abwurfboxen, einzeln steril verpackt

92-26208

 mit Magnet und Schaumstoffeinlage
20-fach

100 Stück

92-26209

 mit 2 Magneten
20-fach

100 Stück


MagnoMat - magnetische OP-Matte

Zum sicheren Ablegen, Übergeben und Organisieren von Instrumenten (aus Metall) im OP. Das Risiko von Schnitt- und Stichverletzungen wird vermindert.

92-300-400

Format: 300 x 400 mm

3 Stück


Einweg-Handwaschbürsten "Surgical Scrub" mit Schwamm und Nagelreiniger, steril verpackt

- mit Schwamm und Nagelreiniger
- inkl. Klettband zur Wandmontage
- 40 Stück / Spender ohne Reinigungsmittel

92-09391

240 Stück



Einweg-Handwaschbürsten "Medi-Scrub" mit Schwamm und Nagelreiniger, steril verpackt

REF

VE



- mit Schwamm und Nagelreiniger
- 25 Stück / Spender

92-09323	ohne Reinigungsmittel	375 Stück
92-09337	mit Jodlösung 1,1%	375 Stück
92-09367	mit Chlorhexidinlösung 4%	375 Stück

Bürstenspender-Halterung aus Edelstahl für Medi-Scrub-Spenderkarton (REF 92-09323, 92-09337, 92-09367)


92-09347	für Einweg-Handwaschbürste "Medi-Scrub"	1 Stück
----------	---	---------

Bürstenspender-Halterung aus Edelstahl für Einweg-Handwaschbürste (REF 92-09391)


92-09203	Material: Edelstahl	1 Stück
----------	---------------------	---------

Handwaschbürsten unsteril (nicht für die Bürstenspender REF 92-09329 und 92-09330 geeignet)


92-09321	hitzebeständig: bis 134 °C RDT-tauglich: nein Borstenhärte: mittel Bürstengriff: mit stabilem Hohlgriff	14 Stück
----------	--	----------

Handwaschbürsten unsteril

REF

VE

hitzebeständig: bis 134 °C
 RDT-tauglich: nein
 Borstenhärte: weich
 Bürstengriff: mit stabilem Hohlgriff und integrierter Nagelbürste

92-09357 nicht geeignet für Bürstenspender
 REF 92-09329 und 92-09330

14 Stück



92-09327 geeignet für Bürstenspender
 REF 92-09329 und 92-09330

12 Stück

Handwaschbürsten unsteril (geeignet für Bürstenspender REF 92-09329 und 92-09330)

92-09328 hitzebeständig: bis 134 °C
 RDT-tauglich: nein
 Borstenhärte: weich
 Bürstengriff: offen

6 Stück


Bürstenspender aus Edelstahl für REF 92-09327 und 92-09328

mit Befestigungsschrauben

92-09329 Format: 543 x 75 x 130 mm
 für 12 Bürsten REF 92-09327
 oder 18 Bürsten REF 92-09328

1 Stück

92-09330 Format: 695 x 75 x 130 mm
 für 16 Bürsten REF 92-09327
 oder 24 Bürsten REF 92-09328

1 Stück


Sicherheitsnadeln, steril verpackt

zu 2 Stück steril verpackt
 50 x 2 Stück / Box

92-06007 Länge: 25 mm
 92-06008 Länge: 38 mm
 92-06009 Länge: 50 mm

1 Box
 1 Box
 1 Box



REF VE

Loops-Gefäß-Schlingen, 10 x 2 Silikonbänder à 45 cm, Mini, steril verpackt



		Bänder / Box: 20 Stück Format: 1,5 x 1,0 mm Länge: 45 cm Querschnitt: oval	
92-41210	blau		1 Box
92-41220	rot		1 Box
92-41230	weiß		1 Box
92-41240	gelb		1 Box

Loops-Gefäß-Schlingen, 10 x 2 Silikonbänder à 45 cm, Maxi, steril verpackt



		Bänder / Box: 20 Stück Format: 2,5 x 1,0 mm Länge: 45 cm Querschnitt: oval	
92-41110	blau		1 Box
92-41120	rot		1 Box
92-41130	weiß		1 Box
92-41140	gelb		1 Box

Loops-Gefäß-Schlingen, 10 x 2 Silikonbänder à 45 cm, Super-Maxi - blau, steril verpackt



		Bänder / Box: 20 Stück Format: 5,0 x 1,5 mm Länge: 45 cm Querschnitt: oval	
92-41000	blau		1 Box

Instrumentenpolster, zum Einmalgebrauch, steril verpackt

REF		VE
	<p>Zum Schützen, Markieren und Auffinden von Nähten - Der Einsatz von Instrumentenpolstern wird in vielen chirurgischen Bereichen empfohlen, in denen dünne und empfindliche Nahtmaterialien verwendet werden. Die Instrumentenpolster schützen feine Nahtmaterialien vor Beschädigungen. Durch die farbliche Gestaltung der Instrumentenpolster wird das Auffinden der markierten Nähte erleichtert.</p>	
92-42020	gelb / Standard 5 Trays à 5 Paar 50 Stück / Box	1 Box
92-42021	pink / groß 5 Trays à 5 Paar 50 Stück / Box	1 Box
92-42022	rot / Standard 5 Trays à 5 Paar 50 Stück / Box	1 Box
92-42023	blau / Standard 5 Trays à 5 Paar 50 Stück / Box	1 Box
92-42024	weiß / Standard 5 Trays à 5 Paar 50 Stück / Box	1 Box
92-42025	sortiert (gelb, rot, weiß, blau) / Standard 5 Trays à 5 Paar 50 Stück / Box	1 Box
92-42028	gelb / Standard 5 Trays à 3 Paar 30 Stück / Box	1 Box



Klemmpolster aus Silikon, steril verpackt
 REF

VE



Länge: 125 mm

92-42001	Inhalt / Box: 40 Polster, 1/10" Mini / rot	1 Box
92-42002	Inhalt / Box: 40 Polster, 2/10" Midi / weiß	1 Box
92-42003	Inhalt / Box: 20 Polster, 3/10" Maxi / blau	1 Box

Tragetasche für Patienteneigentum


92-03016	4-sprachig: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch	250 Stück
----------	---	-----------

mit Aufdruck: PATIENTENEIGENTUM / PATIENTS PROPERTY / AFFAIRES PERSONNELLES DU PATIENT / EFFETTI PERSONALI DEL PAZIENTE -
 Name / name / nom / nome: - Adresse / address / adresse / indirizzo: - Zimmer / room / chambre / camera:

Format: 585 x 605 x 0,05 mm

Material: LDPE

Klappenbeutel für Patienteneigentum


92-03018	mit Aufdruck: ACHTUNG! - Patienten-Eigentum - Name: - Vorname: - Straße: - Ort: - Zi.-Nr.:	1000 Stück
----------	--	------------

mit Dauerklebung

Format: 200 x 300 + 50 mm Klappe

Material: LDPE

Klappenbeutel für Wertsachen


92-03038	4-sprachig: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch	1000 Stück
----------	---	------------

schwarz


mit Aufdruck: ACHTUNG WERTSACHEN / ATTENTION VALUABLES / ATTENTION OBJETS DE VALEUR / ATTENZIONE OGGETTI DI VALORE

mit Dauerklebung


Format: 200 x 300 + 50 mm Klappe

Material: LDPE


Klappenbeutel für Zahnprothesen

REF		VE	
92-03021	4-sprachig: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch gelb mit Aufdruck: Achtung: Zahnprothese / Attention: dental prothesis / Attention: prothèse dentaire / Attenzione: protesi dentaria - NAME / NAME / NOM / COGNOME - ADRESSE / ADDRESS / ADRESSE / INDIRIZZO mit Dauerklebung Format: 165 x 240 x 45 mm Klappe Material: LDPE	500 Stück	


Klappenbeutel für Zahnprothesen, Hörgeräte, Brillen

	rot mit Aufdruck: Zahnprothese, Hörgerät, Brille - Name - Adresse mit Dauerklebung Material: LDPE		
92-03048	Format: 165 x 240 x 45 mm Klappe	500 Stück	
92-03059	Format: 200 x 315 x 45 mm Klappe	500 Stück	


Abwurfbeutel

92-09093	mit dampfsterilisationsfester Leimung hitzebeständig: bis 140 °C ohne Aufdruck Format: 190 + 105 x 275 mm Material: einseitig glattes, gebleichtes Kraftpapier 80 g/m ²	450 Stück	
----------	--	-----------	---


Abfallbeutel

92-09094	weiß eingefärbt mit rückseitigem Klebestreifen Format: 220 x 240 + 40 mm Klappe Material: LDPE	1000 Stück	
----------	---	------------	---


Lampengriffüberzug, starr

	REF		VE
	92-06014	einzel steril verpackt, 24 Stück / Box	1 Box

Lampengriffüberzug, flexibel


	92-06015	einzel steril verpackt, 100 Stück / Box	1 Box
	92-06016	2 Stück steril verpackt, 80 x 2 Stück / Box	1 Box
	92-06017	3 Stück steril verpackt, 80 x 3 Stück / Box	1 Box

Aufsteller mit Text "TEAM TIME OUT"

	92-04217	unsteril verpackt	75 Stück
	92-04220	steril verpackt	50 Stück

Aufdruck: Team Time out
 Format: 270 x 70 mm
 Material: hitzebeständiger Karton

Aufsteller aus Edelstahl, unsteril verpackt

	92-20435	Aufdruck: Team Time out	1 Stück
	92-20436	Aufdruck: ohne	1 Stück
	92-00093	Beschriftung 1-zeilig	1 Stück
	92-00094	Beschriftung 2-zeilig	1 Stück

Format: 140 x 60 x 53 mm
 Oberfläche: seidenmatt glänzend gebürstet

Einmal-Kopfkissenbezug aus CPE

REF		VE
-----	--	----


92-26009	blau Format: 60 x 60 cm	250 Stück
----------	----------------------------	-----------


Bettenanhänger

92-09210	mit 2 abgeschrägten Ecken, Metallöse und eingeknoteter Gummikordel Aufdruck: ohne Format: 58 x 110 mm	750 Stück
----------	---	-----------


Bettenkennzeichnungsschild

92-09141	Block à 100 Blatt Format: 105 x 58 mm	100 Blöcke
----------	--	------------


Einmal ERCP-Trolley Ablagetasche, steril verpackt

	mit rückseitigem Klebestreifen zum Fixieren Format: 750 x 900 mm	
92-26041	mit 3 Unterteilungen, transparent auf einem Viscosevlies	10 Stück
92-26042	mit 4 Unterteilungen, transparent auf einem Viscosevlies	10 Stück



Fixierhand aus Edelstahl

REF

VE



92-20600

"Bleihand ohne Blei"

1 Stück

hitzebeständig
mehrfach verwend- und verbiegbare**Silikonring Ø 18 x 3,5 mm, passend zur Fixierhand aus Edelstahl (REF 92-20600)**

92-09611

hitzebeständig
Format: 18 mm Ø x 3,5 mm

25 Stück






Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Ausgabe 1015

ZUBEHÖR FÜR ZSVA ACCESSORIES FOR CSSD



Ermis®



Ermis MedTech GmbH
Dornierstraße 49
78532 Tuttlingen
Tel: +49 (0) 7461/964857-0
Fax: +49 (0) 7461/964857-99
info@ermis-medizintechnik.de



V05

www.ermis-medizintechnik.de

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
Reprinting even partially is not allowed.